

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
09.08.2013	29.10.2012	Alps	Space	HdO	259-11228	129	54	20	nein	nein	ja	nein	nein	4

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
11.06.2019	21.04.2016	audifon	sino P	HdO	259-17867	137	76	22	nein	ja	nein	ja	ja	4
11.06.2019	19.04.2016	audifon	kami P	HdO	259-17866	137	76	22	nein	ja	nein	ja	ja	4
22.12.2016	05.10.2016	audifon	kami CIC	CIC	259-15127	112	49	28	nein	nein	ja	Nein	nein	4
22.12.2016	05.10.2016	audifon	kami ITE V60	IdO	259-15126	119	62	28	nein	nein	ja	ja	ja	4
22.12.2016	05.10.2016	audifon	rega CIC	CIC	259-15125	112	49	28	nein	nein	ja	Nein	nein	4
22.12.2016	05.10.2016	audifon	rega ITE V60	IdO	259-15124	119	62	28	nein	nein	ja	ja	ja	4
21.12.2016	19.04.2016	audifon	sino S	HdO	259-15096	137	70	18	nein	ja	ja	ja	ja	4
21.12.2016	19.04.2016	audifon	sino R	HdO	259-15095	124	60	25	nein	nein	ja	ja	ja	4
21.12.2016	19.04.2016	audifon	kami S	HdO	259-15094	137	70	18	nein	ja	ja	ja	ja	4
21.12.2016	19.04.2016	audifon	kami R	HdO	259-15093	124	60	25	nein	nein	ja	ja	ja	4
21.12.2016	01.08.2016	audifon	rega P	HdO	259-15092	137	76	22	nein	ja	ja	ja	ja	4
21.12.2016	01.08.2016	audifon	rega S	HdO	259-15091	137	70	18	nein	ja	ja	ja	ja	4
21.12.2016	01.08.2016	audifon	rega R	HdO	259-15090	124	60	25	nein	nein	ja	ja	ja	4
18.03.2016	18.05.2015	audifon	faro P	HdO	259-14359	136	75	13	ja	ja	ja	ja	ja	4
09.10.2015	15.07.2014	audifon	saga IS	IdO	259-13830	120	57	26	nein	nein	nein	ja	ja	4
09.10.2015	15.07.2014	audifon	saga S+	HdO	259-13829	135	70	14	nein	nein	ja	ja	ja	4
09.10.2015	15.07.2014	audifon	saga R	RITE	259-13828	122	58	19	nein	nein	ja	ja	ja	4
09.10.2015	15.07.2014	audifon	libra IS	IdO	259-13827	120	57	26	nein	nein	nein	ja	ja	4
09.10.2015	15.07.2014	audifon	libra S+	HdO	259-13826	135	70	14	nein	nein	ja	ja	ja	4
09.10.2015	15.07.2014	audifon	libra R	RITE	259-13825	122	58	19	nein	nein	ja	ja	ja	4
09.10.2015	18.05.2015	audifon	via pro S+	HdO	259-13824	135	68	12	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.10.2015	18.05.2015	audifon	via pro R	RITE	259-13823	122	59	19	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.10.2015	18.05.2015	audifon	faro S+	HdO	259-13822	135	68	12	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.10.2015	04.11.2014	audifon	faro R	RITE	259-13821	122	58	19	ja	nein	ja	ja	ja	4
04.12.2013	12.08.2013	audifon	libra XS	HdO	259-11642	131	65	15	ja	ja	ja	ja	ja	4
04.12.2013	12.08.2013	audifon	saga XS	HdO	259-11641	131	65	15	nein	ja	ja	ja	ja	4
08.05.2013	04.09.2008	audifon	Switch 8	HdO	259-11009	114	56	12	nein	nein	nein	nein	nein	4
07.12.2012	22.08.2012	audifon	vico M, vico M TRT	HdO	259-10527	130	69	16	nein	ja	ja	ja	nein	3
07.12.2012	28.08.2012	audifon	vico S, vico S TRT	HdO	259-10526	131	62	10	nein	ja	ja	ja	nein	3
07.12.2012	22.08.2012	audifon	vico IS P	IdO	259-10525	131	74	22	nein	nein	nein	opt	nein	3
07.12.2012	22.08.2012	audifon	vico IS, vico IS TRT	IdO	259-10524	121	54	29	nein	nein	nein	opt	nein	3
07.12.2012	22.08.2012	audifon	vico CIC P	CIC	259-10523	131	74	20	nein	nein	nein	nein	nein	3
07.12.2012	22.08.2012	audifon	vico CIC, vico CIC TRT	CIC	259-10522	117	49	27	nein	nein	nein	nein	nein	3
02.01.2012	18.07.2011	audifon	eox M TRT	HdO	259-09655	132	71	11	ja	ja	ja	ja	ja	4
02.01.2012	01.09.2011	audifon	eox S TRT	HdO	259-09654	130	65	12	ja	ja	ja	ja	ja	4
02.01.2012	18.07.2011	audifon	eox M	HdO	259-09653	132	71	11	ja	ja	ja	ja	ja	4
02.01.2012	01.09.2011	audifon	eox S	HdO	259-09652	130	65	12	ja	ja	ja	ja	ja	4
14.11.2011	10.10.2011	audifon	via IS+	IdO	259-09429	122	61	14	BI/CROS	nein	nein	ja	nein	4
14.11.2011	01.09.2011	audifon	via S	HdO	259-09428	129	65	12	BI/CROS	nein	ja	ja	nein	4
14.11.2011	02.08.2010	audifon	saga pico	IdO	259-09427	115	42	16	nein	nein	nein	nein	nein	1
01.07.2011	19.01.2011	audifon	via M	HdO	259-09167	132	70	12	BI/CROS	nein	ja	ja	nein	4
01.04.2011	08.04.2011	audifon	prado S	HdO	259-09101	130	65	12	nein	ja	ja	nein	ja	4
01.04.2011	08.04.2011	audifon	prado R	miniHdO	259-09100	111	56	14	nein	nein	ja	nein	ja	4
01.04.2011	29.03.2011	audifon	elia S	HdO	259-09080	130	65	12	nein	ja	ja	nein	ja	4

01.04.2011	29.03.2011	audifon	elia M	HdO	259-09079	132	72	12	nein	ja	ja	ja	ja	4
01.04.2011	28.03.2011	audifon	prado CIC	CIC	259-09078	121	50	20	nein	nein	nein	nein	nein	4
01.04.2011	28.03.2011	audifon	prado CIC P	CIC	259-09077	132	73	10	nein	nein	nein	nein	nein	4
01.04.2011	28.03.2011	audifon	prado IS	IdO	259-09076	118	53	30	nein	nein	nein	opt	ja	4
01.04.2011	28.03.2011	audifon	prado IS P	IdO	259-09075	130	69	9	nein	nein	nein	nein	ja	4
01.04.2011	28.03.2011	audifon	prado M	HdO	259-09074	132	72	12	nein	ja	ja	ja	ja	4
01.04.2011	04.03.2011	audifon	elia IS P	IdO	259-09005	130	69	9	nein	nein	nein	nein	nein	4
01.04.2011	04.03.2011	audifon	elia IS	IdO	259-09004	118	53	30	nein	nein	nein	opt	nein	4
01.04.2011	04.03.2011	audifon	elia CIC P	CIC	259-09003	132	73	10	nein	nein	nein	nein	nein	4
01.04.2011	04.03.2011	audifon	elia CIC	CIC	259-09002	121	50	20	nein	nein	nein	nein	nein	4
01.07.2010	10.02.2010	audifon	arriva S+	HdO	259-08535	129	67	16	nein	ja	ab 1.1.2012	ja	nein	
01.07.2010	10.02.2010	audifon	arriva S	HdO	259-08534	129	67	16	nein	nein	ab 1.1.2012	ja	nein	
01.07.2010	10.02.2010	audifon	arriva M	HdO	259-08533	135	67	13	nein	ja	ab 1.1.2012	ja	nein	
01.10.2010	10.02.2010	audifon	avero S	HdO	259-08532	129	63	19	nein	nein	ab 1.1.2012	ja	nein	
01.07.2010	24.03.2010	audifon	arriva CIC	CIC	259-08530	121	50	18	nein	nein	nein	nein	nein	4
01.07.2010	24.03.2010	audifon	arriva IS	IdO	259-08529	121	53	19	nein	nein	nein	opt	nein	4
01.04.2011	10.09.2009	audifon	elia R	mini-HdO	259-08161	111	56	14	nein	nein	ja	nein	ja	4
01.04.2007	06.03.2007	audifon	loon+	miniHdO	259-06586	131	53	32	nein	nein	nein	nein	nein	4
01.01.2007	05.09.2006	audifon	loon	miniHdO	259-06505	131	53	32	nein	nein	nein	nein	nein	2
01.07.2006	15.06.2006	audifon	avacio S+	HdO	259-06305	128	62	20	nein	ja	ab 1.1.2012	ja	ja	
01.07.2006	15.06.2006	audifon	avacio S	HdO	259-06304	128	62	20	nein	nein	ab 1.1.2012	ja	ja	

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
17.09.2019	23.04.2018	Audio Service	Sun TL12 G5	RIC	259-18211	127	66	21	ja	nein	ja	optional	ja	6
19.09.2019	12.03.2018	Audio Service	Ida TL4 G4	IdO	259-18210	118	48	20	optional	nein	nein	Nein	nein	4
19.09.2019	12.03.2018	Audio Service	Ida TL6 G4	IdO	259-18209	118	48	20	optional	nein	nein	Nein	nein	4
17.09.2019	06.11.2018	Audio Service	Ida BT TL8 G5	IdO	259-18208	119 (2cc)	60 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	nein	Nein	ja	6
17.09.2019	06.11.2018	Audio Service	Ida BT TL12 G5	IdO	259-18207	119 (2cc)	60 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	nein	Nein	ja	6
17.09.2019	06.11.2018	Audio Service	Ida BT TL16 G5	IdO	259-18206	119 (2cc)	60 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	nein	Nein	ja	6
17.09.2019	16.03.2018	Audio Service	Sina TL4 G4	CIC	259-18205	115	50	24	optional	nein	nein	Nein	optional	4
24.09.2019	16.03.2018	Audio Service	Sina TL6 G4	CIC	259-18204	115	50	24	optional	nein	nein	Nein	optional	4
17.09.2019	06.11.2018	Audio Service	Sina TL8 G5	CIC	259-18203	119 (2cc)	59 (2cc)	18 (2cc)	optional	nein	nein	Nein	optional	6
17.09.2019	06.11.2018	Audio Service	Sina TL12 G5	CIC	259-18202	119 (2cc)	59 (2cc)	18 (2cc)	optional	nein	nein	Nein	optional	6
17.09.2019	06.11.2018	Audio Service	Sina TL16 G5	CIC	259-18201	119 (2cc)	59 (2cc)	18 (2cc)	optional	nein	nein	Nein	optional	6
17.09.2019	16.03.2018	Audio Service	Icon TL4 G4	IIC	259-18200	115	49	23	optional	nein	nein	Nein	nein	4
17.09.2019	16.03.2018	Audio Service	Icon TL6 G4	IIC	259-18199	115	49	23	optional	nein	nein	Nein	nein	4
17.09.2019	06.11.2018	Audio Service	Icon TL8 G5	IIC	259-18198	112 (2cc)	48 (2cc)	18 (2cc)	optional	nein	nein	Nein	optional	6
17.09.2019	06.11.2018	Audio Service	Icon TL12 G5	IIC	259-18197	112 (2cc)	48 (2cc)	18 (2cc)	optional	nein	nein	Nein	optional	6
17.09.2019	06.11.2018	Audio Service	Icon TL16 G5	IIC	259-18196	112 (2cc)	48 (2cc)	18 (2cc)	optional	nein	nein	Nein	optional	6
17.09.2019	16.02.2018	Audio Service	quiX TL4 G4	IdO (Instant)	259-18195	117	51	21	ja	nein	nein	Nein	nein	4
17.09.2019	16.02.2018	Audio Service	quiX TL6 G4	IdO (Instant)	259-18194	117	51	21	ja	nein	nein	Nein	nein	4
17.09.2019	06.11.2018	Audio Service	quiX TL8 G5	IdO (Instant)	259-18193	109 (2cc)	46 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	nein	Nein	optional	6
17.09.2019	06.11.2018	Audio Service	quiX TL12 G5	IdO (Instant)	259-18192	109 (2cc)	46 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	nein	Nein	optional	6
17.09.2019	06.11.2018	Audio Service	quiX TL16 G5	IdO (Instant)	259-18191	109 (2cc)	46 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	nein	Nein	optional	6
17.09.2019	20.05.2019	Audio Service	Duo Li-Ion TL4 G5	HdO	259-18190	128 (2cc)	55 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
17.09.2019	20.05.2019	Audio Service	Duo Li-Ion TL6 G5	HdO	259-18189	128 (2cc)	55 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
17.09.2019	02.01.2019	Audio Service	Duo Li-Ion TL8 G5	HdO	259-18188	128 (2cc)	55 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
17.09.2019	02.01.2019	Audio Service	Duo Li-Ion TL12 G5	HdO	259-18187	128 (2cc)	55 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
17.09.2019	02.01.2019	Audio Service	Duo Li-Ion TL16 G5	HdO	259-18186	128 (2cc)	55 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
17.09.2019	16.03.2018	Audio Service	P TL4 G4	HdO	259-18185	136	77	14	ja	optional	ja	ja	ja	4
17.09.2019	16.03.2018	Audio Service	P TL6 G4	HdO	259-18184	136	77	14	ja	optional	ja	ja	ja	4
17.09.2019	07.11.2018	Audio Service	P TL8 G5	HdO	259-18183	129 (2cc)	69 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	optional	ja	6
17.09.2019	07.11.2018	Audio Service	P TL12 G5	HdO	259-18182	129 (2cc)	69 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	optional	ja	6
17.09.2019	07.11.2018	Audio Service	P TL16 G5	HdO	259-18181	129 (2cc)	69 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	optional	ja	6
17.09.2019	08.03.2018	Audio Service	Duo TL4 G4	HdO	259-18180	133	60	16	ja	optional	ja	ja	ja	4
17.09.2019	08.03.2018	Audio Service	Duo TL6 G4	HdO	259-18179	133	60	16	ja	optional	ja	ja	ja	4
17.09.2019	23.04.2018	Audio Service	Duo TL8 G5	HdO	259-18178	136	61	16	ja	nein	ja	optional	ja	6
17.09.2019	23.04.2018	Audio Service	Duo TL12 G5	HdO	259-18177	136	61	16	ja	nein	ja	optional	ja	6
17.09.2019	23.04.2018	Audio Service	Duo TL16 G5	HdO	259-18176	136	61	16	ja	nein	ja	optional	ja	6
17.09.2019	20.05.2019	Audio Service	Mood Li-Ion TL4 G5	RIC	259-18175	119 (2cc)	63 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
24.09.2019	17.06.2019	Audio Service	Mood Li-Ion TL6 G5	RIC	259-18174	119 (2cc)	63 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
17.09.2019	06.11.2018	Audio Service	Mood Li-Ion TL8 G5	RIC	259-18173	119 (2cc)	63 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
17.09.2019	06.11.2018	Audio Service	Mood Li-Ion TL12 G5	RIC	259-18172	119 (2cc)	63 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
17.09.2019	06.11.2018	Audio Service	Mood Li-Ion TL16 G5	RIC	259-18171	119 (2cc)	63 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
17.09.2019	23.04.2018	Audio Service	Sun TL8 G5	RIC	259-18170	127	66	21	ja	nein	ja	optional	ja	6
17.09.2019	23.04.2018	Audio Service	Sun TL16 G5	RIC	259-18169	127	67	21	ja	nein	ja	optional	ja	6
17.09.2019	06.02.2018	Audio Service	Mood TL4 G4	RIC	259-18168	127	69	21	ja	nein	ja	ja	ja	4

17.09.2019	06.02.2018	Audio Service	Mood TL6 G4	RIC	259-18167	127	69	21	ja	nein	ja	ja	ja	4
17.09.2019	23.04.2018	Audio Service	Mood TL8 G5	RIC	259-18166	127	69	21	ja	nein	ja	Nein	ja	6
16.09.2019	23.04.2018	Audio Service	Mood TL12 G5	RIC	259-18165	127	69	21	ja	nein	ja	Nein	ja	6
16.09.2019	23.04.2018	Audio Service	Mood TL16 G5	RIC	259-18164	127	68	21	ja	nein	ja	Nein	ja	6
16.09.2019	06.02.2018	Audio Service	Rixx TL4 G4	RIC	259-18163	118	58	22	nein	nein	ja	Nein	ja	4
19.09.2019	06.02.2018	Audio Service	Rixx TL6 G4	RIC	259-18162	118	58	22	nein	nein	ja	Nein	ja	4
16.09.2019	06.11.2018	Audio Service	Rixx TL8 G5	RIC	259-18161	112 (2cc)	52 (2cc)	19 (2cc)	nein	nein	ja	Nein	ja	6
16.09.2019	06.11.2018	Audio Service	Rixx TL12 G5	RIC	259-18160	112 (2cc)	52 (2cc)	19 (2cc)	nein	nein	ja	Nein	ja	6
16.09.2019	06.11.2018	Audio Service	Rixx TL16 G5	RIC	259-18159	112 (2cc)	52 (2cc)	19 (2cc)	nein	nein	ja	Nein	ja	6
14.11.2011	04.10.2010	Audio Service	Bizz 8 P	HdO	259-09555	128	68	20	ja	ja	ja	ja	ja	4
14.11.2011	06.12.2010	Audio Service	Bizz 8 DUO	HdO	259-09554	134	63	18	ja	ja	ja	ja	ja	4
14.11.2011	06.12.2010	Audio Service	Bizz 8 XS	HdO	259-09553	127	52	19	ja	ja	ja	nein	ja	4
14.11.2011	04.10.2010	Audio Service	Bizz 12 P	HdO	259-09552	128	68	20	ja	ja	ja	ja	ja	5
14.11.2011	04.10.2010	Audio Service	Bizz 12 DUO	HdO	259-09551	134	63	18	ja	ja	ja	ja	ja	5
14.11.2011	04.10.2010	Audio Service	Bizz 12 XS	HdO	259-09550	127	52	19	ja	ja	ja	nein	ja	5
14.11.2011	23.11.2010	Audio Service	Magixx 16 P	HdO	259-09549	128	66	20	ja	ja	ja	ja	ja	5
14.11.2011	24.11.2010	Audio Service	Magixx 16 DUO	HdO	259-09548	133	63	18	ja	ja	ja	ja	ja	5
14.11.2011	24.11.2010	Audio Service	Magixx 16 XS	HdO	259-09547	127	52	19	ja	ja	ja	nein	ja	5
14.11.2011	07.10.2010	Audio Service	Mood 8	HdO	259-09546	109	41	19	ja	ja	ja	nein	ja	4
14.11.2011	07.10.2010	Audio Service	Mood 12	HdO	259-09545	109	41	19	ja	ja	ja	nein	ja	5
14.11.2011	27.04.2010	Audio Service	Mood 16	HdO	259-09544	109	41	19	ja	ja	ja	nein	ja	5

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
21.03.2014	14.12.2012	auric	iMio 8	IdO	259-11997	111	37	33	nein	nein	nein	Nein	nein	4
21.03.2014	06.11.2012	auric	iMio 4	IdO	259-11996	111	37	33	nein	nein	nein	Nein	nein	4

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
24.03.2020	18.02.2020	Bernafon	Viron 3 miniRITE T R	HdO	259-18712	122 (2cc)	57 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
24.03.2020	18.02.2020	Bernafon	Viron 3 miniRITE T	HdO	259-18711	122 (2cc)	57 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
24.03.2020	18.02.2020	Bernafon	Viron 3 miniRITE	HdO	259-18710	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
24.03.2020	18.02.2020	Bernafon	Viron 3 BTE 105	HdO	259-18709	126 (2cc)	62 (2cc)	14 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
24.03.2020	18.02.2020	Bernafon	Viron 1 miniRITE T R	HdO	259-18708	122 (2cc)	57 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
24.03.2020	18.02.2020	Bernafon	Viron 1 miniRITE T	HdO	259-18707	122 (2cc)	57 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
24.03.2020	18.02.2020	Bernafon	Viron 1 miniRITE	HdO	259-18706	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
24.03.2020	18.02.2020	Bernafon	Viron 1 BTE 105	HdO	259-18705	126 (2cc)	62 (2cc)	14 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
18.11.2019	08.08.2019	Bernafon	Leox 7 BTE UP	HdO	259-18402	130 (2cc)	69 (2cc)	23 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
18.11.2019	08.08.2019	Bernafon	Leox 7 BTE SP	HdO	259-18401	130 (2cc)	70 (2cc)	19 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
18.11.2019	08.08.2019	Bernafon	Leox 3 BTE UP	HdO	259-18400	130 (2cc)	69 (2cc)	23 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
18.11.2019	08.08.2019	Bernafon	Leox 3 BTE SP	HdO	259-18399	130 (2cc)	70 (2cc)	19 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
25.04.2019	22.03.2019	Bernafon	CZ9 MNR T R	HdO	259-17694	122 (2cc)	57 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
25.04.2019	22.03.2019	Bernafon	Viron 9 miniRITE T R	HdO	259-17693	122 (2cc)	57 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
25.04.2019	14.02.2019	Bernafon	Viron 7 miniRITE T R	HdO	259-17692	122 (2cc)	57 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
25.04.2019	14.02.2019	Bernafon	Viron 5 miniRITE T R	HdO	259-17691	122 (2cc)	57 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
25.04.2019	01.02.2019	Bernafon	Viron 9 miniRITE T	HdO	259-17690	122 (2cc)	57 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
25.04.2019	01.02.2019	Bernafon	Viron 7 miniRITE T	HdO	259-17689	122 (2cc)	57 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
25.04.2019	01.02.2019	Bernafon	Viron 5 miniRITE T	HdO	259-17688	122 (2cc)	57 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
25.04.2019	27.02.2019	Bernafon	Viron 9 miniRITE	HdO	259-17687	122 (2cc)	57 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
25.04.2019	27.02.2019	Bernafon	Viron 7 miniRITE	HdO	259-17686	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
25.04.2019	27.02.2019	Bernafon	Viron 5 miniRITE	HdO	259-17685	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
25.04.2019	01.02.2019	Bernafon	Viron 9 BTE 105	HdO	259-17684	126 (2cc)	62 (2cc)	14 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
25.04.2019	01.02.2019	Bernafon	Viron 7 BTE 105	HdO	259-17683	126 (2cc)	62 (2cc)	14 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
25.04.2019	01.02.2019	Bernafon	Viron 5 BTE 105	HdO	259-17682	126 (2cc)	62 (2cc)	14 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
08.10.2018	15.08.2018	Bernafon	ZERENA 1 ITE FS	ITE	259-17059	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	nein	ja	ja	4
08.10.2018	15.08.2018	Bernafon	ZERENA 3 ITE FS	ITE	259-17058	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	nein	ja	ja	4
08.10.2018	15.08.2018	Bernafon	ZERENA 5 ITE FS	ITE	259-17057	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	nein	ja	ja	4
08.10.2018	15.08.2018	Bernafon	ZERENA 7 ITE FS	ITE	259-17056	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	nein	ja	ja	4
08.10.2018	15.08.2018	Bernafon	ZERENA 9 ITE FS	ITE	259-17055	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	nein	ja	ja	4
08.10.2018	15.08.2018	Bernafon	ZERENA 1 ITC	ITC	259-17054	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	nein	ja	ja	4
08.10.2018	15.08.2018	Bernafon	ZERENA 3 ITC	ITC	259-17053	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	nein	ja	ja	4
08.10.2018	15.08.2018	Bernafon	ZERENA 5 ITC	ITC	259-17052	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	nein	ja	ja	4
08.10.2018	15.08.2018	Bernafon	ZERENA 7 ITC	ITC	259-17051	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	nein	ja	ja	4
08.10.2018	15.08.2018	Bernafon	ZERENA 9 ITC	ITC	259-17050	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	nein	ja	ja	4
08.10.2018	21.08.2018	Bernafon	ZERENA 1 IIC	IIC	259-17049	113 (2cc)	46 (2cc)	18 (2cc)	nein	nein	nein	Nein	nein	1
08.10.2018	21.08.2018	Bernafon	ZERENA 3 IIC	IIC	259-17048	113 (2cc)	46 (2cc)	18 (2cc)	nein	nein	nein	Nein	nein	1
08.10.2018	21.08.2018	Bernafon	ZERENA 5 IIC	IIC	259-17047	113 (2cc)	46 (2cc)	18 (2cc)	nein	nein	nein	Nein	nein	1
08.10.2018	21.08.2018	Bernafon	ZERENA 7 IIC	IIC	259-17046	113 (2cc)	46 (2cc)	18 (2cc)	nein	nein	nein	Nein	nein	1
08.10.2018	21.08.2018	Bernafon	ZERENA 9 IIC	IIC	259-17045	113 (2cc)	46 (2cc)	18 (2cc)	nein	nein	nein	Nein	nein	1
08.10.2018	15.08.2018	Bernafon	ZERENA 1 CIC	CIC	259-17044	115 (2cc)	49 (2cc)	17 (2cc)	nein	nein	nein	Nein	nein	4
08.10.2018	15.08.2018	Bernafon	ZERENA 3 CIC	CIC	259-17043	115 (2cc)	49 (2cc)	17 (2cc)	nein	nein	nein	Nein	nein	4
08.10.2018	15.08.2018	Bernafon	ZERENA 5 CIC	CIC	259-17042	115 (2cc)	49 (2cc)	17 (2cc)	nein	nein	nein	Nein	nein	4
08.10.2018	15.08.2018	Bernafon	ZERENA 7 CIC	CIC	259-17041	115 (2cc)	49 (2cc)	17 (2cc)	nein	nein	nein	Nein	nein	4

08.10.2018	15.08.2018	Bernafon	ZERENA 9 CIC	CIC	259-17040	115 (2cc)	49 (2cc)	17 (2cc)	nein	nein	nein	Nein	nein	4
08.10.2018	16.08.2018	Bernafon	ZERENA 1 miniRITE	HdO	259-17039	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
08.10.2018	17.08.2018	Bernafon	ZERENA 3 miniRITE	HdO	259-17038	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
08.10.2018	17.08.2018	Bernafon	ZERENA 1 miniRITE T	HdO	259-17037	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
08.10.2018	17.08.2018	Bernafon	ZERENA 3 miniRITE T	HdO	259-17036	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
08.10.2018	15.08.2018	Bernafon	ZERENA 1 BTE 105	HdO	259-17035	126 (2cc)	62 (2cc)	14 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
08.10.2018	15.08.2018	Bernafon	ZERENA 3 BTE 105	HdO	259-17034	126 (2cc)	62 (2cc)	14 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
16.06.2017	11.05.2017	Bernafon	ZERENA 5 miniRITE T	HdO	259-15707	130	63	20	ja	nein	ja	ja	ja	4
16.06.2017	11.05.2017	Bernafon	ZERENA 5 miniRITE	HdO	259-15706	130	63	19	ja	nein	ja	Nein	ja	4
16.06.2017	11.05.2017	Bernafon	ZERENA 5 BTE 105	HdO	259-15705	130	65	18	ja	nein	ja	ja	ja	4
16.06.2017	10.05.2017	Bernafon	ZERENA 7 miniRITE T	HdO	259-15704	130	63	20	ja	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2017	10.05.2017	Bernafon	ZERENA 7 miniRITE	HdO	259-15703	130	63	19	ja	nein	ja	Nein	ja	4
15.06.2017	10.05.2017	Bernafon	ZERENA 7 BTE 105	HdO	259-15702	130	65	18	ja	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2017	09.05.2017	Bernafon	ZERENA 9 miniRITE T	HdO	259-15701	130	63	17	ja	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2017	09.05.2017	Bernafon	ZERENA 9 miniRITE	HdO	259-15700	130	63	21	ja	nein	ja	Nein	ja	4
15.06.2017	09.05.2017	Bernafon	ZERENA 9 BTE 105	HdO	259-15699	130	65	18	ja	nein	ja	ja	ja	4
24.02.2017	23.08.2013	Bernafon	CARISTA 3 CIC	CIC	259-15326	108	40	24	nein	nein	nein	Nein	nein	4
24.02.2017	23.08.2013	Bernafon	CARISTA 3 CICP	CIC	259-15325	117	49	23	nein	nein	nein	Nein	nein	4
24.02.2017	23.08.2013	Bernafon	CARISTA 3 ITC	ITC	259-15324	119	49	25	nein	nein	nein	ja	nein	4
24.02.2017	23.08.2013	Bernafon	CARISTA 3 ITCD	ITC	259-15323	119	48	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
24.02.2017	23.08.2013	Bernafon	CARISTA 3 ITCPD	ITC	259-15322	121	53	20	ja	nein	nein	ja	ja	4
24.02.2017	23.08.2013	Bernafon	CARISTA 3 ITED	ITE	259-15321	121	53	20	ja	nein	nein	ja	ja	4
02.10.2015	04.09.2015	Bernafon	Saphira SA 3 P	HdO	259-13779	134	67	18	ja	ja	ja	ja	ja	4
02.10.2015	04.09.2015	Bernafon	Saphira SA 5 P	HdO	259-13778	134	67	18	ja	ja	ja	ja	ja	4
02.10.2015	04.09.2015	Bernafon	Juna JU 7 P	HdO	259-13777	134	67	18	ja	ja	ja	ja	ja	4
02.10.2015	04.09.2015	Bernafon	Juna JU 9 P	HdO	259-13776	134	67	18	ja	ja	ja	ja	ja	4
27.03.2015	25.02.2015	Bernafon	Saphira SA3 CIC	CIC	259-13157	108	40	24	nein	nein	nein	Nein	nein	4
27.03.2015	25.02.2015	Bernafon	Saphira SA3 CICx	CIC	259-13156	108	40	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
27.03.2015	25.02.2015	Bernafon	Saphira SA3 CICP	CIC	259-13155	117	49	21	ja	nein	nein	Nein	nein	4
27.03.2015	25.02.2015	Bernafon	Saphira SA3 ITC	IdO	259-13154	119	49	25	nein	nein	nein	ja	nein	4
27.03.2015	25.02.2015	Bernafon	Saphira SA3 ITCD	IdO	259-13153	119	48	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
27.03.2015	25.02.2015	Bernafon	Saphira SA3 ITCPD	IdO	259-13152	129	64	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
27.03.2015	25.02.2015	Bernafon	Saphira SA3 ITED	IdO	259-13151	121	54	18	ja	nein	nein	ja	ja	4
27.03.2015	25.02.2015	Bernafon	Saphira SA3 ITEPD	IdO	259-13150	129	64	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
27.03.2015	25.02.2015	Bernafon	Saphira SA3 PR 60; 85; 100; 1	RIE	259-13149	129	69	15	ja	nein	ja	Nein	ja	4
27.03.2015	25.02.2015	Bernafon	Saphira SA3 NR M; P	RIE	259-13148	131	69	14	ja	nein	ja	ja	ja	4
27.03.2015	16.03.2015	Bernafon	Saphira SA3 N	HdO	259-13147	127	54	12	ja	nein	ja	Nein	ja	4
27.03.2015	20.02.2015	Bernafon	Saphira SA3 CP	HdO	259-13146	127	60	20	ja	ja	ja	ja	ja	4
27.03.2015	16.03.2015	Bernafon	Saphira SA3 CPx	HdO	259-13145	135	73	14	ja	ja	ja	ja	nein	4
27.03.2015	20.02.2015	Bernafon	Saphira SA5 IIC	CIC	259-13144	108	39	22	nein	nein	nein	Nein	nein	1
27.03.2015	20.02.2015	Bernafon	Saphira SA5 CIC	CIC	259-13143	108	40	24	nein	nein	nein	Nein	nein	4
27.03.2015	20.02.2015	Bernafon	Saphira SA5 CICx	CIC	259-13142	108	40	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
27.03.2015	20.02.2015	Bernafon	Saphira SA5 CICP	CIC	259-13141	117	49	21	ja	nein	nein	Nein	nein	4
27.03.2015	20.02.2015	Bernafon	Saphira SA5 ITC	IdO	259-13140	119	49	25	nein	nein	nein	ja	nein	4
27.03.2015	20.02.2015	Bernafon	Saphira SA5 ITCD	IdO	259-13139	119	48	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
27.03.2015	20.02.2015	Bernafon	Saphira SA5 ITCPD	IdO	259-13138	129	64	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
27.03.2015	20.02.2015	Bernafon	Saphira SA5 ITED	IdO	259-13137	121	54	18	ja	nein	nein	ja	ja	4
27.03.2015	20.02.2015	Bernafon	Saphira SA5 ITEPD	IdO	259-13136	129	64	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
27.03.2015	20.02.2015	Bernafon	Saphira SA5 PR 60; 85; 100; 1	RIE	259-13135	129	69	15	ja	nein	ja	Nein	ja	4

27.03.2015	20.02.2015	Bernafon	Saphira SA5 NR M; P	RIE	259-13134	131	69	14	ja	nein	ja	ja	ja	4
27.03.2015	20.02.2015	Bernafon	Saphira SA5 N	HdO	259-13133	127	54	12	ja	nein	ja	Nein	ja	4
27.03.2015	20.02.2015	Bernafon	Saphira SA5 CP	HdO	259-13132	127	60	20	ja	ja	ja	ja	ja	4
27.03.2015	20.02.2015	Bernafon	Saphira SA5 CPx	HdO	259-13131	135	73	14	ja	ja	ja	ja	nein	4
13.03.2015	25.03.2015	Bernafon	Supremia SR3 SP BTE	HdO	259-13077	136	75	18	ja	ja	ja	ja	ja	4
13.03.2015	20.02.2015	Bernafon	Supremia SR7 SP BTE	HdO	259-13076	136	75	18	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2015	20.11.2014	Bernafon	Juna JU 7 PR 60 / 85 / 100 / 100	RIE	259-13020	130	70	15	ja	nein	ja	Nein	ja	4
06.03.2015	20.11.2014	Bernafon	Juna JU 9 PR 60 / 85 / 100 / 100	RIE	259-13019	130	70	15	ja	nein	ja	Nein	ja	4
12.02.2015	13.08.2013	Bernafon	Carista 3 NR M;P	HdO	259-12907	131	69	14	ja	Nein	ja	ja	ja	4
12.02.2015	13.08.2013	Bernafon	Carista 3 N	HdO	259-12906	127	54	12	ja	Nein	ja	Nein	ja	4
12.02.2015	13.08.2013	Bernafon	Carista 3 CP	HdO	259-12905	127	60	20	ja	ja	ja	ja	ja	4
12.02.2015	13.08.2013	Bernafon	Carista 3 CPx	HdO	259-12904	136	73	14	ja	ja	ja	ja	nein	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 7 CIC	CIC	259-12478	109	42	24	nein	nein	nein	nein	nein	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 7 CICx	CIC	259-12477	108	40	25	ja	nein	nein	nein	nein	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 7 CICP	CIC	259-12476	118	49	22	ja	nein	nein	nein	nein	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 7 ITC	IdO	259-12475	119	49	23	nein	nein	nein	ja	nein	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 7 ITCD	IdO	259-12474	119	48	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 7 ITCPD	IdO	259-12473	130	64	18	ja	nein	nein	ja	ja	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 7 ITED	IdO	259-12472	122	53	19	ja	nein	nein	ja	ja	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 7 ITEPD	IdO	259-12471	130	64	18	ja	nein	nein	ja	ja	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 7 NR M; P	RIE	259-12470	131	70	14	ja	nein	ja	ja	ja	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 7 N	HdO	259-12469	127	53	12	ja	nein	ja	nein	ja	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 7 CP	HdO	259-12468	130	63	18	ja	ja	ja	ja	ja	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 7 CPx	HdO	259-12467	136	74	13	ja	ja	ja	ja	nein	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 9 IIC	CIC	259-12466	107	40	21	nein	nein	nein	nein	nein	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 9 CIC	CIC	259-12465	109	42	24	nein	nein	nein	nein	nein	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 9 CICx	CIC	259-12464	108	40	25	ja	nein	nein	nein	nein	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 9 CICP	CIC	259-12463	118	49	22	ja	nein	nein	nein	nein	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 9 ITC	IdO	259-12462	119	49	23	nein	nein	nein	ja	nein	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 9 ITCD	IdO	259-12461	119	48	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 9 ITCPD	IdO	259-12460	130	64	18	ja	nein	nein	ja	ja	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 9 ITED	IdO	259-12459	122	53	19	ja	nein	nein	ja	ja	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 9 ITEPD	IdO	259-12458	130	64	18	ja	nein	nein	ja	ja	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 9 NR M; P	RIE	259-12457	131	70	14	ja	nein	ja	ja	ja	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 9 N	HdO	259-12456	127	53	12	ja	nein	ja	nein	ja	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 9 CP	HdO	259-12455	130	63	18	ja	ja	ja	ja	ja	4
12.09.2014	28.07.2014	Bernafon	Juna JU 9 CPx	HdO	259-12454	136	74	13	ja	ja	ja	ja	nein	4
13.09.2013	22.08.2013	Bernafon	Carista CA5 CIC	CIC	259-11353	109	40	24	nein	nein	nein	nein	nein	4
13.09.2013	22.08.2013	Bernafon	Carista CA5 CICP	CIC	259-11352	116	49	23	nein	nein	nein	nein	nein	4
13.09.2013	22.08.2013	Bernafon	Carista CA5 ITC	IdO	259-11351	119	49	25	nein	nein	nein	ja	nein	4
13.09.2013	22.08.2013	Bernafon	Carista CA5 ITCD	IdO	259-11350	119	48	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
13.09.2013	22.08.2013	Bernafon	Carista CA5 ITCPD	IdO	259-11349	121	53	20	ja	nein	nein	ja	ja	4
13.09.2013	20.08.2013	Bernafon	Carista CA5 ITED	IdO	259-11348	121	53	20	ja	nein	nein	ja	ja	4
13.09.2013	20.08.2013	Bernafon	Carista CA5 NR	mini HdO	259-11347	129	69	14	ja	nein	ja	ja	ja	4
13.09.2013	20.08.2013	Bernafon	Carista CA5 N	mini HdO	259-11346	126	54	12	ja	nein	ja	nein	ja	4
13.09.2013	20.08.2013	Bernafon	Carista CA5 CP	HdO	259-11345	127	60	20	ja	ja	ja	ja	ja	4
13.09.2013	20.08.2013	Bernafon	Carista CA5 CPx	HdO	259-11344	135	73	14	ja	ja	ja	ja	nein	4
25.03.2013	28.02.2013	Bernafon	Acirva AR7 CIC	CIC	259-10774	109	42	24	nein	nein	nein	nein	nein	4
25.03.2013	28.02.2013	Bernafon	Acirva AR7 CICP	CIC	259-10773	117	51	23	nein	nein	nein	nein	nein	4

25.03.2013	28.02.2013	Bernafon	Acriva AR7 ITC	ldO	259-10772	120	49	23	nein	nein	nein	ja	nein	4
25.03.2013	28.02.2013	Bernafon	Acriva AR7 ITCD	ldO	259-10771	119	48	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
25.03.2013	28.02.2013	Bernafon	Acriva AR7 ITCPD	ldO	259-10770	121	54	20	ja	nein	nein	ja	ja	4
25.03.2013	28.02.2013	Bernafon	Acriva AR7 ITED	ldO	259-10769	122	53	21	ja	nein	nein	ja	ja	4
25.03.2013	28.02.2013	Bernafon	Acriva AR7 NR	mini HdO	259-10768	131	70	14	ja	nein	ja	ja	ja	4
25.03.2013	28.02.2013	Bernafon	Acriva AR7 N	mini HdO	259-10767	127	54	12	ja	nein	ja	nein	ja	4
25.03.2013	28.02.2013	Bernafon	Acriva AR7 CP	HdO	259-10766	131	64	18	ja	ja	ja	ja	ja	4
25.03.2013	28.02.2013	Bernafon	Acriva AR7 CPx	HdO	259-10765	136	74	12	ja	ja	ja	ja	nein	4
25.03.2013	28.02.2013	Bernafon	Acriva AR9 IIC	IIC	259-10764	108	40	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
25.03.2013	28.02.2013	Bernafon	Acriva AR9 CIC	CIC	259-10763	109	42	24	nein	nein	nein	nein	nein	4
25.03.2013	28.02.2013	Bernafon	Acriva AR9 CICP	CIC	259-10762	117	51	23	nein	nein	nein	nein	nein	4
25.03.2013	28.02.2013	Bernafon	Acriva AR9 ITC	ldO	259-10761	120	49	23	nein	nein	nein	ja	nein	4
25.03.2013	28.02.2013	Bernafon	Acriva AR9 ITCD	ldO	259-10760	119	48	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
25.03.2013	28.02.2013	Bernafon	Acriva AR9 ITCPD	ldO	259-10759	121	54	20	ja	nein	nein	ja	ja	4
25.03.2013	28.02.2013	Bernafon	Acriva AR9 ITED	ldO	259-10758	122	53	21	ja	nein	nein	ja	ja	4
25.03.2013	28.02.2013	Bernafon	Acriva AR9 NR	mini HdO	259-10757	131	70	14	ja	nein	ja	ja	ja	4
25.03.2013	28.02.2013	Bernafon	Acriva AR9 N	mini HdO	259-10756	127	54	12	ja	nein	ja	nein	ja	4
25.03.2013	28.02.2013	Bernafon	Acriva AR9 CP	HdO	259-10755	131	64	18	ja	ja	ja	ja	ja	4
25.03.2013	28.02.2013	Bernafon	Acriva AR9 CPx	HdO	259-10754	136	74	12	ja	ja	ja	ja	nein	4
28.03.2012	20.03.2012	Bernafon	Inizia IN3 NR	mini HdO	259-09801	131	70	11	nein	nein	ja	ja	ja	3
28.03.2012	20.03.2012	Bernafon	Inizia IN3 ITED	ldO	259-09800	128	65	13	nein	nein	nein	ja	ja	3
28.03.2012	20.03.2012	Bernafon	Inizia IN3 ITCP	ldO	259-09799	122	62	14	nein	nein	nein	ja	nein	3
28.03.2012	20.03.2012	Bernafon	Inizia IN3 CICP	CIC	259-09798	121	58	18	nein	nein	nein	nein	nein	1
09.11.2011	17.10.2011	Bernafon	Chronos CN5 NR	mini HdO	259-09419	132	70	17	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.11.2011	17.10.2011	Bernafon	Chronos CN7 NR	mini HdO	259-09418	132	70	11	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.11.2011	17.10.2011	Bernafon	Chronos CN9 NR	mini HdO	259-09417	132	70	11	ja	nein	ja	ja	ja	4
01.04.2011	15.03.2011	Bernafon	Chronos CN9 CIC	CIC	259-09060	109	40	24	nein	nein	nein	nein	ja	1
01.04.2011	17.03.2011	Bernafon	Chronos CN9 CICP	ldO	259-09059	121	58	18	nein	nein	nein	nein	ja	1
01.04.2011	17.03.2011	Bernafon	Chronos CN9 ITCP	ldO	259-09058	112	53	18	nein	nein	nein	ja	ja	4
01.04.2011	15.03.2011	Bernafon	Chronos CN9 ITCD	ldO	259-09057	115	47	20	ja	nein	nein	ja	ja	4
01.04.2011	17.03.2011	Bernafon	Chronos CN9 ITCPD	ldO	259-09056	122	62	12	nein	nein	nein	ja	ja	4
01.04.2011	15.03.2011	Bernafon	Chronos CN9 N	mini HdO	259-09054	127	55	10	ja	nein	ja	nein	ja	4
01.04.2011	15.03.2011	Bernafon	Chronos CN9 M	micro HdO	259-09053	120	56	20	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.04.2011	15.03.2011	Bernafon	Chronos CN9 CP	HdO	259-09052	130	63	18	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.04.2011	09.03.2011	Bernafon	Chronos CN9 CPx	HdO	259-09051	136	72	10	ja	ja	ja	ja	nein	4
01.04.2011	15.03.2011	Bernafon	Chronos CN7 CIC	CIC	259-09050	109	40	24	nein	nein	nein	nein	ja	1
01.04.2011	17.03.2011	Bernafon	Chronos CN7 CICP	ldO	259-09049	121	58	18	nein	nein	nein	nein	ja	1
01.04.2011	17.03.2011	Bernafon	Chronos CN7 ITCP	ldO	259-09048	122	62	14	nein	nein	nein	ja	ja	4
01.04.2011	15.03.2011	Bernafon	Chronos CN7 ITCD	ldO	259-09047	115	47	20	ja	nein	nein	ja	ja	4
01.04.2011	17.03.2011	Bernafon	Chronos CN7 ITCPD	ldO	259-09046	122	62	12	nein	nein	nein	ja	ja	4
01.04.2011	17.03.2011	Bernafon	Chronos CN7 ITED	ldO	259-09045	128	65	13	nein	nein	nein	ja	ja	4
01.04.2011	15.03.2011	Bernafon	Chronos CN7 N	mini HdO	259-09044	127	55	15	ja	ja	ja	nein	ja	4
01.04.2011	15.03.2011	Bernafon	Chronos CN7 M	micro HdO	259-09043	120	56	20	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.04.2011	15.03.2011	Bernafon	Chronos CN7 CP	HdO	259-09042	130	63	18	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.04.2011	09.03.2011	Bernafon	Chronos CN7 CPx	HdO	259-09041	136	72	10	ja	ja	ja	ja	nein	4
01.04.2011	15.03.2011	Bernafon	Chronos CN5 CIC	CIC	259-09040	109	40		nein	nein	nein	nein	ja	1
01.04.2011	17.03.2011	Bernafon	Chronos CN5 CICP	ldO	259-09039	111	48		nein	nein	nein	nein	ja	1
01.04.2011	17.03.2011	Bernafon	Chronos CN5 ITCP	ldO	259-09038	112	53	18	nein	nein	nein	ja	ja	4
01.04.2011	15.03.2011	Bernafon	Chronos CN5 ITCD	ldO	259-09037	115	47	20	nein	nein	nein	ja	ja	4

01.04.2011	17.03.2011	Bernafon	Chronos CN5 ITCPD	ldO	259-09036	113	53	16	nein	nein	nein	ja	ja	4
01.04.2011	17.03.2011	Bernafon	Chronos CN5 ITED	ldO	259-09035	120	57	16	nein	nein	nein	ja	ja	4
01.04.2011	15.03.2011	Bernafon	Chronos CN5 N	mini HdO	259-09034	121	50	11	ja	nein	ja	nein	ja	4
01.04.2011	15.03.2011	Bernafon	Chronos CN5 M	micro HdO	259-09033	114	50	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.04.2011	15.03.2011	Bernafon	Chronos CN5 CP	HdO	259-09032	130	63	18	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.04.2011	15.03.2011	Bernafon	Chronos CN5 CPx	HdO	259-09031	136	72	18	ja	ja	ja	ja	nein	4
01.10.2010	30.08.2010	Bernafon	Inizia IN3 CPx	HdO	259-08715	136	72	10	nein	ja	ja	ja	nein	3
01.10.2010	30.08.2010	Bernafon	Inizia IN1 CPx	HdO	259-08714	136	72	10	nein	ja	ja	ja	nein	3
01.10.2010	04.12.2009	Bernafon	Veras VR5 ITCDx	ldO	259-08713	115	47	20	ja	nein	nein	ja	ja	4
01.10.2010	04.12.2009	Bernafon	Inizia IN3 CIC	CIC	259-08709	109	40	23	nein	nein	nein	nein	ja	1
01.10.2010	04.12.2009	Bernafon	Inizia IN3 ITC	ldO	259-08708	116	47	22	nein	nein	nein	ja	ja	3
01.10.2010	04.12.2009	Bernafon	Inizia IN3 ITCD	ldO	259-08707	115	47	20	nein	nein	nein	ja	ja	3
01.10.2010	26.11.2009	Bernafon	Inizia IN3 N	mini HdO	259-08706	127	55	10	nein	nein	ja	nein	ja	3
01.10.2010	26.11.2009	Bernafon	Inizia IN3 CP	HdO	259-08705	130	63	18	nein	ja	ja	ja	ja	3
01.10.2010	04.12.2009	Bernafon	Inizia IN1 CIC	CIC	259-08704	109	40	23	nein	nein	nein	nein	ja	1
01.10.2010	04.12.2009	Bernafon	Inizia IN1 ITC	ldO	259-08703	116	47	22	nein	nein	nein	ja	ja	3
01.10.2010	04.12.2009	Bernafon	Inizia IN1 ITCD	ldO	259-08702	115	47	20	nein	nein	nein	ja	ja	3
01.10.2010	26.11.2009	Bernafon	Inizia IN1 N	mini HdO	259-08701	127	55	10	nein	ja	ja	nein	ja	3
01.10.2010	26.11.2009	Bernafon	Inizia IN1 CP	HdO	259-08700	130	63	18	nein	ja	ja	ja	ja	3
01.04.2010	17.02.2010	Bernafon	Vérité VE5 MR	HdO	259-08279	130	68	12	ja	nein	nein	nein	nein	3
01.04.2010	17.02.2010	Bernafon	Vérité VE7 MR	HdO	259-08278	130	68	11	ja	nein	nein	nein	nein	4
01.04.2010	17.02.2010	Bernafon	Vérité VE9 MR	HdO	259-08277	130	68	11	ja	nein	nein	nein	nein	4
01.01.2010	04.12.2009	Bernafon	Veras VR7 CIC	CIC	259-08195	109	40	24	nein	nein	nein	nein	ja	1
01.01.2010	04.12.2009	Bernafon	Veras VR7 ITC	ldO	259-08194	116	47	23	nein	nein	nein	ja	ja	4
01.01.2010	04.12.2009	Bernafon	Veras VR7 ITCD	ldO	259-08193	115	47	20	ja	nein	nein	ja	ja	4
01.01.2010	04.12.2009	Bernafon	Veras VR9 CIC	CIC	259-08189	109	40	24	nein	nein	nein	nein	ja	1
01.01.2010	04.12.2009	Bernafon	Veras VR9 ITC	ldO	259-08188	116	47	23	nein	nein	nein	ja	ja	4
01.01.2010	04.12.2009	Bernafon	Veras VR9 ITCD	ldO	259-08187	115	47	20	ja	nein	nein	ja	ja	4
01.01.2010	26.11.2009	Bernafon	Veras VR7 N	mini HdO	259-08140	127	55	10	ja	nein	nein	ja	ja	4
01.01.2010	26.11.2009	Bernafon	Veras VR7 M	micro HdO	259-08139	120	56	20	ja	ja	nein	ja	ja	4
01.01.2010	26.11.2009	Bernafon	Veras VR7 CP	HdO	259-08138	130	63	18	ja	ja	nein	ja	ja	4
27.11.2009	26.11.2009	Bernafon	Veras VR5 N	mini HdO	259-08137	127	55	10	nein	nein	nein	nein	ja	4
27.11.2009	26.11.2009	Bernafon	Veras VR5 M	micro HdO	259-08136	120	56	20	nein	ja	nein	ja	ja	4
27.11.2009	26.11.2009	Bernafon	Veras VR5 CP	HdO	259-08135	130	63	19	nein	ja	nein	ja	ja	4
01.01.2010	26.11.2009	Bernafon	Veras VR9 N	mini HdO	259-08134	127	55	10	ja	nein	nein	nein	ja	4
01.01.2010	26.11.2009	Bernafon	Veras VR9 M	micro HdO	259-08133	120	56	20	ja	ja	nein	ja	ja	4
01.01.2010	26.11.2009	Bernafon	Veras VR9 CP	HdO	259-08132	130	63	18	ja	ja	nein	ja	ja	4
01.07.2007	21.05.2007	Bernafon	XTREME 121 BTE	HdO	259-06698	137	78	24	nein	ja	ja	nein	nein	1
01.07.2007	21.05.2007	Bernafon	XTREME 120 BTE	HdO	259-06697	137	78	24	nein	ja	ja	nein	nein	1
01.04.2008	30.03.2007	Bernafon	PRIO 106 DM	HdO	259-06629	118	51	16	nein	ja	nein	ja	nein	3
01.04.2007	30.03.2007	Bernafon	Icos 106 DM	HdO	259-06628	118	51	16	nein	ja	nein	ja	nein	3
01.10.2007	27.09.2006	Bernafon	PRIO 400 CIC	CIC	259-06460	105	39	17	nein	nein	nein	ja	nein	1
01.10.2007	27.09.2006	Bernafon	PRIO 415 MC DM	ldO	259-06459	106	39	14	nein	nein	nein	ja	nein	1
01.10.2007	27.09.2006	Bernafon	PRIO 322 VC	ldO	259-06458	113	43	16	nein	nein	nein	ja	nein	3
01.10.2007	27.09.2006	Bernafon	PRIO 315 DM VC	ldO	259-06457	113	47	15	nein	nein	nein	ja	nein	3
01.10.2007	27.09.2006	Bernafon	PRIO 305 DM	ldO	259-06456	111	43	15	nein	nein	nein	ja	nein	3
01.10.2007	27.09.2006	Bernafon	PRIO 205 DM VC	ldO	259-06455	113	49	13	nein	nein	nein	ja	nein	3
01.10.2007	27.09.2006	Bernafon	PRIO 202 VC	ldO	259-06454	121	53	15	nein	nein	nein	ja	nein	3
01.10.2007	27.09.2006	Bernafon	PRIO 105 DM	HdO	259-06453	121	58	15	nein	ja	nein	ja	nein	3

01.10.2007	27.09.2006	Bernafon	PRIO 105 DM VC	HdO	259-06452	121	58	15	nein	ja	nein	ja	nein	3
01.10.2007	27.09.2006	Bernafon	PRIO 112 VC	HdO	259-06451	131	69	17	nein	ja	nein	ja	nein	3
01.04.2006	12.01.2006	Bernafon	Icos 315 DM VC	IdO	259-06084	113	47	15	nein	nein	nein	ja	nein	3
01.04.2006	12.01.2006	Bernafon	Icos 205 DM VC	IdO	259-06082	113	49	14	nein	nein	nein	ja	nein	3
01.04.2006	12.01.2006	Bernafon	Icos 105 DM VC	HdO	259-06081	121	58	13	nein	ja	nein	ja	ja	3

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
18.02.2010	23.04.2009	BHM-TECH	Apollon BW1	TG	259-08269	155	94	15	nein	ja	ja	ja	nein	3
04.06.2008	04.06.2008	BHM-TECH	VIPER 170 P	HdO	259-07183	146	77	28	nein	ja	ja	ja	nein	3
04.06.2008	21.05.2008	BHM-TECH	Contact mini	KN-HB	259-07182	112	40	22	nein	nein	ja	nein**	nein	1
18.03.2016	19.09.2013	BHM-TECH	Pan Duo High Power	HDO/Hörbrille	215-14358	123	56	11	nein	nein	ja	ja	ja	1
18.03.2016	19.09.2013	BHM-TECH	Pan Duo Normal Power	HDO/Hörbrille	215-14357	119	51	11	nein	nein	ja	ja	ja	1
08.09.2005	06.09.2005	BHM-TECH	Contact EVO1	KN-HB	215-06001	110	50	24	nein	nein	ja	ja	nein	2
07.09.2004	07.09.2004	BHM-TECH	AN EVO1 Digital	KN-HB	215-05654	117	48	26	nein	nein	ja	ja	nein	2

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
14.11.2011	18.08.2011	Bommer	OPP	HdO	259-09424	116	45	18	nein	nein	nein	nein	nein	4

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
08.04.2016	27.05.2014	Bruckhoff	la belle, BC 821	KN-HB	259-14398	128	58	29	nein	nein	nein	Nein	ja	4
22.04.2010	11.09.2009	Bruckhoff	La Belle Vigo pro Connect	HB	259-08403	125	53	20	nein	nein	nein	nein	nein	1
08.12.2009	03.09.2008	Bruckhoff	La Belle Certena	HB	259-08186	125	52	24	nein	nein	nein	nein	ja	4
08.12.2009	12.03.2009	Bruckhoff	La Belle Motion 300	HB	259-08185	119	56	24	nein	nein	nein	nein	ja	4
11.01.2008	01.11.2007	Bruckhoff	la belle, BC 421	KN-HB	259-06933	126	52	20	nein	nein	nein	ja	ja	4
11.01.2008	10.10.2007	Bruckhoff	la belle, BC 211	KN-HB	259-06932	124	48	22	nein	nein	nein	ja	nein	3
11.01.2008	09.10.2007	Bruckhoff	La Belle 420	HB	259-06929	124	52	23	nein	nein	nein	nein	ja	4
11.01.2008	09.10.2007	Bruckhoff	La Belle 410	HB	259-06928	132	58	20	nein	nein	nein	nein	nein	4
11.01.2008	09.10.2007	Bruckhoff	Freestyle CL 210	HdO	259-06927	119	49	22	nein	nein	nein	nien	nein	3
11.01.2008	09.10.2007	Bruckhoff	La Belle 210	HB	259-06926	123	52	22	nein	nein	nein	nein	nein	3

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
08.05.2013	12.12.2012	ExSilent	Ytango Pro-T	HdO	259-11011	113	42	23	nein	nein	nein	ja	nein	4
08.05.2013	06.09.2012	ExSilent	Qleaf Pro	IdO	259-11010	109	46	24	nein	nein	nein	nein	nein	4
05.07.2012	24.01.2012	ExSilent	Ytango Pro	HdO	259-10061	113	42	23	nein	nein	nein	nein	nein	4

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
06.03.2020	18.02.2020	GN ReSound	LINX Quattro 9 RE988-DWT	HdO	259-18754	130 (2cc)	62 (2cc)	23 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2020	18.02.2020	GN ReSound	LINX Quattro 7 RE788-DWT	HdO	259-18753	130 (2cc)	62 (2cc)	23 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2020	18.02.2020	GN ReSound	LINX Quattro 5 RE588-DWT	HdO	259-18752	130 (2cc)	62 (2cc)	23 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2020	18.02.2020	GN ReSound	LINX Quattro 9 RE977-DWT	HdO	259-18751	122 (2cc)	52 (2cc)	22 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2020	18.02.2020	GN ReSound	LINX Quattro 7 RE777-DWT	HdO	259-18750	122 (2cc)	52 (2cc)	22 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2020	18.02.2020	GN ReSound	LINX Quattro 5 RE577-DWT	HdO	259-18749	122 (2cc)	52 (2cc)	22 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2020	18.02.2020	GN ReSound	LINX Quattro 9 RE967-DWT	HdO	259-18748	116 (2cc)	49 (2cc)	23 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2020	18.02.2020	GN ReSound	LINX Quattro 7 RE767-DWT	HdO	259-18747	116 (2cc)	49 (2cc)	23 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2020	18.02.2020	GN ReSound	LINX Quattro 5 RE567-DWT	HdO	259-18746	116 (2cc)	49 (2cc)	23 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2020	19.06.2018	GN ReSound	LINX Quattro 9 RE962-DRWT	HdO	259-18745	136	79	15	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2020	19.06.2018	GN ReSound	LINX Quattro 7 RE762-DRWT	HdO	259-18744	136	79	15	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2020	19.06.2018	GN ReSound	LINX Quattro 5 RE562-DRWT	HdO	259-18743	136	79	15	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2020	18.02.2020	GN ReSound	LINX Quattro 9 RE961-DRW	HdO	259-18742	124 (2cc)	65 (2cc)	23 (2cc)	ja	ja	ja	Nein	ja	4
06.03.2020	18.02.2020	GN ReSound	LINX Quattro 7 RE761-DRW	HdO	259-18741	124 (2cc)	65 (2cc)	23 (2cc)	ja	ja	ja	Nein	ja	4
06.03.2020	18.02.2020	GN ReSound	LINX Quattro 5 RE561-DRW	HdO	259-18740	124 (2cc)	65 (2cc)	23 (2cc)	ja	ja	ja	Nein	ja	4
06.03.2020	18.02.2020	GN ReSound	ENZO Q 9 EQ998-DWT	HdO	259-18739	130 (2cc)	67 (2cc)	27 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2020	18.02.2020	GN ReSound	ENZO Q 7 EQ798-DWT	HdO	259-18738	130 (2cc)	67 (2cc)	27 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2020	18.02.2020	GN ReSound	ENZO Q 5 EQ598-DWT	HdO	259-18737	130 (2cc)	67 (2cc)	27 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2020	18.02.2020	GN ReSound	ENZO Q 9 EQ988-DWHT	HdO	259-18736	130 (2cc)	67 (2cc)	22 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2020	18.02.2020	GN ReSound	ENZO Q 7 EQ788-DWHT	HdO	259-18735	130 (2cc)	67 (2cc)	22 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2020	18.02.2020	GN ReSound	ENZO Q 5 EQ588-DWHT	HdO	259-18734	130 (2cc)	67 (2cc)	22 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
23.09.2019	15.08.2019	GN ReSound	LINX Quattro 9 RE9CIC-W	CIC	259-18269	124 (2cc)	62 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	nein	4
23.09.2019	15.08.2019	GN ReSound	LINX Quattro 7 RE7CIC-W	CIC	259-18268	124 (2cc)	62 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	nein	4
23.09.2019	15.08.2019	GN ReSound	LINX Quattro 5 RE5CIC-W	CIC	259-18267	124 (2cc)	62 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	nein	4
23.09.2019	15.08.2019	GN ReSound	LINX Quattro 9 RE9ITC-DW	ITC	259-18266	124 (2cc)	62 (2cc)	23 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
23.09.2019	15.08.2019	GN ReSound	LINX Quattro 7 RE7ITC-DW	ITC	259-18265	124 (2cc)	62 (2cc)	23 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
23.09.2019	15.08.2019	GN ReSound	LINX Quattro 5 RE5ITC-DW	ITC	259-18264	124 (2cc)	62 (2cc)	23 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
23.09.2019	08.07.2019	GN ReSound	LINX 3D 4 LT4 CIC	CIC	259-18263	125 (2cc)	63 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	nein	4
23.09.2019	08.07.2019	GN ReSound	LINX 3D 4 LT4 ITC-DW	ITC	259-18262	125 (2cc)	63 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	optional	ja	4
23.09.2019	08.07.2019	GN ReSound	LINX 3D 4 LT488-DW	HdO	259-18261	128 (2cc)	60 (2cc)	21 (2cc)	ja	optional	ja	ja	ja	4
23.09.2019	08.07.2019	GN ReSound	LINX 3D 4 LT477-DW	HdO	259-18260	121 (2cc)	53 (2cc)	20 (2cc)	ja	optional	ja	ja	ja	4
23.09.2019	08.07.2019	GN ReSound	LINX 3D 4 LT467-DW	mini HdO	259-18259	115 (2cc)	49 (2cc)	23 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
23.09.2019	08.07.2019	GN ReSound	LINX 3D 4 LT462-DRW	HdO	259-18258	124 (2cc)	64 (2cc)	23 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
23.09.2019	08.07.2019	GN ReSound	LINX 3D 4 LT461-DRW	HdO	259-18257	124 (2cc)	64 (2cc)	23 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
11.02.2019	19.06.2018	GN ReSound	LINX Quattro 5 RE 562 DRW	HdO	259-17432	136	79	15	ja	ja	ja	Nein	ja	4
11.02.2019	19.06.2018	GN ReSound	LINX Quattro 5 RE 561 DRWC	HdO	259-17431	136	79	15	ja	ja	ja	Nein	ja	4
19.07.2018	19.06.2018	GN ReSound	LINX Quattro 7 RE 762 DRW L	HdO	259-16884	136	79	15	ja	ja	ja	Nein	ja	4
19.07.2018	19.06.2018	GN ReSound	LINX Quattro 7 RE 761 DRWC	HdO	259-16883	136	79	15	ja	ja	ja	Nein	ja	4
19.07.2018	19.06.2018	GN ReSound	LINX Quattro 9 RE 962 DRW L	HdO	259-16882	136	79	15	ja	ja	ja	Nein	ja	4
19.07.2018	19.06.2018	GN ReSound	LINX Quattro 9 RE 961 DRWC	HdO	259-16881	136	79	15	ja	ja	ja	Nein	ja	4
03.11.2017	29.09.2017	GN ReSound	ENZO 3D 9 ET988-DWH	Power HdO	259-16046	135	73	22	ja	ja	ja	ja	ja	4
03.11.2017	29.09.2017	GN ReSound	ENZO 3D 9 ET998-DW	Super Power HdO	259-16045	136	75	22	ja	ja	ja	ja	ja	4
03.11.2017	28.09.2017	GN ReSound	ENZO 3D 7 ET788-DWH	Power HdO	259-16044	135	73	22	ja	ja	ja	ja	ja	4
03.11.2017	29.09.2017	GN ReSound	ENZO 3D 7 ET798-DW	Super Power HdO	259-16043	136	75	22	ja	ja	ja	ja	ja	4

03.11.2017	28.09.2017	GN ReSound	ENZO 3D 5 ET588-DWH	Power HdO	259-16042	135	73	22	ja	ja	ja	ja	ja	4
03.11.2017	28.09.2017	GN ReSound	ENZO 3D 5 ET598-DW	super Power HdO	259-16041	136	75	22	ja	ja	ja	ja	ja	4
26.09.2017	22.02.2017	GN ReSound	LINX 3D 5 LT561-DRWZ	HdO	259-15976	136	80	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
26.09.2017	23.02.2017	GN ReSound	LINX 3D 7 LT761-DRWZ	HdO	259-15975	136	80	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
26.09.2017	24.02.2017	GN ReSound	LINX 3D 9 LT961-DRWZ	HdO	259-15974	136	80	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
29.03.2017	20.03.2017	GN ReSound	LINX 3D 9 LT9 MIH-W	MIH	259-15469	136	70	24	ja	ja	ja	optional	nein	4
29.03.2017	08.03.2017	GN ReSound	LINX 3D 9 LT9 MIH-S	MIH	259-15468	136	70	24	nein	nein	ja	Nein	nein	4
29.03.2017	20.03.2017	GN ReSound	LINX 3D 9 LT9 ITE	ITE	259-15467	136	70	24	ja	ja	ja	optional	ja	4
29.03.2017	20.03.2017	GN ReSound	LINX 3D 9 LT9 ITC	ITC	259-15466	136	70	24	ja	ja	ja	optional	ja	4
29.03.2017	07.03.2017	GN ReSound	LINX 3D 9 LT9 CIC	CIC	259-15465	136	70	24	nein	nein	ja	Nein	nein	4
29.03.2017	07.03.2017	GN ReSound	LINX 3D 9 LT9 IIC	IIC	259-15464	117	43	22	nein	nein	ja	Nein	nein	1
29.03.2017	24.02.2017	GN ReSound	LINX 3D 9 LT988-DW	Power HdO	259-15463	134	67	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
29.03.2017	24.02.2017	GN ReSound	LINX 3D 9 LT977-DW	HdO	259-15462	126	58	25	ja	ja	ja	ja	ja	4
29.03.2017	24.02.2017	GN ReSound	LINX 3D 9 LT967-DW	mini HdO	259-15461	122	55	26	ja	ja	ja	ja	ja	4
29.03.2017	24.02.2017	GN ReSound	LINX 3D 9 LT962-DRW	HdO	259-15460	136	80	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
29.03.2017	24.02.2017	GN ReSound	LINX 3D 9 LT961-DRW	HdO	259-15459	136	80	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
29.03.2017	20.03.2017	GN ReSound	LINX 3D 7 LT7 MIH-W	MIH	259-15458	136	70	24	ja	ja	ja	optional	nein	4
29.03.2017	06.03.2017	GN ReSound	LINX 3D 7 LT7 MIH-S	MIH	259-15457	136	70	24	nein	nein	ja	Nein	nein	4
29.03.2017	20.03.2017	GN ReSound	LINX 3D 7 LT7 ITE	ITE	259-15456	136	70	24	ja	ja	ja	optional	ja	4
29.03.2017	20.03.2017	GN ReSound	LINX 3D 7 LT7 ITC	ITC	259-15455	136	70	24	ja	ja	ja	optional	ja	4
29.03.2017	03.03.2017	GN ReSound	LINX 3D 7 LT7 CIC	CIC	259-15454	136	70	24	nein	nein	ja	Nein	nein	4
29.03.2017	03.03.2017	GN ReSound	LINX 3D 7 LT7 IIC	IIC	259-15453	117	43	22	nein	nein	ja	Nein	nein	1
29.03.2017	23.02.2017	GN ReSound	LINX 3D 7 LT788-DW	Power HdO	259-15452	134	67	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
29.03.2017	23.02.2017	GN ReSound	LINX 3D 7 LT777-DW	HdO	259-15451	126	58	25	ja	ja	ja	ja	ja	4
29.03.2017	23.02.2017	GN ReSound	LINX 3D 7 LT767-DW	mini HdO	259-15450	122	55	26	ja	ja	ja	ja	ja	4
29.03.2017	23.02.2017	GN ReSound	LINX 3D 7 LT762-DRW	HdO	259-15449	136	80	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
29.03.2017	23.02.2017	GN ReSound	LINX 3D 7 LT761-DRW	HdO	259-15448	136	80	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
27.03.2017	20.03.2017	GN ReSound	LINX 3D 5 LT5 MIH-W	MIH	259-15447	136	70	24	ja	ja	ja	optional	nein	4
27.03.2017	03.03.2017	GN ReSound	LINX 3D 5 LT5 MIH-S	MIH	259-15446	136	70	24	nein	nein	ja	Nein	nein	4
27.03.2017	20.03.2017	GN ReSound	LINX 3D 5 LT5 ITE	ITE	259-15445	136	70	24	ja	ja	ja	optional	ja	4
27.03.2017	20.03.2017	GN ReSound	LINX 3D 5 LT5 ITC	ITC	259-15444	136	70	24	ja	ja	ja	optional	ja	4
27.03.2017	02.03.2017	GN ReSound	LINX 3D 5 LT5 CIC	CIC	259-15443	136	70	24	nein	nein	ja	Nein	nein	4
27.03.2017	22.02.2017	GN ReSound	LINX 3D 5 LT588-DW	Power HdO	259-15442	134	67	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
27.03.2017	22.02.2017	GN ReSound	LINX 3D 5 LT577-DW	HdO	259-15441	126	58	25	ja	ja	ja	ja	ja	4
27.03.2017	22.02.2017	GN ReSound	LINX 3D 5 LT567-DW	mini HdO	259-15440	122	55	26	ja	ja	ja	ja	ja	4
27.03.2017	22.02.2017	GN ReSound	LINX 3D 5 LT562-DRW	HdO	259-15439	136	80	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
27.03.2017	22.02.2017	GN ReSound	LINX 3D 5 LT561-DRW	HdO	259-15438	136	80	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
30.09.2016	08.09.2016	GN ReSound	LINX ² 5 LS967-DW	mini HdO	259-14880	122	55	26	ja	ja	ja	ja	ja	4
30.09.2016	08.09.2016	GN ReSound	LINX ² 5 LS767-DW	mini HdO	259-14879	122	55	26	ja	ja	ja	ja	ja	4
30.09.2016	08.09.2016	GN ReSound	LINX ² 5 LS567-DW	mini HdO	259-14878	122	55	26	ja	ja	ja	ja	ja	4
24.03.2016	23.11.2015	GN ReSound	UP Smart 5 UPS577M-DLW	HdO	259-14287	?	54	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
24.03.2016	23.11.2015	GN ReSound	UP Smart 5 UPS588M-DLW H	HdO	259-14286	?	72	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
24.03.2016	23.11.2015	GN ReSound	UP Smart 5 UPS598M-DLW	Power HdO	259-14285	?	75	22	ja	ja	ja	ja	ja	4
24.03.2016	23.11.2015	GN ReSound	ENZO ² 5 EN588-DW HP	Power HdO	259-14284	135	73	22	ja	ja	ja	ja	ja	4
23.03.2016	23.11.2015	GN ReSound	ENZO ² 5 EN598-DW	HP HdO	259-14283	136	75	22	ja	ja	ja	ja	ja	4
24.03.2016	23.11.2015	GN ReSound	ENZO ² 7 EN788-DW HP	Power HdO	259-14282	135	73	22	ja	ja	ja	ja	ja	4
24.03.2016	23.11.2015	GN ReSound	ENZO ² 7 EN798-DW	HP HdO	259-14281	136	75	22	ja	ja	ja	ja	ja	4
24.03.2016	23.11.2015	GN ReSound	ENZO ² 9 EN988-DW HP	Power HdO	259-14280	135	73	22	ja	ja	ja	ja	ja	4
24.03.2016	23.11.2015	GN ReSound	ENZO ² 9 EN998-DW	HP HdO	259-14279	136	75	22	ja	ja	ja	ja	ja	4

23.09.2015	29.07.2015	GN ReSound	Enya 3 EY3 ITE-DW-LP;MP;H	ITE	259-13735	136	70	24	ja	nein	ja	optional	ja	3
23.09.2015	16.07.2015	GN ReSound	Enya 3 EY3 ITC-DW-LP;MP;H	ITC	259-13734	136	70	24	ja	nein	ja	optional	ja	3
23.09.2015	20.07.2015	GN ReSound	Enya 3 EY3 CIC-LP;MP;HP;UF	CIC	259-13733	136	70	24	nein	nein	ja	Nein	nein	3
23.09.2015	29.07.2015	GN ReSound	Enya 3 EY 362-DRW-LP;MP;H	RIE	259-13732	137	80	22	ja	ja	ja	ja	ja	3
23.09.2015	16.07.2015	GN ReSound	Enya 3 EY 367-DW/DW T	HdO	259-13731	125	56	24	ja	ja	ja	ja	ja	3
23.09.2015	11.08.2015	GN ReSound	Enya 3 EY 377-DW/DW T	HdO	259-13730	130	56	23	ja	ja	ja	ja	ja	3
23.09.2015	16.07.2015	GN ReSound	Enya 3 EY 388-DW/DW HP	HdO	259-13729	133	72	23	ja	ja	ja	ja	ja	3
23.09.2015	15.07.2015	GN ReSound	Enya 4 EY4 ITE-DW-LP;MP;H	ITE	259-13728	136	70	24	ja	nein	ja	optional	ja	4
23.09.2015	15.07.2015	GN ReSound	Enya 4 EY4 ITC-DW-LP;MP;H	ITC	259-13727	136	70	24	ja	nein	ja	optional	ja	4
23.09.2015	15.07.2015	GN ReSound	Enya 4 EY4 CIC-LP;MP;HP;UF	CIC	259-13726	136	70	24	nein	nein	ja	Nein	nein	4
23.09.2015	15.07.2015	GN ReSound	Enya 4 EY 462-DRW-LP;MP;H	RIE	259-13725	137	80	22	ja	ja	ja	ja	ja	4
23.09.2015	13.07.2015	GN ReSound	Enya 4 EY 467-DW/DW T	HdO	259-13724	125	56	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
23.09.2015	13.07.2015	GN ReSound	Enya 4 EY 477-DW/DW T	HdO	259-13723	130	56	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
23.09.2015	13.07.2015	GN ReSound	Enya 4 EY 488-DW/DW HP	HdO	259-13722	133	72	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
23.09.2015	06.07.2015	GN ReSound	LiNX² 5 LS5 ITE-W-LP; MP; H	ITE	259-13721	136	70	24	ja	nein	ja	optional	ja	4
23.09.2015	06.07.2015	GN ReSound	LiNX² 5 LS5 ITC-MIH-W-LP; M	ITC	259-13720	136	70	24	ja	nein	ja	optional	nein	4
23.09.2015	06.07.2015	GN ReSound	LiNX² 5 LS5 ITC-DW-LP; MP; I	ITC	259-13719	136	70	24	ja	nein	ja	optional	ja	4
23.09.2015	06.07.2015	GN ReSound	LiNX² 5 LS5 CIC-MIH-S-LP; M	CIC	259-13718	136	70	24	nein	nein	ja	Nein	nein	4
23.09.2015	06.07.2015	GN ReSound	LiNX² 5 LS5 CIC-LP; MP; HP; I	CIC	259-13717	136	70	24	nein	nein	ja	Nein	nein	4
24.07.2015	02.07.2015	GN ReSound	LiNX² 9 LS9 IIC-LP	IIC	259-13490	116	43	22	nein	nein	ja	Nein	nein	4
24.07.2015	17.06.2015	GN ReSound	LiNX² 9 LS9 CIC-LP; MP; HP; I	CIC	259-13489	136	70	24	nein	nein	ja	Nein	nein	4
24.07.2015	16.06.2015	GN ReSound	LiNX² 9 LS9 CIC-MIH-S LP; M	CIC	259-13488	136	70	24	nein	nein	ja	Nein	nein	4
24.07.2015	02.07.2015	GN ReSound	LiNX² 9 LS9 ITC-DW LP; MP; I	ITC	259-13487	136	70	24	ja	nein	ja	optional	ja	4
24.07.2015	15.06.2015	GN ReSound	LiNX² 9 LS9 ITC-MIH-WLP; M	ITC	259-13486	136	70	24	ja	nein	ja	optional	nein	4
24.07.2015	15.06.2015	GN ReSound	LiNX² 9 LS9 ITE-DW MP; HP; I	ITE	259-13485	136	70	24	ja	nein	ja	optional	ja	4
24.07.2015	11.06.2015	GN ReSound	LiNX² 7 LS7 IIC-LP	IIC	259-13484	116	43	22	nein	nein	ja	Nein	nein	4
24.07.2015	02.07.2015	GN ReSound	LiNX² 7 LS7 CIC-LP; MP; HP; I	CIC	259-13483	136	70	24	nein	nein	ja	Nein	nein	4
24.07.2015	11.06.2015	GN ReSound	LiNX² 7 LS7 CIC-MIH-S LP; M	CIC	259-13482	136	70	24	nein	nein	ja	Nein	nein	4
24.07.2015	11.06.2015	GN ReSound	LiNX² 7 LS7 ITC-DW LP; MP; I	ITC	259-13481	136	70	24	ja	nein	ja	optional	ja	4
24.07.2015	13.07.2015	GN ReSound	LiNX² 7 LS7 ITC-MIH-W LP; M	ITC	259-13480	136	70	24	ja	nein	ja	optional	nein	4
24.07.2015	11.06.2015	GN ReSound	LiNX² 7 LS7 ITE-DW MP; HP; I	ITE	259-13479	136	70	24	ja	nein	ja	optional	ja	4
10.07.2015	26.02.2015	GN ReSound	LiNX² 5 LS 561-DRW LP; MP; I	RIE	259-13472	136	80	24	ja	nein	ja	Nein	ja	4
10.07.2015	26.02.2015	GN ReSound	LiNX² 5 LS 562-DRW LP; MP; I	RIE	259-13471	136	80	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
10.07.2015	26.02.2015	GN ReSound	LiNX² 5 LS 577-DW	HdO	259-13470	126	58	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
10.07.2015	26.02.2015	GN ReSound	LiNX² 5 LS 588-DW	HdO	259-13469	134	67	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
20.03.2015	19.01.2015	GN ReSound	LiNX² 7 LS 761-DW LP;MP;HP	Mini RIE	259-13099	136	80	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
20.03.2015	19.01.2015	GN ReSound	LiNX² 7 LS 762-DW LP;MP;HP	RIE	259-13098	136	80	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
20.03.2015	28.01.2015	GN ReSound	LiNX² 7 LS 777-DW	HdO	259-13097	126	58	25	ja	ja	ja	ja	ja	4
20.03.2015	28.01.2015	GN ReSound	LiNX² 7 LS 788-DW	HdO	259-13096	134	67	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
20.03.2015	19.01.2015	GN ReSound	LiNX² 9 LS 961-DW LP;MP;HP	Mini RIE	259-13095	136	80	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
20.03.2015	19.01.2015	GN ReSound	LiNX² 9 LS 962-DW LP;MP;HP	RIE	259-13094	136	80	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
20.03.2015	28.01.2015	GN ReSound	LiNX² 9 LS 977-DW	HdO	259-13093	126	58	25	ja	ja	ja	ja	ja	4
20.03.2015	28.01.2015	GN ReSound	LiNX² 9 LS 988-DW	HdO	259-13092	134	67	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
18.12.2014	01.07.2014	GN ReSound	UP Smart 9 UPS998-DLW	HdO	259-12785	136	75	22	ja	ja	ja	ja	ja	4
18.12.2014	16.06.2014	GN ReSound	UP Smart 9 UPS988-DLW	HdO	259-12784	133	72	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
18.12.2014	13.11.2014	GN ReSound	UP Smart 9 UPS977-DLW	HdO	259-12783	127	54	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
18.12.2014	16.06.2014	GN ReSound	UP Smart 7 UPS798-DLW	HdO	259-12782	136	75	22	ja	ja	ja	ja	ja	4
18.12.2014	16.06.2014	GN ReSound	UP Smart 7 UPS788-DLW	HdO	259-12781	133	72	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
18.12.2014	13.11.2014	GN ReSound	UP Smart 7 UPS777-DLW	HdO	259-12780	127	54	24	ja	ja	ja	ja	ja	4

18.12.2014	16.06.2014	GN ReSound	UP Smart 5 UPS598-DLW	HdO	259-12779	136	75	22	ja	ja	ja	ja	ja	4
18.12.2014	16.06.2014	GN ReSound	UP Smart 5 UPS588-DLW	HdO	259-12778	133	72	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
18.12.2014	13.11.2014	GN ReSound	UP Smart 5 UPS577-DLW	HdO	259-12777	127	54	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
12.09.2014	16.12.2013	GN ReSound	LINX TS 7 LN761-DRW UP; HI	RIE	259-12453	134	81	25	ja	nein	ja	nein	ja	3
12.09.2014	16.12.2013	GN ReSound	LINX TS 9 LN961-DRW UP; HI	RIE	259-12452	134	81	25	ja	nein	ja	nein	ja	4
12.09.2014	18.06.2014	GN ReSound	Veas 3 VE362 DVIR HP; NP	RIE	259-12451	120	57	24	nein	ja	ja	ja	ja	2+2
12.09.2014	16.12.2013	GN ReSound	Magna 4 MG490DVI SP	HdO	259-12450	136	80	25	nein	ja	ja	ja	ja	2+2
12.09.2014	16.06.2014	GN ReSound	Enzo 5 EO598-DW SP	HdO	259-12449	136	75	22	ja	ja	ja	ja	ja	2+2
12.09.2014	16.06.2014	GN ReSound	Enzo 7 EO798-DW SP	HdO	259-12448	136	75	22	ja	ja	ja	ja	ja	3+1
12.09.2014	16.06.2014	GN ReSound	Enzo 9 EO988-DW SP	HdO	259-12447	136	75	22	ja	ja	ja	ja	ja	4
12.09.2014	05.08.2014	GN ReSound	LINX 5 LN588-DW P	HdO	259-12446	133	66	23	ja	ja	ja	ja	ja	2+2
12.09.2014	05.08.2014	GN ReSound	LINX 5 LN577-DW	HdO	259-12445	127	54	24	ja	ja	ja	ja	ja	2+2
12.09.2014	05.08.2014	GN ReSound	LINX 5 LN561-DRW UP; HP; N	RIE	259-12444	133	81	25	ja	nein	ja	nein	ja	2+2
12.09.2014	05.08.2014	GN ReSound	LINX 7 LN788-DW P	HdO	259-12443	132	66	23	ja	ja	ja	ja	ja	3+1
12.09.2014	05.08.2014	GN ReSound	LINX 7 LN777-DW	HdO	259-12442	127	54	24	ja	ja	ja	ja	ja	3+1
12.09.2014	05.08.2014	GN ReSound	LINX 9 LN988-DW P	HdO	259-12441	132	66	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
12.09.2014	05.08.2014	GN ReSound	LINX 9 LN977-DW	HdO	259-12440	127	54	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
18.06.2013	16.12.2012	GN ReSound	LINX 7 LN761-DRW UP;HP;NF	RIE	259-11824	134	81	25	ja	nein	ja	nein	ja	3
18.06.2013	16.12.2012	GN ReSound	LINX 9 LN961-DRW UP;HP;NF	RIE	259-11823	134	81	25	ja	nein	ja	nein	ja	4
18.06.2013	23.05.2013	GN ReSound	Lex 4 LX400-M	IOT	259-11106	112	43	23	nein	nein	ja	nein	nein	1
18.06.2013	23.05.2013	GN ReSound	Lex 8 LX800-M	IOT	259-11105	112	43	23	nein	nein	ja	nein	nein	1
05.06.2013	09.07.2012	GN ReSound	Alera AL 461-DRW HP; NP	HdO	259-11064	117	50	24	ja	nein	ja	nein	ja	2
22.03.2013	16.07.2012	GN ReSound	Verso 730-M TS	RM-ITC	259-10824	117	48	23	nein	nein	ja	nein	nein	
22.03.2013	16.07.2012	GN ReSound	Verso 930-M TS	RM-ITC	259-10823	117	48	23	nein	nein	ja	nein	nein	4
22.03.2013	16.07.2012	GN ReSound	Verso 730-MP TS	RM-ITC	259-10822	121	56	26	nein	nein	ja	ja	nein	
22.03.2013	16.07.2012	GN ReSound	Verso 930-MP TS	RM-ITC	259-10821	121	56	26	nein	nein	ja	ja	nein	4
22.03.2013	16.07.2012	GN ReSound	Verso 730-MUW TS	RM-ITC	259-10820	136	64	26	ja	nein	ja	ja	nein	
22.03.2013	16.07.2012	GN ReSound	Verso 930-MUW TS	RM-ITC	259-10819	136	64	26	ja	nein	ja	ja	nein	4
22.03.2013	20.06.2012	GN ReSound	Verso 760-DR TS HP; NP; S	RIE	259-10818	120	57	24	nein	nein	ja	nein	ja	
22.03.2013	20.06.2012	GN ReSound	Verso 960-DR TS HP; NP; S	RIE	259-10817	120	57	24	nein	nein	ja	nein	ja	4
22.03.2013	20.06.2012	GN ReSound	Verso 761-DRW TS HP; NP; S	RIE	259-10816	120	57	24	ja	nein	ja	nein	ja	
22.03.2013	20.06.2012	GN ReSound	Verso 961-DRW TS HP; NP; S	RIE	259-10815	120	57	24	ja	nein	ja	nein	ja	4
22.03.2013	20.06.2012	GN ReSound	Verso 762-DRW TS HP; NP; S	RIE	259-10814	120	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	
22.03.2013	20.06.2012	GN ReSound	Verso 962-DRW TS HP; NP; S	RIE	259-10813	120	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
22.03.2013	20.06.2012	GN ReSound	Verso 767-DW TS	M HdO	259-10812	125	56	24	ja	ja	ja	ja	ja	
22.03.2013	20.06.2012	GN ReSound	Verso 967-DW TS	M HdO	259-10811	125	56	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
22.03.2013	20.06.2012	GN ReSound	Verso 777-DW TS	HdO	259-10810	129	56	23	ja	ja	ja	ja	ja	
22.03.2013	20.06.2012	GN ReSound	Verso 977-DW TS	HdO	259-10809	129	56	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
22.03.2013	20.06.2012	GN ReSound	Verso 788-DW HP TS	HP HdO	259-10808	133	72	23	ja	ja	ja	ja	ja	
22.03.2013	20.06.2012	GN ReSound	Verso 988-DW HP TS	HP HdO	259-10807	133	72	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso 510	CIC	259-10806	115	42	25	nein	nein	ja	nein	nein	2
22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso 510-P	CIC	259-10805	121	49	24	nein	nein	ja	nein	nein	2
22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso 510-M	RM-CIC	259-10804	117	48	26	nein	nein	ja	nein	nein	2
22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso 510-MP	RM-CIC	259-10803	120	55	26	nein	nein	ja	nein	nein	2
22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso 530-P	ITC	259-10802	122	55	24	nein	nein	ja	nein	nein	2
22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso 530-PW	ITC	259-10801	122	55	24	ja	nein	ja	nein	nein	2
22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso 530-DP	ITC	259-10800	122	55	24	nein	nein	ja	nein	ja	2
22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso 530-DW	ITC	259-10799	118	48	24	ja	nein	ja	nein	ja	2
22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso 530-DPW	ITC	259-10798	122	55	24	ja	nein	ja	nein	ja	2

22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso 530-M	RM-ITC	259-10797	117	48	26	nein	nein	ja	nein	nein	2
22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso 530-MP	RM-ITC	259-10796	121	56	26	nein	nein	ja	ja	nein	2
22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso 530-MU	RM-ITC	259-10795	137	64	26	nein	nein	ja	ja	nein	2
22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso 530-MW	RM-ITC	259-10794	117	48	26	ja	nein	ja	nein	nein	2
22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso 530-MPW	RM-ITC	259-10793	121	56	26	ja	nein	ja	ja	nein	2
22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso 530-MUW	RM-ITC	259-10792	137	64	26	ja	nein	ja	ja	nein	2
22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso 550-DP	ITE	259-10791	137	62	24	nein	nein	ja	ja	ja	2
22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso 550-DPW	ITE	259-10790	137	62	24	ja	nein	ja	ja	ja	2
22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso 560-DRW HP; NP; S	RIE	259-10789	120	57	24	nein	nein	ja	nein	ja	2
22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso 561-DRW HP; NP; S	RIE	259-10788	120	57	24	ja	nein	ja	nein	ja	2
22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso 562-DRW HP; NP; S	RIE	259-10787	120	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	2
22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso567-DW	M HdO	259-10786	125	56	24	ja	ja	ja	ja	ja	2
22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso 577-DW	HdO	259-10785	129	56	23	ja	ja	ja	ja	ja	2
22.03.2013	04.03.2013	GN ReSound	Verso 588-DW HP	HP HdO	259-10784	133	72	23	ja	ja	ja	ja	ja	
10.09.2012	09.07.2012	GN ReSound	Verso 710-C	Micro CIC	259-10192	115	42	25	nein	nein	ja	nein	nein	1
10.09.2012	09.07.2012	GN ReSound	Verso 910-C	Micro CIC	259-10191	115	42	25	nein	nein	ja	nein	nein	1
10.09.2012	09.07.2012	GN ReSound	Verso 710	CIC	259-10190	115	42	25	nein	nein	ja	nein	nein	
10.09.2012	09.07.2012	GN ReSound	Verso 910	CIC	259-10189	115	42	25	nein	nein	ja	nein	nein	4
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 710-P	CIC	259-10188	121	49	24	nein	nein	ja	nein	nein	
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 910-P	CIC	259-10187	121	49	24	nein	nein	ja	nein	nein	4
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 710-M	RM-CIC	259-10186	117	48	26	nein	nein	ja	nein	nein	
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 910-M	RM-CIC	259-10185	117	48	26	nein	nein	ja	nein	nein	4
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 710-MP	RM-CIC	259-10184	120	55	26	nein	nein	ja	nein	nein	
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 910-MP	RM-CIC	259-10183	120	55	26	nein	nein	ja	nein	nein	4
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 730-P	ITC	259-10182	122	55	24	nein	nein	ja	nein	nein	
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 930-P	ITC	259-10181	122	55	24	nein	nein	ja	nein	nein	4
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 730-PW	ITC	259-10180	122	55	24	ja	nein	ja	nein	nein	
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 930-PW	ITC	259-10179	122	55	24	ja	nein	ja	nein	nein	4
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 730-DP	ITC	259-10178	122	55	24	nein	nein	ja	nein	ja	
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 930-DP	ITC	259-10177	122	55	24	nein	nein	ja	nein	ja	4
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 730-DW	ITC	259-10176	118	48	24	ja	nein	ja	nein	ja	
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 930-DW	ITC	259-10175	118	48	24	ja	nein	ja	nein	ja	4
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 730-DPW	ITC	259-10174	122	55	24	ja	nein	ja	nein	ja	
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 930-DPW	ITC	259-10173	122	55	24	ja	nein	ja	nein	ja	4
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 730-M	RM-ITC	259-10172	117	48	23	nein	nein	ja	nein	nein	
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 930-M	RM-ITC	259-10171	117	48	23	nein	nein	ja	nein	nein	4
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 730-MP	RM-ITC	259-10170	121	56	26	nein	nein	ja	ja	nein	
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 930-MP	RM-ITC	259-10169	121	56	26	nein	nein	ja	ja	nein	4
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 730-MUW	RM-ITC	259-10168	136	64	26	ja	nein	ja	ja	nein	
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 930-MUW	RM-ITC	259-10167	136	64	26	ja	nein	ja	ja	nein	4
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 730-MW	RM-ITC	259-10166	117	48	23	ja	nein	ja	nein	nein	
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 930-MW	RM-ITC	259-10165	117	48	23	ja	nein	ja	nein	nein	4
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 730-MPW	RM-ITC	259-10164	121	56	26	ja	nein	ja	ja	nein	
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 930-MPW	RM-ITC	259-10163	121	56	26	ja	nein	ja	ja	nein	4
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 730-MUW	RM-ITC	259-10162	136	64	26	ja	nein	ja	ja	nein	
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 930-MUW	RM-ITC	259-10161	136	64	26	ja	nein	ja	ja	nein	4
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 750-DP	ITE	259-10160	121	53	24	nein	nein	ja	ja	ja	
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 950-DP	ITE	259-10159	121	53	24	nein	nein	ja	ja	ja	4
10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 750-DPW	ITE	259-10158	137	62	24	ja	nein	ja	ja	ja	

10.09.2012	16.07.2012	GN ReSound	Verso 950-DPW	ITE	259-10157	137	62	24	ja	nein	ja	ja	ja	4
10.09.2012	20.06.2012	GN ReSound	Verso 760-DR HP; NP; S	RIE	259-10156	120	57	24	nein	nein	ja	nein	ja	
10.09.2012	20.06.2012	GN ReSound	Verso 960-DR HP; NP; S	RIE	259-10155	120	57	24	nein	nein	ja	nein	ja	4
10.09.2012	20.06.2012	GN ReSound	Verso 761-DRW HP; NP, S	RIE	259-10154	120	57	24	ja	nein	ja	nein	ja	
10.09.2012	20.06.2012	GN ReSound	Verso 961-DRW HP; NP ;S	RIE	259-10153	120	57	24	ja	nein	ja	nein	ja	4
10.09.2012	20.06.2012	GN ReSound	Verso 762-DRW HP; NP; S	RIE	259-10152	120	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	
10.09.2012	20.06.2012	GN ReSound	Verso 962-DRW HP; NP; S	RIE	259-10151	120	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
10.09.2012	20.06.2012	GN ReSound	Verso 767-DW	M HdO	259-10150	125	56	24	ja	ja	ja	ja	ja	
10.09.2012	20.06.2012	GN ReSound	Verso 967-DW	M HdO	259-10149	125	56	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
10.09.2012	20.06.2012	GN ReSound	Verso 777-DW	HdO	259-10148	129	56	23	ja	ja	ja	ja	ja	
10.09.2012	20.06.2012	GN ReSound	Verso 977-DW	HdO	259-10147	129	56	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
10.09.2012	20.06.2012	GN ReSound	Verso 788-DW HP	HP HdO	259-10146	133	72	23	ja	ja	ja	ja	ja	
10.09.2012	20.06.2012	GN ReSound	Verso 988-DW HP	HP HdO	259-10145	133	72	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
08.03.2012	11.01.2012	GN ReSound	Alera AL 477/87-DVIW	HdO	259-09736	132	65	23	ja	nein	ja	ja	ja	4
08.03.2012	17.01.2012	GN ReSound	Alera AL 467-DIW	HdO	259-09735	126	56	24	ja	nein	ja	ja	ja	4
08.03.2012	30.11.2011	GN ReSound	Vea VE330-DP	IdO	259-09734	120	54	22	nein	nein	ja	ja	ja	
08.03.2012	30.11.2011	GN ReSound	Vea VE310-P	IdO	259-09733	120	46	23	nein	nein	ja	nein	nein	
08.03.2012	30.11.2011	GN ReSound	Vea VE310	IdO	259-09732	114	39	25	nein	nein	ja	nein	nein	
08.03.2012	30.11.2011	GN ReSound	Vea VE380-DVI	HdO	259-09731	135	67	27	nein	ja	ja	ja	ja	
08.03.2012	30.11.2011	GN ReSound	Vea VE370-DVI	HdO	259-09730	127	60	29	nein	ja	ja	ja	ja	
08.03.2012	30.11.2011	GN ReSound	Vea VE360-DI	HdO	259-09729	127	55	27	nein	ja	ja	ja	ja	
08.03.2012	30.11.2011	GN ReSound	Vea VE280-DVI	HdO	259-09728	135	67	27	nein	ja	ja	ja	ja	
08.03.2012	30.11.2011	GN ReSound	Vea VE270-DVI	HdO	259-09727	127	60	29	nein	ja	ja	ja	ja	
08.03.2012	30.11.2011	GN ReSound	Vea VE180-VI	HdO	259-09726	135	67	27	nein	ja	ja	ja	nein	
08.03.2012	30.11.2011	GN ReSound	Vea VE170-VI	HdO	259-09725	127	60	29	nein	ja	ja	ja	nein	
19.12.2011	27.01.2011	GN ReSound	Alera AL 577/87 DVIW TS	HdO	259-09577	132	65	23	ja	ja	ja	ja (93 dB)	ja	
19.12.2011	27.01.2011	GN ReSound	Alera AL 777/87 DVIW TS	HdO	259-09576	132	65	23	ja	ja	ja	ja (93 dB)	ja	
19.12.2011	25.07.2011	GN ReSound	Alera AL 767-DIW TS	mini HdO	259-09575	125	56	24	ja	ja	ja	ja	ja	
19.12.2011	02.08.2011	GN ReSound	Alera AL 762-DVIRW HP TS	mini HdO	259-09574	120	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	
19.12.2011	02.08.2011	GN ReSound	Alera AL 762-DVIRW NP TS	mini HdO	259-09573	117	50	24	ja	ja	ja	ja	ja	
19.12.2011	27.01.2011	GN ReSound	Alera AL 977/87 DVIW TS	HdO	259-09572	132	65	23	ja	ja	ja	ja (93 dB)	ja	4
19.12.2011	25.07.2011	GN ReSound	Alera AL 967-DIW TS	mini HdO	259-09571	125	56	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
19.12.2011	02.08.2011	GN ReSound	Alera AL 962-DVIRW HP TS	mini HdO	259-09570	120	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
19.12.2011	02.08.2011	GN ReSound	Alera AL 962-DVIRW NP TS	mini HdO	259-09569	117	50	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
19.12.2011	12.05.2010	GN ReSound	Alera 961 HP TS	HdO	259-09568	120	57	23	ja	nein	ja	nein	ja	4
19.12.2011	12.05.2010	GN ReSound	Alera 961 NP TS	HdO	259-09567	116	50	23	ja	nein	ja	nein	ja	4
07.11.2011	02.08.2011	GN ReSound	Alera AL 562-DVIRW HP	mini HdO	259-09413	120	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	
07.11.2011	02.08.2011	GN ReSound	Alera AL 562-DVIRW NP	mini HdO	259-09412	117	50	24	ja	ja	ja	ja	ja	
07.11.2011	02.08.2011	GN ReSound	Alera AL 762-DVIRW HP	mini HdO	259-09411	120	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	
07.11.2011	02.08.2011	GN ReSound	Alera AL 762-DVIRW NP	mini HdO	259-09410	117	50	24	ja	ja	ja	ja	ja	
07.11.2011	02.08.2011	GN ReSound	Alera AL 962-DVIRW HP	mini HdO	259-09409	120	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
07.11.2011	02.08.2011	GN ReSound	Alera AL 962-DVIRW NP	mini HdO	259-09408	117	50	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
11.10.2011	06.09.2011	GN ReSound	Alera AL 930-P	ITC	259-09388	120	54	22	nein	nein	ja	ja	ja	4
11.10.2011	06.09.2011	GN ReSound	Alera AL 730-P	ITC	259-09387	120	54	22	nein	nein	ja	ja	ja	
11.10.2011	06.09.2011	GN ReSound	Alera AL 530-P	ITC	259-09386	120	54	22	nein	nein	ja	ja	ja	
06.09.2011	25.07.2011	GN ReSound	Alera AL 567-DIW	mini HdO	259-09338	125	56	24	ja	ja	ja	ja	ja	
06.09.2011	25.07.2011	GN ReSound	Alera AL 767-DIW	mini HdO	259-09337	125	56	24	ja	ja	ja	ja	ja	
06.09.2011	25.07.2011	GN ReSound	Alera AL 967-DIW	mini HdO	259-09336	125	56	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.09.2011	08.08.2011	GN ReSound	Alera AL 510	CIC	259-09335	114	39	25	nein	nein	ja	nein	nein	

06.09.2011	08.08.2011	GN ReSound	Alera AL 710	CIC	259-09334	114	39	25	nein	nein	ja	nein	nein	
06.09.2011	08.08.2011	GN ReSound	Alera AL 910	CIC	259-09333	114	39	25	nein	nein	ja	nein	nein	4
06.09.2011	08.08.2011	GN ReSound	Alera AL 510-P	CIC	259-09332	120	46	23	nein	nein	ja	nein	nein	
06.09.2011	08.08.2011	GN ReSound	Alera AL 710-P	CIC	259-09331	120	46	23	nein	nein	ja	nein	nein	
06.09.2011	08.08.2011	GN ReSound	Alera AL 910-P	CIC	259-09330	120	46	23	nein	nein	ja	nein	nein	4
06.09.2011	08.08.2011	GN ReSound	Alera AL 530-DP	ITC	259-09329	120	54	22	nein	nein	ja	ja	ja	
06.09.2011	08.08.2011	GN ReSound	Alera AL 730-DP	ITC	259-09328	120	54	22	nein	nein	ja	ja	ja	
06.09.2011	08.08.2011	GN ReSound	Alera AL 930-DP	ITC	259-09327	120	54	22	nein	nein	ja	ja	ja	4
06.09.2011	08.08.2011	GN ReSound	Alera AL 550-DP	ITE	259-09326	125	58	25	nein	nein	ja	ja	ja	
06.09.2011	08.08.2011	GN ReSound	Alera AL 750-DP	ITE	259-09325	125	58	25	nein	nein	ja	ja	ja	
06.09.2011	08.08.2011	GN ReSound	Alera AL 950-DP	ITE	259-09324	125	58	25	nein	nein	ja	ja	ja	4
01.04.2011	27.01.2011	GN ReSound	Alera AL 510-MP	CIC	259-08998	119	54	23	nein	nein	ja	nein	nein	
01.04.2011	27.01.2011	GN ReSound	Alera AL 510-M	CIC	259-08997	116	45	23	nein	nein	ja	nein	nein	
01.04.2011	27.01.2011	GN ReSound	Alera AL 710-MP	CIC	259-08996	119	54	23	nein	nein	ja	nein	nein	
01.04.2011	27.01.2011	GN ReSound	Alera AL 710-M	CIC	259-08995	116	45	23	nein	nein	ja	nein	nein	
01.04.2011	27.01.2011	GN ReSound	Alera AL 910-MP	CIC	259-08994	119	54	23	nein	nein	ja	nein	nein	4
01.04.2011	27.01.2011	GN ReSound	Alera AL 910-M	CIC	259-08993	116	45	23	nein	nein	ja	nein	nein	4
01.04.2011	27.01.2011	GN ReSound	Alera AL 530-MUW	IdO	259-08992	134	63	23	ja	nein	ja	nein	nein	
01.04.2011	27.01.2011	GN ReSound	Alera AL 530-MPW	IdO	259-08991	119	54	23	ja	nein	ja	nein	nein	
01.04.2011	27.01.2011	GN ReSound	Alera AL 530-MW	IdO	259-08990	116	45	23	ja	nein	ja	nein	nein	
01.04.2011	27.01.2011	GN ReSound	Alera AL 730-MUW	IdO	259-08989	134	63	23	ja	nein	ja	nein	nein	
01.04.2011	27.01.2011	GN ReSound	Alera AL 730-MPW	IdO	259-08988	119	54	23	ja	nein	ja	nein	nein	
01.04.2011	27.01.2011	GN ReSound	Alera AL 730-MW	IdO	259-08987	116	45	23	ja	nein	ja	nein	nein	
01.04.2011	27.01.2011	GN ReSound	Alera AL 930-MUW	IdO	259-08986	134	63	23	ja	nein	ja	nein	nein	4
01.04.2011	27.01.2011	GN ReSound	Alera AL 930-MPW	IdO	259-08985	119	54	23	ja	nein	ja	nein	nein	4
01.04.2011	27.01.2011	GN ReSound	Alera AL 930-MW	IdO	259-08984	116	45	23	ja	nein	ja	nein	nein	4
01.04.2011	27.01.2011	GN ReSound	Alera AL 577/87 DVIW	HdO	259-08983	132	65	23	ja	ja	ja	ja (93 dB)	ja	
01.04.2011	27.01.2011	GN ReSound	Alera AL 777/87 DVIW	HdO	259-08982	132	65	23	ja	ja	ja	ja (93 dB)	ja	
01.04.2011	27.01.2011	GN ReSound	Alera AL 977/87 DVIW	HdO	259-08981	132	65	23	ja	ja	ja	ja (93 dB)	ja	4
01.07.2010	12.05.2010	GN ReSound	Alera 561 HP	HdO	259-08522	120	57	23	ja	nein	ja	nein	ja	
01.07.2010	12.05.2010	GN ReSound	Alera 761 HP	HdO	259-08521	120	57	23	ja	nein	ja	nein	ja	
01.07.2010	12.05.2010	GN ReSound	Alera 961 HP	HdO	259-08520	120	57	23	ja	nein	ja	nein	ja	4
01.07.2010	12.05.2010	GN ReSound	Alera 561 NP	HdO	259-08519	116	50	23	ja	nein	ja	nein	ja	
01.07.2010	12.05.2010	GN ReSound	Alera 761 NP	HdO	259-08518	116	50	23	ja	nein	ja	nein	ja	
01.07.2010	12.05.2010	GN ReSound	Alera 961 NP	HdO	259-08517	116	50	23	ja	nein	ja	nein	ja	4
01.07.2010	12.05.2010	GN ReSound	Alera 560 HP	HdO	259-08516	120	57	23	nein	nein	ja	nein	ja	1
01.07.2010	12.05.2010	GN ReSound	Alera 760 HP	HdO	259-08515	120	57	23	nein	nein	ja	nein	ja	1
01.07.2010	12.05.2010	GN ReSound	Alera 960 HP	HdO	259-08514	120	57	23	nein	nein	ja	nein	ja	1
01.07.2010	12.05.2010	GN ReSound	Alera 560 NP	HdO	259-08513	116	50	23	nein	nein	ja	nein	ja	1
01.07.2010	12.05.2010	GN ReSound	Alera 760 NP	HdO	259-08512	116	50	23	nein	nein	ja	nein	ja	1
01.07.2010	12.05.2010	GN ReSound	Alera 960 NP	HdO	259-08511	116	50	23	nein	nein	ja	nein	ja	1

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
17.06.2020	30.03.2020	HORIZON	Horizon 7X CIC	IdO (Instant)	259-18975	108 (2cc)	45 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	nein	Nein	nein	6
17.06.2020	30.03.2020	HORIZON	Horizon 5X CIC	IdO (Instant)	259-18974	108 (2cc)	45 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	nein	Nein	nein	6
17.06.2020	30.03.2020	HORIZON	Horizon 3X CIC	IdO (Instant)	259-18973	108 (2cc)	45 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	nein	Nein	nein	6
17.06.2020	11.10.2019	HORIZON	Horizon 1Nx CIC	IdO (Instant)	259-18972	109 (2cc)	46 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	nein	Nein	nein	4
17.06.2020	23.10.2019	HORIZON	Horizon 7X RIC-R	RIC	259-18971	123 (2cc)	68 (2cc)	14 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
17.06.2020	23.10.2019	HORIZON	Horizon 5X RIC-R	RIC	259-18970	123 (2cc)	68 (2cc)	14 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
17.06.2020	24.10.2019	HORIZON	Horizon 3X RIC-R	RIC	259-18969	123 (2cc)	68 (2cc)	14 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
17.06.2020	01.04.2019	HORIZON	Horizon 1Nx RIC-R	RIC	259-18968	123 (2cc)	68 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
17.06.2020	20.08.2019	HORIZON	Horizon 7X RIC	RIC	259-18967	123 (2cc)	68 (2cc)	14 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
17.06.2020	20.08.2019	HORIZON	Horizon 3X RIC	RIC	259-18966	123 (2cc)	68 (2cc)	14 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
17.06.2020	10.09.2019	HORIZON	Horizon 1Nx RIC	RIC	259-18965	123 (2cc)	68 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
23.12.2016	18.04.2016	Hörluchs	AS Hörluchs ICP RIC 16	RIC	259-15131	130	70	21	ja	ja	ja	ja	ja	6

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
01.01.2003	30.10.2002	IfHConstam	Swissss Tone D10	ldO	215-5022	116	41	30	nein	nein	nein	nein	nein	4
01.01.2003	30.10.2002	IfHConstam	Swiss Tone D9 2	CiC	215-5021	110	36	30	nein	nein	nein	nein	nein	4
01.01.2003	30.10.2002	IfHConstam	D9 1P	ldO	215-5020	116	41	30	nein	nein	nein	nein	nein	4
01.01.2003	30.10.2002	IfHConstam	Swiss Tone D9	ldO	215-5019	116	41	30	nein	nein	nein	ja	nein	4
01.01.2003	30.10.2002	IfHConstam	Swiss Tone D10N	HdO	215-5018	126	65	28	nein	nein	nein	ja	nein	1
01.01.2003	30.10.2002	IfHConstam	Swiss Tone D10RM	HdO	215-5017	126	65	28	nein	nein	nein	ja	ja	4
01.01.2003	30.10.2002	IfHConstam	D9-T	HdO	215-5016	126	65	28	nein	nein	nein	nein	nein	4
01.01.2003	30.10.2002	IfHConstam	Swiss Tone D9	HdO	215-5015	126	65	28	nein	nein	nein	ja	nein	

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
16.09.2019	06.11.2018	Incognito	IC 8 G5 RIC LI	RIC	259-18139	119 (2cc)	63 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
16.09.2019	06.11.2018	Incognito	IC 16 G5 RIC LI	RIC	259-18138	119 (2cc)	63 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
16.09.2019	06.02.2018	Incognito	IC 6 G4 RIC 312	RIC	259-18137	127	69	21	ja	nein	ja	ja	ja	4
16.09.2019	23.04.2018	Incognito	IC 8 G5 RIC 312	RIC	259-18136	127	68	21	ja	nein	ja	Nein	ja	6
16.09.2019	23.04.2018	Incognito	IC 16 G5 RIC 312	RIC	259-18135	127	68	21	ja	nein	ja	Nein	ja	6

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
22.04.2010	11.01.2008	INTERTON	Elipse	HdO	259-08402	145	86	28	nein	ja	ja	ja	ja	3
08.12.2009	08.12.2009	INTERTON	AVIO A 560-D	HdO	259-08184	121	56	33	nein	nein	ja	ja	ja	4
08.12.2009	08.12.2009	INTERTON	AVIO A 360-D	HdO	259-08183	121	56	33	nein	nein	ja	ja	ja	4
08.12.2009	08.12.2009	INTERTON	AVIO A 160-D	HdO	259-08182	121	56	33	nein	nein	ja	ja	ja	3
10.11.2008	10.11.2008	INTERTON	Relay	HdO	259-07333	132	62	16	ja	nein	ja	ja	ja	2
25.06.2008	25.06.2008	INTERTON	Slim	HdO	259-07235	126	55	19	nein	nein	ja	ja	ja	3
20.02.2008	20.02.2008	INTERTON	Snap CM Twin	IdO	259-06989	117	56	16	nein	nein	nein	ja	ja	3
20.02.2008	20.02.2008	INTERTON	Snap CM / VC+	IdO	259-06988	117	56	16	nein	nein	nein	ja	nein	3
20.02.2008	20.02.2008	INTERTON	Snap / Open	HdO	259-06987	129	65	13	nein	ja	nein	ja	ja	3
20.02.2008	20.02.2008	INTERTON	Snap P	HdO	259-06986	132	71	14	nein	ja	nein	ja	ja	3
20.02.2008	20.02.2008	INTERTON	Snap X / XS	HdO	259-06985	116	55	18	nein	nein	nein	ja	ja	3
22.05.2006	21.05.2006	INTERTON	BIONIC SHAPE TWIN OPEN	HdO	259-06303	116	55	20	nein	nein	nein	ja	ja	3
16.12.2003	22.09.2003	INTERTON	IQ NANO TWIN-	HdO	215-05346	129	61	18	nein	ja	nein	ja	ja	3
25.06.2002	20.09.2001	INTERTON	QUANTUM EVO TWIN	HdO	215-04878	126	62	26	nein	ja	nein	ja	ja	2
20.06.2000	08.12.1999	INTERTON	INTEGRA VC	HdO	215-04195	128	64	23	nein	nein	nein	ja	nein	2
18.04.1994	16.07.1993	INTERTON	INTEGRA DIGITAL	HdO	215-02456	128	64	23	nein	nein	nein	ja	nein	2

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
17.07.2020	06.08.2019	KIND	KINDwings 2400	HdO	259-19006	106 (2cc)	38 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
17.07.2020	06.08.2019	KIND	KINDwings 2200	HdO	259-19005	125 (2cc)	60 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
17.07.2020	06.08.2019	KIND	KINDwings 1400	HdO	259-19004	106 (2cc)	38 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	automatisch	4
17.07.2020	06.08.2019	KIND	KINDwings 1200	HdO	259-19003	125 (2cc)	60 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	automatisch	4
17.07.2020	05.02.2020	KIND	KINDduro 2210P	HdO	259-19002	126 (2cc)	61 (2cc)	14 (2cc)	ja	ja	ja	ja	adaptiv	4
17.07.2020	05.02.2020	KIND	KINDduro 2410R	HdO	259-19001	112 (2cc)	47 (2cc)	21 (2cc)	ja	ja	ja	ja	adaptiv	4
17.07.2020	05.02.2020	KIND	KINDduro 2410	HdO	259-19000	112 (2cc)	47 (2cc)	21 (2cc)	ja	ja	ja	ja	adaptiv	4
30.08.2019	02.07.2019	KIND	KINDduro 5110P	HdO	259-18104	130 (2cc)	69 (2cc)	23 (2cc)	ja	ja	ja	ja	adaptiv	4
30.08.2019	02.07.2019	KIND	KINDduro 5110	HdO	259-18103	130 (2cc)	70 (2cc)	19 (2cc)	ja	ja	ja	ja	adaptiv	4
30.08.2019	02.07.2019	KIND	KINDduro 3110P	HdO	259-18102	130 (2cc)	69 (2cc)	23 (2cc)	ja	ja	ja	ja	adaptiv	4
30.08.2019	02.07.2019	KIND	KINDduro 3110	HdO	259-18101	130 (2cc)	70 (2cc)	19 (2cc)	ja	ja	ja	ja	adaptiv	4
30.08.2019	02.07.2019	KIND	KINDduro 1110P	HdO	259-18100	130 (2cc)	69 (2cc)	23 (2cc)	ja	ja	ja	ja	adaptiv	4
30.08.2019	02.07.2019	KIND	KINDduro 1110	HdO	259-18099	130 (2cc)	70 (2cc)	19 (2cc)	ja	ja	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	05.04.2019	KIND	KINDevo 5430P	RIE	259-17664	124 (2cc)	65 (2cc)	25 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
23.04.2019	27.03.2019	KIND	KINDevo 3430P	RIE	259-17663	124 (2cc)	65 (2cc)	25 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
23.04.2019	27.03.2019	KIND	KINDevo 2430P	RIE	259-17662	124 (2cc)	65 (2cc)	25 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
23.04.2019	05.04.2019	KIND	KINDevo 5430	RIE	259-17661	102 (2cc)	36 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
23.04.2019	27.03.2019	KIND	KINDevo 3430	RIE	259-17660	102 (2cc)	36 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
23.04.2019	27.03.2019	KIND	KINDevo 2430	RIE	259-17659	102 (2cc)	36 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
24.04.2019	13.03.2019	KIND	KINDvitalo 5400RP	RIE	259-17658	124 (2cc)	66 (2cc)	23 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
24.04.2019	13.03.2019	KIND	KINDvitalo 3400RP	RIE	259-17657	124 (2cc)	66 (2cc)	23 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
24.04.2019	13.03.2019	KIND	KINDvitalo 2400RP	RIE	259-17656	124 (2cc)	66 (2cc)	23 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
24.04.2019	14.03.2019	KIND	KINDvitalo 1400RP	RIE	259-17655	124 (2cc)	66 (2cc)	23 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
24.04.2019	13.03.2019	KIND	KINDvitalo 5400R	RIE	259-17654	102 (2cc)	36 (2cc)	25 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
24.04.2019	13.03.2019	KIND	KINDvitalo 3400R	RIE	259-17653	102 (2cc)	36 (2cc)	25 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
24.04.2019	13.03.2019	KIND	KINDvitalo 2400R	RIE	259-17652	102 (2cc)	36 (2cc)	25 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
24.04.2019	14.03.2019	KIND	KINDvitalo 1400R	RIE	259-17651	102 (2cc)	36 (2cc)	25 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	13.03.2019	KIND	KINDevo 5430RP	RIE	259-17650	124 (2cc)	66 (2cc)	23 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	13.03.2019	KIND	KINDevo 3430RP	RIE	259-17649	124 (2cc)	66 (2cc)	23 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	13.03.2019	KIND	KINDevo 2430RP	RIE	259-17648	124 (2cc)	66 (2cc)	23 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	14.03.2019	KIND	KINDevo 1430RP	RIE	259-17647	124 (2cc)	66 (2cc)	23 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	13.03.2019	KIND	KINDevo 5430R	RIE	259-17646	102 (2cc)	36 (2cc)	25 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	13.03.2019	KIND	KINDevo 3430R	RIE	259-17645	102 (2cc)	36 (2cc)	25 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	13.03.2019	KIND	KINDevo 2430R	RIE	259-17644	102 (2cc)	36 (2cc)	25 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	14.03.2019	KIND	KINDevo 1430R	RIE	259-17643	102 (2cc)	36 (2cc)	25 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
06.05.2019	13.03.2019	KIND	KINDduro 5410TR	RIE	259-17642	112 (2cc)	47 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
06.05.2019	13.03.2019	KIND	KINDduro 3410TR	RIE	259-17641	112 (2cc)	47 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	13.03.2019	KIND	KINDduro 3410R	RIE	259-17640	112 (2cc)	47 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	13.03.2019	KIND	KINDduro 5410	RIE	259-17639	112 (2cc)	47 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
23.04.2019	13.03.2019	KIND	KINDduro 3410	RIE	259-17638	112 (2cc)	47 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
06.05.2019	11.03.2019	KIND	KINDduro 5210TP	HdO	259-17637	126 (2cc)	61 (2cc)	14 (2cc)	ja	ja	ja	ja	adaptiv	4
06.05.2019	13.03.2019	KIND	KINDduro 3210TP	HdO	259-17636	126 (2cc)	61 (2cc)	14 (2cc)	ja	ja	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	13.03.2019	KIND	KINDduro 3210P	HdO	259-17635	126 (2cc)	61 (2cc)	14 (2cc)	ja	ja	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	29.11.2018	KIND	KINDvitalo 5200T	HdO	259-17634	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4

23.04.2019	29.11.2018	KIND	KINDvitalo 3200T	HdO	259-17633	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	29.11.2018	KIND	KINDvitalo 2200T	HdO	259-17632	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	29.11.2018	KIND	KINDvitalo 1200T	HdO	259-17631	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	29.11.2018	KIND	KINDvitalo 5200	HdO	259-17630	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	29.11.2018	KIND	KINDvitalo 3200	HdO	259-17629	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	29.11.2018	KIND	KINDvitalo 2200	HdO	259-17628	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	29.11.2018	KIND	KINDvitalo 1200	HdO	259-17627	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	29.11.2018	KIND	KINDDevo 5230T	HdO	259-17626	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	29.11.2018	KIND	KINDDevo 3230T	HdO	259-17625	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	29.11.2018	KIND	KINDDevo 2230T	HdO	259-17624	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	29.11.2018	KIND	KINDDevo 5230	HdO	259-17623	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	29.11.2018	KIND	KINDDevo 3230	HdO	259-17622	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	29.11.2018	KIND	KINDDevo 2230	HdO	259-17621	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	18.02.2019	KIND	KINDduro 5410R	RIE	259-17620	112 (2cc)	47 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.04.2019	14.02.2019	KIND	KINDduro 5210P	HdO	259-17619	126 (2cc)	61 (2cc)	14 (2cc)	ja	ja	ja	ja	adaptiv	4
02.05.2019	29.11.2018	KIND	KINDvitalo 5400T	RIE	259-17618	102 (2cc)	35 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
02.05.2019	29.11.2018	KIND	KINDvitalo 5400P	RIE	259-17617	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
02.05.2019	29.11.2018	KIND	KINDvitalo 4400P	RIE	259-17616	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
02.05.2019	29.11.2018	KIND	KINDvitalo 3400T	RIE	259-17615	102 (2cc)	35 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
02.05.2019	29.11.2018	KIND	KINDvitalo 3400P	RIE	259-17614	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
02.05.2019	29.11.2018	KIND	KINDvitalo 2400T	RIE	259-17613	102 (2cc)	35 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
02.05.2019	29.11.2018	KIND	KINDvitalo 2400P	RIE	259-17612	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
02.05.2019	29.11.2018	KIND	KINDvitalo 2400	RIE	259-17611	102 (2cc)	35 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
02.05.2019	29.11.2018	KIND	KINDvitalo 1400T	RIE	259-17610	102 (2cc)	35 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
02.05.2019	29.11.2018	KIND	KINDvitalo 1400P	RIE	259-17609	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
02.05.2019	29.11.2018	KIND	KINDvitalo 1400	RIE	259-17608	102 (2cc)	35 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
02.05.2019	29.11.2018	KIND	KINDvitalo 4400	RIE	259-17606	102 (2cc)	35 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
02.05.2019	29.11.2018	KIND	KINDvitalo 3400	RIE	259-17605	102 (2cc)	35 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
02.05.2019	29.11.2018	KIND	KINDvitalo 5400	RIE	259-17604	102 (2cc)	35 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
02.10.2018	16.08.2018	KIND	KINDduro 5800	IdO	259-17081	102 (2cc)	38 (2cc)	18 (2cc)	nein	nein	ja	Nein	nein	4
02.10.2018	16.08.2018	KIND	KINDduro 5700P	IdO	259-17080	115 (2cc)	49 (2cc)	17 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	nein	4
02.10.2018	16.08.2018	KIND	KINDduro 5700	IdO	259-17079	104 (2cc)	42 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	nein	4
02.10.2018	16.08.2018	KIND	KINDduro 5600P	IdO	259-17078	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	ja	optional	adaptiv	4
02.10.2018	16.08.2018	KIND	KINDduro 5600	IdO	259-17077	112 (2cc)	47 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	ja	optional	adaptiv	4
02.10.2018	16.08.2018	KIND	KINDduro 4800	IdO	259-17076	102 (2cc)	38 (2cc)	18 (2cc)	nein	nein	ja	Nein	nein	4
02.10.2018	16.08.2018	KIND	KINDduro 4700P	IdO	259-17075	115 (2cc)	49 (2cc)	17 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	nein	4
02.10.2018	16.08.2018	KIND	KINDduro 4700	IdO	259-17074	104 (2cc)	42 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	nein	4
02.10.2018	16.08.2018	KIND	KINDduro 4600P	IdO	259-17073	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	ja	optional	adaptiv	4
01.10.2018	16.08.2018	KIND	KINDduro 4600	IdO	259-17072	112 (2cc)	47 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	ja	optional	adaptiv	4
01.10.2018	21.08.2018	KIND	KINDduro 3800	IdO	259-17071	102 (2cc)	38 (2cc)	18 (2cc)	nein	nein	ja	Nein	nein	4
01.10.2018	16.08.2018	KIND	KINDduro 3700P	IdO	259-17070	115 (2cc)	49 (2cc)	17 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	nein	4
01.10.2018	16.08.2018	KIND	KINDduro 3700	IdO	259-17069	104 (2cc)	42 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	nein	4
01.10.2018	16.08.2018	KIND	KINDduro 3600P	IdO	259-17068	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	ja	optional	adaptiv	4
01.10.2018	16.08.2018	KIND	KINDduro 3600	IdO	259-17067	112 (2cc)	47 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	ja	optional	adaptiv	4
01.10.2018	16.08.2018	KIND	KINDduro 2600P	IdO	259-17066	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	ja	optional	adaptiv	4
01.10.2018	16.08.2018	KIND	KINDduro 2600	IdO	259-17065	112 (2cc)	47 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	ja	optional	adaptiv	4
01.10.2018	27.08.2018	KIND	KINDduro 2400	HdO	259-17064	112 (2cc)	47 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
01.10.2018	27.08.2018	KIND	KINDduro 2200 P	HdO	259-17063	126 (2cc)	61 (2cc)	14 (2cc)	ja	ja	ja	ja	adaptiv	4
10.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDDevo 2720 P	IdO	259-16829	118	54	25	ja	nein	ja	Nein	nein	4

10.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 3720 P	IdO	259-16828	118	54	25	ja	nein	ja	Nein	nein	4
10.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 4720 P	IdO	259-16827	118	54	25	ja	nein	ja	Nein	nein	4
10.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 5720 P	IdO	259-16826	118	54	25	ja	nein	ja	Nein	nein	4
10.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 2620 P	IdO	259-16825	122	62	25	ja	nein	ja	optional	ja	4
10.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 3620 P	IdO	259-16824	122	62	25	ja	nein	ja	optional	ja	4
10.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 4620 P	IdO	259-16823	122	62	25	ja	nein	ja	optional	ja	4
10.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 5620 P	IdO	259-16822	122	62	25	ja	nein	ja	optional	ja	4
10.07.2018	01.08.2017	KIND	KINDevo 3820	IdO	259-16821	114	39	25	ja	nein	ja	Nein	nein	4
10.07.2018	01.08.2017	KIND	KINDevo 4820	IdO	259-16820	114	39	25	ja	nein	ja	Nein	nein	4
10.07.2018	01.08.2017	KIND	KINDevo 5820	IdO	259-16819	114	39	25	ja	nein	ja	Nein	nein	4
10.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 2720	IdO	259-16818	114	44	25	ja	nein	ja	Nein	nein	4
10.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 3720	IdO	259-16817	114	44	25	ja	nein	ja	Nein	nein	4
10.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 4720	IdO	259-16816	114	44	25	ja	nein	ja	Nein	nein	4
10.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 5720	IdO	259-16815	114	44	25	ja	nein	ja	Nein	nein	4
10.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 1620	IdO	259-16814	118	53	25	ja	nein	ja	optional	ja	4
10.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 2620	IdO	259-16813	118	53	25	ja	nein	ja	optional	ja	4
10.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 3620	IdO	259-16812	118	53	25	ja	nein	ja	optional	ja	4
10.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 4620	IdO	259-16811	118	53	25	ja	nein	ja	optional	ja	4
10.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 5620	IdO	259-16810	118	53	25	ja	nein	ja	optional	ja	4
10.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 1420	HdO	259-16809	119	55	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
10.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 2420	HdO	259-16808	119	55	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
10.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 3420	HdO	259-16807	119	55	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
10.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 4420	HdO	259-16806	119	55	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
10.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 5420	HdO	259-16805	119	55	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 1220	HdO	259-16804	138	77	20	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 2220	HdO	259-16803	138	77	20	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 3220	HdO	259-16802	138	77	20	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 4220	HdO	259-16801	138	77	20	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.07.2018	02.08.2017	KIND	KINDevo 5220	HdO	259-16800	138	77	20	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.07.2018	23.01.2018	KIND	KINDevo 1120	HdO	259-16799	135	76	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.07.2018	23.01.2018	KIND	KINDevo 2120	HdO	259-16798	135	76	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.07.2018	23.01.2018	KIND	KINDevo 3120	HdO	259-16797	135	76	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.07.2018	23.01.2018	KIND	KINDevo 4120	HdO	259-16796	135	76	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.07.2018	23.01.2018	KIND	KINDevo 5120	HdO	259-16795	135	76	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.07.2018	14.02.2018	KIND	KINDevo 1420 R	HdO	259-16794	118	55	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.07.2018	14.02.2018	KIND	KINDevo 2420 R	HdO	259-16793	118	55	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.07.2018	14.02.2018	KIND	KINDevo 3420 R	HdO	259-16792	118	55	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.07.2018	14.02.2018	KIND	KINDevo 4420 R	HdO	259-16791	118	55	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.07.2018	14.02.2018	KIND	KINDevo 5420 R	HdO	259-16790	118	55	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
13.06.2017	27.04.2017	KIND	KINDduro 3200 P	HdO	259-15696	130	65	17	ja	nein	ja	ja	ja	4
13.06.2017	27.04.2017	KIND	KINDduro 4200 P	HdO	259-15695	130	65	17	ja	nein	ja	ja	ja	4
13.06.2017	27.04.2017	KIND	KINDduro 5200 P	HdO	259-15694	130	65	17	ja	nein	ja	ja	ja	4
06.06.2017	05.12.2016	KIND	KINDlink 4420 P	HdO	259-15653	136	75	24	ja	nein	ja	Nein	ja	5
06.06.2017	05.12.2016	KIND	KINDlink 4420	HdO	259-15652	117	53	27	ja	nein	ja	Nein	ja	5
06.06.2017	05.12.2016	KIND	KINDlink 3420 P	HdO	259-15651	136	75	24	ja	nein	ja	Nein	ja	5
06.06.2017	05.12.2016	KIND	KINDlink 3420	HdO	259-15650	117	53	27	ja	nein	ja	Nein	ja	5
06.06.2017	02.12.2016	KIND	KINDlink 2420 P	HdO	259-15649	136	75	24	ja	nein	ja	Nein	ja	5
06.06.2017	02.12.2016	KIND	KINDlink 2420	HdO	259-15648	117	53	27	ja	nein	ja	Nein	ja	5
06.06.2017	05.12.2016	KIND	KINDlink 5420 P	HdO	259-15647	136	75	24	ja	nein	ja	Nein	ja	5

06.06.2017	05.12.2016	KIND	KINDlink 5420	HdO	259-15646	117	53	27	ja	nein	ja	Nein	ja	5
22.12.2016	11.10.2016	KIND	KINDeco 0700	ldO	259-15119	112	49	28	nein	nein	ja	Nein	nein	4
22.12.2016	11.10.2016	KIND	KINDeco 0600	ldO	259-15118	113	49	29	nein	nein	ja	optional	ja	4
22.12.2016	05.10.2016	KIND	KINDeco 0600P	ldO	259-15117	119	62	29	nein	nein	ja	optional	ja	4
22.12.2016	05.10.2016	KIND	KINDinicio 1700	ldO	259-15116	112	49	28	nein	nein	ja	Nein	nein	4
22.12.2016	11.10.2016	KIND	KINDinicio 1600	ldO	259-15115	113	49	29	nein	nein	ja	optional	ja	4
22.12.2016	05.10.2016	KIND	KINDinicio 1600P	ldO	259-15114	119	62	29	nein	nein	ja	optional	ja	4
22.12.2016	05.10.2016	KIND	KINDinicio 1800	ldO	259-15113	113	40	28	nein	nein	ja	Nein	nein	1
22.12.2016	25.07.2016	KIND	KINDevo 1210	HdO	259-15112	137	74	24	nein	nein	ja	ja	ja	4
22.12.2016	25.07.2016	KIND	KINDevo 2210	HdO	259-15111	137	74	24	ja	nein	ja	ja	ja	5
22.12.2016	25.07.2016	KIND	KINDevo 3210	HdO	259-15110	137	74	24	ja	nein	ja	ja	ja	5
22.12.2016	25.07.2016	KIND	KINDevo 4210	HdO	259-15109	137	74	24	ja	nein	ja	ja	ja	5
22.12.2016	25.07.2016	KIND	KINDevo 5210	HdO	259-15108	137	74	24	ja	nein	ja	ja	ja	5
22.12.2016	31.10.2016	KIND	KINDduro 4400	HdO	259-15107	120	52	26	ja	nein	ja	Nein	ja	4
22.12.2016	31.10.2016	KIND	KINDduro 3400	HdO	259-15106	120	52	26	ja	nein	ja	Nein	ja	4
14.07.2016	19.04.2016	KIND	KINDeco 0300	HdO	259-14649	132	66	18	nein	nein	ja	ja	ja	4
14.07.2016	19.04.2016	KIND	KINDeco 0200	HdO	259-14648	137	70	18	nein	ja	ja	ja	ja	4
14.07.2016	19.04.2016	KIND	KINDeco 0400 HE S	HdO	259-14647	115	47	26	nein	nein	ja	ja	ja	4
14.07.2016	19.04.2016	KIND	KINDeco 0400 HE M	HdO	259-14646	124	60	25	nein	nein	ja	ja	ja	4
14.07.2016	21.04.2016	KIND	KINDeco 0100	HdO	259-14645	137	76	22	nein	ja	ja	ja	ja	4
14.07.2016	19.04.2016	KIND	KINDinicio 1300	HdO	259-14644	132	66	18	nein	nein	ja	ja	ja	4
14.07.2016	19.04.2016	KIND	KINDinicio 1200	HdO	259-14643	137	70	18	nein	ja	ja	ja	ja	4
14.07.2016	19.04.2016	KIND	KINDinicio 1400 HE S	HdO	259-14642	115	47	26	nein	nein	ja	ja	ja	4
14.07.2016	19.04.2016	KIND	KINDinicio 1400 HE M	HdO	259-14641	124	60	25	nein	nein	ja	ja	ja	4
14.07.2016	19.04.2016	KIND	KINDinicio 1100	HdO	259-14640	137	76	22	nein	ja	ja	ja	ja	4
14.07.2016	17.05.2016	KIND	KINDduro 5400	HdO	259-14639	120	52	25	ja	nein	ja	Nein	ja	4
15.06.2016	24.02.2016	KIND	KINDlink 5410 P	HdO	259-14532	136	75	24	ja	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2016	24.02.2016	KIND	KINDlink 5410	HdO	259-14531	117	53	28	ja	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2016	24.02.2016	KIND	KINDlink 4410 P	HdO	259-14530	136	75	24	ja	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2016	24.02.2016	KIND	KINDlink 4410	HdO	259-14529	117	53	28	ja	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2016	24.02.2016	KIND	KINDlink 3410 P	HdO	259-14528	126	75	24	ja	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2016	24.02.2016	KIND	KINDlink 3410	HdO	259-14527	117	53	28	ja	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2016	15.03.2016	KIND	KINDevo 5810	ldO	259-14526	112	44	28	ja	nein	nein	Nein	nein	4
15.06.2016	09.03.2016	KIND	KINDevo 5710 P	ldO	259-14525	117	55	28	ja	nein	nein	Nein	nein	4
15.06.2016	09.03.2016	KIND	KINDevo 5710	ldO	259-14524	113	44	28	ja	nein	nein	Nein	nein	4
15.06.2016	16.03.2016	KIND	KINDevo 5610 P	ldO	259-14523	121	60	28	ja	nein	nein	optional	ja	4
15.06.2016	16.03.2016	KIND	KINDevo 5610	ldO	259-14522	117	53	28	ja	nein	nein	optional	ja	4
15.06.2016	18.02.2016	KIND	KINDevo 5410 P	HdO	259-14521	136	76	25	ja	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2016	18.02.2016	KIND	KINDevo 5410	HdO	259-14520	117	54	30	ja	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2016	15.02.2016	KIND	KINDevo 5310	HdO	259-14519	132	64	22	ja	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2016	15.03.2016	KIND	KINDevo 4810	ldO	259-14518	112	44	28	ja	nein	nein	Nein	nein	4
15.06.2016	09.03.2016	KIND	KINDevo 4710 P	ldO	259-14517	118	55	28	ja	nein	nein	Nein	nein	4
15.06.2016	09.03.2016	KIND	KINDevo 4710	ldO	259-14516	113	44	28	ja	nein	nein	Nein	nein	4
15.06.2016	16.03.2016	KIND	KINDevo 4610 P	ldO	259-14515	121	60	28	ja	nein	nein	optional	ja	4
15.06.2016	16.03.2016	KIND	KINDevo 4610	ldO	259-14514	117	53	28	ja	nein	nein	optional	ja	4
15.06.2016	23.02.2016	KIND	KINDevo 4410 P	HdO	259-14513	136	76	25	ja	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2016	23.02.2016	KIND	KINDevo 4410	HdO	259-14512	117	54	30	ja	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2016	15.02.2016	KIND	KINDevo 4310	HdO	259-14511	132	64	22	ja	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2016	15.03.2016	KIND	KINDevo 3810	ldO	259-14510	112	44	28	ja	nein	nein	Nein	nein	4

15.06.2016	09.03.2016	KIND	KINDevo 3710 P	IdO	259-14509	118	55	28	ja	nein	nein	Nein	nein	4
15.06.2016	09.03.2016	KIND	KINDevo 3710	IdO	259-14508	113	44	28	ja	nein	nein	Nein	nein	4
15.06.2016	16.03.2016	KIND	KINDevo 3610 P	IdO	259-14507	121	60	28	ja	nein	nein	optional	ja	4
15.06.2016	16.03.2016	KIND	KINDevo 3610	IdO	259-14506	117	53	28	ja	nein	nein	optional	ja	4
15.06.2016	18.02.2016	KIND	KINDevo 3410 P	HdO	259-14505	136	76	25	ja	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2016	18.02.2016	KIND	KINDevo 3410	HdO	259-14504	117	54	30	ja	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2016	15.02.2016	KIND	KINDevo 3310	HdO	259-14503	132	64	22	ja	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2016	09.03.2016	KIND	KINDevo 2710 P	IdO	259-14502	117	55	28	ja	nein	nein	Nein	nein	4
15.06.2016	02.03.2016	KIND	KINDevo 2710	IdO	259-14501	113	44	28	ja	nein	nein	Nein	nein	4
15.06.2016	16.03.2016	KIND	KINDevo 2610	IdO	259-14500	117	53	28	ja	nein	nein	optional	ja	4
15.06.2016	18.02.2016	KIND	KINDevo 2410 P	HdO	259-14499	136	76	25	ja	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2016	18.02.2016	KIND	KINDevo 2410	HdO	259-14498	117	54	30	ja	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2016	15.02.2016	KIND	KINDevo 2310	HdO	259-14497	132	64	22	ja	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2016	16.03.2016	KIND	KINDevo 1610 P	IdO	259-14496	123	60	28	nein	nein	nein	optional	ja	4
15.06.2016	16.03.2016	KIND	KINDevo 1610	IdO	259-14495	117	53	28	nein	nein	nein	optional	ja	4
15.06.2016	18.02.2016	KIND	KINDevo 1410 P	HdO	259-14494	136	76	25	nein	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2016	18.02.2016	KIND	KINDevo 1410	HdO	259-14493	116	54	30	nein	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2016	15.02.2016	KIND	KINDevo 1310	HdO	259-14492	132	64	22	nein	nein	ja	ja	ja	4
15.06.2016	16.03.2016	KIND	KINDevo 2610 P	IdO	259-14491	123	60	28	ja	nein	nein	optional	ja	4
05.02.2016	26.10.2015	KIND	KINDevo 5700P	IdO	259-14210	118	54	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
05.02.2016	26.10.2015	KIND	KINDevo 4700P	IdO	259-14209	118	54	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
05.02.2016	26.10.2015	KIND	KINDevo 3700P	IdO	259-14208	118	54	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
05.02.2016	26.10.2015	KIND	KINDevo 2700P	IdO	259-14207	118	54	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
11.12.2015	26.10.2015	KIND	KINDakira SP	HdO	259-13991	136	75	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
11.12.2015	26.10.2015	KIND	KINDcoda SP K5	HdO	259-13990	136	75	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
11.12.2015	26.10.2015	KIND	KINDcoda SP K3	HdO	259-13989	136	75	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
11.12.2015	26.10.2015	KIND	KINDcoda SP K2	HdO	259-13988	136	75	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
11.12.2015	26.10.2015	KIND	KINDzeno HS+ K5	HdO	259-13987	131	66	17	ja	ja	ja	ja	ja	4
11.12.2015	26.10.2015	KIND	KINDzeno HS+ K4	HdO	259-13986	131	66	17	ja	ja	ja	ja	ja	4
11.12.2015	26.10.2015	KIND	KINDzeno HS+ K3	HdO	259-13985	131	66	17	ja	ja	ja	ja	ja	4
11.12.2015	26.10.2015	KIND	KINDzeno HS+ K2	HdO	259-13984	131	66	17	ja	ja	ja	ja	ja	4
11.09.2015	18.05.2015	KIND	KINDzara HP	HdO	259-13678	136	75	13	ja	ja	ja	ja	ja	4
11.09.2015	04.11.2014	KIND	KINDzara EX M	HdO	259-13677	122	58	19	ja	nein	ja	ja	ja	4
11.09.2015	18.05.2015	KIND	KINDcros EX M	HdO	259-13676	123	59	19	nein	nein	ja	ja	ja	4
11.09.2015	28.04.2015	KIND	KINDzara HS TRT	HdO	259-13675	135	68	12	ja	ja	ja	ja	ja	4
11.09.2015	21.04.2015	KIND	KINDzara HP TRT	HdO	259-13674	136	75	13	ja	ja	ja	ja	ja	4
11.09.2015	18.05.2015	KIND	KINDcros HP	HdO	259-13673	135	75	13	nein	ja	ja	ja	ja	4
11.09.2015	18.05.2015	KIND	KINDcros I	IdO	259-13672	121	59	19	nein	nein	nein	optional	ja	4
11.09.2015	18.05.2015	KIND	KINDzara I	IdO	259-13671	121	59	25	ja	nein	nein	optional	ja	4
11.09.2015	18.05.2015	KIND	KINDcrosHS	HdO	259-13670	135	68	12	nein	ja	ja	ja	ja	4
11.09.2015	18.05.2015	KIND	KINDcros IP	IdO	259-13669	120	64	18	nein	nein	nein	optional	ja	4
11.09.2015	04.11.2014	KIND	KINDzara EX S	HdO	259-13668	113	46	23	ja	nein	ja	ja	ja	4
11.09.2015	18.05.2015	KIND	KINDcros EX S	HdO	259-13667	113	46	23	nein	nein	ja	ja	ja	4
13.03.2015	04.11.2014	KIND	KINDzara EX TRT	HdO	259-13073	122	58	19	ja	nein	ja	ja	ja	4
13.03.2015	04.11.2014	KIND	KINDzara EX	HdO	259-13072	122	58	19	ja	nein	ja	ja	ja	4
13.03.2015	29.01.2015	KIND	KINDtlink HS K5	HdO	259-13071	132	72	22	ja	nein	ja	ja	ja	4
13.03.2015	29.01.2015	KIND	KINDtlink HS K4	HdO	259-13070	132	72	22	ja	nein	ja	ja	ja	4
13.03.2015	29.01.2015	KIND	KINDtlink HS K3	HdO	259-13069	132	72	22	ja	nein	ja	ja	ja	4
13.03.2015	12.01.2015	KIND	KINDtauro HP	HdO	259-13068	136	77	27	nein	ja	ja	ja	ja	4

13.03.2015	09.07.2014	KIND	KINDmica IC	ldO	259-13067	110	49	25	nein	nein	nein	Nein	nein	4
13.03.2015	09.07.2014	KIND	KINDmica ICM	ldO	259-13066	113	42	16	nein	nein	nein	Nein	nein	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno ICM K5	ldO	259-13065	111	41	21	ja	nein	nein	Nein	nein	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno 5700P	ldO	259-13064	120	52	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno I K5	ldO	259-13063	121	51	22	ja	nein	nein	optional	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno IP K5	ldO	259-13062	122	56	23	ja	nein	nein	optional	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno miniEX K5	HdO	259-13061	120	53	21	ja	nein	ja	Nein	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno EX K5	HdO	259-13060	121	51	25	ja	nein	ja	Nein	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno HM K5	HdO	259-13059	128	50	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno HP K5	HdO	259-13058	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno HS K5	HdO	259-13057	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno ICM K4	ldO	259-13056	111	41	21	ja	nein	nein	Nein	nein	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno 4700P	ldO	259-13055	119	52	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno I K4	ldO	259-13054	120	51	22	ja	nein	nein	optional	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno IP K4	ldO	259-13053	122	56	23	ja	nein	nein	optional	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno miniEX K4	HdO	259-13052	120	53	21	ja	nein	ja	Nein	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno HS K4	HdO	259-13051	121	60	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno HP K4	HdO	259-13050	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno EX K4	HdO	259-13049	122	51	25	ja	nein	ja	Nein	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno HM K4	HdO	259-13048	126	50	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno EX K3	HdO	259-13047	121	51	25	ja	nein	ja	Nein	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno 3700P	ldO	259-13046	119	52	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno I K3	ldO	259-13045	118	51	22	ja	nein	nein	optional	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno IP K3	ldO	259-13044	120	56	23	ja	nein	nein	optional	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno HM K3	HdO	259-13043	126	50	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno HS K3	HdO	259-13042	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno HP K3	HdO	259-13041	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno ICM K2	ldO	259-13040	111	41	21	ja	nein	nein	Nein	nein	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno 2700P	ldO	259-13039	119	52	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno I K2	ldO	259-13038	120	51	22	ja	nein	nein	optional	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno IP K2	ldO	259-13037	122	56	23	ja	nein	nein	optional	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno miniEX K2	HdO	259-13036	120	53	21	ja	nein	ja	Nein	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno EX K2	HdO	259-13035	122	51	25	ja	nein	ja	Nein	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno HM K2	HdO	259-13034	126	50	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno HP K2	HdO	259-13033	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
13.03.2015	04.12.2014	KIND	KINDzeno HS K2	HdO	259-13032	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
31.07.2014	11.09.2013	KIND	KINDelta Pro HS	HdO	259-12363	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
31.07.2014	11.02.2014	KIND	KINDlibra ex	HdO	259-12362	122	58	19	nein	nein	ja	ja	ja	4
31.07.2014	11.02.2014	KIND	KINDlibra HP	HdO	259-12361	136	76	12	nein	ja	ja	ja	ja	4
31.07.2014	11.02.2014	KIND	KINDharmony up HP	HdO	259-12360	136	76	12	nein	ja	ja	ja	ja	3
28.03.2014	22.01.2014	KIND	KINDray IP	ldO	259-12014	123	56	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
28.03.2014	22.01.2014	KIND	KINDray I	ldO	259-12013	122	51	22	ja	nein	nein	ja	ja	4
28.03.2014	05.02.2014	KIND	KINDray mini EX	HdO	259-12012	122	51	25	ja	nein	ja	Nein	ja	4
28.03.2014	05.02.2014	KIND	KINDray HM	HdO	259-12011	128	50	23	ja	ja	ja	Nein	ja	4
28.03.2014	22.01.2014	KIND	KINDray HP	HdO	259-12010	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
28.03.2014	22.01.2014	KIND	KINDray HS	HdO	259-12009	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
28.03.2014	05.02.2014	KIND	KINDspark mini EX	HdO	259-12008	123	51	25	ja	nein	ja	Nein	ja	4
28.03.2014	10.02.2014	KIND	KINDspark IP	ldO	259-12007	123	56	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
28.03.2014	10.02.2014	KIND	KINDspark I	ldO	259-12006	120	51	22	ja	nein	nein	ja	ja	4

28.03.2014	05.02.2014	KIND	KINDspark HM	HdO	259-12005	128	50	22	ja	ja	ja	ja	ja	4
28.03.2014	05.02.2014	KIND	KINDspark HS	HdO	259-12004	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
28.03.2014	05.02.2014	KIND	KINDspark HP	HdO	259-12003	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
28.03.2014	13.01.2014	KIND	KINDharmony+ ICP	ldO	259-12002	131	74	20	nein	nein	nein	Nein	nein	3
28.03.2014	13.01.2014	KIND	KINDharmony+ IC	ldO	259-12001	117	49	27	nein	nein	nein	Nein	nein	3
28.03.2014	30.01.2013	KIND	KINDharmony+ IP	ldO	259-12000	120	60	29	nein	nein	nein	ja	nein	3
07.03.2014	21.01.2014	KIND	KINDlink EX K3	HdO	259-11933	116	40	27	ja	nein	ja	Nein	ja	4
07.03.2014	21.01.2014	KIND	KINDlink EX K4	HdO	259-11932	116	40	27	ja	nein	ja	Nein	ja	4
07.03.2014	21.01.2014	KIND	KINDlink EX K5	HdO	259-11931	116	40	27	ja	nein	ja	Nein	ja	4
07.03.2014	21.01.2014	KIND	KINDevo EX K1	HdO	259-11930	117	51	28	ja	nein	ja	Nein	ja	4
07.03.2014	21.01.2014	KIND	KINDevo EX K2	HdO	259-11929	117	51	28	ja	nein	ja	Nein	ja	4
07.03.2014	21.01.2014	KIND	KINDevo EX K3	HdO	259-11928	117	51	28	ja	nein	ja	Nein	ja	4
07.03.2014	21.01.2014	KIND	KINDevo EX K4	HdO	259-11927	117	51	28	ja	nein	ja	Nein	ja	4
07.03.2014	21.01.2014	KIND	KINDevo HP K1	HdO	259-11926	135	76	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
07.03.2014	21.01.2014	KIND	KINDevo HP K2	HdO	259-11925	135	76	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
07.03.2014	21.01.2014	KIND	KINDevo HP K3	HdO	259-11924	135	76	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
07.03.2014	21.01.2014	KIND	KINDevo HP K4	HdO	259-11923	135	76	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
07.03.2014	16.12.2013	KIND	KINDevo HM K1	HdO	259-11922	130	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
07.03.2014	16.12.2013	KIND	KINDevo HM K2	HdO	259-11921	130	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
07.03.2014	16.12.2013	KIND	KINDevo HM K3	HdO	259-11920	130	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
07.03.2014	16.12.2013	KIND	KINDevo HM K4	HdO	259-11919	130	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
07.03.2014	16.12.2013	KIND	KINDevo HM K5	HdO	259-11918	130	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
07.03.2014	16.12.2013	KIND	KINDevo HS K1	HdO	259-11917	130	67	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
07.03.2014	16.12.2013	KIND	KINDevo HS K2	HdO	259-11916	130	67	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
07.03.2014	16.12.2013	KIND	KINDevo HS K3	HdO	259-11915	130	67	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
07.03.2014	16.12.2013	KIND	KINDevo HS K4	HdO	259-11914	130	67	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
07.03.2014	16.12.2013	KIND	KINDevo HS K5	HdO	259-11913	130	67	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
07.03.2014	16.12.2013	KIND	KINDevo EX K5	HdO	259-11912	116	51	28	ja	ja	ja	ja	ja	4
07.03.2014	29.01.2014	KIND	KINDevo I K1	ldO	259-11911	118	52	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
07.03.2014	29.01.2014	KIND	KINDevo I K2	ldO	259-11910	118	52	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
07.03.2014	29.01.2014	KIND	KINDevo I K3	ldO	259-11909	118	52	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
07.03.2014	29.01.2014	KIND	KINDevo I K4	ldO	259-11908	118	52	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
07.03.2014	29.01.2014	KIND	KINDevo I K5	ldO	259-11907	118	52	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
07.03.2014	29.01.2014	KIND	KINDevo IP K1	ldO	259-11906	122	59	26	ja	nein	nein	Nein	nein	4
07.03.2014	29.01.2014	KIND	KINDevo IP K2	ldO	259-11905	122	59	26	ja	nein	nein	Nein	nein	4
07.03.2014	29.01.2014	KIND	KINDevo IP K3	ldO	259-11904	122	59	26	ja	nein	nein	Nein	nein	4
07.03.2014	28.01.2014	KIND	KINDevo IP K4	ldO	259-11903	122	59	26	ja	nein	nein	Nein	nein	4
07.03.2014	28.01.2014	KIND	KINDevo IP K5	ldO	259-11902	122	59	26	ja	nein	nein	Nein	nein	4
07.03.2014	28.01.2014	KIND	KINDevo IC K1	ldO	259-11901	110	43	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
07.03.2014	28.01.2014	KIND	KINDevo IC K2	ldO	259-11900	110	43	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
07.03.2014	28.01.2014	KIND	KINDevo IC K3	ldO	259-11899	110	43	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
07.03.2014	28.01.2014	KIND	KINDevo IC K4	ldO	259-11898	110	43	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
07.03.2014	28.01.2014	KIND	KINDevo IC K5	ldO	259-11897	110	43	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
07.03.2014	28.01.2014	KIND	KINDevo ICP K1	ldO	259-11896	116	53	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
29.11.2013	10.12.2012	KIND	KINDverso 9 ICP	ldo	259-11618	121	49	24	nein	nein	ja	Nein	nein	4
29.11.2013	10.12.2012	KIND	KINDverso 9 IP	ldo	259-11617	122	55	24	ja	nein	ja	Nein	ja	4
29.11.2013	17.09.2013	KIND	KINDcredo ICP	ldO	259-11616	119	52	23	nein	nein	nein	Nein	nein	4
29.11.2013	17.09.2013	KIND	KINDcredo IP	ldO	259-11615	122	56	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
29.11.2013	17.09.2013	KIND	KINDcredo I	ldO	259-11614	119	51	22	ja	nein	nein	ja	ja	4

29.11.2013	24.07.2013	KIND	KINDcredo mini EX	HdO	259-11613	131	56	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
29.11.2013	23.07.2013	KIND	KINDcredo HP	HdO	259-11612	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
29.11.2013	23.07.2013	KIND	KINDcredo HS	HdO	259-11611	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
29.11.2013	23.10.2013	KIND	KINDcredo HM	HdO	259-11610	126	50	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
29.11.2013	24.07.2013	KIND	KINDverso 5HM	HdO	259-11609	125	56	24	ja	ja	ja	ja	ja	2
29.11.2013	24.07.2013	KIND	KINDverso 5 EX WL	HdO	259-11608	120	57	24	ja	nein	ja	Nein	ja	2
29.11.2013	19.09.2013	KIND	KINDlibra I	ldO	259-11607	120	57	26	nein	nein	nein	ja	ja	4
29.11.2013	19.09.2013	KIND	KINDlibra HS	HdO	259-11606	135	70	14	nein	ja	ja	ja	ja	4
29.11.2013	12.08.2013	KIND	KINDlibra HM	HdO	259-11605	131	65	15	nein	ja	ja	ja	ja	4
29.11.2013	21.10.2013	KIND	KINDspiro IP	ldO	259-11604	120	59	20	nein	nein	nein	ja	ja	4
29.11.2013	21.10.2013	KIND	KINDspiro I	ldO	259-11603	120	55	28	nein	nein	nein	ja	ja	4
29.11.2013	21.10.2013	KIND	KINDspiro HS	HdO	259-11602	135	69	14	nein	ja	ja	ja	ja	4
29.11.2013	21.10.2013	KIND	KINDspiro HM	HdO	259-11601	132	64	13	nein	ja	ja	ja	ja	4
29.11.2013	19.09.2013	KIND	KINDharmony up HS	HdO	259-11600	135	69	14	nein	ja	ja	ja	ja	4
29.11.2013	19.09.2013	KIND	KINDharmony up HM	HdO	259-11599	132	64	13	nein	ja	ja	ja	ja	4
23.07.2013	12.03.2013	KIND	KINDeox I	ldO	259-11214	121	59	25	ja	nein	nein	ja	ja	4
23.07.2013	01.09.2011	KIND	KINDeox HS	HdO	259-11213	130	65	12	ja	ja	ja	ja	ja	4
23.07.2013	18.07.2011	KIND	KINDeox HP	HdO	259-11212	132	71	11	ja	ja	ja	ja	ja	4
26.03.2013	30.01.2013	KIND	KINDharmony+HS	ldO	259-10866	120	60	29	nein	nein	nein	ja	nein	3
26.03.2013	28.08.2012	KIND	KINDharmony+ HS	HdO	259-10865	131	62	10	nein	ja	ja	ja	nein	3
26.03.2013	28.08.2012	KIND	KINDharmony+ HP	HdO	259-10864	130	69	16	nein	ja	ja	ja	nein	3
26.03.2013	22.08.2012	KIND	KINDharmony+ I	ldO	259-10863	121	54	29	nein	nein	nein	opt	nein	3
26.03.2013	20.06.2012	KIND	KINDverso 9 HP WL	HdO	259-10862	133	72	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
26.03.2013	20.06.2012	KIND	KINDverso 9 HM WL	HdO	259-10861	125	56	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
26.03.2013	20.06.2012	KIND	KINDverso 9 miniEX WL HP; N	HdO	259-10860	120	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
26.03.2013	20.06.2012	KIND	KINDverso 9 EX WL HP; NP; S	HdO	259-10859	120	57	24	ja	nein	ja	nein	ja	4
26.03.2013	16.07.2012	KIND	KINDverso 9 I WL	ldO	259-10858	118	48	24	ja	nein	ja	nein	ja	4
26.03.2013	20.06.2012	KIND	KINDverso 7 HP WL	HdO	259-10857	133	72	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
26.03.2013	20.06.2012	KIND	KINDverso 7 HM WL	HdO	259-10856	125	56	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
26.03.2013	20.06.2012	KIND	KINDverso 7 miniEX WL HP; N	HdO	259-10855	120	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
26.03.2013	20.06.2012	KIND	KINDverso 7 EX WL HP; NP; S	HdO	259-10854	120	57	24	ja	nein	ja	nein	ja	4
26.03.2013	16.07.2012	KIND	KINDverso 7 I WL	ldO	259-10853	118	48	24	ja	nein	ja	nein	ja	4
26.03.2013	16.07.2012	KIND	KINDverso 7 IP WL	ldO	259-10852	122	55	24	ja	nein	ja	nein	ja	4
26.03.2013	16.07.2012	KIND	KINDverso 7 ICP	ldO	259-10851	121	49	24	nein	nein	ja	nein	nein	4
26.03.2013	11.02.2013	KIND	KINDalta Pro IP	ldO	259-10850	122	56	23	nein	nein	nein	nein	nein	4
26.03.2013	11.02.2013	KIND	KINDalta Pro I	ldO	259-10849	122	51	22	nein	nein	nein	nein	nein	4
26.03.2013	21.01.2013	KIND	KINDalta Pro ICP	ldO	259-10848	119	51	22	nein	nein	nein	nein	nein	4
26.03.2013	21.01.2013	KIND	KINDalta Pro CIC	ldO	259-10847	112	43	22	nein	nein	nein	nein	nein	4
26.03.2013	14.01.2013	KIND	KINDalta Pro HP	HdO	259-10846	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
26.03.2013	28.01.2013	KIND	KINDalta Pro HM	HdO	259-10845	123	50	22	ja	nein	ja	nein	ja	4
26.03.2013	14.01.2013	KIND	KINDalta Pro miniEX	HdO	259-10844	131	56	22	ja	nein	ja	ja	ja	4
07.12.2012	30.11.2011	KIND	KINDvea 2 HS	HdO	259-10507	127	60	29	nein	ja	ja	ja	ja	4
07.12.2012	30.11.2011	KIND	KINDvea 2 HP	HdO	259-10506	135	67	27	nein	ja	ja	ja	ja	4
07.12.2012	25.01.2012	KIND	KINDvea 1 IP	ldO	259-10505	121	54	22	nein	nein	ja	ja	nein	4
07.12.2012	25.01.2012	KIND	KINDvea 1 I	ldO	259-10504	117	46	24	nein	nein	ja	ja	nein	4
07.12.2012	30.11.2011	KIND	KINDvea 1 HS	HdO	259-10503	127	60	29	nein	ja	ja	ja	nein	4
07.12.2012	30.11.2011	KIND	KINDvea 1 HP	HdO	259-10502	135	67	27	nein	ja	ja	ja	nein	4
07.12.2012	22.03.2012	KIND	KINDvaria HM	HdO	259-10501	126	50	22	nein	nein	ja	nein	ja	4
07.12.2012	09.03.2012	KIND	KINDprado TRT	HdO	259-10500	130	65	12	nein	ja	ja	nein	ja	4

07.12.2012	23.11.2010	KIND	KINDprado Ex	mini HdO	259-10499	111	56	14	nein	nein	ja	nein	ja	4
07.12.2012	12.02.2012	KIND	KINDgala Plus HM	min HdO	259-10498	131	50	22	ja	nein	ja	nein	ja	4
07.12.2012	14.02.2012	KIND	KINDgala HM	mini HdO	259-10497	131	50	22	ja	nein	ja	nein	ja	4
07.12.2012	10.02.2010	KIND	KINDarriva TRT	HdO	259-10496	129	67	16	nein	ja	ja	ja	nein	
07.12.2012	14.02.2012	KIND	KINDagil Pro HM	mini HdO	259-10495	131	50	22	ja	nein	ja	nein	ja	4
24.04.2012	07.09.2010	KIND	KINDchili 5 HP	HdO	259-09861	131	73	20	ja	ja	ja	ja	ja	4
24.04.2012	07.09.2010	KIND	KINDgala miniEX	HdO	259-09860	117	48	24	ja	nein	ja	nein	ja	4
18.04.2012	14.02.2012	KIND	KINDintiga 9 ICM	ldO	259-09846	111	41	21	nein	nein	ja	nein	nein	1
18.04.2012	14.02.2012	KIND	KINDintiga 7 ICM	ldO	259-09845	111	41	21	nein	nein	ja	nein	nein	1
19.03.2012	02.08.2010	KIND	KINDelia ICM	ldO	259-09771	113	42	16	nein	nein	nein	nein	nein	1
19.03.2012	11.05.2010	KIND	KINDelia R	HdO	259-09770	111	56	14	nein	nein	nein	nein	ja	
07.12.2011	18.07.2011	KIND	KINDvaria ICP	ldO	259-09514	119	52	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
07.12.2011	18.07.2011	KIND	KINDvaria IC	ldO	259-09513	113	40	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
07.12.2011	18.07.2011	KIND	KINDvaria I	ldO	259-09512	114	48	20	nein	nein	nein	ja	ja	4
07.12.2011	18.07.2011	KIND	KINDvaria HS	HdO	259-09511	122	50	23	nein	ja	nein	ja	ja	4
07.12.2011	18.07.2011	KIND	KINDvaria HP	HdO	259-09510	129	63	16	nein	ja	nein	ja	ja	4
07.12.2011	09.08.2011	KIND	KINDharmony IP	ldO	259-09509	121	60	22	nein	nein	nein	ja	nein	4
07.12.2011	09.08.2011	KIND	KINDharmony I	ldO	259-09508	118	52	16	nein	nein	nein	ja	nein	4
07.12.2011	09.08.2011	KIND	KINDharmony HS	HdO	259-09507	135	65	13	nein	ja	ja	ja	nein	2
07.12.2011	09.08.2011	KIND	KINDharmony HP	HdO	259-09506	132	74	17	nein	nein	ja	ja	nein	2
07.12.2011	09.08.2011	KIND	KINDharmony HM	HdO	259-09505	129	65	15	nein	ja	ja	ja	nein	2
27.09.2011	25.07.2011	KIND	KINDalera 5 HM WL	mini HdO	259-09372	125	56	24	ja	ja	ja	ja	ja	
27.09.2011	25.07.2011	KIND	KINDalera 7 HM WL	mini HdO	259-09371	125	56	24	ja	ja	ja	ja	ja	
27.09.2011	25.07.2011	KIND	KINDalera 9 HM WL	mini HdO	259-09370	125	56	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
27.09.2011	08.08.2011	KIND	KINDalera 5 IC	CIC	259-09369	114	39	25	nein	nein	ja	nein	nein	
27.09.2011	08.08.2011	KIND	KINDalera 7 IC	CIC	259-09368	114	39	25	nein	nein	ja	nein	nein	
27.09.2011	08.08.2011	KIND	KINDalera 9 IC	CIC	259-09367	114	39	25	nein	nein	ja	nein	nein	4
27.09.2011	08.08.2011	KIND	KINDalera 5 ICP	CIC	259-09366	120	46	23	nein	nein	ja	nein	nein	
27.09.2011	08.08.2011	KIND	KINDalera 7 ICP	CIC	259-09365	120	46	23	nein	nein	ja	nein	nein	
27.09.2011	08.08.2011	KIND	KINDalera 9 ICP	CIC	259-09364	120	46	23	nein	nein	ja	nein	nein	4
27.09.2011	08.08.2011	KIND	KINDalera 5 IP	ITC	259-09363	120	54	22	nein	nein	ja	ja	ja	
27.09.2011	08.08.2011	KIND	KINDalera 7 IP	ITC	259-09362	120	54	22	nein	nein	ja	ja	ja	
27.09.2011	08.08.2011	KIND	KINDalera 9 IP	ITC	259-09361	120	54	22	nein	nein	ja	ja	ja	4
27.09.2011	16.12.2010	KIND	KINDvaria Plus HP	HdO	259-09360	128	63	16	ja	ja	nein	ja	ja	4
27.09.2011	16.12.2010	KIND	KINDvaria Plus HS	HdO	259-09359	122	50	23	ja	ja	nein	ja	ja	4
27.09.2011	16.12.2010	KIND	KINDvaria Plus I	ldO	259-09358	113	42	19	ja	nein	nein	ja	ja	4
27.09.2011	16.12.2010	KIND	KINDvaria Plus IC	ldO	259-09357	113	40	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
27.09.2011	16.12.2010	KIND	KINDvaria Plus ICP	ldO	259-09356	119	52	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
27.09.2011	29.06.2011	KIND	KINDintiga 5	HdO	259-09355	112	44	24	ja	nein	ja	nein	ja	
27.09.2011	29.06.2011	KIND	KINDintiga 7	HdO	259-09354	112	44	24	ja	nein	ja	nein	ja	
27.09.2011	29.06.2011	KIND	KINDintiga 9	HdO	259-09353	112	44	24	ja	nein	ja	nein	ja	
27.05.2011	07.09.2009	KIND	KINDopera HP	HdO	259-09199	136	76	28	nein	ja	nein	ja	nein	4
27.05.2011	14.10.2009	KIND	KINDlive 9 IMP	ldO	259-09198	122	52	27	nein	nein	nein	nein	nein	1
27.05.2011	14.10.2009	KIND	KINDlive 9 IM	ldO	259-09197	115	45	28	nein	nein	nein	nein	nein	1
27.05.2011	10.09.2011	KIND	KINDlive 9 IP	ldO	259-09196	123	51	28	nein	nein	nein	nein	ja	4
27.05.2011	10.09.2011	KIND	KINDlive 9 ICP	ldO	259-09195	118	42	28	nein	nein	nein	nein	nein	4
27.05.2011	10.09.2011	KIND	KINDlive 9 IC	ldO	259-09194	114	36	27	nein	nein	nein	nein	ja	4
27.05.2011	10.09.2011	KIND	KINDlive 9 I	ldO	259-09193	118	47	27	nein	nein	nein	ja	nein	4
27.05.2011	10.09.2011	KIND	KINDlive 7 IP	ldO	259-09192	124	51	28	nein	nein	nein	nein	ja	3

27.05.2011	10.09.2011	KIND	KINDlive 7 ICP	IdO	259-09191	118	42	28	nein	nein	nein	nein	nein	3
27.05.2011	10.09.2011	KIND	KINDlive 7 IC	IdO	259-09190	114	36	27	nein	nein	nein	nein	nein	3
27.05.2011	10.09.2011	KIND	KINDlive 7 I	IdO	259-09189	118	47	27	nein	nein	nein	ja	ja	3
27.05.2011	10.09.2011	KIND	KINDlive 5 IP	IdO	259-09188	123	51	28	nein	nein	nein	nein	ja	3
27.05.2011	10.09.2011	KIND	KINDlive 5 ICP	IdO	259-09187	118	42	28	nein	nein	nein	nein	nein	3
27.05.2011	10.09.2011	KIND	KINDlive 5 IC	IdO	259-09186	114	36	27	nein	nein	nein	nein	nein	3
27.05.2011	10.09.2011	KIND	KINDlive 5 I	IdO	259-09185	118	47	27	nein	nein	nein	ja	ja	3
27.05.2011	26.10.2006	KIND	KINDaristea IV	IdO	259-09184	112	48	19	nein	nein	nein	ja	nein	3
27.05.2011	27.09.2010	KIND	KINDgala Plus ICP	IdO	259-09183	120	52	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
27.05.2011	27.09.2010	KIND	KINDgala Plus IC	IdO	259-09182	114	40	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
27.05.2011	27.09.2010	KIND	KINDgala Plus I	IdO	259-09181	115	48	20	ja	nein	nein	ja	ja	4
27.05.2011	27.09.2010	KIND	KINDgala ICP	IdO	259-09180	120	52	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
27.05.2011	27.09.2010	KIND	KINDgala IC	IdO	259-09179	115	40	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
27.05.2011	27.09.2010	KIND	KINDgala I	IdO	259-09178	114	48	20	ja	nein	nein	ja	ja	4
27.05.2011	27.09.2010	KIND	KINDjoy Plus I	IdO	259-09177	114	48	20	nein	nein	nein	ja	ja	4
27.05.2011	27.09.2010	KIND	KINDjoy I	IdO	259-09176	112	48	20	nein	nein	nein	ja	ja	4
27.05.2011	10.02.2009	KIND	KINDarriva I	IdO	259-09175	121	53	17	nein	nein	nein	ja	nein	1
27.05.2011	10.02.2009	KIND	KINDarriva HS	HdO	259-09174	129	66	14	nein	nein	nein	ja	nein	1
27.05.2011	10.02.2009	KIND	KINDarriva HP	HdO	259-09173	132	69	15	nein	nein	nein	ja	nein	1
27.05.2011	10.02.2009	KIND	KINDavero HS	HdO	259-09172	135	67	13	nein	nein	nein	ja	nein	1
27.05.2011	10.02.2009	KIND	KINDavero HP	HdO	259-09171	132	69	14	nein	nein	nein	ja	nein	1
27.05.2011	03.03.2009	KIND	KINDalto+IV FC	IdO	259-09170	112	43	20	nein	nein	nein	nein	nein	1
27.05.2011	03.03.2009	KIND	KINDalto+HS	HdO	259-09169	135	67	13	nein	ja	nein	nein	nein	1
01.04.2011	01.04.2011	KIND	KINDelia HS	HdO	259-09088	131	65	12	nein	ja	nein	ja	ja	4
01.04.2011	01.04.2011	KIND	KINDprado HS	HdO	259-09087	131	65	12	nein	ja	nein	ja	ja	4
01.04.2011	01.04.2011	KIND	KINDprado IP	IdO	259-09073	133	77	9	nein	nein	nein	ja	nein	4
01.04.2011	01.04.2011	KIND	KINDprado ICP	CIC	259-09072	133	77	10	nein	nein	nein	nein	nein	4
01.04.2011	01.04.2011	KIND	KINDprado IC	CIC	259-09071	127	59	24	nein	nein	nein	nein	nein	4
01.04.2011	01.04.2011	KIND	KINDprado I	IdO	259-09070	127	63	30	nein	nein	nein	ja	ja	4
01.04.2011	01.04.2011	KIND	KINDprado HP	HdO	259-09069	136	74	12	nein	ja	nein	ja	ja	4
26.03.2011	26.03.2011	KIND	KINDalera 5 HS WL	HdO	259-09068	132	65	23	ja	ja	ja	ja	ja	3
28.03.2011	28.03.2011	KIND	KINDalera 7 HS WL	HdO	259-09067	132	65	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
28.03.2011	28.03.2011	KIND	KINDalera 9 HS WL	HdO	259-09066	132	65	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
11.01.2011	11.01.2011	KIND	KINDelia IP	IdO	259-08887	126	70	14	nein	nein	nein	nein	nein	4
11.01.2011	11.01.2011	KIND	KINDelia ICP	CIC	259-08886	126	70	13	nein	nein	nein	nein	nein	4
11.01.2011	11.01.2011	KIND	KINDelia IC	CIC	259-08885	127	59	24	nein	nein	nein	nein	nein	4
11.01.2011	11.01.2011	KIND	KINDelia I		259-08884	131	65	12	nein	ja	nein	ja	ja	4
11.01.2011	11.01.2011	KIND	KINDelia HP	HdO	259-08883	128	63	16	ja	ja	nein	ja	ja	4
11.01.2011	11.01.2011	KIND	KINDchili 9 HP	HdO	259-08882	131	73	20	ja	ja	ja	ja	nein	4
11.01.2011	11.01.2011	KIND	KINDchili 7 HP	HdO	259-08881	131	73	20	ja	ja	ja	ja	ja	4
11.01.2011	11.01.2011	KIND	KINDgala plus mini Ex	HdO	259-08880	117	48	24	ja	nein	ja	nein	ja	4
11.01.2011	11.01.2011	KIND	KINDgala plus HS	HdO	259-08879	122	50	23	ja	ja	nein	ja	ja	4
11.01.2011	11.01.2011	KIND	KINDgala plus HP	HdO	259-08878	128	63	16	ja	ja	nein	ja	ja	4
11.01.2011	11.01.2011	KIND	KINDgala plus Ex	HdO	259-08877	117	48	24	ja	ja	nein	ja	ja	4
11.01.2011	11.01.2011	KIND	KINDgala HS	HdO	259-08876	122	50	23	ja	ja	nein	ja	ja	4
11.01.2011	11.01.2011	KIND	KINDgala HP	HdO	259-08875	128	63	16	ja	ja	nein	ja	ja	4
11.01.2011	11.01.2011	KIND	KINDgala Ex	HdO	259-08874	117	48	24	ja	ja	nein	ja	ja	4
11.01.2011	11.01.2011	KIND	KINDjoy plus HS	HdO	259-08873	122	50	23	nein	ja	nein	ja	ja	4
11.01.2011	11.01.2011	KIND	KINDjoy HS	HdO	259-08872	122	50	23	nein	ja	nein	ja	ja	4

14.09.2010	14.09.2010	KIND	KINDalera 9 Ex WL	HdO	259-08718	120	57	23	ja	nein	ja	nein	ja	4
14.09.2010	14.09.2010	KIND	KINDalera 9 Ex	HdO	259-08717	120	57	23	nein	nein	ja	nein	ja	1
14.09.2010	14.09.2010	KIND	KINDalera 7 Ex WL	HdO	259-08716	120	57	23	ja	nein	ja	nein	ja	4
11.02.2010	11.02.2010	KIND	KINDagil Pro ICP	IdO	259-08309	119	52	21	nein	nein	nein	nein	ja	1
11.02.2010	11.02.2010	KIND	KINDagil Pro IC	IdO	259-08308	113	40	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
04.03.2010	04.03.2010	KIND	KINDagil Pro I	IdO	259-08307	113	48	20	ja	nein	nein	ja	ja	4
11.02.2010	11.02.2010	KIND	KINDagil Pro mini EX	HdO	259-08306	117	48	24	ja	nein	ja	nein	ja	4
11.02.2010	11.02.2010	KIND	KINDagil Pro EX	HdO	259-08305	117	48	23	ja	ja	nein	ja	ja	4
11.02.2010	11.02.2010	KIND	KINDagil Pro HS	HdO	259-08304	122	50	23	ja	ja	nein	ja	ja	4
11.02.2010	11.02.2010	KIND	KINDagil Pro HP	HdO	259-08303	128	63	16	ja	ja	nein	ja	ja	4
01.12.2009	01.12.2009	KIND	KINDelia EX	HdO	259-08162	110	50	14	nein	nein	nein	ja	ja	2
25.09.2009	25.09.2009	KIND	KINDsaphirPlus C HP	HdO	259-08100	128	63	20	ja	ja	nein	ja	ja	4
25.09.2009	25.09.2009	KIND	KINDsaphirPlus C IV	IdO	259-08099	113	46	25	ja	nein	nein	ja	ja	1
25.09.2009	25.09.2009	KIND	KINDsaphirPlus C IT	IdO	259-08098	113	46	25	ja	nein	nein	ja	ja	1
25.09.2009	25.09.2009	KIND	KINDsaphirPlus C HS	HdO	259-08097	111	51	12	ja	ja	nein	ja	ja	4
25.09.2009	25.09.2009	KIND	KINDsaphirPlus C ExP	HdO	259-08096	111	45	22	ja	ja	nein	ja	ja	4
25.09.2009	25.09.2009	KIND	KINDsaphir C IV	IdO	259-08095	113	46	25	ja	nein	nein	ja	ja	1
25.09.2009	25.09.2009	KIND	KINDsaphir C IT	IdO	259-08094	113	46	25	ja	nein	nein	ja	ja	1
25.09.2009	25.09.2009	KIND	KINDsaphir C HS	HdO	259-08093	111	51	22	ja	ja	nein	ja	ja	4
25.09.2009	25.09.2009	KIND	KINDsaphir C HP	HdO	259-08092	128	63	20	ja	ja	nein	ja	ja	4
25.09.2009	25.09.2009	KIND	KINDaristea HP	HdO	259-08091	133	69	16	nein	ja	nein	ja	ja	3
25.09.2009	25.09.2009	KIND	KINDlive 9 HS	HdO	259-08090	131	55	28	nein	ja	ja	ja	ja	4
25.09.2009	25.09.2009	KIND	KINDlive 9 HP	HdO	259-08089	135	64	28	nein	ja	ja	ja	ja	4
25.09.2009	25.09.2009	KIND	KINDlive 9 Ex	HdO	259-08088	120	53	27	nein	ja	ja	ja	ja	4
25.09.2009	25.09.2009	KIND	KINDlive 7 HS	HdO	259-08087	131	55	28	nein	ja	ja	ja	ja	4
25.09.2009	25.09.2009	KIND	KINDlive 7 HP	HdO	259-08086	135	64	28	nein	ja	ja	ja	ja	4
25.09.2009	25.09.2009	KIND	KINDlive 7 EX	HdO	259-08085	120	53	27	nein	ja	ja	ja	ja	4
25.09.2009	25.09.2009	KIND	KINDlive 5 HS	HdO	259-08083	131	55	28	nein	ja	ja	ja	ja	3
25.09.2009	25.09.2009	KIND	KINDlive 5 HP	HdO	259-08082	135	64	28	nein	ja	ja	ja	ja	3
18.06.2009	18.06.2009	KIND	KINDaristea HS	HdO	259-07874	112	54	20	nein	ja	nein	ja	ja	3
18.06.2009	18.06.2009	KIND	KINDswitch 8 EX TRT	HdO	259-07873	0	0	0	nein	nein	nein	nein	nein	4
18.06.2009	18.06.2009	KIND	KINDswitch 8 EX	HdO	259-07872	122	60	15	nein	nein	nein	nein	nein	4
22.05.2008	22.05.2008	KIND	KINDswitch 4 EX	HdO	259-07144	111	51	13	nein	nein	nein	nein	nein	4
01.04.2007	05.09.2006	KIND	KINDloon+	Mini-HdO	259-06588	124	44		nein	nein	nein	nein	nein	4
01.04.2007	05.09.2006	KIND	KINDloon	Mini-HdO	259-06587	124	44		nein	nein	nein	nein	nein	2
13.06.2006	13.06.2006	KIND	KINDavacio HS	HdO	259-06348	120	56	15	nein	ja	nein	ja	ja	2
13.06.2006	13.06.2006	KIND	KINDavacio HM	HdO	259-06347	120	56	15	nein	ja	nein	ja	ja	2

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
05.06.2019	02.05.2019	Med-EI	ADHEAR 701	KN-HG	259-17846	105*	28*	31*	nein	ja	nein	Nein	ja	4

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
20.03.2015	04.12.2014	NovaSense	Acute Pro HdO Power	HdO	259-12227	128	63	16	ja	ja	nein	ja	ja	4
20.03.2015	04.12.2014	NovaSense	Activ Pro HdO Power	HdO	259-12226	128	63	16	ja	ja	nein	ja	ja	4
20.03.2015	04.12.2014	NovaSense	Intense Pro HdO Power	HdO	259-12225	128	63	16	ja	ja	nein	ja	ja	4
20.03.2015	04.12.2014	NovaSense	Lima SP9	HdO	259-12224	131	73	20	ja	ja	ja	ja	ja	4
20.03.2015	04.12.2014	NovaSense	1200 HdO Power	HdO	259-12223	127	62	13	nein	ja	nein	ja	ja	3
02.06.2014	16.07.2013	NovaSense	Intense Pro Mini RITE	HdO	259-12222	129	58	21	ja	nein	ja	Nein	ja	4
02.06.2014	25.04.2012	NovaSense	Intense Pro Mini BTE	HdO	259-12221	126	50	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
07.02.2014	07.09.2010	NovaSense	Lima	HdO	259-11788	131	73	20	ja	ja	ja	ja	ja	4
07.02.2014	25.05.2005	NovaSense	3000 DM	HdO	259-11787	137	78	24	nein	ja	nein	ja	nein	3
07.02.2014	11.02.2010	NovaSense	Acute Pro Mini RITE	HdO	259-11786	117	48	24	ja	nein	ja	Nein	ja	4
07.02.2014	14.02.2012	NovaSense	Acute Pro Mini BTE	HdO	259-11785	131	50	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
07.02.2014	07.09.2010	NovaSense	Acute Pro BTE	HdO	259-11784	117	48	24	ja	ja	nein	ja	ja	4
07.02.2014	07.09.2010	NovaSense	Activ Pro Mini RITE	HdO	259-11783	117	48	24	ja	nein	ja	Nein	ja	4
07.02.2014	14.02.2012	NovaSense	Activ Pro Mini BTE	HdO	259-11782	131	50	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
07.02.2014	07.09.2010	NovaSense	Activ Pro BTE	HdO	259-11781	122	50	23	ja	ja	nein	ja	ja	4
07.02.2014	16.12.2010	NovaSense	Intense Pro BTE	HdO	259-11780	122	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
07.02.2014	26.10.2006	NovaSense	1200	HdO	259-11779	116	56	16	nein	ja	nein	ja	ja	3
29.05.2012	17.01.2012	NovaSense	NS M301 SX X	HdO	259-09955	135	64	17	ja	ja	ja	ja	ja	5
29.05.2012	17.01.2012	NovaSense	NS M501 SX X	HdO	259-09954	135	64	17	ja	ja	ja	ja	ja	5
29.05.2012	17.01.2012	NovaSense	NS M701 SX X	HdO	259-09953	135	64	17	ja	ja	ja	ja	ja	5
29.05.2012	17.01.2012	NovaSense	NS P301 X	HdO	259-09952	134	80	16	ja	ja	ja	nein	ja	5
29.05.2012	17.01.2012	NovaSense	NS P501 X	HdO	259-09951	134	80	16	ja	ja	ja	nein	ja	5
29.05.2012	17.01.2012	NovaSense	NS P701 X	HdO	259-09950	134	80	16	ja	ja	ja	nein	ja	5
17.06.2011	25.10.2010	NovaSense	NS M101 SX	HdO	259-09259	135	64	17	nein	nein	ja	ja	ja	3
17.06.2011	25.10.2010	NovaSense	NS M301 SX	HdO	259-09258	135	64	17	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	5
17.06.2011	25.10.2010	NovaSense	NS M501 SX	HdO	259-09257	135	64	17	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	5
17.06.2011	25.10.2010	NovaSense	NS M701 SX	HdO	259-09256	135	64	17	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	5
17.06.2011	07.04.2010	NovaSense	NS P301	HdO	259-09255	122	59	19	ja	via MiniTek	ja	via MiniTek	ja	5
17.06.2011	07.04.2010	NovaSense	NS P501	HdO	259-09254	122	59	19	ja	via MiniTek	ja	via MiniTek	ja	5
17.06.2011	07.04.2010	NovaSense	NS P701	HdO	259-09253	122	59	19	ja	via MiniTek	ja	via MiniTek	ja	5

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
28.11.2019	13.03.2019	NuEar	Circa AI 2400 RIC R	RIC	259-18437	124 (2cc)	66 (2cc)	23 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
28.11.2019	29.11.2018	NuEar	Circa AI 2400 BTE 13	HdO	259-18436	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
28.11.2019	29.11.2018	NuEar	Circa 2400 BTE 13	HdO	259-18435	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
28.11.2019	29.11.2018	NuEar	Circa 2000 BTE 13	HdO	259-18434	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
28.11.2019	29.11.2018	NuEar	Circa 1600 BTE 13	HdO	259-18433	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
28.11.2019	29.11.2018	NuEar	Circa 1200 BTE 13	HdO	259-18432	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
28.11.2019	29.11.2018	NuEar	Circa 1000 BTE 13	HdO	259-18431	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
28.11.2019	13.03.2019	NuEar	Circa 2400 RIC R	RIC	259-18430	124 (2cc)	66 (2cc)	23 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
28.11.2019	13.03.2019	NuEar	Circa 2000 RIC R	RIC	259-18429	124 (2cc)	66 (2cc)	23 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
28.11.2019	13.03.2019	NuEar	Circa 1600 RIC R	RIC	259-18428	124 (2cc)	66 (2cc)	23 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
28.11.2019	13.03.2019	NuEar	Circa 1200 RIC R	RIC	259-18427	124 (2cc)	66 (2cc)	23 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
28.11.2019	14.03.2019	NuEar	Circa 1000 RIC R	RIC	259-18426	124 (2cc)	66 (2cc)	23 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
28.11.2019	05.04.2019	NuEar	Circa AI 2400 mRIC 312	ini HdO ext. Hör	259-18425	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
28.11.2019	05.04.2019	NuEar	Circa 2400 mRIC 312	ini HdO ext. Hör	259-18424	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
28.11.2019	27.03.2019	NuEar	Circa 2000 mRIC 312	ini HdO ext. Hör	259-18423	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
28.11.2019	27.03.2019	NuEar	Circa 1600 mRIC 312	ini HdO ext. Hör	259-18422	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
28.11.2019	27.03.2019	NuEar	Circa 1200 mRIC 312	ini HdO ext. Hör	259-18421	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
28.11.2019	27.03.2019	NuEar	Circa 1000 mRIC 312	ini HdO ext. Hör	259-18420	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
28.11.2019	29.11.2018	NuEar	Circa AI 2400 RIC 312	RIC	259-18419	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
28.11.2019	29.11.2018	NuEar	Circa 2400 RIC 312	RIC	259-18418	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
28.11.2019	29.11.2018	NuEar	Circa 2000 RIC 312	RIC	259-18417	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
28.11.2019	29.11.2018	NuEar	Circa 1600 RIC 312	RIC	259-18416	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
28.11.2019	29.11.2018	NuEar	Circa 1200 RIC 312	RIC	259-18415	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
28.11.2019	29.11.2018	NuEar	Circa 1000 RIC 312	RIC	259-18414	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
24.03.2020	10.02.2020	Oticon	Ruby 2 miniRITE T	HdO	259-18720	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
24.03.2020	05.02.2020	Oticon	Ruby 2 miniRITE R	HdO	259-18719	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
24.03.2020	05.02.2020	Oticon	Ruby 2 miniRITE	HdO	259-18718	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
24.03.2020	05.02.2020	Oticon	Ruby 2 BTE PP	HdO	259-18717	126 (2cc)	61 (2cc)	14 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
24.03.2020	10.02.2020	Oticon	Ruby 1 miniRITE T	HdO	259-18716	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
24.03.2020	05.02.2020	Oticon	Ruby 1 miniRITE R	HdO	259-18715	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
24.03.2020	05.02.2020	Oticon	Ruby 1 miniRITE	HdO	259-18714	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
24.03.2020	05.02.2020	Oticon	Ruby 1 BTE PP	HdO	259-18713	126 (2cc)	61 (2cc)	14 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.10.2019	26.03.2019	Oticon	Opn Play 2 HdO 105	HdO	259-18233	126 (2cc)	61 (2cc)	14 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.10.2019	26.03.2019	Oticon	Opn Play 1 HdO 105	HdO	259-18232	126 (2cc)	61 (2cc)	14 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.10.2019	26.03.2019	Oticon	Opn Play 2 Ex-Hörer Mini T	HdO	259-18231	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
01.10.2019	26.03.2019	Oticon	Opn Play 1 Ex-Hörer Mini T	HdO	259-18230	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
01.10.2019	26.03.2019	Oticon	Opn Play 2 Ex-Hörer Mini R	HdO	259-18229	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
01.10.2019	26.03.2019	Oticon	Opn Play 1 Ex-Hörer Mini R	HdO	259-18228	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
01.10.2019	26.03.2019	Oticon	Opn Play 2 Ex-Hörer Mini	HdO	259-18227	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
01.10.2019	26.03.2019	Oticon	Opn Play 1 Ex-Hörer Mini	HdO	259-18226	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
01.10.2019	02.07.2019	Oticon	Xceed Play 2 BTE UP	HdO	259-18225	130 (2cc)	69 (2cc)	23 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.10.2019	02.07.2019	Oticon	Xceed Play 1 BTE UP	HdO	259-18224	130 (2cc)	69 (2cc)	23 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.10.2019	02.07.2019	Oticon	Xceed Play 2 BTE SP	HdO	259-18223	130 (2cc)	70 (2cc)	19 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.10.2019	02.07.2019	Oticon	Xceed Play 1 BTE SP	HdO	259-18222	130 (2cc)	70 (2cc)	19 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.10.2019	02.07.2019	Oticon	Xceed 3 BTE UP	HdO	259-18221	130 (2cc)	69 (2cc)	23 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.10.2019	02.07.2019	Oticon	Xceed 2 BTE UP	HdO	259-18220	130 (2cc)	69 (2cc)	23 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.10.2019	02.07.2019	Oticon	Xceed 1 BTE UP	HdO	259-18219	130 (2cc)	69 (2cc)	23 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.10.2019	02.07.2019	Oticon	Xceed 3 BTE SP	HdO	259-18218	130 (2cc)	70 (2cc)	19 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.10.2019	02.07.2019	Oticon	Xceed 2 BTE SP	HdO	259-18217	130 (2cc)	70 (2cc)	19 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
30.09.2019	02.07.2019	Oticon	Xceed 1 BTE SP	HdO	259-18216	130 (2cc)	70 (2cc)	19 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
25.04.2019	13.03.2019	Oticon	Opn S 3 Ex-Hörer Mini R	HdO	259-17681	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
25.04.2019	11.03.2019	Oticon	Opn S 2 Ex-Hörer Mini R	HdO	259-17680	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
25.04.2019	18.02.2019	Oticon	Opn S 1 Ex-Hörer Mini R	HdO	259-17679	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
25.04.2019	26.03.2019	Oticon	Opn S 3 Ex-Hörer Mini T	HdO	259-17678	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
25.04.2019	13.03.2019	Oticon	Opn S 2 Ex-Hörer Mini T	HdO	259-17677	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
25.04.2019	18.02.2019	Oticon	Opn S 1 Ex-Hörer Mini T	HdO	259-17676	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
25.04.2019	13.03.2019	Oticon	Opn S 3 Ex-Hörer Mini	HdO	259-17675	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
25.04.2019	13.03.2019	Oticon	Opn S 2 Ex-Hörer Mini	HdO	259-17674	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
25.04.2019	13.03.2019	Oticon	Opn S 1 Ex-Hörer Mini	HdO	259-17673	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
25.04.2019	13.03.2019	Oticon	Opn S 3 HdO 105	HdO	259-17672	126 (2cc)	61 (2cc)	14 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
25.04.2019	11.03.2019	Oticon	Opn S 2 HdO 105	HdO	259-17671	126 (2cc)	61 (2cc)	14 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
25.04.2019	14.02.2019	Oticon	Opn S 1 HdO 105	HdO	259-17670	126 (2cc)	61 (2cc)	14 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
11.03.2019	16.12.2014	Oticon	Geno 2 Ex-Hörer Mini	HdO	259-17471	133	65	18	ja	nein	ja	Nein	ja	4
11.03.2019	16.12.2014	Oticon	Geno 1 Ex-Hörer Mini	HdO	259-17470	133	65	18	ja	nein	ja	Nein	ja	4
11.03.2019	03.02.2014	Oticon	Geno 2 Mini-HdO 85	HdO	259-17469	126	50	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
11.03.2019	23.07.2013	Oticon	Geno 1 Mini-HdO 85	HdO	259-17468	126	50	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
11.03.2019	16.09.2015	Oticon	Geno 2 HdO 105	HdO	259-17467	131	66	17	ja	ja	ja	ja	ja	4
11.03.2019	16.09.2015	Oticon	Geno 1 HdO 105	HdO	259-17466	131	66	17	ja	ja	ja	ja	ja	4

04.10.2018	16.08.2018	Oticon	Opn3 ITE	ITE	259-17033	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	nein	ja	ja	4
04.10.2018	16.08.2018	Oticon	Opn2 ITE	ITE	259-17032	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	nein	ja	ja	4
04.10.2018	16.08.2018	Oticon	Opn1 ITE	ITE	259-17031	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	nein	ja	ja	4
04.10.2018	16.08.2018	Oticon	Opn3 ITC	ITC	259-17030	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	nein	ja	ja	4
04.10.2018	16.08.2018	Oticon	Opn2 ITC	ITC	259-17029	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	nein	ja	ja	4
04.10.2018	16.08.2018	Oticon	Opn1 ITC	ITC	259-17028	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	nein	ja	ja	4
04.10.2018	21.08.2018	Oticon	Opn3 IIC	IIC	259-17027	113 (2cc)	46 (2cc)	18 (2cc)	nein	nein	nein	Nein	nein	1
04.10.2018	16.08.2018	Oticon	Opn2 IIC	IIC	259-17026	113 (2cc)	46 (2cc)	18 (2cc)	nein	nein	nein	Nein	nein	1
04.10.2018	16.08.2018	Oticon	Opn1 IIC	IIC	259-17025	113 (2cc)	46 (2cc)	18 (2cc)	nein	nein	nein	Nein	nein	1
04.10.2018	16.08.2018	Oticon	Opn3 CIC	CIC	259-17024	115 (2cc)	49 (2cc)	17 (2cc)	nein	nein	nein	Nein	nein	4
04.10.2018	16.08.2018	Oticon	Opn2 CIC	CIC	259-17023	115 (2cc)	49 (2cc)	17 (2cc)	nein	nein	nein	Nein	nein	4
04.10.2018	16.08.2018	Oticon	Opn1 CIC	CIC	259-17022	115 (2cc)	49 (2cc)	17 (2cc)	nein	nein	nein	Nein	nein	4
04.10.2018	16.08.2018	Oticon	Siya 2 ITE	ITE	259-17021	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	nein	ja	ja	4
04.10.2018	16.08.2018	Oticon	Siya 1 ITE	ITE	259-17020	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	nein	ja	ja	4
04.10.2018	17.08.2018	Oticon	Siya 2 ITC	ITC	259-17019	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	nein	ja	ja	4
04.10.2018	16.08.2018	Oticon	Siya 1 ITC	ITC	259-17018	122 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	ja	nein	nein	ja	ja	4
04.10.2018	16.08.2018	Oticon	Siya 2 CIC	CIC	259-17017	115 (2cc)	49 (2cc)	17 (2cc)	nein	nein	nein	Nein	nein	4
04.10.2018	16.08.2018	Oticon	Siya 1 CIC	CIC	259-17016	115 (2cc)	49 (2cc)	17 (2cc)	nein	nein	nein	Nein	nein	4
04.10.2018	21.08.2018	Oticon	Siya 2 IIC	IIC	259-17015	113 (2cc)	46 (2cc)	18 (2cc)	nein	nein	nein	Nein	nein	1
04.10.2018	21.08.2018	Oticon	Siya 1 IIC	IIC	259-17014	113 (2cc)	46 (2cc)	18 (2cc)	nein	nein	nein	Nein	nein	1
04.10.2018	17.08.2018	Oticon	Siya 2 HdO 105	HdO	259-17013	126 (2cc)	61 (2cc)	14 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
04.10.2018	17.08.2018	Oticon	Siya 1 HdO 105	HdO	259-17012	126 (2cc)	61 (2cc)	14 (2cc)	ja	ja	ja	ja	ja	4
04.10.2018	17.08.2018	Oticon	Siya 2 Ex-Hörer Mini T	HdO	259-17011	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
04.10.2018	17.08.2018	Oticon	Siya 1 Ex-Hörer Mini T	HdO	259-17010	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
04.10.2018	17.08.2018	Oticon	Siya 2 Ex-Hörer Mini	HdO	259-17009	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
04.10.2018	17.08.2018	Oticon	Siya 1 Ex-Hörer Mini	HdO	259-17008	122 (2cc)	57 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
09.01.2018	13.10.2016	Oticon	G400 Mini RITE 312	HdO	259-16217	132	65	18	ja	nein	ja	Nein	ja	4
01.06.2017	27.04.2017	Oticon	OPN 3 HdO 105	HdO	259-15645	130	65	17	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.06.2017	27.04.2017	Oticon	OPN 2 HdO 105	HdO	259-15644	130	65	17	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.06.2017	27.04.2017	Oticon	OPN 1 HdO 105	HdO	259-15643	130	65	17	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.06.2017	18.05.2017	Oticon	OPN 3 Ex-Hörer Mini-T	HdO	259-15642	132	64	18	ja	nein	ja	ja	ja	4
01.06.2017	18.05.2017	Oticon	OPN 2 Ex-Hörer Mini-T	HdO	259-15641	133	65	17	ja	nein	ja	ja	ja	4
01.06.2017	18.05.2017	Oticon	OPN 1 Ex-Hörer Mini-T	HdO	259-15640	133	65	17	ja	nein	ja	ja	ja	4
15.03.2017	22.11.2011	Oticon	Get CIC Power	IdO	259-15414	121	52	21	nein	nein	nein	Nein	nein	1
15.03.2017	22.11.2011	Oticon	Get CIC	IdO	259-15413	113	40	21	nein	nein	nein	Nein	nein	1
15.03.2017	22.11.2011	Oticon	Get Kanal	IdO	259-15412	114	43	19	nein	nein	nein	ja	ja	4
15.03.2017	22.11.2011	Oticon	Get Halb-Concha	IdO	259-15411	114	48	20	nein	nein	nein	ja	ja	4
15.03.2017	04.12.2014	Oticon	Get HdO Power	HdO	259-15410	127	63	16	nein	ja	ja	ja	ja	4
15.03.2017	06.02.2014	Oticon	Get HdO	HdO	259-15409	120	50	23	nein	ja	ja	ja	ja	4
09.12.2016	13.12.2016	Oticon	OPN 3 Mini RITE 312	HdO	259-15064	132	65	18	ja	nein	ja	Nein	ja	4
09.12.2016	13.12.2016	Oticon	OPN 2 Mini RITE 312	HdO	259-15063	132	65	18	ja	nein	ja	Nein	ja	4
20.05.2016	10.05.2016	Oticon	OPN 1 Mini RITE 312	HdO	259-14487	132	65	18	ja	nein	ja	Nein	ja	4
02.11.2015	16.09.2015	Oticon	Ria2 Pro Plus Power 105	HdO	259-13897	131	66	17	ja	ja	ja	ja	ja	4
02.11.2015	16.09.2015	Oticon	Nera2 Plus Power 105	HdO	259-13896	131	66	17	ja	ja	ja	ja	ja	4
02.11.2015	16.09.2015	Oticon	Nera2 Pro Plus Power 105	HdO	259-13895	131	66	17	ja	ja	ja	ja	ja	4
02.11.2015	16.09.2015	Oticon	Alta2 Plus Power 105	HdO	259-13894	131	66	17	ja	ja	ja	ja	ja	4
02.11.2015	16.09.2015	Oticon	Alta2 Pro Plus Power 105	HdO	259-13893	131	66	17	ja	ja	ja	ja	ja	4
02.11.2015	16.09.2015	Oticon	Sensei Pro SP	HdO	259-13892	136	75	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
02.11.2015	16.09.2015	Oticon	Dynamo SP6	HdO	259-13891	136	75	19	ja	ja	ja	ja	ja	4

02.11.2015	16.09.2015	Oticon	Dynamo SP8	HdO	259-13890	136	75	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
02.11.2015	16.09.2015	Oticon	Dynamo SP10	HdO	259-13889	136	75	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2015	11.12.2014	Oticon	Alta2 Pro TI BTE 13 85	HdO	259-12988	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2015	15.12.2014	Oticon	Alta2 Pro TI RITE 312	HdO	259-12987	135	65	18	ja	nein	ja	ja	ja	4
06.03.2015	15.12.2014	Oticon	Alta2 Pro TI Mini RITE 312	HdO	259-12986	135	65	18	ja	nein	ja	Nein	ja	4
06.03.2015	11.12.2014	Oticon	Nera2 Pro TI BTE 13 85	HdO	259-12985	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2015	15.12.2014	Oticon	Nera2 Pro TI RITE 312	HdO	259-12984	135	65	18	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2015	15.12.2014	Oticon	Nera2 Pro TI Mini RITE 312	HdO	259-12983	135	65	18	ja	nein	ja	Nein	ja	4
06.03.2015	15.12.2014	Oticon	Ria2 Pro TI Mini RITE 312	HdO	259-12982	135	65	18	ja	nein	ja	Nein	ja	4
06.03.2015	15.12.2014	Oticon	Ria2 Pro TI RITE 312	HdO	259-12981	135	65	18	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2015	11.12.2014	Oticon	Ria2 Pro TI BTE 13 85	HdO	259-12980	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Alta2Pro ITE 75 / 85 / 90 / 100	ldO	259-12975	135	67	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Alta2Pro ITC 75 / 85 / 90 / 100	ldO	259-12974	135	67	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Alta2Pro CIC 75 / 85	ldO	259-12973	119	51	22	nein	nein	nein	Nein	nein	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Alta2 ITE 75 / 85 / 90 / 100	ldO	259-12972	135	67	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Alta2 ITC 75 / 85 / 90 / 100	ldO	259-12971	135	67	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Alta2 CIC 75 / 85	ldO	259-12970	119	51	22	nein	nein	nein	Nein	nein	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Nera2 ITE 75 / 85 / 90 / 100	ldO	259-12969	135	67	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Nera2 ITC 75 / 85 / 90 / 100	ldO	259-12968	135	67	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Nera2 CIC 75 / 85	ldO	259-12967	119	52	23	nein	nein	nein	Nein	nein	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Nera2 Pro ITE 75 / 85 / 90 / 100	ldO	259-12966	135	67	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Nera2 Pro ITC 75 / 85 / 90 / 100	ldO	259-12965	135	67	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Nera2 Pro CIC 75 / 85	ldO	259-12964	119	52	23	nein	nein	nein	Nein	nein	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Ria2 Pro ITE 75 / 85 / 90 / 100	ldO	259-12963	135	67	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Ria2 Pro ITC 75 / 85 / 90 / 100	ldO	259-12962	135	67	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Ria2 Pro CIC 75 / 85	ldO	259-12961	119	52	23	nein	nein	nein	Nein	nein	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Alta2 Pro BTE 13 100 Power	HdO	259-12960	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Alta2 Pro BTE 13 85	HdO	259-12959	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Alta2 Pro Mini BTE 312	HdO	259-12958	123	50	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
06.03.2015	10.12.2014	Oticon	Alta2 Pro RITE 312	HdO	259-12957	135	65	18	ja	nein	ja	ja	ja	4
06.03.2015	10.12.2014	Oticon	Alta2 Pro Mini RITE 312	HdO	259-12956	135	65	18	ja	nein	ja	Nein	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Alta2 BTE 13 100 Power	HdO	259-12955	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Alta2 BTE 13 85	HdO	259-12954	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Alta2 Mini BTE 312	HdO	259-12953	123	50	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
06.03.2015	10.12.2014	Oticon	Alta2 RITE 312	HdO	259-12952	135	65	18	ja	nein	ja	ja	ja	4
06.03.2015	10.12.2014	Oticon	Alta2 Mini RITE 312	HdO	259-12951	135	65	18	ja	nein	ja	Nein	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Nera2 BTE 13 85	HdO	259-12950	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Nera2 BTE 100 Power	HdO	259-12949	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Nera2 Mini BTE 312	HdO	259-12948	126	50	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
06.03.2015	10.12.2014	Oticon	Nera2 RITE 312	HdO	259-12947	131	65	18	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2015	10.12.2014	Oticon	Nera2 Mini RITE 312	HdO	259-12946	131	65	18	ja	nein	ja	Nein	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Nera2 Pro BTE 13 85	HdO	259-12945	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Nera2 Pro BTE 13 100 Power	HdO	259-12944	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Nera2 Pro Mini BTE 312	HdO	259-12943	126	50	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
06.03.2015	10.12.2014	Oticon	Nera2 Pro RITE 312	HdO	259-12942	135	65	18	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2015	10.12.2014	Oticon	Nera2 Pro Mini RITE 312	HdO	259-12941	135	65	18	ja	nein	ja	Nein	ja	4
06.03.2015	10.12.2014	Oticon	Ria2 Pro Mini RITE 312	HdO	259-12940	135	65	18	ja	nein	ja	Nein	ja	4
06.03.2015	10.12.2014	Oticon	Ria2 Pro RITE 312	HdO	259-12939	135	65	18	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Ria2 Pro Mini BTE 312	HdO	259-12938	126	50	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4

06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Ria2 Pro BTE 13 100 Power	HdO	259-12937	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Ria2 Pro BTE 13 85	HdO	259-12936	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Nera2 Pro IIC 75	ldO	259-12935	111	41	21	nein	nein	nein	Nein	nein	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Alta2 Pro IIC 75	ldO	259-12934	111	41	21	n	nein	nein	Nein	nein	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Ria2 Pro designRITE	HdO	259-12933	120	53	21	ja	nein	ja	Nein	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Nera2 Pro designRITE	HdO	259-12932	120	53	21	ja	nein	ja	Nein	ja	4
06.03.2015	04.12.2014	Oticon	Alta2 Pro designRITE	HdO	259-12931	120	53	21	ja	Nein	ja	Nein	ja	4
05.08.2014	31.07.2014	Oticon	Alta Pro designRITE	HdO	259-12366	120	53	21	ja	nein	ja	Nein	ja	4
05.08.2014	31.07.2014	Oticon	Nera Pro designRITE	HdO	259-12365	120	53	21	ja	nein	ja	Nein	ja	4
05.08.2014	31.07.2014	Oticon	Ria Pro designRITE	HdO	259-12364	120	53	21	ja	nein	ja	Nein	ja	4
21.03.2014	03.02.2014	Oticon	Alta Pro ITE 100	ldO	259-11851	135	67	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
21.03.2014	03.02.2014	Oticon	Alta Pro ITC 100	ldO	259-11850	135	67	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
21.03.2014	03.02.2014	Oticon	Alta Pro IIC 75	ldO	259-11849	111	41	21	nein	nein	nein	Nein	nein	4
21.03.2014	03.02.2014	Oticon	Alta ITE 100	ldO	259-11848	135	67	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
21.03.2014	03.02.2014	Oticon	Alta ITC 100	ldO	259-11847	135	67	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
21.03.2014	03.02.2014	Oticon	Nera ITE 100	ldO	259-11846	135	67	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
21.03.2014	03.02.2014	Oticon	Nera ITC 100	ldO	259-11845	135	67	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
21.03.2014	03.02.2014	Oticon	Nera Pro ITE 100	ldO	259-11844	135	67	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
21.03.2014	03.02.2014	Oticon	Nera Pro ITC 100	ldO	259-11843	135	67	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
21.03.2014	03.02.2014	Oticon	Nera Pro IIC 75	ldO	259-11842	111	41	21	nein	nein	nein	Nein	nein	4
21.03.2014	03.02.2014	Oticon	Ria Pro BTE 13 85	HdO	259-11841	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
21.03.2014	05.02.2014	Oticon	Ria Pro BTE 13 100 Power	HdO	259-11840	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
21.03.2014	05.02.2014	Oticon	Ria Pro Mini BTE 312	HdO	259-11839	126	50	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
21.03.2014	05.02.2014	Oticon	Ria Pro RITE 312	HdO	259-11838	131	56	22	ja	ja	ja	ja	ja	4
21.03.2014	05.02.2014	Oticon	Ria Pro Mini RITE 312	HdO	259-11837	131	56	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
21.03.2014	10.02.2014	Oticon	Ria Pro ITE 100	ldO	259-11836	135	67	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
21.03.2014	10.02.2014	Oticon	Ria Pro ITE 90	ldO	259-11835	122	56	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
21.03.2014	10.02.2014	Oticon	Ria Pro ITE 85	ldO	259-11834	119	51	22	ja	nein	nein	ja	ja	4
21.03.2014	10.02.2014	Oticon	Ria Pro ITE 75	ldO	259-11833	112	43	22	ja	nein	nein	Nein	ja	4
21.03.2014	10.02.2014	Oticon	Ria Pro ITC 100	ldO	259-11832	135	67	17	ja	nein	nein	ja	ja	4
21.03.2014	10.02.2014	Oticon	Ria Pro ITC 90	ldO	259-11831	123	56	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
21.03.2014	10.02.2014	Oticon	Ria Pro ITC 85	ldO	259-11830	119	51	22	ja	nein	nein	ja	ja	4
21.03.2014	10.02.2014	Oticon	Ria Pro ITC 75	ldO	259-11829	112	43	22	ja	nein	nein	ja	ja	4
21.03.2014	10.02.2014	Oticon	Ria Pro CIC 75	ldO	259-11828	112	42	23	nein	nein	nein	Nein	nein	4
21.03.2014	10.02.2014	Oticon	Ria Pro CIC 85	ldO	259-11827	119	52	23	nein	nein	nein	Nein	nein	4
20.09.2013	23.07.2013	Oticon	Sensei Pro BTE 75	HdO	259-11323	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
20.09.2013	23.07.2013	Oticon	Sensei Pro BTE 90 Power	HdO	259-11322	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
20.09.2013	25.07.2013	Oticon	Sensei Pro RITE 312	HdO	259-11321	131	56	22	ja	ja	ja	ja	ja	4
20.09.2013	29.07.2013	Oticon	Nera Pro CIC 85	ldO	259-11320	119	52	23	nein	nein	nein	nein	nein	4
20.09.2013	29.07.2013	Oticon	Nera Pro CIC 75	ldO	259-11319	112	42	23	nein	nein	nein	nein	nein	4
20.09.2013	16.09.2013	Oticon	Nera Pro ITC 75	ldO	259-11318	112	43	22	ja	nein	nein	ja	ja	4
20.09.2013	29.07.2013	Oticon	Nera Pro ITC 85	ldO	259-11317	119	51	22	ja	nein	nein	ja	ja	4
20.09.2013	29.07.2013	Oticon	Nera Pro ITC 90	ldO	259-11316	123	56	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
20.09.2013	29.07.2013	Oticon	Nera Pro ITE 75	ldO	259-11315	112	43	22	ja	nein	nein	nein	ja	4
20.09.2013	29.07.2013	Oticon	Nera Pro ITE 85	ldO	259-11314	119	51	22	ja	nein	nein	ja	ja	4
20.09.2013	29.07.2013	Oticon	Nera Pro ITE 90	ldO	259-11313	122	56	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
20.09.2013	24.07.2013	Oticon	Nera Pro Mini RITE 312	HdO	259-11312	131	56	22	ja	nein	ja	nein	ja	4
20.09.2013	24.07.2013	Oticon	Nera Pro RITE 312	HdO	259-11311	131	56	22	ja	ja	ja	ja	ja	4
20.09.2013	23.07.2013	Oticon	Nera Pro Mini BTE 312	HdO	259-11310	126	50	22	ja	nein	ja	nein	ja	4

20.09.2013	23.07.2013	Oticon	Nera Pro BTE 13 100 Power	HdO	259-11309	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
20.09.2013	23.07.2013	Oticon	Nera Pro BTE 13 85	HdO	259-11308	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
20.09.2013	17.09.2013	Oticon	Nera CIC 85	ldO	259-11307	119	52	23	nein	nein	nein	nein	nein	4
20.09.2013	17.09.2013	Oticon	Nera CIC 75	ldO	259-11306	112	42	23	nein	nein	nein	nein	nein	4
20.09.2013	17.09.2013	Oticon	Nera ITC 75	ldO	259-11305	112	43	22	ja	nein	nein	ja	ja	4
20.09.2013	17.09.2013	Oticon	Nera ITC 85	ldO	259-11304	119	51	22	ja	nein	nein	ja	ja	4
20.09.2013	17.09.2013	Oticon	Nera ITC 90	ldO	259-11303	123	56	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
20.09.2013	17.09.2013	Oticon	Nera ITE 75	ldO	259-11302	112	43	22	ja	nein	nein	nein	ja	4
20.09.2013	17.09.2013	Oticon	Nera ITE 85	ldO	259-11301	119	51	22	ja	nein	nein	ja	ja	4
20.09.2013	17.09.2013	Oticon	Nera ITE 90	ldO	259-11300	122	56	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
20.09.2013	24.07.2013	Oticon	Nera Mini RITE 312	HdO	259-11299	131	56	22	ja	nein	ja	nein	ja	4
20.09.2013	24.07.2013	Oticon	Nera RITE 312	HdO	259-11298	131	56	22	ja	ja	ja	ja	ja	4
20.09.2013	23.07.2013	Oticon	Nera Mini BTE 312	HdO	259-11297	126	50	22	ja	nein	ja	nein	ja	4
20.09.2013	23.07.2013	Oticon	Nera BTE 13 100 Power	HdO	259-11296	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
20.09.2013	23.07.2013	Oticon	Nera BTE 13 85	HdO	259-11295	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.03.2013	21.01.2013	Oticon	Alta CIC 2 85	ldO	259-10730	119	51	22	nein	nein	nein	nein	nein	4
01.03.2013	21.01.2013	Oticon	Alta CIC2 75	ldO	259-10729	112	43	22	nein	nein	nein	nein	nein	4
01.03.2013	21.01.2013	Oticon	Alta ITC 75	ldO	259-10728	112	43	22	ja	nein	nein	ja	ja	4
01.03.2013	21.01.2013	Oticon	Alta ITC85	ldO	259-10727	119	51	22	ja	nein	nein	ja	ja	4
01.03.2013	21.01.2013	Oticon	Alta ITC 90	ldO	259-10726	123	56	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
01.03.2013	21.01.2013	Oticon	Alta ITE 75	ldO	259-10725	112	43	22	ja	nein	nein	ja	ja	4
01.03.2013	21.01.2013	Oticon	Alta ITE 85	ldO	259-10724	119	51	22	ja	nein	nein	ja	ja	4
01.03.2013	21.01.2013	Oticon	Alta ITE 90	ldO	259-10723	123	56	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
01.03.2013	14.01.2013	Oticon	Alta Mini RITE 312	HdO	259-10722	131	56	22	ja	nein	ja	nein	ja	4
01.03.2013	14.01.2013	Oticon	Alta RITE 312	HdO	259-10721	131	56	22	ja	nein	ja	ja	ja	4
01.03.2013	28.01.2013	Oticon	Alta Mini BTE 312	HdO	259-10720	123	50	22	ja	nein	ja	nein	ja	4
01.03.2013	14.01.2013	Oticon	Alta BTE 13 85	HdO	259-10719	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.03.2013	14.01.2013	Oticon	Alta BTE 13 100 Power	HdO	259-10718	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.03.2013	21.01.2013	Oticon	Alta Pro CIC 2 85	ldO	259-10717	119	51	22	nein	nein	nein	nein	nein	4
01.03.2013	21.01.2013	Oticon	Alta Pro CIC2 75	ldO	259-10716	112	43	22	nein	nein	nein	nein	nein	4
01.03.2013	21.01.2013	Oticon	Alta Pro ITC 75	ldO	259-10715	112	43	22	ja	nein	nein	ja	ja	4
01.03.2013	21.01.2013	Oticon	Alta Pro ITC85	ldO	259-10714	119	51	22	ja	nein	nein	ja	ja	4
01.03.2013	21.01.2013	Oticon	Alta Pro ITC 90	ldO	259-10713	123	56	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
01.03.2013	21.01.2013	Oticon	Alta Pro ITE 75	ldO	259-10712	112	43	22	ja	nein	nein	ja	ja	4
01.03.2013	21.01.2013	Oticon	Alta Pro ITE 85	ldO	259-10711	119	51	22	ja	nein	nein	ja	ja	4
01.03.2013	21.01.2013	Oticon	Alta Pro ITE 90	ldO	259-10710	123	56	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
01.03.2013	14.01.2013	Oticon	Alta Pro Mini RITE 312	HdO	259-10709	131	56	22	ja	nein	ja	nein	ja	4
01.03.2013	14.01.2013	Oticon	Alta Pro RITE 312	HdO	259-10708	131	56	22	ja	nein	ja	ja	ja	4
01.03.2013	28.01.2013	Oticon	Alta Pro Mini BTE 312	HdO	259-10707	123	50	22	ja	nein	ja	nein	ja	4
01.03.2013	14.01.2013	Oticon	Alta Pro BTE 13 85	HdO	259-10706	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.03.2013	14.01.2013	Oticon	Alta Pro BTE 13 100 Power	HdO	259-10705	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.03.2012	14.02.2012	Oticon	Acto Mini BTE	HdO	259-09720	131	50	22	ja	nein	ja	nein	ja	4
01.03.2012	14.02.2012	Oticon	Acto Pro Mini BTE	HdO	259-09719	131	50	22	ja	nein	ja	nein	ja	4
01.03.2012	14.02.2012	Oticon	Agil Mini BTE	HdO	259-09718	131	50	22	ja	nein	ja	nein	ja	4
01.03.2012	14.02.2012	Oticon	Agil Pro Mini BTE	HdO	259-09717	131	50	22	ja	nein	ja	nein	ja	4
01.03.2012	14.02.2012	Oticon	Intiga I 8	ldO	259-09709	111	41	21	nein	nein	ja	nein	nein	1
01.03.2012	14.02.2012	Oticon	Intiga I 10	ldO	259-09708	111	41	21	nein	nein	ja	nein	nein	1
25.08.2011	29.06.2011	Oticon	Intiga 6	HdO	259-09303	112	44	24	ja	nein	ja	nein	ja	4
25.08.2011	29.06.2011	Oticon	Intiga 8	HdO	259-09302	112	44	24	ja	nein	ja	nein	ja	4

25.08.2011	29.06.2011	Oticon	Intiga 10	HdO	259-09301	112	44	24	ja	nein	ja	nein	ja	4
17.02.2011	16.12.2010	Oticon	Ino Pro CIC Power	ldO	259-08951	119	52	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
17.02.2011	16.12.2010	Oticon	Ino Pro CIC	ldO	259-08950	113	40	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
17.02.2011	16.12.2010	Oticon	Ino Pro ITC	ldO	259-08949	113	42	19	ja	nein	nein	ja	ja	4
17.02.2011	16.12.2010	Oticon	Ino Pro ITE	ldO	259-08948	113	48	20	ja	nein	nein	ja	ja	4
17.02.2011	16.12.2010	Oticon	Ino Pro RITE 312	HdO	259-08947	117	48	24	ja	ja	nein	ja	ja	4
17.02.2011	16.12.2010	Oticon	Ino Pro BTE 13	HdO	259-08946	122	50	23	ja	ja	nein	ja	ja	4
17.02.2011	16.12.2010	Oticon	Ino Pro BTE Power 13	HdO	259-08945	128	63	16	ja	ja	nein	ja	ja	4
15.09.2010	07.09.2010	Oticon	Safari 600 Super Power	HdO	259-08739	131	73	20	ja	ja	ja	ja	ja	4
15.09.2010	07.09.2010	Oticon	Safari 900 Super Power	HdO	259-08738	131	73	20	ja	ja	ja	ja	ja	4
15.09.2010	07.09.2010	Oticon	Chili SP5	HdO	259-08737	131	73	20	ja	ja	ja	ja	ja	4
15.09.2010	07.09.2010	Oticon	Chili SP7	HdO	259-08736	131	73	20	ja	ja	ja	ja	ja	4
15.09.2010	07.09.2010	Oticon	Chili SP9	HdO	259-08735	131	73	20	ja	ja	ja	ja	ja	4
15.09.2010	07.09.2010	Oticon	Acto CIC Power	ldO	259-08734	119	52	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
15.09.2010	07.09.2010	Oticon	Acto CIC	ldO	259-08733	113	40	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
15.09.2010	07.09.2010	Oticon	Acto ITC	ldO	259-08732	113	43	19	ja	nein	nein	ja	ja	4
15.09.2010	07.09.2010	Oticon	Acto ITE	ldO	259-08731	113	48	20	ja	nein	nein	ja	ja	4
15.09.2010	07.09.2010	Oticon	Acto miniRITE 312	HdO	259-08730	117	48	24	ja	nein	ja	nein	ja	4
15.09.2010	07.09.2010	Oticon	Acto RITE	HdO	259-08729	117	48	24	ja	ja	nein	ja	ja	4
15.09.2010	07.09.2010	Oticon	Acto BTE 13	HdO	259-08728	122	50	23	ja	ja	nein	ja	ja	4
15.09.2010	07.09.2010	Oticon	Acto BTE Power 13	HdO	259-08727	128	63	16	ja	ja	nein	ja	ja	4
15.09.2010	07.09.2010	Oticon	Acto Pro CIC Power	ldO	259-08726	119	52	21	nein	nein	nein	nein	ja	1
15.09.2010	07.09.2010	Oticon	Acto Pro CIC	ldO	259-08725	113	40	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
15.09.2010	07.09.2010	Oticon	Acto Pro ITC	ldO	259-08724	113	43	19	ja	nein	nein	ja	nein	4
15.09.2010	07.09.2010	Oticon	Acto Pro ITE	ldO	259-08723	113	48	20	ja	nein	nein	ja	ja	4
15.09.2010	07.09.2010	Oticon	Acto Pro miniRITE 312	HdO	259-08722	117	48	24	ja	nein	ja	nein	ja	4
15.09.2010	07.09.2010	Oticon	Acto Pro RITE	HdO	259-08721	117	48	24	ja	ja	nein	ja	ja	4
15.09.2010	07.09.2010	Oticon	Acto Pro BTE 13	HdO	259-08720	122	50	23	ja	ja	nein	ja	ja	4
15.09.2010	07.09.2010	Oticon	Acto Pro BTE Power 13	HdO	259-08719	128	63	16	ja	ja	nein	ja	ja	4
12.03.2010	11.02.2010	Oticon	Agil CIC Power	ldO	259-08302	119	52	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
12.03.2010	11.02.2010	Oticon	Agil Pro CIC Power	ldO	259-08301	119	52	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
12.03.2010	11.02.2010	Oticon	Agil CIC	ldO	259-08300	113	40	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
12.03.2010	11.02.2010	Oticon	Agil Pro CIC	ldO	259-08299	113	40	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
12.03.2010	11.02.2010	Oticon	Agil ITC	ldO	259-08298	113	43	19	ja	nein	nein	ja	ja	4
12.03.2010	11.02.2010	Oticon	Agil Pro ITC	ldO	259-08297	113	42	19	ja	nein	nein	ja	ja	4
12.03.2010	11.02.2010	Oticon	Agil ITE	ldO	259-08296	113	48	20	ja	nein	nein	ja	ja	4
12.03.2010	11.02.2010	Oticon	Agil Pro ITE	ldO	259-08295	113	48	20	ja	nein	nein	ja	ja	4
12.03.2010	11.02.2010	Oticon	Agil miniRITE 312	HdO	259-08294	117	48	24	ja	nein	ja	nein	ja	4
12.03.2010	11.02.2010	Oticon	Agil Pro miniRITE 312	HdO	259-08293	117	48	24	ja	nein	ja	nein	ja	4
12.03.2010	11.02.2010	Oticon	Agil RITE	HdO	259-08292	117	48	24	ja	ja	nein	ja	ja	4
12.03.2010	11.02.2010	Oticon	Agil Pro RITE	HdO	259-08291	117	48	24	ja	ja	nein	ja	ja	4
12.03.2010	11.02.2010	Oticon	Agil BTE 13	HdO	259-08290	122	50	23	ja	ja	nein	ja	ja	4
12.03.2010	11.02.2010	Oticon	Agil Pro BTE 13	HdO	259-08289	122	50	23	ja	ja	nein	ja	ja	4
12.03.2010	11.02.2010	Oticon	Agil BTE Power 13	HdO	259-08288	128	63	16	ja	ja	nein	ja	ja	4
12.03.2010	11.02.2010	Oticon	Agil Pro BTE Power 13	HdO	259-08287	128	63	16	ja	ja	nein	ja	ja	4
12.03.2010	11.02.2010	Oticon	Hit CIC Power	CIC	259-08286	119	52	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
12.03.2010	11.02.2010	Oticon	Hit Pro CIC Power	ldO	259-08285	119	52	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
09.12.2009	24.11.2009	Oticon	Safari 600 HdO 312	HdO	259-08213	111	51	22	ja	ja	nein	ja	ja	4
09.12.2009	24.11.2009	Oticon	Safari 600 HdO Power 13	HdO	259-08212	128	63	16	ja	ja	nein	ja	ja	4

09.12.2009	24.11.2009	Oticon	Safari 900 HdO 312	HdO	259-08211	111	51	22	ja	ja	nein	ja	ja	4
09.12.2009	24.11.2009	Oticon	Safari 900 HdO Power 13	HdO	259-08210	128	63	16	ja	ja	nein	ja	ja	4
23.09.2009	11.09.2009	Oticon	Vigo Pro Connect Ex-Hörer Po	HdO	259-08076	131	59	20	ja	ja	nein	ja	ja	4
23.09.2009	11.09.2009	Oticon	Vigo Pro Connect Ex-Hörer	HdO	259-08075	111	45	22	ja	ja	nein	ja	ja	4
23.09.2009	11.09.2009	Oticon	Vigo Pro Connect HdO	HdO	259-08074	111	51	22	ja	ja	nein	ja	ja	4
23.09.2009	11.09.2009	Oticon	Vigo Pro Connect HdO Power	HdO	259-08073	128	63	20	ja	ja	nein	ja	ja	4
23.09.2009	11.09.2009	Oticon	Vigo Pro Connect HdO13	HdO	259-08072	122	50	23	ja	ja	nein	ja	ja	4
23.09.2009	11.09.2009	Oticon	Vigo Connect Ex-Hörer Power	HdO	259-08068	131	59	20	ja	ja	nein	ja	ja	4
23.09.2009	11.09.2009	Oticon	Vigo Connect Ex-Hörer	HdO	259-08067	111	45	22	ja	ja	nein	ja	ja	4
23.09.2009	11.09.2009	Oticon	Vigo Connect HdO	HdO	259-08066	111	51	22	ja	ja	nein	ja	ja	4
23.09.2009	11.09.2009	Oticon	Vigo Connect HdO Power	HdO	259-08065	128	63	20	ja	ja	nein	ja	ja	4
23.09.2009	11.09.2009	Oticon	Vigo Connect HdO13	HdO	259-08064	122	50	23	ja	ja	nein	ja	ja	4
15.05.2009	02.10.2008	Oticon	Dual Pro	HdO	259-07807	109	45	20	nein	nein	ja	nein	ja	1
09.03.2009	20.02.2009	Oticon	Hit Halb-Concha	ldO	259-07637	113	48	20	nein	nein	nein	ja	ja	4
09.03.2009	20.02.2009	Oticon	Hit Kanal	ldO	259-07636	113	43	19	nein	nein	nein	ja	ja	4
09.03.2009	20.02.2009	Oticon	Hit CIC	ldO	259-07635	111	41	20	nein	nein	nein	nein	nein	1
09.03.2009	20.02.2009	Oticon	Hit HdO Power	HdO	259-07634	128	57	16	nein	ja	nein	ja	ja	4
09.03.2009	20.02.2009	Oticon	Hit HdO13	HdO	259-07633	122	50	23	nein	ja	nein	ja	ja	4
09.03.2009	20.02.2009	Oticon	Hit HdO312	HdO	259-07632	122	51	22	nein	ja	nein	ja	ja	4
09.03.2009	20.02.2009	Oticon	Hit Pro Halb-Concha	ldO	259-07631	113	48	20	nein	nein	nein	ja	ja	4
09.03.2009	20.02.2009	Oticon	Hit Pro Kanal	ldO	259-07630	113	43	19	nein	nein	nein	ja	ja	4
09.03.2009	20.02.2009	Oticon	Hit Pro CIC	ldO	259-07629	111	41	20	nein	nein	nein	nein	nein	1
09.03.2009	20.02.2009	Oticon	Hit Pro Ex-Hörer	HdO	259-07628	111	45	22	nein	ja	nein	ja	ja	4
09.03.2009	20.02.2009	Oticon	Hit Pro HdO Power 13	HdO	259-07627	128	63	16	nein	ja	nein	ja	ja	4
09.03.2009	20.02.2009	Oticon	Hit Pro HdO 13	HdO	259-07626	122	50	23	nein	ja	nein	ja	ja	4
09.03.2009	20.02.2009	Oticon	Hit Pro HdO312	HdO	259-07625	122	51	22	nein	ja	nein	ja	ja	4
09.03.2009	20.02.2009	Oticon	Epoq V HdO Power 13	HdO	259-07620	128	63	16	ja	ja	nein	ja	ja	4
09.03.2009	20.02.2009	Oticon	Epoq V HdO13	HdO	259-07619	122	50	23	ja	ja	nein	ja	ja	4
09.03.2009	20.02.2009	Oticon	Epoq W HdO Power 13	HdO	259-07618	128	63	16	ja	ja	nein	ja	ja	4
09.03.2009	20.02.2009	Oticon	Epoq W HdO13	HdO	259-07617	122	50	23	ja	ja	nein	ja	ja	4
09.03.2009	20.02.2009	Oticon	Epoq XW HdO Power 13	HdO	259-07616	128	63	16	ja	ja	nein	ja	ja	4
09.03.2009	20.02.2009	Oticon	Epoq XW HdO13	HdO	259-07615	122	50	23	ja	ja	nein	ja	ja	4
05.12.2008	02.10.2008	Oticon	Dual m5	HdO	259-07386	109	45	20	nein	nein	ja	nein	ja	1
05.12.2008	02.10.2008	Oticon	Dual m7	HdO	259-07385	109	45	20	nein	nein	ja	nein	ja	1
05.12.2008	02.10.2008	Oticon	Dual m9	HdO	259-07384	109	45	20	nein	nein	ja	nein	ja	1
05.12.2008	02.10.2008	Oticon	Dual V	HdO	259-07383	109	45	20	ja	nein	ja	nein	ja	
05.12.2008	02.10.2008	Oticon	Dual W	HdO	259-07382	109	45	20	ja	nein	ja	nein	ja	
05.12.2008	02.10.2008	Oticon	Dual XW	HdO	259-07381	109	45	20	ja	nein	ja	nein	ja	
01.12.2008	04.09.2008	Oticon	Epoq V RITE Power	HdO	259-07364	131	59	20	ja	ja	nein	ja	ja	4
01.12.2008	04.09.2008	Oticon	Epoq W RITE Power	HdO	259-07363	131	59	20	ja	ja	nein	ja	ja	4
01.12.2008	04.09.2008	Oticon	Epoq XW RITE Power	HdO	259-07362	111	59	20	ja	ja	nein	ja	ja	4
16.05.2008	23.04.2008	Oticon	Epoq V RITE VC	HdO	259-07125	111	45	22	ja	ja	nein	ja	ja	4
16.05.2008	23.04.2008	Oticon	Epoq V BTE VC	HdO	259-07124	122	51	22	ja	ja	nein	ja	ja	4
16.05.2007	28.03.2007	Oticon	Epoq RITE W	HdO	259-06675	111	45	22	ja	ja	nein	ja	ja	4
16.05.2007	28.03.2007	Oticon	Epoq BTE W	HdO	259-06674	122	51	22	ja	ja	nein	ja	ja	4
16.05.2007	28.03.2007	Oticon	Epoq RITE XW	HdO	259-06673	111	45	22	ja	ja	nein	ja	ja	4
16.05.2007	28.03.2007	Oticon	Epoq BTE XW	HdO	259-06672	122	51	22	ja	ja	nein	ja	ja	4
12.12.2006	26.10.2006	Oticon	Go Pro Power 13	HdO	259-06509	127	62	13	nein	ja	nein	ja	ja	3
12.12.2006	26.10.2006	Oticon	Go Pro VC 13	HdO	259-06507	116	56	16	nein	ja	nein	ja	ja	3

16.06.2005	25.05.2005	Oticon	Sumo DM	HdO	215-05970	137	78	24	nein	ja	nein	ja	nein	3
26.03.2003	13.11.2002	Oticon	Sumo XP	HdO	215-05121	140	78	25	nein	ja	nein	ja	nein	1

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
26.02.2020	05.06.2019	OUIE ZEN	OZ 40 SLIM G5	RIC	259-18642	113 (2cc)	50 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
26.02.2020	05.06.2019	OUIE ZEN	OZ 20 SLIM G5	RIC	259-18641	113 (2cc)	50 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
26.02.2020	08.03.2018	OUIE ZEN	OZ BTE 13 15 G4	BTE	259-18640	133	60	16	ja	nein	ja	ja	ja	4
26.02.2020	06.02.2018	OUIE ZEN	OZ RIC 312 15 G4	RIC	259-18639	127	69	21	ja	nein	ja	ja	ja	4
26.02.2020	20.07.2017	OUIE ZEN	OZ ITE 15 G4	ITE	259-18638	117	51	21	ja	nein	nein	Nein	nein	4
11.02.2019	06.11.2018	OUIE ZEN	OZ RIC LI 20 G5	RIC	259-17430	119 (2cc)	63 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
11.02.2019	06.11.2018	OUIE ZEN	OZ RIC LI 40 G5	RIC	259-17429	119 (2cc)	63 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
22.08.2018	16.02.2018	OUIE ZEN	OZ ITE 10 G4	ITE	259-16953	117	51	21	ja	nein	nein	Nein	nein	4
22.08.2018	10.11.2016	OUIE ZEN	OZ ITE 20 G4	ITE	259-16952	117	51	21	ja	nein	nein	Nein	nein	6
22.08.2018	10.11.2016	OUIE ZEN	OZ ITE 40 G4	ITE	259-16951	117	51	21	ja	nein	nein	Nein	nein	6
22.08.2018	06.02.2018	OUIE ZEN	OZ RIC LI 20 G4	RIC	259-16950	127	67	21	ja	nein	ja	ja	ja	6
22.08.2018	28.07.2017	OUIE ZEN	OZ RIC LI 40 G4	RIC	259-16949	127	68	21	ja	nein	ja	ja	ja	6
22.08.2018	23.06.2017	OUIE ZEN	OZ RIC 13 20 G4	RIC	259-16948	127	68	20	ja	nein	ja	ja	ja	6
22.08.2018	23.06.2017	OUIE ZEN	OZ RIC 13 40 G4	RIC	259-16947	127	68	20	ja	nein	ja	ja	ja	6
22.08.2018	23.04.2018	OUIE ZEN	OZ RIC 13 20 G5	RIC	259-16946	127	66	21	ja	nein	ja	ja	ja	6
22.08.2018	23.04.2018	OUIE ZEN	OZ RIC 13 40 G5	RIC	259-16945	127	67	21	ja	nein	ja	ja	ja	6
22.08.2018	06.02.2018	OUIE ZEN	OZ RIC 312 10 G4	RIC	259-16944	127	69	21	ja	nein	ja	ja	ja	4
22.08.2018	24.10.2016	OUIE ZEN	OZ RIC 312 20 G4	RIC	259-16943	130	70	21	ja	nein	ja	ja	ja	6
22.08.2018	24.10.2016	OUIE ZEN	OZ RIC 312 40 G4	RIC	259-16942	130	70	21	ja	nein	ja	ja	ja	6
22.08.2018	23.04.2018	OUIE ZEN	OZ RIC 312 20 G5	RIC	259-16941	127	69	21	ja	nein	ja	Nein	ja	6
22.08.2018	23.04.2018	OUIE ZEN	OZ RIC 312 40 G5	RIC	259-16940	127	68	21	ja	nein	ja	Nein	ja	6
21.08.2018	08.03.2018	OUIE ZEN	OZ BTE 13 10 G4	BTE	259-16939	133	60	16	ja	nein	ja	ja	ja	4
21.08.2018	31.10.2016	OUIE ZEN	OZ BTE 13 20 G4	BTE	259-16938	133	60	16	ja	nein	ja	ja	ja	6
21.08.2018	31.10.2016	OUIE ZEN	OZ BTE 13 40 G4	BTE	259-16937	133	60	16	ja	nein	ja	ja	ja	6
21.08.2018	23.04.2018	OUIE ZEN	OZ BTE 13 20 G5	BTE	259-16936	136	61	16	ja	nein	ja	ja	ja	6
21.08.2018	23.04.2018	OUIE ZEN	OZ BTE 13 40 G5	BTE	259-16935	136	61	16	ja	nein	ja	ja	ja	6

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
25.05.2020	02.04.2020	Phonak	Virto M70-Titanium	IdO	259-18918	114 (2cc)	54 (2cc)	19 (2cc)	nein	nein	ja	ja	nein	7
25.05.2020	02.04.2020	Phonak	Virto M90-Titanium	IdO	259-18917	114 (2cc)	54 (2cc)	19 (2cc)	nein	nein	ja	ja	nein	7
25.05.2020	17.03.2020	Phonak	Virto M30-10 NW O	IdO	259-18916	114 (2cc)	54 (2cc)	19 (2cc)	nein	nein	ja	ja	nein	7
25.05.2020	17.03.2020	Phonak	Virto M50-10 NW O	IdO	259-18915	114 (2cc)	54 (2cc)	19 (2cc)	nein	nein	ja	ja	nein	7
25.05.2020	17.03.2020	Phonak	Virto M70-10 NW O	IdO	259-18914	114 (2cc)	54 (2cc)	19 (2cc)	nein	nein	ja	ja	nein	7
25.05.2020	17.03.2020	Phonak	Virto M90-10 NW O	IdO	259-18913	114 (2cc)	54 (2cc)	19 (2cc)	nein	nein	ja	ja	nein	7
25.05.2020	07.04.2020	Phonak	Virto M30-312 NW O	IdO	259-18912	114 (2cc)	54 (2cc)	19 (2cc)	nein	nein	ja	ja	nein	7
25.05.2020	07.04.2020	Phonak	Virto M50-312 NW O	IdO	259-18911	114 (2cc)	54 (2cc)	19 (2cc)	nein	nein	ja	ja	nein	7
25.05.2020	23.04.2020	Phonak	Virto M70-312 NW O	IdO	259-18910	114 (2cc)	54 (2cc)	19 (2cc)	nein	nein	ja	ja	nein	7
25.05.2020	07.04.2020	Phonak	Virto M90-312 NW O	IdO	259-18909	114 (2cc)	54 (2cc)	19 (2cc)	nein	nein	ja	ja	nein	7
25.05.2020	08.04.2020	Phonak	Virto M30-312	IdO	259-18908	114 (2cc)	54 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	7
25.05.2020	08.04.2020	Phonak	Virto M50-312	IdO	259-18907	114 (2cc)	54 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	7
25.05.2020	08.04.2020	Phonak	Virto M70-312	IdO	259-18906	114 (2cc)	54 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	7
25.05.2020	08.04.2020	Phonak	Virto M90-312	IdO	259-18905	114 (2cc)	54 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	7
02.04.2020	17.03.2020	Phonak	Sky M90-SP	HdO	259-18808	127 (2cc)	65 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
02.04.2020	17.03.2020	Phonak	Sky M70-SP	HdO	259-18807	127 (2cc)	65 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
02.04.2020	17.03.2020	Phonak	Sky M50-SP	HdO	259-18806	127 (2cc)	65 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
02.04.2020	17.03.2020	Phonak	Naida M90-SP	HdO	259-18805	127 (2cc)	65 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
02.04.2020	17.03.2020	Phonak	Naida M70-SP	HdO	259-18804	127 (2cc)	65 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
02.04.2020	17.03.2020	Phonak	Naida M50-SP	HdO	259-18803	127 (2cc)	65 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
02.04.2020	17.03.2020	Phonak	Naida M30-SP	HdO	259-18802	127 (2cc)	65 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
20.09.2019	02.09.2019	Phonak	Sky M90-PR	HdO	259-18255	125 (2cc)	60 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	7
20.09.2019	02.09.2019	Phonak	Sky M70-PR	HdO	259-18254	125 (2cc)	60 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	7
20.09.2019	02.09.2019	Phonak	Sky M50-PR	HdO	259-18253	125 (2cc)	60 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	7
20.09.2019	28.08.2019	Phonak	Sky M90-M	HdO	259-18252	121 (2cc)	55 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
20.09.2019	02.09.2019	Phonak	Sky M70-M	HdO	259-18251	121 (2cc)	55 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
20.09.2019	02.09.2019	Phonak	Sky M50-M	HdO	259-18250	121 (2cc)	55 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
20.09.2019	28.08.2019	Phonak	Bolero M90-PR	HdO	259-18249	125 (2cc)	60 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	7
20.09.2019	28.08.2019	Phonak	Bolero M70-PR	HdO	259-18248	125 (2cc)	60 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	7
20.09.2019	28.08.2019	Phonak	Bolero M50-PR	HdO	259-18247	125 (2cc)	60 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	7
20.09.2019	02.09.2019	Phonak	Bolero M30-PR	HdO	259-18246	125 (2cc)	60 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	7
20.09.2019	28.08.2019	Phonak	Bolero M90-M	HdO	259-18245	121 (2cc)	55 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
20.09.2019	28.08.2019	Phonak	Bolero M70-M	HdO	259-18244	121 (2cc)	55 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
20.09.2019	28.08.2019	Phonak	Bolero M50-M	HdO	259-18243	121 (2cc)	55 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
20.09.2019	28.08.2019	Phonak	Bolero M30-M	HdO	259-18242	121 (2cc)	55 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
20.09.2019	02.09.2019	Phonak	Audéo M90-RT	HdO	259-18241	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
20.09.2019	28.08.2019	Phonak	Audéo M70-RT	HdO	259-18240	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
20.09.2019	28.08.2019	Phonak	Audéo M50-RT	HdO	259-18239	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
20.09.2019	28.08.2019	Phonak	Audéo M30-RT	HdO	259-18238	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
11.02.2019	19.12.2018	Phonak	Audéo M70-312T	HdO	259-17428	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
11.02.2019	19.12.2018	Phonak	Audéo M70-13T	HdO	259-17427	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
17.12.2018	29.11.2018	Phonak	Audéo M90-13T	HdO	259-17342	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
17.12.2018	29.11.2018	Phonak	Audéo M50-13T	HdO	259-17341	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
17.12.2018	29.11.2018	Phonak	Audéo M30-13T	HdO	259-17340	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7

17.12.2018	29.11.2018	Phonak	Audéo M90-312T	HdO	259-17339	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
17.12.2018	29.11.2018	Phonak	Audéo M50-312T	HdO	259-17338	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
17.12.2018	29.11.2018	Phonak	Audéo M30-312T	HdO	259-17337	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	7
17.12.2018	29.11.2018	Phonak	Audéo M90-312	HdO	259-17336	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	7
17.12.2018	29.11.2018	Phonak	Audéo M70-312	HdO	259-17335	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	7
17.12.2018	29.11.2018	Phonak	Audéo M50-312	HdO	259-17334	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	7
17.12.2018	29.11.2018	Phonak	Audéo M30-312	HdO	259-17333	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	7
17.12.2018	08.11.2018	Phonak	Audéo M90-R	HdO	259-17332	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	7
17.12.2018	08.11.2018	Phonak	Audéo M70-R	HdO	259-17331	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	7
17.12.2018	08.11.2018	Phonak	Audéo M50-R	HdO	259-17330	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	7
17.12.2018	08.11.2018	Phonak	Audéo M30-R	HdO	259-17329	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	7
12.04.2018	31.01.2018	Phonak	Vitus+ ITE-312	ldO	259-16545	120	61	19	ja	nein	nein	ja	ja	5
12.04.2018	31.01.2018	Phonak	Vitus+ ITE-10 O	ldO	259-16544	120	61	19	ja	nein	nein	ja	nein	5
12.04.2018	31.01.2018	Phonak	Vitus+ RIC-312T	HdO	259-16543	136	72	19	ja	nein	nein	ja	ja	5
12.04.2018	31.01.2018	Phonak	Vitus+ BTE-micro	HdO	259-16542	134	67	19	ja	nein	ja	ja	ja	5
12.04.2018	31.01.2018	Phonak	Vitus+ BTE-UP	HdO	259-16541	136	77	19	ja	ja	ja	ja	ja	5
12.04.2018	31.01.2018	Phonak	Vitus+ BTE-P	HdO	259-16540	134	68	19	ja	ja	ja	ja	ja	5
12.04.2018	31.01.2018	Phonak	Vitus BTE-micro	HdO	259-16539	134	67	19	ja	nein	ja	ja	ja	4
12.04.2018	31.01.2018	Phonak	Vitus BTE-UP	HdO	259-16538	136	77	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
12.04.2018	31.01.2018	Phonak	Vitus BTE-P	HdO	259-16537	134	68	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
12.04.2018	29.01.2018	Phonak	Sky B90-PR	HdO	259-16536	134	68	19	ja	nein	ja	ja	ja	12
12.04.2018	29.01.2018	Phonak	Sky B70-PR	HdO	259-16535	134	68	19	ja	nein	ja	ja	ja	9
12.04.2018	29.01.2018	Phonak	Sky B50-PR	HdO	259-16534	134	68	19	ja	nein	ja	ja	ja	7
12.04.2018	29.01.2018	Phonak	Sky B90-RIC	HdO	259-16533	136	72	19	ja	ja	ja	ja	ja	12
12.04.2018	29.01.2018	Phonak	Sky B70-RIC	HdO	259-16532	136	72	19	ja	ja	ja	ja	ja	9
12.04.2018	29.01.2018	Phonak	Sky B50-RIC	HdO	259-16531	136	72	19	ja	ja	ja	ja	ja	7
12.04.2018	29.01.2018	Phonak	Sky B90-UP	HdO	259-16530	136	77	19	ja	ja	ja	ja	ja	12
12.04.2018	29.01.2018	Phonak	Sky B70-UP	HdO	259-16529	136	77	19	ja	ja	ja	ja	ja	9
12.04.2018	29.01.2018	Phonak	Sky B50-UP	HdO	259-16528	136	77	19	ja	ja	ja	ja	ja	7
12.04.2018	31.01.2018	Phonak	Sky B90-SP	HdO	259-16527	135	74	19	ja	ja	ja	ja	ja	12
12.04.2018	29.01.2018	Phonak	Sky B70-SP	HdO	259-16526	135	74	19	ja	ja	ja	ja	ja	9
12.04.2018	29.01.2018	Phonak	Sky B50-SP	HdO	259-16525	135	74	19	ja	ja	ja	ja	ja	7
12.04.2018	29.01.2018	Phonak	Sky B90-P	HdO	259-16524	134	68	19	ja	ja	ja	ja	ja	12
12.04.2018	29.01.2018	Phonak	Sky B70-P	HdO	259-16523	134	68	19	ja	ja	ja	ja	ja	9
12.04.2018	29.01.2018	Phonak	Sky B50-P	HdO	259-16522	134	68	19	ja	ja	ja	ja	ja	7
12.04.2018	29.01.2018	Phonak	Sky B90-M	HdO	259-16521	134	67	19	ja	ja	ja	ja	ja	12
12.04.2018	29.01.2018	Phonak	Sky B70-M	HdO	259-16520	134	67	19	ja	ja	ja	ja	ja	9
12.04.2018	29.01.2018	Phonak	Sky B50-M	HdO	259-16519	134	67	19	ja	ja	ja	ja	ja	7
12.04.2018	31.01.2018	Phonak	Naída B50-R RIC	HdO	259-16517	136	72	19	ja	nein	ja	Nein	ja	7
12.04.2018	31.01.2018	Phonak	Naída B70-R RIC	HdO	259-16516	136	72	19	ja	nein	ja	Nein	ja	9
12.04.2018	31.01.2018	Phonak	Naída B90-R RIC	HdO	259-16515	136	72	19	ja	nein	ja	Nein	ja	12
11.04.2018	31.01.2018	Phonak	Naída B50-UP	HdO	259-16514	136	77	19	ja	ja	ja	ja	ja	7
11.04.2018	31.01.2018	Phonak	Naída B50-SP	HdO	259-16513	135	74	19	ja	ja	ja	ja	ja	7
11.04.2018	31.01.2018	Phonak	Naída B90-UP	HdO	259-16512	136	77	19	ja	ja	ja	ja	ja	12
11.04.2018	31.01.2018	Phonak	Naída B90-SP	HdO	259-16511	135	74	19	ja	ja	ja	ja	ja	12
11.04.2018	31.01.2018	Phonak	Naída B70-UP	HdO	259-16510	136	77	19	ja	ja	ja	ja	ja	9
11.04.2018	31.01.2018	Phonak	Naída B70-SP	HdO	259-16509	135	74	19	ja	ja	ja	ja	ja	9
11.04.2018	31.01.2018	Phonak	Naída B30-UP	HdO	259-16508	136	77	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
11.04.2018	31.01.2018	Phonak	Naída B30-SP	HdO	259-16507	135	74	19	ja	ja	ja	ja	ja	4

21.08.2017	27.06.2017	Phonak	Virto B90-312	IdO	259-15875	120	61	19	ja	nein	ja	ja	ja	11
21.08.2017	13.06.2017	Phonak	Virto B90-312 NW O	IdO	259-15874	120	61	19	nein	nein	ja	ja	nein	11
21.08.2017	11.07.2017	Phonak	Virto B90-10	IdO	259-15873	120	61	19	ja	nein	ja	ja	ja	11
21.08.2017	07.06.2017	Phonak	Virto B90-10 NW O	IdO	259-15872	120	61	19	nein	nein	ja	ja	nein	11
21.08.2017	27.06.2017	Phonak	Virto B90-10 O	IdO	259-15871	120	61	19	ja	nein	ja	ja	nein	11
21.08.2017	22.06.2017	Phonak	Virto B70-312	IdO	259-15870	120	61	19	ja	nein	ja	ja	ja	11
21.08.2017	13.06.2017	Phonak	Virto B70-312 NW O	IdO	259-15869	120	61	19	nein	nein	ja	ja	nein	11
21.08.2017	26.06.2017	Phonak	Virto B70-10	IdO	259-15868	120	61	19	ja	nein	ja	ja	ja	11
21.08.2017	07.06.2017	Phonak	Virto B70-10 NW O	IdO	259-15867	120	61	19	nein	nein	ja	ja	nein	11
21.08.2017	27.06.2017	Phonak	Virto B70-10 O	IdO	259-15866	120	61	19	ja	nein	ja	ja	nein	11
21.08.2017	22.06.2017	Phonak	Virto B50-312	IdO	259-15865	120	61	19	ja	nein	ja	ja	ja	11
21.08.2017	23.06.2017	Phonak	Virto B50-312 NW O	IdO	259-15864	120	61	19	nein	nein	ja	ja	nein	11
21.08.2017	11.07.2017	Phonak	Virto B50-10	IdO	259-15863	120	61	19	ja	nein	ja	ja	ja	11
21.08.2017	23.06.2017	Phonak	Virto B50-10 NW O	IdO	259-15862	120	61	19	nein	nein	ja	ja	nein	11
21.08.2017	27.06.2017	Phonak	Virto B50-10 O	IdO	259-15861	120	61	19	ja	nein	ja	ja	nein	11
21.08.2017	22.06.2017	Phonak	Virto B30-312	IdO	259-15860	120	61	19	ja	nein	ja	ja	ja	11
21.08.2017	13.06.2017	Phonak	Virto B30-312 NW O	IdO	259-15859	120	61	19	nein	nein	ja	ja	nein	11
21.08.2017	26.06.2017	Phonak	Virto B30-10	IdO	259-15858	120	61	19	ja	nein	ja	ja	ja	11
21.08.2017	07.06.2017	Phonak	Virto B30-10 NW O	IdO	259-15857	120	61	19	nein	nein	ja	ja	nein	11
21.08.2017	27.06.2017	Phonak	Virto B30-10 O	IdO	259-15856	120	61	19	ja	nein	ja	ja	nein	11
21.08.2017	23.06.2017	Phonak	Audéo B70-Direct	HdO	259-15854	136	72	19	ja	nein	ja	Nein	ja	11
21.08.2017	23.06.2017	Phonak	Audéo B90-Direct	HdO	259-15853	136	72	19	ja	nein	ja	Nein	ja	11
23.02.2017	23.01.2017	Phonak	Bolero B30-SP	HdO	259-15305	131	66	19	ja	ja	ja	ja	ja	10
23.02.2017	23.01.2017	Phonak	Bolero B30-P	HdO	259-15304	132	68	19	ja	ja	ja	ja	ja	10
23.02.2017	26.01.2017	Phonak	Bolero B30-M	HdO	259-15303	134	67	19	ja	ja	ja	ja	ja	10
23.02.2017	23.01.2017	Phonak	Bolero B50-PR	HdO	259-15302	132	68	19	ja	nein	ja	ja	ja	10
23.02.2017	23.01.2017	Phonak	Bolero B50-SP	HdO	259-15301	131	66	19	ja	ja	ja	ja	ja	10
23.02.2017	23.01.2017	Phonak	Bolero B50-P	HdO	259-15300	132	68	19	ja	ja	ja	ja	ja	10
23.02.2017	26.01.2017	Phonak	Bolero B50-M	HdO	259-15299	134	67	19	ja	ja	ja	ja	ja	10
23.02.2017	23.01.2017	Phonak	Bolero B70-PR	HdO	259-15298	132	68	19	ja	nein	ja	ja	ja	10
23.02.2017	23.01.2017	Phonak	Bolero B70-SP	HdO	259-15297	131	66	19	ja	ja	ja	ja	ja	10
23.02.2017	23.01.2017	Phonak	Bolero B70-P	HdO	259-15296	132	68	19	ja	ja	ja	ja	ja	10
23.02.2017	26.01.2017	Phonak	Bolero B70-M	HdO	259-15295	134	67	19	ja	ja	ja	ja	ja	10
23.02.2017	23.01.2017	Phonak	Bolero B90-PR	HdO	259-15294	132	68	19	ja	nein	ja	ja	ja	10
23.02.2017	23.01.2017	Phonak	Bolero B90-SP	HdO	259-15293	131	66	19	ja	ja	ja	ja	ja	10
23.02.2017	23.01.2017	Phonak	Bolero B90-P	HdO	259-15292	132	68	19	ja	ja	ja	ja	ja	10
23.02.2017	26.01.2017	Phonak	Bolero B90-M	HdO	259-15291	134	67	19	ja	ja	ja	ja	ja	10
22.02.2017	20.01.2017	Phonak	Virto B70-Titanium	CIC	259-15290	120	61	19	nein	nein	ja	ja	nein	6
22.02.2017	20.01.2017	Phonak	Virto B90-Titanium	CIC	259-15289	120	61	19	nein	nein	ja	ja	nein	6
01.10.2016	15.07.2016	Phonak	Audéo B30-10	HdO	259-14860	130	62	19	ja	nein	ja	Nein	ja	5
01.10.2016	12.07.2016	Phonak	Audéo B50-10	HdO	259-14859	130	62	19	ja	nein	ja	Nein	ja	7
01.10.2016	11.07.2016	Phonak	Audéo B70-10	HdO	259-14858	130	62	19	ja	nein	ja	Nein	ja	9
01.10.2016	08.07.2016	Phonak	Audéo B90-10	HdO	259-14857	130	62	19	ja	nein	ja	Nein	ja	11
01.10.2016	15.07.2016	Phonak	Audéo B30-312T	HdO	259-14856	136	72	19	ja	nein	ja	ja	ja	5
01.10.2016	15.07.2016	Phonak	Audéo B50-312T	HdO	259-14855	136	72	19	ja	nein	ja	ja	ja	7
01.10.2016	14.07.2016	Phonak	Audéo B70-312T	HdO	259-14854	136	72	19	ja	nein	ja	ja	ja	9
01.10.2016	14.07.2016	Phonak	Audéo B90-312T	HdO	259-14853	136	72	19	ja	nein	ja	ja	ja	11
01.10.2016	15.07.2016	Phonak	Audéo B30-312	HdO	259-14852	136	72	19	ja	nein	ja	Nein	ja	5
01.10.2016	15.07.2016	Phonak	Audéo B50-312	HdO	259-14851	136	72	19	ja	nein	ja	Nein	ja	7

01.10.2016	14.07.2016	Phonak	Audéo B70-312	HdO	259-14850	136	72	19	ja	nein	ja	Nein	ja	9
01.10.2016	14.07.2016	Phonak	Audéo B90-312	HdO	259-14849	136	72	19	ja	nein	ja	Nein	ja	11
01.10.2016	13.07.2016	Phonak	Audéo B30-13	HdO	259-14848	136	72	19	ja	ja	ja	ja	ja	5
01.10.2016	12.07.2016	Phonak	Audéo B50-13	HdO	259-14847	136	72	19	ja	ja	ja	ja	ja	7
01.10.2016	14.07.2016	Phonak	Audéo B70-13	HdO	259-14846	136	72	19	ja	ja	ja	ja	ja	9
01.10.2016	05.08.2016	Phonak	Audéo B90-13	HdO	259-14845	136	72	19	ja	ja	ja	ja	ja	11
01.10.2016	18.07.2016	Phonak	Audéo B50-R	HdO	259-14844	136	72	19	ja	nein	ja	Nein	ja	7
01.10.2016	18.07.2016	Phonak	Audéo B70-R	HdO	259-14843	136	72	19	ja	nein	ja	Nein	ja	9
01.10.2016	18.07.2016	Phonak	Audéo B90-R	HdO	259-14842	136	72	19	ja	nein	ja	Nein	ja	11
29.06.2016	31.05.2016	Phonak	Naida Link RIC	HdO	259-14592	136	72	19	ja	ja	ja	ja	ja	10
29.06.2016	31.05.2016	Phonak	Naida Link UP	HdO	259-14591	136	77	19	ja	ja	ja	ja	ja	10
07.04.2016	29.03.2016	Phonak	Sky V50-UP	HdO	259-14377	136	77	19	ja	ja	ja	ja	ja	6
07.04.2016	29.03.2016	Phonak	Sky V70-UP	HdO	259-14376	136	77	19	ja	ja	ja	ja	ja	8
07.04.2016	29.03.2016	Phonak	Sky V90-UP	HdO	259-14375	136	77	19	ja	ja	ja	ja	ja	10
07.04.2016	29.03.2016	Phonak	Naida V30-UP	HdO	259-14374	136	77	19	ja	ja	ja	ja	ja	5
07.04.2016	29.03.2016	Phonak	Naida V50-UP	HdO	259-14373	136	77	19	ja	ja	ja	ja	ja	7
07.04.2016	29.03.2016	Phonak	Naida V70-UP	HdO	259-14372	136	77	19	ja	ja	ja	ja	ja	9
07.04.2016	29.03.2016	Phonak	Naida V90-UP	HdO	259-14371	136	77	19	ja	ja	ja	ja	ja	11
17.03.2016	22.02.2016	Phonak	Sky V50-RIC	HdO	259-14341	136	72	19	ja	ja	ja	ja	ja	6
17.03.2016	22.02.2016	Phonak	Sky V70-RIC	HdO	259-14340	136	72	19	ja	ja	ja	ja	ja	8
17.03.2016	22.02.2016	Phonak	Sky V90-RIC	HdO	259-14339	136	72	19	ja	ja	ja	ja	ja	10
17.03.2016	25.02.2016	Phonak	Sky V50-SP	HdO	259-14338	135	74	19	ja	ja	ja	ja	ja	6
17.03.2016	25.02.2016	Phonak	Sky V70-SP	HdO	259-14337	135	74	19	ja	ja	ja	ja	ja	8
17.03.2016	25.02.2016	Phonak	Sky V90-SP	HdO	259-14336	135	74	19	ja	ja	ja	ja	ja	10
17.03.2016	25.02.2016	Phonak	Sky V50-P	HdO	259-14335	134	68	19	ja	ja	ja	ja	ja	6
17.03.2016	25.02.2016	Phonak	Sky V70-P	HdO	259-14334	134	68	19	ja	ja	ja	ja	ja	8
17.03.2016	25.02.2016	Phonak	Sky V90-P	HdO	259-14333	134	68	19	ja	ja	ja	ja	ja	10
17.03.2016	25.02.2016	Phonak	Sky V50-M	HdO	259-14332	117	55	19	ja	nein	ja	ja	ja	6
17.03.2016	25.02.2016	Phonak	Sky V70-M	HdO	259-14331	117	55	19	ja	nein	ja	ja	ja	8
17.03.2016	25.02.2016	Phonak	Sky V90-M	HdO	259-14330	117	55	19	ja	nein	ja	ja	ja	10
17.03.2016	23.02.2016	Phonak	Naida V30-SP	HdO	259-14329	135	74	19	ja	ja	ja	ja	ja	5
17.03.2016	23.02.2016	Phonak	Naida V50-SP	HdO	259-14328	135	74	19	ja	ja	ja	ja	ja	7
17.03.2016	23.02.2016	Phonak	Naida V70-SP	HdO	259-14327	135	74	19	ja	ja	ja	ja	ja	9
17.03.2016	23.02.2016	Phonak	Naida V90-SP	HdO	259-14326	135	74	19	ja	ja	ja	ja	ja	11
17.03.2016	23.02.2016	Phonak	Naida V30-RIC	HdO	259-14325	136	72	19	ja	ja	ja	ja	ja	5
17.03.2016	23.02.2016	Phonak	Naida V50-RIC	HdO	259-14324	136	72	19	ja	ja	ja	ja	ja	7
17.03.2016	23.02.2016	Phonak	Naida V70-RIC	HdO	259-14323	136	72	19	ja	ja	ja	ja	ja	9
17.03.2016	23.02.2016	Phonak	Naida V90-RIC	HdO	259-14322	136	72	19	ja	ja	ja	ja	ja	11
16.09.2015	03.08.2015	Phonak	Virto V90-312	IdO	259-13699	121	61	19	ja	nein	ja	ja	ja	11
16.09.2015	30.07.2015	Phonak	Virto V90-10	CIC	259-13698	121	61	19	ja	nein	ja	ja	ja	11
16.09.2015	17.07.2015	Phonak	Virto V90-10 O	CIC	259-13697	121	61	19	ja	nein	ja	ja	nein	11
16.09.2015	16.07.2015	Phonak	Virto V90-10 NW O	CIC	259-13696	121	61	19	nein	nein	ja	ja	nein	7
16.09.2015	27.07.2015	Phonak	Virto V90-nano	CIC	259-13695	111	44	19	nein	nein	ja	Nein	nein	7
16.09.2015	03.08.2015	Phonak	Virto V70-312	IdO	259-13694	121	61	19	ja	nein	ja	ja	ja	9
16.09.2015	30.07.2015	Phonak	Virto V70-10	CIC	259-13693	121	61	19	ja	nein	ja	ja	ja	9
16.09.2015	17.07.2015	Phonak	Virto V70-10 O	CIC	259-13692	121	61	19	ja	nein	ja	ja	nein	9
16.09.2015	16.07.2015	Phonak	Virto V70-10 NW O	CIC	259-13691	121	61	19	nein	nein	ja	ja	nein	6
16.09.2015	03.08.2015	Phonak	Virto V70-nano	CIC	259-13690	111	44	19	nein	nein	ja	Nein	nein	6
16.09.2015	03.08.2015	Phonak	Virto V50-312	IdO	259-13689	121	61	19	ja	nein	ja	ja	ja	8

16.09.2015	30.07.2015	Phonak	Virto V50-10	CIC	259-13688	121	61	19	ja	nein	ja	ja	ja	8
16.09.2015	13.08.2015	Phonak	Virto V50-10 O	CIC	259-13687	121	61	19	ja	nein	ja	ja	nein	8
16.09.2015	27.07.2015	Phonak	Virto V50-10 NW O	CIC	259-13686	121	61	19	nein	nein	ja	ja	nein	5
16.09.2015	27.07.2015	Phonak	Virto V50-nano	CIC	259-13685	111	44	19	nein	nein	ja	Nein	nein	5
16.09.2015	03.08.2015	Phonak	Virto V30-312	IdO	259-13684	134	66	19	ja	nein	ja	ja	ja	6
16.09.2015	30.07.2015	Phonak	Virto V30-10	CIC	259-13683	121	61	19	ja	nein	ja	ja	ja	6
16.09.2015	17.07.2015	Phonak	Virto V30-10 O	CIC	259-13682	121	61	19	ja	nein	ja	ja	nein	6
16.09.2015	16.07.2015	Phonak	Virto V30-10 NW-O	CIC	259-13681	121	61	19	nein	nein	ja	ja	nein	3
22.05.2015	29.04.2015	Phonak	Bolero V30-SP	HdO	259-13286	134	66	19	ja	ja	ja	ja	ja	5
22.05.2015	29.04.2015	Phonak	Bolero V50-SP	HdO	259-13285	134	66	19	ja	ja	ja	ja	ja	7
22.05.2015	29.04.2015	Phonak	Bolero V70-SP	HdO	259-13284	134	66	19	ja	ja	ja	ja	ja	9
22.05.2015	29.04.2015	Phonak	Bolero V90-SP	HdO	259-13283	134	66	19	ja	ja	ja	ja	ja	11
20.03.2015	26.02.2015	Phonak	Bolero V30-P	HdO	259-13110	134	68	19	ja	ja	ja	ja	ja	5
20.03.2015	26.02.2015	Phonak	Bolero V50-P	HdO	259-13109	134	68	19	ja	ja	ja	ja	ja	7
20.03.2015	26.02.2015	Phonak	Bolero V70-P	HdO	259-13108	134	68	19	ja	ja	ja	ja	ja	9
20.03.2015	26.02.2015	Phonak	Bolero V90-P	HdO	259-13107	134	68	19	ja	ja	ja	ja	ja	11
20.03.2015	26.02.2015	Phonak	Bolero V30-M	HdO	259-13106	116	55	19	ja	nein	ja	ja	ja	5
20.03.2015	26.02.2015	Phonak	Bolero V50-M	HdO	259-13105	116	55	19	ja	nein	ja	ja	ja	7
20.03.2015	26.02.2015	Phonak	Bolero V70-M	HdO	259-13104	116	55	19	ja	nein	ja	ja	ja	9
20.03.2015	26.02.2015	Phonak	Bolero V90-M	HdO	259-13103	116	55	19	ja	nein	ja	ja	ja	11
03.12.2014	15.09.2014	Phonak	Audéo V30-13	HdO	259-12708	134	70	19	ja	ja	ja	ja	ja	5
03.12.2014	15.09.2014	Phonak	Audéo V30-312T	HdO	259-12707	134	70	19	ja	nein	ja	ja	ja	5
03.12.2014	10.09.2014	Phonak	Audéo V30-312	HdO	259-12706	134	70	19	ja	nein	ja	Nein	ja	5
03.12.2014	09.09.2014	Phonak	Audéo V30-10	HdO	259-12705	130	62	19	ja	nein	ja	Nein	ja	5
03.12.2014	15.09.2014	Phonak	Audéo V50-13	HdO	259-12704	134	70	19	ja	ja	ja	ja	ja	7
03.12.2014	15.09.2014	Phonak	Audéo V50-312T	HdO	259-12703	134	70	19	ja	nein	ja	ja	ja	7
03.12.2014	10.09.2014	Phonak	Audéo V50-312	HdO	259-12702	134	70	19	ja	nein	ja	Nein	ja	7
03.12.2014	09.09.2014	Phonak	Audéo V50-10	HdO	259-12701	130	62	19	ja	nein	ja	Nein	ja	7
03.12.2014	15.09.2014	Phonak	Audéo V70-13	HdO	259-12700	134	70	19	ja	ja	ja	ja	ja	9
03.12.2014	15.09.2014	Phonak	Audéo V70-312T	HdO	259-12699	134	70	19	ja	nein	ja	ja	ja	9
03.12.2014	10.09.2014	Phonak	Audéo V70-312	HdO	259-12698	134	70	19	ja	nein	ja	Nein	ja	9
03.12.2014	09.09.2014	Phonak	Audéo V70-10	HdO	259-12697	130	62	19	ja	nein	ja	Nein	ja	9
03.12.2014	15.09.2014	Phonak	Audéo V90-13	HdO	259-12696	134	70	19	ja	ja	ja	ja	ja	11
03.12.2014	15.09.2014	Phonak	Audéo V90-312T	HdO	259-12695	134	70	19	ja	nein	ja	ja	ja	11
03.12.2014	10.09.2014	Phonak	Audéo V90-312	HdO	259-12694	134	70	19	ja	nein	ja	Nein	ja	11
03.12.2014	09.09.2014	Phonak	Audéo V90-10	HdO	259-12693	130	62	19	ja	nein	ja	Nein	ja	11
01.07.2011	24.06.2010	Phonak	Lyric	CIC	259-08856	111	47	33	nur FB	nein	nein	nein	nein	1

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
12.12.2014	21.10.2013	Rexton	Rexton Strata 8 2C S;M;P	HdO	259-12733	126	68	21	ja	nein	ja	ja	ja	5
12.12.2014	21.10.2013	Rexton	Rexton Joy 6 P 2C	HdO	259-12732	130	66	19	nein	nein	ja	ja	ja	4
12.12.2014	21.10.2013	Rexton	Rexton Joy 6 M 2C	HdO	259-12731	133	61	17	nein	nein	ja	ja	ja	4
12.12.2014	21.10.2013	Rexton	Rexton Joy 6 S 2C	HdO	259-12730	130	53	28	nein	nein	ja	Nein	ja	4
19.12.2011	29.06.2011	Rexton	Rexton Cobalt Eco+S;M;P	HdO	259-09533	122	59	19	ja	nein	ja	nein	ja	4
19.12.2011	07.04.2011	Rexton	Rexton Day 6+HP	HdO	259-09532	139	75	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
19.12.2011	07.04.2011	Rexton	Rexton Day 6+P	HdO	259-09531	130	67	20	ja	nein	ja	ja	ja	4
19.12.2011	29.06.2011	Rexton	Rexton Day 6+Free	HdO	259-09530	135	63	18	ja	nein	ja	ja	ja	4
01.01.2010	28.04.2009	Rexton	Rexton Day Free	HdO	259-08149	128	54	17	ja	nein	ja	ja	ja	3
01.01.2010	28.04.2009	Rexton	Rexton Day P	HdO	259-08148	131	62	16	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.01.2010	28.04.2009	Rexton	Rexton Day HP	HdO	259-08147	136	78	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
01.01.2010	19.04.2007	Rexton	Rexton Targa Plus Free	HdO	259-08146	132	63	18	nein	nein	nein	ja	ja	3
01.01.2010	03.07.2007	Rexton	Rexton Targa Plus P	HdO	259-08145	131	61	16	nein	ja	nein	ja	ja	4
01.01.2010	08.08.2007	Rexton	Rexton Targa Plus HP	HdO	259-08144	135	77	17	nein	ja	nein	ja	ja	4
01.01.2010	28.04.2009	Rexton	Rexton Bridge 8 Free	HdO	259-08143	127	55	18	ja	nein	ja	ja	ja	4
01.01.2010	19.10.2009	Rexton	Rexton Bridge 12 HP	HdO	259-08142	139	79	16	ja	ja	ja	ja	ja	5
01.01.2010	28.04.2009	Rexton	Rexton Bridge 8 P	HdO	259-08141	129	65	16	ja	ja	ja	ja	ja	4

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
01.12.2009	01.12.2009	Rion	Rionet HB-L1	miniHdO	259-08216	115	45	31	nein	nein	ja	nein	nein	4
01.10.2008	17.09.2008	Rion	Rionet HB-G5DR	HdO	259-07308	126	58	27	nein	ja	ja	ja	ja	4
01.10.2006	14.09.2006	Rion	Rionet HB-G4P	HdO	259-06448	138	75	24	nein	ja	ja	ja	nein	
01.10.2006	14.09.2006	Rion	Rionet HB-G2U	HdO	259-06447	128	58	25	nein	nein	ja	nein	nein	2
01.01.2006	02.12.2005	Rion	Rionet HB 41	HdO	215-06070	132	55	17	nein	nein	ja	ja	nein	
01.01.2004	16.12.2003	Rion	Rionet HB-D5E	Hdo	215-05329	125	57	19	nein	nein	ja	nein	nein	2
01.07.2003	03.06.2003	Rion	Rionet HB-M2	CdO	215-05167	125	58	26	nein	nein	ja	nein	nein	2
01.07.1997	06.06.1997	Rion	Rionet HB-79P	CdO	215-03387	136	68	24	nein	nein	ja	ja	nein	
23.10.1996	26.03.1996	Rion	Rionet HB 54 AS	CdO	215-03048	133	57	27	nein	nein	ja,wasserdicht	ja	nein	
23.10.1996	04.07.1995	Rion	Rionet HB 54	CdO	215-02895	133	57	27	nein	nein	ja,wasserdicht	ja	nein	
01.04.2008	18.04.1994	Rion	Rionet HB-53P	HdO	215-02452	136	68	24	nein	nein	ja	ja	nein	

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
01.11.2012	06.09.2010	SeboTek	HD16	HdO	259-10332	118	45	13	ja	nein	ja	nein	ja	4
01.11.2012	06.09.2010	SeboTek	HD16	HdO	259-10331	115	44	18	ja	nein	ja	nein	ja	
01.11.2012	06.09.2010	SeboTek	HD12	HdO	259-10330	118	45	13	ja	nein	ja	nein	ja	
01.11.2012	06.09.2010	SeboTek	HD12	HdO	259-10329	115	88	18	ja	nein	ja	nein	ja	
01.11.2012	06.09.2010	SeboTek	HD8	HdO	259-10328	118	45	13	ja	nein	ja	nein	ja	
01.11.2012	06.09.2010	SeboTek	HD8	HdO	259-10327	115	44	18	ja	nein	ja	nein	ja	

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
20.03.2015	04.12.2014	Selectic	Rio Pro2 HdO Power	HdO	259-13122	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
20.03.2015	04.12.2014	Selectic	Rio Pro2 mini HdO	HdO	259-13121	126	50	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
20.03.2015	04.12.2014	Selectic	Rio Pro2 mini EX	HdO	259-13120	135	65	18	ja	nein	ja	Nein	ja	4
20.03.2015	04.12.2014	Selectic	Napoli Pro2 HdO Power	HdO	259-13119	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
20.03.2015	04.12.2014	Selectic	Napoli Pro2 mini HdO	HdO	259-13118	126	50	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
20.03.2015	04.12.2014	Selectic	Napoli Pro2 mini EX	HdO	259-13117	135	65	18	ja	nein	ja	Nein	ja	4
20.03.2015	04.12.2014	Selectic	Ultime Pro2 design	HdO	259-13116	120	53	21	ja	nein	ja	Nein	ja	4
20.03.2015	04.12.2014	Selectic	Ultime Pro2 HdO Power	HdO	259-13115	128	60	19	ja	ja	ja	ja	ja	4
20.03.2015	04.12.2014	Selectic	Ultime Pro2 mini HdO	HdO	259-13114	123	50	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
20.03.2015	04.12.2014	Selectic	Ultime Pro2 EX	HdO	259-13113	135	65	18	ja	nein	ja	ja	ja	4
20.03.2015	04.12.2014	Selectic	Ultime Pro2 mini EX	HdO	259-13112	135	65	18	ja	nein	ja	Nein	ja	4
06.10.2014	31.07.2014	Selectic	Ultime Pro designRITE	HdO	259-12536	120	53	21	ja	nein	ja	Nein	ja	4
21.03.2014	10.02.2014	Selectic	Rio Pro ITC	IdO	259-11983	123	56	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
21.03.2014	05.02.2014	Selectic	Rio Pro Mini RITE	HdO	259-11982	131	56	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
21.03.2014	05.02.2014	Selectic	Rio Pro Mini BTE	HdO	259-11981	123	50	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
21.03.2014	05.02.2014	Selectic	Rio Pro BTE	HdO	259-11980	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
07.02.2014	21.01.2013	Selectic	Ultime Pro ITC	IdO	259-11796	123	56	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
07.02.2014	13.01.2013	Selectic	Ultime Pro Mini RITE	HdO	259-11795	131	56	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
07.02.2014	14.01.2013	Selectic	Ultime Pro BTE	HdO	259-11793	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4
07.02.2014	28.01.2013	Selectic	Ultime Pro Mini BTE	HdO	259-11793	123	50	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
07.02.2014	29.09.2013	Selectic	Napoli Pro ITC	IdO	259-11792	123	56	23	ja	nein	nein	ja	ja	4
07.02.2014	24.09.2013	Selectic	Napoli Pro Mini RITE	HdO	259-11791	131	56	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
07.02.2014	23.09.2013	Selectic	Napoli Pro Mini BTE	HdO	259-11790	126	50	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
07.02.2014	23.09.2013	Selectic	Napoli Pro BTE	HdO	259-11789	121	50	23	ja	ja	ja	ja	ja	4

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
18.11.2016	30.07.2016	Siemens	Intuis 2 P	HdO	259-14900	129	68	19	nein	nein	ja	ja	ja	4
18.11.2016	30.07.2016	Siemens	Intuis 2 M	HdO	259-14899	134	61	19	nein	nein	ja	ja	ja	4
18.11.2016	30.07.2016	Siemens	Intuis 2 S	HdO	259-14898	130	49	21	nein	nein	ja	Nein	ja	4
14.10.2015	30.07.2015	Siemens	Sirion 2 P	HdO	259-13854	130	69	19	nein	nein	ja	ja	ja	4
14.10.2015	30.07.2015	Siemens	Sirion 2 M	HdO	259-13853	133	61	19	nein	nein	ja	ja	ja	4
14.10.2015	30.07.2015	Siemens	Sirion 2 S	HdO	259-13852	129	49	21	nein	nein	ja	Nein	ja	4
14.10.2015	17.08.2015	Siemens	Sirion 2 CT	CT	259-13851	119	53	22	nein	nein	nein	Nein	ja	4
14.10.2015	17.08.2015	Siemens	Sirion 2 CIC	CIC	259-13850	116	52	21	nein	nein	nein	Nein	nein	4
14.10.2015	31.07.2015	Siemens	Orion 2 RIC 10 HP / P	RIC	259-13849	119	63	18	nein	nein	ja	Nein	ja	4
14.10.2015	31.07.2015	Siemens	Orion 2 RIC 10 S; M; P	RIC	259-13848	122	61	22	nein	nein	ja	Nein	ja	4
14.10.2015	30.07.2015	Siemens	Orion 2 RIC 312 HP / P	RIC	259-13847	137	82	12	ja	nein	ja	ja	ja	4
14.10.2015	30.07.2015	Siemens	Orion 2 RIC 312 S; M; P	RIC	259-13846	128	70	21	ja	nein	ja	ja	ja	4
14.10.2015	30.07.2015	Siemens	Orion 2 P	HdO	259-13845	130	68	19	ja	nein	ja	ja	ja	4
14.10.2015	30.07.2015	Siemens	Orion 2 M	HdO	259-13844	133	61	19	ja	nein	ja	ja	ja	4
14.10.2015	30.07.2015	Siemens	Orion 2 S	HdO	259-13843	129	49	21	ja	nein	ja	Nein	ja	4
14.10.2015	14.08.2015	Siemens	Orion 2 CT	CT	259-13842	119	53	22	nein	nein	nein	Nein	ja	4
14.10.2015	04.09.2015	Siemens	Orion 2 CIC	CIC	259-13841	116	52	21	nein	nein	nein	Nein	nein	4
10.06.2015	23.02.2015	Siemens	Insio 3bx CT	ldO	259-13204	118	53	17	ja	nein	nein	ja	ja	6
10.06.2015	23.02.2015	Siemens	Insio 3bx CIC	ldO	259-13203	116	52	21	ja	nein	nein	Nein	nein	6
10.06.2015	23.02.2015	Siemens	Insio 5bx CT	ldO	259-13202	118	53	17	ja	nein	nein	ja	ja	6
10.06.2015	23.02.2015	Siemens	Insio 5bx CIC	ldO	259-13201	116	52	21	ja	nein	nein	Nein	nein	6
10.06.2015	23.02.2015	Siemens	Insio 7bx CT	ldO	259-13200	118	53	17	ja	nein	nein	ja	ja	6
10.06.2015	23.02.2015	Siemens	Insio 7bx CIC	ldO	259-13199	116	52	21	ja	nein	nein	Nein	nein	6
10.06.2015	11.05.2015	Siemens	Motion PX 3bx	HdO	259-13198	130	65	19	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.06.2015	11.05.2015	Siemens	Motion SX 3bx	HdO	259-13196	135	59	16	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.06.2015	11.05.2015	Siemens	Motion PX 5bx	HdO	259-13195	130	65	19	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.06.2015	11.05.2015	Siemens	Motion SA 5bx	HdO	259-13194	136	59	16	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.06.2015	11.05.2015	Siemens	Motion SX 5bx	HdO	259-13193	136	59	16	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.06.2015	11.05.2015	Siemens	Motion PX 7bx	HdO	259-13192	130	65	19	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.06.2015	11.05.2015	Siemens	Motion SA 7bx	HdO	259-13191	136	59	16	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.06.2015	11.05.2015	Siemens	Motion SX 7bx	HdO	259-13190	136	59	16	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.06.2015	13.05.2015	Siemens	Pure 3bx HP / P	HdO	259-13189	137	82	12	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.06.2015	13.05.2015	Siemens	Pure 3bx S; M; P	HdO	259-13188	128	70	21	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.06.2015	12.05.2015	Siemens	Carat A 3bx HP / P	HdO	259-13187	138	82	12	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.06.2015	12.05.2015	Siemens	Carat A 3bx S; M; P	HdO	259-13186	128	70	20	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.06.2015	12.05.2015	Siemens	Carat 3bx HP / P	HdO	259-13185	138	82	12	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.06.2015	12.05.2015	Siemens	Carat 3bx S; M; P	HdO	259-13184	128	70	20	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.06.2015	11.05.2015	Siemens	Ace 3bx HP / P	HdO	259-13183	129	63	18	nein	nein	ja	Nein	ja	6
10.06.2015	11.05.2015	Siemens	Ace 3bx S; M; P	HdO	259-13182	121	61	22	nein	nein	ja	Nein	ja	6
12.12.2014	05.08.2014	Siemens	Carat A 5bx HP/P	HdO	259-12742	137	82	12	ja	nein	ja	ja	ja	6
12.12.2014	05.08.2014	Siemens	Carat A 5bx S;M;P	HdO	259-12740	128	70	20	ja	nein	ja	ja	ja	6
12.12.2014	05.08.2014	Siemens	Carat A 7bx HP/P	HdO	259-12739	137	82	12	ja	nein	ja	ja	ja	6
12.12.2014	05.08.2014	Siemens	Carat A 7bx S;M;P	HdO	259-12738	128	70	20	ja	nein	ja	ja	ja	6
12.12.2014	05.08.2014	Siemens	Carat 5bx HP/P	HdO	259-12737	137	82	12	ja	nein	ja	ja	ja	6

12.12.2014	05.08.2014	Siemens	Carat 5bx S;M;P	HdO	259-12736	128	70	20	ja	nein	ja	ja	ja	6
12.12.2014	05.08.2014	Siemens	Carat 7bx HP/P	HdO	259-12735	137	82	12	ja	nein	ja	ja	ja	6
12.12.2014	05.08.2014	Siemens	Carat 7bx S;M;P	HdO	259-12734	128	70	20	ja	nein	ja	ja	ja	6
18.09.2014	07.08.2014	Siemens	Pure 5bx HP / P	HdO	259-12496	137	82	12	ja	nein	ja	ja	ja	6
18.09.2014	07.08.2014	Siemens	Pure 5bx S; M; P	HdO	259-12495	128	70	21	ja	nein	ja	ja	ja	6
18.09.2014	07.08.2014	Siemens	Pure 7bx HP / P	HdO	259-12494	137	82	12	ja	nein	ja	ja	ja	6
18.09.2014	07.08.2014	Siemens	Pure 7bx S; M; P	HdO	259-12493	128	70	21	ja	nein	ja	ja	ja	6
18.09.2014	06.08.2014	Siemens	Ace 5bx HP / P	HdO	259-12492	119	63	18	nein	nein	ja	nein	ja	6
18.09.2014	06.08.2014	Siemens	Ace 5bx S; M; P	HdO	259-12491	123	61	22	nein	nein	ja	nein	ja	6
18.09.2014	06.08.2014	Siemens	Ace 7bx HP / P	HdO	259-12490	119	63	18	nein	nein	ja	nein	ja	6
18.09.2014	06.08.2014	Siemens	Ace 7bx S; M; P	HdO	259-12489	123	61	22	nein	nein	ja	nein	ja	6
18.12.2013	09.09.2013	Siemens	Sirion CT	IdO	259-11445	119	53	20	nein	nein	nein	nein	nein	4
18.12.2013	09.09.2013	Siemens	Sirion CIC	IdO	259-11444	116	53	21	nein	nein	nein	nein	nein	4
18.12.2013	24.07.2013	Siemens	Sirion P	HdO	259-11443	130	69	19	nein	nein	ja	ja	ja	4
18.12.2013	24.07.2013	Siemens	Sirion M	HdO	259-11442	135	61	19	nein	nein	ja	ja	ja	4
18.12.2013	24.07.2013	Siemens	Sirion S	HdO	259-11441	129	49	21	nein	nein	ja	nein	ja	4
18.12.2013	09.09.2013	Siemens	Orion CT	IdO	259-11440	119	53	20	ja	nein	nein	nein	nein	4
18.12.2013	09.09.2013	Siemens	Orion CIC	IdO	259-11439	116	53	21	ja	nein	nein	nein	nein	4
18.12.2013	09.09.2013	Siemens	Orion HP,P	HdO	259-11438	137	82	12	ja	nein	ja	ja	ja	4
18.12.2013	09.09.2013	Siemens	Orion S,M,P	HdO	259-11437	128	70	21	ja	nein	ja	ja	ja	4
18.12.2013	09.09.2013	Siemens	Orion SP	HdO	259-11436	136	78	18	ja	ja	ja	ja	ja	4
18.12.2013	12.03.2013	Siemens	Orion P	HdO	259-11435	130	69	19	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	4
18.12.2013	12.03.2013	Siemens	Orion M	HdO	259-11434	135	61	19	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	4
18.12.2013	12.03.2013	Siemens	Orion S	HdO	259-11433	129	49	21	ja	via MiniTek	ja	nein	ja	4
18.12.2013	25.11.2013	Siemens	Nitro 3mi CT	IdO	259-11432	137	78	24	nein	via MiniTek	nein	nein	nein	6
18.12.2013	25.11.2013	Siemens	Nitro 3mi CIC	IdO	259-11431	137	78	21	nein	via MiniTek	nein	nein	nein	6
18.12.2013	25.11.2013	Siemens	Nitro 7mi CT	IdO	259-11430	137	78	24	nein	via MiniTek	nein	nein	nein	6
18.12.2013	25.11.2013	Siemens	Nitro 7mi CIC	IdO	259-11429	137	78	21	nein	via MiniTek	nein	nein	nein	6
18.12.2013	09.09.2013	Siemens	Nitro 3mi SP	HdO	259-11428	136	78	18	ja	ja	ja	ja	ja	6
18.12.2013	09.09.2013	Siemens	Nitro 7m SP	HdO	259-11427	136	78	18	ja	ja	ja	ja	ja	6
18.12.2013	09.09.2013	Siemens	Insio 3mi CT	IdO	259-11426	118	53	20	ja	via MiniTek	nein	Nein	nein	6
18.12.2013	09.09.2013	Siemens	Insio 3mi CIC	IdO	259-11425	114	53	21	ja	via MiniTek	nein	Nein	nein	6
18.12.2013	09.09.2013	Siemens	Motion 3mi P	HdO	259-11424	129	65	19	ja	ja	ja	ja	ja	6
18.12.2013	09.09.2013	Siemens	Motion 3mi M	HdO	259-11423	130	63	20	ja	ja	ja	ja	ja	6
18.12.2013	09.09.2013	Siemens	Motion 3mi PX	HdO	259-11422	129	65	19	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	6
18.12.2013	09.09.2013	Siemens	Motion 3mi SX	HdO	259-11421	134	61	17	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	6
18.04.2013	18.02.2013	Siemens	Aquaris 3mi	HdO	259-10955	132	71	18	ja	via MiniTek	wasserdicht	via MiniTek	ja	6
18.04.2013	08.11.2012	Siemens	Aquaris 5mi	HdO	259-10954	132	71	18	ja	via MiniTek	wasserdicht	via MiniTek	ja	6
18.04.2013	08.11.2012	Siemens	Aquaris 7mi	HdO	259-10953	132	71	18	ja	via MiniTek	wasserdicht	via MiniTek	ja	6
18.04.2013	18.02.2013	Siemens	Insio 5mi CT	IdO	259-10952	119	53	20	ja	via MiniTek	nein	ja	ja	6
18.04.2013	18.02.2013	Siemens	Insio 5mi CIC	IdO	259-10951	116	53	21	ja	via MiniTek	nein	via MiniTek	nein	6
18.04.2013	18.02.2013	Siemens	Insio 7mi CT	IdO	259-10950	119	53	20	ja	via MiniTek	nein	ja	ja	6
18.04.2013	18.02.2013	Siemens	Insio 7mi CIC	IdO	259-10949	116	53	21	ja	via MiniTek	nein	via MiniTek	nein	6
18.04.2013	18.03.2013	Siemens	Motion P 5mi	HdO	259-10948	128	65	19	ja	ja	ja	ja	ja	6
18.04.2013	18.03.2013	Siemens	Motion M 5mi	HdO	259-10947	130	63	20	ja	ja	ja	ja	ja	6
18.04.2013	18.02.2013	Siemens	Motion PX 5mi	HdO	259-10946	128	65	19	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	6
18.04.2013	18.03.2013	Siemens	Motion SX 5mi	HdO	259-10945	134	61	17	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	6
18.04.2013	18.02.2013	Siemens	Motion P 7mi	HdO	259-10944	128	65	19	ja	ja	ja	ja	ja	6
18.04.2013	18.02.2013	Siemens	Motion M 7mi	HdO	259-10943	130	63	20	ja	ja	ja	ja	ja	6

18.04.2013	18.02.2013	Siemens	Motion PX 7mi	HdO	259-10942	128	65	19	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	6
18.04.2013	18.02.2013	Siemens	Motion SX 7mi	HdO	259-10941	134	61	17	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	6
18.04.2013	18.02.2013	Siemens	Life 3mi	HdO	259-10940	129	52	28	ja	via MiniTek	ja	via MiniTek	ja	6
18.04.2013	18.02.2013	Siemens	Pure 3mi HP; P	HdO	259-10939	137	82	12	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	
18.04.2013	18.02.2013	Siemens	Pure 3mi S; M; P	HdO	259-10938	128	70	21	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	
26.10.2012	04.07.2012	Siemens	Motion 101 CIC XCL	IdO	259-10294	119	52	17	nein	nein	nein	nein	nein	3
26.10.2012	04.07.2012	Siemens	Motion 101 CT XCL	IdO	259-10293	127	57	17	nein	nein	nein	nein	ja	3
26.10.2012	04.07.2012	Siemens	Motion 301 CIC XCL	IdO	259-10292	119	52	17	ja	via MiniTek	nein	nein	nein	5
26.10.2012	04.07.2012	Siemens	Motion 301 CT XCL	IdO	259-10291	127	57	17	ja	via MiniTek	nein	nein	ja	5
26.10.2012	04.07.2012	Siemens	Motion 501 CIC XCL	IdO	259-10290	119	52	17	ja	via MiniTek	nein	nein	nein	5
26.10.2012	04.12.2012	Siemens	Motion 501 CT XCL	IdO	259-10289	127	59	17	ja	via MiniTek	nein	nein	ja	5
26.10.2012	04.07.2012	Siemens	Motion 701 CIC XCL	IdO	259-10288	119	52	17	ja	via MiniTek	nein	nein	nein	5
26.10.2012	04.07.2012	Siemens	Motion 701 CT XCL	IdO	259-10287	127	59	17	ja	via MiniTek	nein	nein	ja	5
26.10.2012	30.07.2012	Siemens	Motion 101 P XCL	HdO	259-10286	129	69	20	nein	nein	ja	ja	ja	5
26.10.2012	30.07.2012	Siemens	Motion 101 SX XCL	HdO	259-10285	135	64	17	nein	nein	ja	ja	ja	5
26.10.2012	22.08.2012	Siemens	Pure 101 XCL HP	HdO	259-10284	134	80	19	nein	nein	ja	nein	ja	5
26.10.2012	30.07.2012	Siemens	Pure 101 XCL S;M;P	HdO	259-10283	122	59	19	nein	nein	ja	nein	ja	5
26.10.2012	15.02.2012	Siemens	Eclipse 701 XCL	IdO	259-10282	119	45	22	nein	nein	nein	nein	nein	1
26.10.2012	03.09.2012	Siemens	Life 5mi	HdO	259-10281	129	54	28	ja	via MiniTek	ja	nein	ja	6
26.10.2012	03.09.2012	Siemens	Life 7mi	HdO	259-10280	129	54	28	ja	via MiniTek	ja	nein	ja	6
26.10.2012	03.09.2012	Siemens	Pure 5mi HP	HdO	259-10279	128	73	22	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	6
26.10.2012	03.09.2012	Siemens	Pure 5mi S;M;P	HdO	259-10278	128	70	21	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	6
26.10.2012	03.09.2012	Siemens	Pure 7mi HP	HdO	259-10277	128	73	22	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	6
26.10.2012	03.09.2012	Siemens	Pure 7mi S;M;P	HdO	259-10276	128	70	21	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	6
26.10.2012	03.09.2012	Siemens	Ace 5mi HP	HdO	259-10275	119	63	18	nein	nein	ja	nein	ja	6
26.10.2012	03.09.2012	Siemens	Ace 5mi S;M;P	HdO	259-10274	123	61	21	nein	nein	ja	nein	ja	6
26.10.2012	03.09.2012	Siemens	Ace 7mi HP	HdO	259-10273	119	63	18	nein	nein	ja	nein	ja	6
26.10.2012	03.09.2012	Siemens	Ace 7mi S;M;P	HdO	259-10272	123	61	22	nein	nein	ja	nein	ja	6
01.05.2012	15.08.2011	Siemens	iMini301	IdO	259-09907	120	46	17	nein	nein	ja	nein	nein	1
27.03.2012	17.01.2012	Siemens	Motion 701 XCL P	HdO	259-09795	130	69	20	ja	ja	ja	ja	ja	5
27.03.2012	17.01.2012	Siemens	Motion 701 XCL SX	HdO	259-09794	135	64	17	ja	ja	ja	ja	ja	5
27.03.2012	17.01.2012	Siemens	Motion 501 XCL P	HdO	259-09793	130	69	20	ja	ja	ja	ja	ja	5
27.03.2012	17.01.2012	Siemens	Motion 501 XCL SX	HdO	259-09792	135	64	17	ja	ja	ja	ja	ja	5
27.03.2012	17.01.2012	Siemens	Motion 301 XCL P	HdO	259-09791	130	69	20	ja	ja	ja	ja	ja	5
27.03.2012	17.01.2012	Siemens	Motion 301 XCL SX	HdO	259-09790	135	64	17	ja	ja	ja	ja	ja	5
27.03.2012	17.01.2012	Siemens	Pure Carat 701 XCL HP	HdO	259-09789	134	80	16	ja	ja	ja	ja	ja	5
27.03.2012	17.01.2012	Siemens	Pure Carat 701 XCL S;M;P	HdO	259-09788	125	62	20	ja	ja	ja	ja	ja	5
27.03.2012	17.01.2012	Siemens	Pure Carat 501 XCL HP	HdO	259-09787	134	80	16	ja	ja	ja	ja	ja	5
27.03.2012	17.01.2012	Siemens	Pure Carat 501 XCL S;M;P	HdO	259-09786	125	62	20	ja	ja	ja	ja	ja	5
27.03.2012	17.01.2012	Siemens	Pure Carat 301 XCL HP	HdO	259-09785	134	80	16	ja	ja	ja	ja	ja	5
27.03.2012	17.01.2012	Siemens	Pure Carat 301 XCL S;M;P	HdO	259-09784	125	62	20	ja	ja	ja	ja	ja	5
27.03.2012	11.01.2012	Siemens	Pure 701 XCL HP	HdO	259-09783	134	80	16	ja	ja	ja	nein	ja	5
27.03.2012	17.01.2012	Siemens	Pure 701 XCL S;M;P	HdO	259-09782	122	59	19	ja	ja	ja	nein	ja	5
27.03.2012	11.01.2012	Siemens	Pure 501 XCL HP	HdO	259-09781	134	80	16	ja	ja	ja	nein	ja	5
27.03.2012	17.01.2012	Siemens	Pure 501 XCL S;M;P	HdO	259-09780	122	59	19	ja	ja	ja	nein	ja	5
27.03.2012	17.01.2012	Siemens	Pure 301 XCL HP	HdO	259-09779	134	80	16	ja	ja	ja	nein	ja	5
27.03.2012	17.01.2012	Siemens	Pure 301 XCL S;M;P	HdO	259-09778	122	59	19	ja	ja	ja	nein	ja	5
31.05.2011	24.05.2011	Siemens	Aquaris 701	HdO	259-09217	133	56	19	ja	via MiniTek	wasserdicht IP54	via MiniTek	ja	5
31.05.2011	24.05.2011	Siemens	Aquaris 501	HdO	259-09216	133	56	19	ja	via MiniTek	wasserdicht IP54	via MiniTek	ja	5

17.05.2011	02.11.2010	Siemens	iMini701	IdO	259-09151	120	46	17	nein	nein	ja	nein	nein	1
17.05.2011	07.04.2011	Siemens	PureCarat 701 S;M;P;HP	HdO	259-09150	134	80	16	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	5
17.05.2011	07.04.2011	Siemens	PureCarat 501 S;M;P;HP	HdO	259-09149	134	80	16	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	5
17.05.2011	07.04.2011	Siemens	PureCarat 301 S;M;P;HP	HdO	259-09148	134	80	16	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	5
01.04.2011	01.02.2011	Siemens	Nitro 701 SP	HdO	259-09007	139	79	16	ja	ja	ja	ja	ja	5
01.04.2011	01.02.2011	Siemens	Nitro 301 SP	HdO	259-09006	139	79	16	ja	ja	ja	ja	ja	5
01.01.2011	08.12.2010	Siemens	Nitro 701 CT	IdO	259-08825	127	70	18	nein	nein	nein	ja	nein	5
01.01.2011	08.12.2010	Siemens	Nitro 701 CIC	IdO	259-08824	127	70	18	nein	nein	nein	nein	nein	5
01.01.2011	08.12.2010	Siemens	Nitro 301 CT	IdO	259-08823	127	70	18	nein	nein	nein	ja	nein	5
01.01.2011	08.12.2010	Siemens	Nitro 301 CIC	IdO	259-08822	127	70	18	nein	nein	nein	nein	nein	5
01.01.2011	25.10.2010	Siemens	Motion 701 SX	HdO	259-08821	135	64	17	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	5
01.01.2011	25.10.2010	Siemens	Motion 501 SX	HdO	259-08820	135	64	17	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	5
01.01.2011	30.08.2010	Siemens	Motion 301 CT	IdO	259-08819	127	57	18	ja	via MiniTek	nein	ja	ja	5
01.01.2011	30.08.2010	Siemens	Motion 301 CIC	IdO	259-08818	119	52	18	ja	via MiniTek	nein	via MiniTek	nein	5
01.01.2011	30.08.2010	Siemens	Motion 101 CT	IdO	259-08817	127	57	18	nein	nein	nein	ja	ja	3
01.01.2011	30.08.2010	Siemens	Motion 101 CIC	IdO	259-08816	119	52	18	nein	nein	nein	nein	nein	3
01.01.2011	25.10.2010	Siemens	Motion 301 P	HdO	259-08815	130	69	20	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	5
01.01.2011	25.10.2010	Siemens	Motion 301 SX	HdO	259-08814	135	64	17	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	5
01.01.2011	25.10.2010	Siemens	Motion 301 S	HdO	259-08813	135	64	17	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	5
01.01.2011	25.10.2010	Siemens	Motion 101 P	HdO	259-08812	130	69	20	nein	nein	ja	ja	ja	3
01.01.2011	25.10.2010	Siemens	Motion 101 SX	HdO	259-08811	135	64	17	nein	nein	ja	ja	ja	3
01.01.2011	25.10.2010	Siemens	Motion 101 S	HdO	259-08810	135	64	17	nein	nein	ja	ja	ja	3
01.07.2010	01.04.2010	Siemens	Motion 701 CIC	IdO	259-08499	119	52	18	ja	via MiniTek	nein	via MiniTek	nein	5
01.07.2010	01.04.2010	Siemens	Motion 701 CT	IdO	259-08498	127	57	18	ja	via MiniTek	nein	ja	ja	5
01.07.2010	01.04.2010	Siemens	Motion 701 S	HdO	259-08497	135	64	17	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	5
01.07.2010	01.04.2010	Siemens	Motion 701 P	HdO	259-08496	130	69	20	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	5
01.07.2010	01.04.2010	Siemens	Motion 501 CIC	IdO	259-08495	119	52	18	ja	via MiniTek	nein	via MiniTek	nein	5
01.07.2010	01.04.2010	Siemens	Motion 501 CT	IdO	259-08494	127	57	18	ja	via MiniTek	nein	ja	ja	5
01.07.2010	01.04.2010	Siemens	Motion 501 S	HdO	259-08493	135	64	17	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	5
01.07.2010	01.04.2010	Siemens	Motion 501 P	HdO	259-08492	130	69	20	ja	via MiniTek	ja	ja	ja	5
01.07.2010	01.04.2010	Siemens	Life 101	HdO	259-08491	129	52	22	nein	nein	ja	nein	ja	3
01.07.2010	01.04.2010	Siemens	Life 301	HdO	259-08490	129	52	22	ja	via MiniTek	ja	via MiniTek	ja	5
01.07.2010	01.04.2010	Siemens	Life 501	HdO	259-08489	129	52	22	ja	via MiniTek	ja	via MiniTek	ja	5
01.07.2010	01.04.2010	Siemens	Life 701	HdO	259-08488	129	52	22	ja	via MiniTek	ja	via MiniTek	ja	5
01.07.2010	07.04.2010	Siemens	Pure 101 S, M, P Rec.incl.	HdO	259-08487	122	59	19	nein	via MiniTek	ja	via MiniTek	ja	3
01.07.2010	07.04.2010	Siemens	Pure 301 S, M, P Rec.incl.	HdO	259-08486	122	59	19	ja	via MiniTek	ja	via MiniTek	ja	5
01.07.2010	03.05.2010	Siemens	Pure SE 501 S Rec.incl.	HdO	259-08485	108	40	19	ja	via MiniTek	ja	via MiniTek	ja	5
01.07.2010	07.04.2010	Siemens	Pure 501 S, M, P Rec.incl.	HdO	259-08484	122	59	19	ja	via MiniTek	ja	via MiniTek	ja	5
01.07.2010	07.04.2010	Siemens	Pure 701 S, M, P Rec.incl.	HdO	259-08483	122	59	19	ja	via MiniTek	ja	via MiniTek	ja	5
01.07.2010	03.05.2010	Siemens	Pure SE 701 S Rec.incl.	HdO	259-08482	108	40	19	ja	via MiniTek	ja	via MiniTek	ja	5
01.01.2010	16.09.2009	Siemens	Nitro 700 SP	HdO	259-08158	139	79	16	ja	ja	ja	ja	ja	5
01.01.2010	06.10.2009	Siemens	Explorer 500 M	HdO	259-08157	135	70	16	ja	ja	ja	ja	ja	5
01.01.2010	16.09.2009	Siemens	Nitro 300 SP	HdO	259-08156	139	79	16	ja	ja	ja	ja	ja	5
01.01.2010	06.10.2009	Siemens	Motion 100 CIC	IdO	259-08155	123	55	18	nein	nein	nein	nein	nein	3
01.01.2010	06.10.2009	Siemens	Motion 100 CT	IdO	259-08154	129	59	18	nein	nein	nein	ja	ja	3
01.01.2010	15.10.2009	Siemens	Motion 100 S	HdO	259-08153	130	62	15	nein	nein	ja	ja	ja	3
01.01.2010	15.10.2009	Siemens	Motion 100 M VC	HdO	259-08152	130	52	17	nein	ja	ja	ja	ja	3
01.01.2010	15.10.2009	Siemens	Motion 100 M	HdO	259-08151	130	52	17	nein	ja	ja	ja	ja	3
01.01.2010	15.10.2009	Siemens	Motion 100 P	HdO	259-08150	129	65	16	nein	ja	ja	ja	ja	3

01.10.2009	02.06.2009	Siemens	Pure 300 S, M, P Rec.incl.	HdO	259-07963	122	59	19	ja	nein	ja	nein	ja	3
01.04.2009	12.03.2009	Siemens	Motion 300 CIC	IdO	259-07649	123	55	18	ja	nein	nein	ja	nein	3
01.04.2009	12.03.2009	Siemens	Motion 300 CT	IdO	259-07648	129	59	18	ja	nein	nein	ja	ja	3
01.04.2009	12.03.2009	Siemens	Motion 300 M VC	HdO	259-07647	130	52	17	ja	ja	ja	ja	ja	3
01.04.2009	12.03.2009	Siemens	Motion 300 M	HdO	259-07646	130	52	17	ja	ja	ja	ja	ja	3
01.04.2009	24.03.2009	Siemens	Motion 300 S	HdO	259-07645	130	62	15	ja	nein	ja	ja	ja	3
01.04.2009	24.03.2009	Siemens	Motion 500 S	HdO	259-07644	130	62	15	ja	nein	ja	ja	ja	5
01.04.2009	24.03.2009	Siemens	Motion 700 S	HdO	259-07643	130	62	15	ja	nein	ja	ja	ja	5
01.04.2009	24.03.2009	Siemens	Motion 300 P	HdO	259-07642	129	65	16	ja	ja	ja	ja	ja	3
01.01.2009	05.09.2008	Siemens	Motion 500 CIC	IdO	259-07353	123	55	18	ja	nein	nein	ja	nein	5
01.01.2009	05.09.2008	Siemens	Motion 500 CT	IdO	259-07352	129	59	18	ja	nein	nein	ja	ja	5
01.01.2009	21.08.2008	Siemens	Motion 500 P	HdO	259-07350	129	65	16	ja	ja	ja	ja	ja	5
01.01.2009	22.08.2008	Siemens	Motion 500 M VC	HdO	259-07349	130	52	17	ja	ja	ja	ja	ja	5
01.01.2009	22.08.2008	Siemens	Motion 500 M	HdO	259-07348	130	52	17	ja	ja	ja	ja	ja	5
01.01.2009	05.09.2008	Siemens	Motion 700 CIC	IdO	259-07347	123	55	18	ja	nein	nein	ja	nein	5
01.01.2009	05.09.2008	Siemens	Motion 700 CT	IdO	259-07346	129	59	18	ja	nein	nein	ja	ja	5
01.01.2009	21.08.2008	Siemens	Motion 700 P	HdO	259-07344	129	65	16	ja	ja	ja	ja	ja	5
01.01.2009	22.08.2008	Siemens	Motion 700 M VC	HdO	259-07343	130	52	17	ja	ja	ja	ja	ja	5
01.01.2009	22.08.2008	Siemens	Motion 700 M	HdO	259-07342	130	52	17	ja	ja	ja	ja	ja	5
01.01.2009	22.08.2008	Siemens	Life 300	HdO	259-07341	128	50	19	ja	nein	ja	nein	ja	3
01.01.2009	22.08.2008	Siemens	Life 500	HdO	259-07340	128	50	19	ja	nein	ja	nein	ja	5
01.01.2009	22.08.2008	Siemens	Life 700	HdO	259-07339	128	50	19	ja	nein	ja	nein	ja	5
01.07.2008	27.03.2008	Siemens	Pure 700 S, M, P Rec.incl.	HdO	259-07193	122	59	19	ja	nein	ja	nein	ja	5
01.07.2008	27.03.2008	Siemens	Pure 500 S, M, P Rec.incl.	HdO	259-07192	122	59	19	ja	nein	ja	nein	ja	5
01.07.2008	07.05.2008	Siemens	Explorer 500 P	HdO	259-07191	133	70	16	ja	ja	ja	ja	ja	5

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
27.04.2020	30.03.2020	Signia	Silk 3X	IdO (Instant)	259-18845	108 (2cc)	45 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	nein	Nein	nein	6
27.04.2020	30.03.2020	Signia	Silk 5X	IdO (Instant)	259-18844	108 (2cc)	45 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	nein	Nein	nein	6
27.04.2020	30.03.2020	Signia	Silk 7X	IdO (Instant)	259-18843	108 (2cc)	45 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	nein	Nein	nein	6
27.04.2020	08.04.2020	Signia	Styletto 3X	SLIM-RIC	259-18842	119 (2cc)	63 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
27.04.2020	08.04.2020	Signia	Styletto 5X	SLIM-RIC	259-18841	119 (2cc)	63 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
27.04.2020	08.04.2020	Signia	Styletto 7X	SLIM-RIC	259-18840	119 (2cc)	63 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
13.11.2019	11.10.2019	Signia	Silk 1Nx	IdO (Instant)	259-18374	109 (2cc)	46 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	nein	Nein	nein	4
13.11.2019	11.10.2019	Signia	Silk 2Nx	IdO (Instant)	259-18373	109 (2cc)	46 (2cc)	18 (2cc)	ja	nein	nein	Nein	nein	4
13.11.2019	25.09.2019	Signia	Motion 13P 1Nx	HdO	259-18372	129 (2cc)	70 (2cc)	18 (2cc)	ja	ja	ja	ja	nein	4
13.11.2019	25.09.2019	Signia	Motion 13P 2Nx	HdO	259-18371	129 (2cc)	70 (2cc)	18 (2cc)	ja	ja	ja	ja	adaptiv	4
13.11.2019	25.09.2019	Signia	Motion 13 1Nx	HdO	259-18370	128 (2cc)	55 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	ja	nein	4
13.11.2019	25.09.2019	Signia	Motion 13 2Nx	HdO	259-18369	128 (2cc)	55 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
13.11.2019	10.10.2019	Signia	Pure 13 (T) 1Nx	RIC	259-18368	123 (2cc)	68 (2cc)	16 (2cc)	ja	ja	ja	ja	nein	4
13.11.2019	10.10.2019	Signia	Pure 13 (T) 2Nx	RIC	259-18367	123 (2cc)	68 (2cc)	16 (2cc)	ja	ja	ja	ja	adaptiv	4
13.11.2019	10.09.2019	Signia	Pure 312 1Nx	RIC	259-18366	123 (2cc)	68 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	nein	4
13.11.2019	10.09.2019	Signia	Pure 312 2Nx	RIC	259-18365	123 (2cc)	68 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
13.11.2019	10.10.2019	Signia	Pure 10 1Nx	RIC	259-18364	115 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	nein	nein	ja	Nein	nein	4
13.11.2019	10.10.2019	Signia	Pure 10 2Nx	RIC	259-18363	115 (2cc)	58 (2cc)	15 (2cc)	nein	nein	ja	Nein	adaptiv	4
13.11.2019	26.08.2019	Signia	Pure 312 3X	RIC	259-18362	123 (2cc)	68 (2cc)	14 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
13.11.2019	20.08.2019	Signia	Pure 312 5X	RIC	259-18361	123 (2cc)	68 (2cc)	14 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
13.11.2019	20.08.2019	Signia	Pure 312 7X	RIC	259-18360	123 (2cc)	68 (2cc)	14 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
13.11.2019	24.10.2019	Signia	Pure Charge&Go 3X	RIC	259-18359	123 (2cc)	68 (2cc)	14 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
13.11.2019	23.10.2019	Signia	Pure Charge&Go 5X	RIC	259-18358	123 (2cc)	68 (2cc)	14 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
13.11.2019	23.10.2019	Signia	Pure Charge&Go 7X	RIC	259-18357	123 (2cc)	68 (2cc)	14 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
24.04.2019	09.04.2019	Signia	Intuis 3 RIC	RIC	259-17481	124 (2cc)	68 (2cc)	18 (2cc)	nein	nein	ja	ja	ja	4
24.04.2019	01.04.2019	Signia	Motion Charge&Go 1nx	HdO	259-17480	128 (2cc)	55 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
24.04.2019	01.04.2019	Signia	Motion Charge&Go 2nx	HdO	259-17479	128 (2cc)	55 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
24.04.2019	01.04.2019	Signia	Pure Charge&Go 1nx	HdO	259-17478	123 (2cc)	68 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
24.04.2019	09.04.2019	Signia	Pure Charge&Go 2nx	HdO	259-17477	123 (2cc)	68 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
24.04.2019	22.03.2019	Signia	Styletto 1	RIC	259-17476	113 (2cc)	50 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
24.04.2019	22.03.2019	Signia	Styletto 2	RIC	259-17475	113 (2cc)	50 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
24.04.2019	22.03.2019	Signia	Styletto Connect 3	RIC	259-17474	113 (2cc)	50 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
24.04.2019	22.03.2019	Signia	Styletto Connect 5	RIC	259-17473	113 (2cc)	50 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
24.04.2019	22.03.2019	Signia	Styletto Connect 7	RIC	259-17472	113 (2cc)	50 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
16.10.2018	23.08.2018	Signia	Insio 3Nx ITE	IdO	259-17190	119 (2cc)	60 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	nein	Nein	ja	6
16.10.2018	23.08.2018	Signia	Insio 5Nx ITE	IdO	259-17189	119 (2cc)	60 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	nein	Nein	ja	6
16.10.2018	23.08.2018	Signia	Insio 7Nx ITE	IdO	259-17188	119 (2cc)	60 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	nein	Nein	ja	6
16.10.2018	23.08.2018	Signia	Insio 3Nx ITC	IdO	259-17187	119 (2cc)	60 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	nein	Nein	ja	6
16.10.2018	23.08.2018	Signia	Insio 5Nx ITC	IdO	259-17186	119 (2cc)	60 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	nein	Nein	ja	6
15.10.2018	23.08.2018	Signia	Insio 7Nx ITC	IdO	259-17185	119 (2cc)	60 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	nein	Nein	ja	6
15.10.2018	01.10.2018	Signia	Motion Charge&Go 3Nx	HdO	259-17184	128 (2cc)	55 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
15.10.2018	01.10.2018	Signia	Motion Charge&Go 5Nx	HdO	259-17183	128 (2cc)	55 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
15.10.2018	01.10.2018	Signia	Motion Charge&Go 7Nx	HdO	259-17182	128 (2cc)	55 (2cc)	16 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
13.09.2018	31.08.2018	Signia	Styletto 3	RIC	259-16956	113 (2cc)	50 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6

13.09.2018	31.08.2018	Signia	Styletto 5	RIC	259-16955	113 (2cc)	50 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
13.09.2018	31.08.2018	Signia	Styletto 7	RIC	259-16954	113 (2cc)	50 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	6
27.06.2018	22.06.2018	Signia	Silk 3Nx	IdO	259-16587	117	53	18	ja	nein	nein	Nein	nein	6
27.06.2018	22.06.2018	Signia	Silk 5Nx	IdO	259-16586	117	53	18	ja	nein	nein	Nein	nein	6
27.06.2018	22.06.2018	Signia	Silk 7Nx	IdO	259-16585	117	53	18	ja	nein	nein	Nein	nein	6
27.06.2018	27.04.2018	Signia	Insio 3Nx CIC	IdO	259-16584	127	66	19	ja	nein	nein	Nein	nein	6
27.06.2018	27.04.2018	Signia	Insio 5Nx CIC	IdO	259-16583	127	66	19	ja	nein	nein	Nein	nein	6
27.06.2018	27.04.2018	Signia	Insio 7Nx CIC	IdO	259-16582	127	66	19	ja	nein	nein	Nein	nein	6
27.06.2018	27.04.2018	Signia	Insio 3Nx IIC	IdO	259-16581	116	53	21	ja	nein	nein	Nein	nein	6
27.06.2018	27.04.2018	Signia	Insio 5Nx IIC	IdO	259-16580	116	53	21	ja	nein	nein	Nein	nein	6
27.06.2018	27.04.2018	Signia	Insio 7Nx IIC	IdO	259-16579	116	53	21	ja	nein	nein	Nein	nein	6
17.04.2018	19.02.2018	Signia	Motion 13P 3Nx	HdO	259-16388	138	76	17	ja	ja	ja	ja	ja	6
17.04.2018	19.02.2018	Signia	Motion 13P 5Nx	HdO	259-16387	138	76	17	ja	ja	ja	ja	ja	6
17.04.2018	19.02.2018	Signia	Motion 13P 7Nx	HdO	259-16386	138	76	17	ja	ja	ja	ja	ja	6
17.04.2018	19.02.2018	Signia	Pure Charge&Go 3Nx	HdO	259-16385	137	82	12	ja	ja	ja	Nein	ja	6
17.04.2018	19.02.2018	Signia	Pure Charge&Go 5Nx	HdO	259-16384	137	82	12	ja	ja	ja	Nein	ja	6
17.04.2018	19.02.2018	Signia	Pure Charge&Go 7Nx	HdO	259-16383	137	82	12	ja	ja	ja	Nein	ja	6
17.04.2018	09.02.2018	Signia	Pure 13 3Nx [T]	HdO	259-16382	137	82	12	ja	ja	ja	ja	ja	6
17.04.2018	09.02.2018	Signia	Pure 13 5Nx [T]	HdO	259-16381	137	82	12	ja	ja	ja	ja	ja	6
17.04.2018	09.02.2018	Signia	Pure 13 7Nx [T]	HdO	259-16380	137	82	12	ja	ja	ja	ja	ja	6
17.04.2018	15.03.2018	Signia	Pure 10 3Nx	HdO	259-16379	119	63	18	nein	nein	ja	Nein	ja	6
17.04.2018	15.03.2018	Signia	Pure 10 5Nx	HdO	259-16378	119	63	18	nein	nein	ja	Nein	ja	6
17.04.2018	15.03.2018	Signia	Pure 10 7Nx	HdO	259-16377	119	63	18	nein	nein	ja	Nein	ja	6
15.11.2017	17.07.2017	Signia	Cellion FL 2PX	HdO	259-15997	137	82	12	ja	nein	ja	Nein	ja	6
15.11.2017	17.07.2017	Signia	Cellion FL 3PX	HdO	259-15996	137	82	12	ja	nein	ja	Nein	ja	6
15.11.2017	02.11.2016	Signia	Cellion FL 5PX	HdO	259-15995	137	82	12	ja	nein	ja	Nein	ja	6
15.11.2017	02.11.2016	Signia	Cellion FL 7PX	HdO	259-15994	137	82	12	ja	nein	ja	Nein	ja	6
15.11.2017	25.10.2017	Signia	Motion 13 3NX	HdO	259-15993	137	63	16	ja	nein	ja	Nein	ja	6
15.11.2017	25.10.2017	Signia	Motion 13 5NX	HdO	259-15992	137	63	16	ja	nein	ja	Nein	ja	6
15.11.2017	26.10.2017	Signia	Motion 13 7NX	HdO	259-15991	137	63	16	ja	nein	ja	Nein	ja	6
15.11.2017	07.11.2017	Signia	Pure 13 3NX	HdO	259-15990	137	82	12	ja	nein	ja	Nein	ja	6
15.11.2017	07.11.2017	Signia	Pure 13 5NX	HdO	259-15989	137	82	12	ja	nein	ja	Nein	ja	6
15.11.2017	07.11.2017	Signia	Pure 13 7NX	HdO	259-15988	137	82	12	ja	nein	ja	Nein	ja	6
15.11.2017	23.10.2017	Signia	Pure 312 3NX	HdO	259-15987	137	82	12	ja	nein	ja	Nein	ja	6
15.11.2017	23.10.2017	Signia	Pure 312 5NX	HdO	259-15986	137	82	12	ja	nein	ja	Nein	ja	6
15.11.2017	23.10.2017	Signia	Pure 312 7NX	HdO	259-15985	137	82	12	ja	nein	ja	Nein	ja	6
12.03.2018	23.01.2018	Signia	Intuis 3 Click CIC	IdO	259-15787	118	53	21	nein	nein	nein	Nein	nein	1
12.03.2018	08.03.2018	Signia	Intuis 3 CIC	IdO	259-15786	127	67	18	nein	nein	nein	Nein	nein	4
03.10.2017	18.07.2017	Signia	Intuis 3 SP	HdO	259-15785	139	76	26	nein	nein	ja	ja	ja	4
03.10.2017	18.07.2017	Signia	Intuis 3 P	HdO	259-15784	133	69	24	nein	nein	ja	ja	ja	4
03.10.2017	18.07.2017	Signia	Intuis 3 M	HdO	259-15783	133	61	19	nein	nein	ja	ja	ja	4
03.10.2017	18.07.2017	Signia	Intuis 3 S	HdO	259-15782	129	49	23	nein	nein	ja	Nein	ja	4
03.10.2017	19.07.2017	Signia	Silk 1px	IdO	259-15781	118	53	21	ja	ja	ja	Nein	nein	4
03.10.2017	19.07.2017	Signia	Silk 2px	IdO	259-15780	118	53	21	ja	ja	ja	Nein	nein	4
03.10.2017	08.09.2017	Signia	Insio 1px	IdO	259-15779	127	67	18	ja	ja	ja	Nein	nein	4
03.10.2017	08.09.2017	Signia	Insio 2px	IdO	259-15778	127	67	18	ja	ja	ja	Nein	nein	4
03.10.2017	19.07.2017	Signia	Motion SP 1px	HdO	259-15777	136	78	18	ja	ja	ja	ja	ja	4
03.10.2017	19.07.2017	Signia	Motion SP 2px	HdO	259-15776	136	78	18	ja	ja	ja	ja	ja	4
03.10.2017	19.07.2017	Signia	Motion P 1px	HdO	259-15775	137	78	14	ja	ja	ja	ja	ja	4

03.10.2017	19.07.2017	Signia	Motion P 2px	HdO	259-15774	137	78	14	ja	ja	ja	ja	ja	4
03.10.2017	21.07.2017	Signia	Motion SA 1px	HdO	259-15773	135	59	16	ja	ja	ja	ja	ja	4
03.10.2017	21.07.2017	Signia	Motion SA 2px	HdO	259-15772	135	59	16	ja	ja	ja	ja	ja	4
03.10.2017	19.07.2017	Signia	Motion S 1px	HdO	259-15771	129	49	23	ja	ja	ja	Nein	ja	4
03.10.2017	19.07.2017	Signia	Motion S 2px	HdO	259-15770	129	49	23	ja	ja	ja	Nein	ja	4
03.10.2017	17.07.2017	Signia	Cellion 2px	HdO	259-15769	137	82	12	ja	ja	ja	ja	ja	4
03.10.2017	17.07.2017	Signia	Cellion 3px	HdO	259-15768	137	82	12	ja	ja	ja	ja	ja	6
03.10.2017	14.07.2017	Signia	Pure 1px	HdO	259-15767	137	82	12	ja	ja	ja	ja	ja	4
03.10.2017	14.07.2017	Signia	Pure 2px	HdO	259-15766	137	82	12	ja	ja	ja	ja	ja	4
03.10.2017	18.07.2017	Signia	Ace 1px	HdO	259-15765	119	63	18	nein	nein	ja	Nein	ja	4
03.10.2017	18.07.2017	Signia	Ace 2px	HdO	259-15764	119	63	18	nein	nein	ja	Nein	ja	4
19.05.2017	30.03.2017	Signia	Pure 13 BT 3px	HdO	259-15491	137	82	12	ja	ja	ja	Nein	ja	6
19.05.2017	30.03.2017	Signia	Pure 13 BT 5px	HdO	259-15490	137	82	12	ja	ja	ja	Nein	ja	6
19.05.2017	30.03.2017	Signia	Pure 13 BT 7px	HdO	259-15489	137	82	12	ja	ja	ja	Nein	ja	6
16.03.2017	16.02.2017	Signia	Motion SP 3px	HdO	259-15223	136	78	18	ja	ja	ja	ja	ja	6
16.03.2017	16.02.2017	Signia	Motion SP 5px	HdO	259-15222	136	78	18	ja	ja	ja	ja	ja	6
16.03.2017	16.02.2017	Signia	Motion SP 7px	HdO	259-15221	136	78	18	ja	ja	ja	ja	ja	6
15.03.2017	19.01.2017	Signia	Carat 3px	HdO	259-15220	137	82	12	ja	ja	ja	ja	ja	6
15.03.2017	19.01.2017	Signia	Carat 5px	HdO	259-15219	137	82	12	ja	ja	ja	ja	ja	6
15.03.2017	19.01.2017	Signia	Carat 7px	HdO	259-15218	137	82	12	ja	ja	ja	ja	ja	6
18.11.2016	10.10.2016	Signia	Silk 3px	IdO	259-14897	118	53	21	ja	nein	nein	Nein	nein	6
18.11.2016	10.10.2016	Signia	Silk 5px	IdO	259-14896	118	53	21	ja	nein	nein	Nein	nein	6
18.11.2016	10.10.2016	Signia	Silk 7px	IdO	259-14895	118	53	21	ja	nein	nein	Nein	nein	6
18.11.2016	26.07.2016	Signia	Motion P 3px	HdO	259-14894	136	74	15	ja	nein	ja	ja	ja	6
18.11.2016	26.07.2016	Signia	Motion P 5px	HdO	259-14893	136	74	15	ja	nein	ja	ja	ja	6
18.11.2016	26.07.2016	Signia	Motion P 7px	HdO	259-14892	136	74	15	ja	nein	ja	ja	ja	6
18.11.2016	02.11.2016	Signia	Cellion 5px S; M; P; HP	HdO	259-14891	137	82	12	ja	nein	ja	ja	ja	6
18.11.2016	02.11.2016	Signia	Cellion 7px S; M; P; HP	HdO	259-14890	137	82	12	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.05.2016	22.04.2016	Signia	Insio 3px CT	IdO	259-14259	127	65	20	ja	nein	nein	Nein	ja	6
10.05.2016	22.04.2016	Signia	Insio 3px CIC	IdO	259-14258	127	65	20	ja	nein	nein	Nein	nein	6
10.05.2016	22.04.2016	Signia	Insio 5px CT	IdO	259-14257	127	65	20	ja	nein	nein	Nein	ja	6
10.05.2016	22.04.2016	Signia	Insio 5px CIC	IdO	259-14256	127	65	20	ja	nein	nein	Nein	nein	6
10.05.2016	22.04.2016	Signia	Insio 7px CT	IdO	259-14255	127	65	20	ja	nein	nein	Nein	ja	6
10.05.2016	22.04.2016	Signia	Insio 7px CIC	IdO	259-14254	127	65	20	ja	nein	nein	Nein	nein	6
10.05.2016	10.01.2016	Signia	Motion SX 3px	HdO	259-14253	135	59	16	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.05.2016	10.01.2016	Signia	Motion SX 5px	HdO	259-14252	135	59	16	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.05.2016	10.01.2016	Signia	Motion SX 7px	HdO	259-14251	135	59	16	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.05.2016	27.01.2016	Signia	Pure 3px HP / P	RIC	259-14250	137	82	12	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.05.2016	27.01.2016	Signia	Pure 3px S; M; P	RIC	259-14249	128	70	21	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.05.2016	27.01.2016	Signia	Pure 5px HP / P	RIC	259-14248	137	82	12	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.05.2016	27.01.2016	Signia	Pure 5px S; M; P	RIC	259-14247	128	70	21	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.05.2016	27.01.2016	Signia	Pure 7px HP / P	RIC	259-14246	137	82	12	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.05.2016	27.01.2016	Signia	Pure 7px S; M; P	RIC	259-14245	128	70	21	ja	nein	ja	ja	ja	6
10.05.2016	02.02.2016	Signia	Ace 3px HP / P	RIC	259-14244	119	63	18	nein	nein	ja	Nein	ja	6
10.05.2016	02.02.2016	Signia	Ace 3px S; M; P	RIC	259-14243	123	61	22	nein	nein	ja	Nein	ja	6
10.05.2016	03.02.2016	Signia	Ace 5px HP / P	RIC	259-14242	119	63	18	nein	nein	ja	Nein	ja	6
10.05.2016	03.02.2016	Signia	Ace 5px S; M; P	RIC	259-14241	123	61	22	nein	nein	ja	Nein	ja	6
10.05.2016	03.02.2016	Signia	Ace 7px HP / P	RIC	259-14240	119	63	18	nein	nein	ja	Nein	ja	6
10.05.2016	03.02.2016	Signia	Ace 7px S; M; P	RIC	259-14239	123	61	22	nein	nein	ja	Nein	ja	6

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
13.04.2018	19.03.2018	Sonetik	GOhear-on	RIC	259-16562	115	41	31	nein	nein	nein	Nein	ja	4
30.09.2016	30.08.2016	Sonetik	GOhear-in	CIC	259-14877	114	51	29	nein	nein	nein	nein	nein	4
18.08.2011	15.08.2011	Sonetik	GOhear (Version 2011)	BTE	259-09299	112	48	26	nein	nein	nein	nein	ja	
07.01.2011	15.10.2009	Sonetik	GOhear	BTE	259-08265	118	57	27	nein	nein	nein	nein	ja	4

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
11.06.2019	04.09.2015	Sonic	CHEER 20 NANO	HdO	259-17852	127	54	12	ja	nein	ja	Nein	nein	4

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
01.04.2005	10.03.2005	Sonovation	BigNano Xp/D	HdO	215-05869	137	77	10	nein	ja	nein	ja	ja	4
01.04.2005	10.03.2005	Sonovation	BigNano Xp	HdO	215-05868	137	77	10	nein	ja	nein	ja	nein	4
01.01.2005	10.12.2004	Sonovation	Impact Xp CICp	CIC	215-05740	115	40	12	nein	opt	nein	nein	nein	4
01.01.2005	10.12.2004	Sonovation	Impact Xp CIC	CIC	215-05739	115	40	12	nein	opt	nein	nein	nein	4
01.01.2005	10.12.2004	Sonovation	Impact Xp ITC	IdO	215-05738	117	49	12	nein	opt	nein	nein	nein	4
01.01.2005	10.12.2004	Sonovation	Impact Xp / D ITC	IdO	215-05737	117	49	12	nein	opt	nein	nein	ja	4
01.01.2005	10.12.2004	Sonovation	Nano Xp	HdO	215-05736	130	70	10	nein	ja	nein	ja	nein	4
01.01.2005	10.12.2004	Sonovation	Nano Xp / D	HdO	215-05735	130	70	10	nein	ja	nein	ja	ja	4

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
28.11.2019	13.03.2019	Starkey	Livio AI 2400 RIC R	RIC	259-18438	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
07.05.2019	14.02.2018	Starkey	Muse iQ i1200 ITE	ITE	259-17743	134	74	25	ja	nein	nein	optional	nein	4
07.05.2019	14.02.2018	Starkey	Muse iQ i1000 ITE	ITE	259-17742	134	72	22	ja	nein	nein	optional	nein	4
07.05.2019	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i1200 ITC	ITC	259-17741	136	75	22	ja	nein	nein	Nein	nein	4
07.05.2019	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i1000 ITC	ITC	259-17740	123	60	28	ja	nein	nein	Nein	nein	4
07.05.2019	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i1200 CIC	CIC	259-17739	136	75	22	ja	nein	nein	Nein	nein	4
07.05.2019	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i1000 CIC	CIC	259-17738	122	59	28	ja	nein	nein	Nein	nein	4
07.05.2019	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i1200 HdO 312	mini HdO	259-17737	132	64	22	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
07.05.2019	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i1000 HdO 312	mini HdO	259-17736	132	64	22	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
07.05.2019	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i1200 HdO 13	HdO	259-17735	130	70	24	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
07.05.2019	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i1000 HdO 13	HdO	259-17734	130	70	24	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
07.05.2019	23.01.2018	Starkey	Muse iQ i1200 HdO 13 PP	HdO	259-17733	136	78	23	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
07.05.2019	23.01.2018	Starkey	Muse iQ i1000 HdO 13 PP	HdO	259-17732	136	78	23	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
07.05.2019	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i1200 mRIC 312	ini HdO ext. Hör	259-17731	139	78	26	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
07.05.2019	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i1000 mRIC 312	ini HdO ext. Hör	259-17730	139	78	26	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
06.05.2019	17.07.2017	Starkey	Muse iQ i1200 RIC 312	RIC	259-17729	139	78	26	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
06.05.2019	17.07.2017	Starkey	Muse iQ i1000 RIC 312	RIC	259-17728	139	78	26	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
06.05.2019	29.11.2018	Starkey	Livio AI 2400 BTE 13	HdO	259-17727	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
06.05.2019	29.11.2018	Starkey	Livio 2400 BTE 13	HdO	259-17726	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
06.05.2019	29.11.2018	Starkey	Livio 2000 BTE 13	HdO	259-17725	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
06.05.2019	29.11.2018	Starkey	Livio 1600 BTE 13	HdO	259-17724	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
06.05.2019	29.11.2018	Starkey	Livio 1200 BTE 13	HdO	259-17723	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
06.05.2019	29.11.2018	Starkey	Livio 1000 BTE 13	HdO	259-17722	122 (2cc)	62 (2cc)	24 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
06.05.2019	13.03.2019	Starkey	Livio 2400 RIC R	RIC	259-17721	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
06.05.2019	13.03.2019	Starkey	Livio 2000 RIC R	RIC	259-17720	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
06.05.2019	13.03.2019	Starkey	Livio 1600 RIC R	RIC	259-17719	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
06.05.2019	13.03.2019	Starkey	Livio 1200 RIC R	RIC	259-17718	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
06.05.2019	14.03.2019	Starkey	Livio 1000 RIC R	RIC	259-17717	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	ja	adaptiv	5
06.05.2019	05.04.2019	Starkey	Livio AI 2400 mRIC 312	ini HdO ext. Hör	259-17716	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
06.05.2019	05.04.2019	Starkey	Livio 2400 mRIC 312	ini HdO ext. Hör	259-17715	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
06.05.2019	27.03.2019	Starkey	Livio 2000 mRIC 312	ini HdO ext. Hör	259-17714	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
06.05.2019	27.03.2019	Starkey	Livio 1600 mRIC 312	ini HdO ext. Hör	259-17713	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
06.05.2019	27.03.2019	Starkey	Livio 1200 mRIC 312	ini HdO ext. Hör	259-17712	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
06.05.2019	27.03.2019	Starkey	Livio 1000 mRIC 312	ini HdO ext. Hör	259-17711	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
06.05.2019	29.11.2018	Starkey	Livio AI 2400 RIC 312	RIC	259-17710	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
06.05.2019	29.11.2018	Starkey	Livio 2400 RIC 312	RIC	259-17709	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
06.05.2019	29.11.2018	Starkey	Livio 2000 RIC 312	RIC	259-17708	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
06.05.2019	29.11.2018	Starkey	Livio 1600 RIC 312	RIC	259-17707	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
06.05.2019	29.11.2018	Starkey	Livio 1200 RIC 312	RIC	259-17706	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
06.05.2019	29.11.2018	Starkey	Livio 1000 RIC 312	RIC	259-17705	124 (2cc)	65 (2cc)	26 (2cc)	ja	optional	ja	Nein	adaptiv	5
07.05.2018	07.08.2014	Starkey	Z Series i30 HdO 13	HdO	259-16641	132	67	23	ja	nein	ja	ja	ja	4
23.03.2018	01.08.2017	Starkey	SoundLens Synergy iQ i2400 II	ITE	259-16452	116	53	28	ja	nein	nein	Nein	nein	4
23.03.2018	01.08.2017	Starkey	SoundLens Synergy iQ i2000 II	ITE	259-16451	116	53	28	ja	nein	nein	Nein	nein	4
23.03.2018	01.08.2017	Starkey	SoundLens Synergy iQ i1600 II	ITE	259-16450	116	53	28	ja	nein	nein	Nein	nein	4

23.03.2018	01.08.2017	Starkey	SoundLens Synergy iQ 2400 II	ITE	259-16449	116	53	28	nein	nein	nein	Nein	nein	4
23.03.2018	01.08.2017	Starkey	SoundLens Synergy iQ 2000 II	ITE	259-16448	116	53	28	nein	nein	nein	Nein	nein	4
23.03.2018	01.08.2017	Starkey	SoundLens Synergy iQ 1600 II	ITE	259-16447	116	53	28	nein	nein	nein	Nein	nein	4
23.03.2018	23.01.2018	Starkey	Muse i1000 HdO 13 PP	HdO	259-16446	136	76	25	ja	nein	ja	ja	ja	4
23.03.2018	23.01.2018	Starkey	Muse i1200 HdO 13 PP	HdO	259-16445	136	76	25	ja	nein	ja	ja	ja	4
23.03.2018	23.01.2018	Starkey	Muse iQ i1600 HdO 13 PP	HdO	259-16444	136	76	25	ja	nein	ja	ja	ja	4
23.03.2018	23.01.2018	Starkey	Muse iQ i2000 HdO 13 PP	HdO	259-16443	136	76	25	ja	nein	ja	ja	ja	4
23.03.2018	23.01.2018	Starkey	Muse iQ i2400 HdO 13 PP	HdO	259-16442	136	76	25	ja	nein	ja	ja	ja	4
23.03.2018	24.07.2017	Starkey	Muse iQ i1600 RIC 312	RIE	259-16441	136	76	25	ja	nein	ja	ja	ja	4
23.03.2018	24.07.2017	Starkey	Muse iQ i2000 RIC 312	RIE	259-16440	136	76	25	ja	nein	ja	ja	ja	4
23.03.2018	25.07.2017	Starkey	Muse iQ i2400 RIC 312	RIE	259-16439	136	76	25	ja	nein	ja	ja	ja	4
23.03.2018	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i1600 mRIC 312	RIE	259-16438	136	76	25	ja	nein	ja	ja	ja	4
23.03.2018	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i2000 mRIC 312	RIE	259-16437	136	76	25	ja	nein	ja	ja	ja	4
23.03.2018	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i2400 mRIC 312	RIE	259-16436	136	76	25	ja	nein	ja	ja	ja	4
23.03.2018	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i2400 ITC	ITE	259-16435	136	75	22	ja	nein	nein	Nein	nein	4
23.03.2018	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i2000 ITC	ITE	259-16434	136	75	22	ja	nein	nein	Nein	nein	4
23.03.2018	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i1600 ITC	ITE	259-16433	136	75	22	ja	nein	nein	Nein	nein	4
23.03.2018	02.08.2017	Starkey	Muse iQ 2400 ITC	ITE	259-16432	136	75	22	nein	nein	nein	Nein	nein	4
23.03.2018	02.08.2017	Starkey	Muse iQ 2000 ITC	ITE	259-16431	136	75	22	nein	nein	nein	Nein	nein	4
23.03.2018	02.08.2017	Starkey	Muse iQ 1600 ITC	ITE	259-16430	136	75	22	nein	nein	nein	Nein	nein	4
23.03.2018	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i1600 HdO 312	HdO	259-16429	132	64	22	ja	nein	ja	ja	ja	4
23.03.2018	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i2000 HdO 312	HdO	259-16428	132	64	22	ja	nein	ja	ja	ja	4
23.03.2018	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i2400 HdO 312	HdO	259-16427	132	64	22	ja	nein	ja	ja	ja	4
21.03.2018	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i1600 HdO 13	HdO	259-16426	136	74	24	ja	nein	ja	ja	ja	4
21.03.2018	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i2000 HdO 13	HdO	259-16425	136	74	24	ja	nein	ja	ja	ja	4
21.03.2018	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i2400 HdO 13	HdO	259-16424	136	74	24	ja	nein	ja	ja	ja	4
21.03.2018	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i2400 CIC	ITE	259-16423	136	75	22	ja	nein	nein	Nein	nein	4
21.03.2018	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i2000 CIC	ITE	259-16422	136	75	22	ja	nein	nein	Nein	nein	4
21.03.2018	02.08.2017	Starkey	Muse iQ i1600 CIC	ITE	259-16421	136	75	22	ja	nein	nein	Nein	nein	4
21.03.2018	02.08.2017	Starkey	Muse iQ 2400 CIC	ITE	259-16420	136	75	22	nein	nein	nein	Nein	nein	4
21.03.2018	02.08.2017	Starkey	Muse iQ 2000 CIC	ITE	259-16419	136	75	22	nein	nein	nein	Nein	nein	4
21.03.2018	02.08.2017	Starkey	Muse iQ 1600 CIC	ITE	259-16418	136	75	22	nein	nein	nein	Nein	nein	4
21.03.2018	01.08.2017	Starkey	Halo iQ i2400 RIC 312	RIE	259-16417	136	75	24	nein	nein	ja	Nein	ja	4
21.03.2018	01.08.2017	Starkey	Halo iQ i2000 RIC 312	RIE	259-16416	136	75	24	nein	nein	ja	Nein	ja	4
21.03.2018	01.08.2017	Starkey	Halo iQ i1600 RIC 312	RIE	259-16415	136	75	24	nein	nein	ja	Nein	ja	4
21.03.2018	01.08.2017	Starkey	Halo iQ i2400 RIC 13	RIE	259-16412	136	75	24	nein	nein	ja	ja	ja	4
19.03.2018	01.08.2017	Starkey	Halo iQ i2000 RIC 13	RIE	259-16411	136	75	24	nein	nein	ja	ja	ja	4
19.03.2018	01.08.2017	Starkey	Halo iQ i1600 RIC 13	RIE	259-16410	136	75	24	nein	nein	ja	ja	ja	4
19.03.2018	05.12.2016	Starkey	Halo 2 i2400 RIC 312	RIE	259-16407	136	75	24	nein	nein	ja	Nein	ja	4
19.03.2018	05.12.2016	Starkey	Halo 2 i2000 RIC 312	RIE	259-16406	136	75	24	nein	nein	ja	Nein	ja	4
19.03.2018	05.12.2016	Starkey	Halo 2 i1600 RIC 312	RIE	259-16405	136	75	24	nein	nein	ja	Nein	ja	4
19.03.2018	02.12.2016	Starkey	Halo 2 i1200 RIC 312	RIE	259-16404	136	75	24	nein	nein	ja	Nein	ja	4
19.03.2018	02.12.2016	Starkey	Halo 2 i1000 RIC 312	RIE	259-16403	136	75	24	nein	nein	ja	Nein	ja	4
19.03.2018	24.02.2016	Starkey	Halo 2 i2400 RIC 13	RIE	259-16402	136	75	24	nein	nein	ja	ja	ja	4
19.03.2018	24.02.2016	Starkey	Halo 2 i2000 RIC 13	RIE	259-16401	136	75	24	nein	nein	ja	ja	ja	4
19.03.2018	24.02.2016	Starkey	Halo 2 i1600 RIC 13	RIE	259-16400	136	75	24	nein	nein	ja	ja	ja	4
19.03.2018	06.12.2016	Starkey	Halo 2 i1200 RIC 13	RIE	259-16399	136	75	24	nein	nein	ja	ja	ja	4
19.03.2018	06.12.2016	Starkey	Halo 2 i1000 RIC 13	RIE	259-16398	136	75	24	nein	nein	ja	ja	ja	4
19.03.2018	25.07.2016	Starkey	Axio i6 HdO 312	HdO	259-16397	130	70	23	nein	nein	ja	ja	ja	4

19.03.2018	25.07.2016	Starkey	Axio i6 HdO 13	HdO	259-16396	130	70	23	nein	nein	ja	ja	ja	4
19.03.2018	25.07.2016	Starkey	Axio i4 HdO 312	HdO	259-16395	130	70	23	nein	nein	ja	ja	ja	4
19.03.2018	25.07.2016	Starkey	Axio i4 HdO 13	HdO	259-16394	130	70	23	nein	nein	ja	ja	ja	4
07.02.2018	17.07.2017	Starkey	MUSE i1000 RIC 312	RIE	259-16298	136	76	25	ja	nein	ja	ja	ja	4
07.02.2018	17.07.2017	Starkey	MUSE i1200 RIC 312	RIE	259-16297	136	76	25	ja	nein	ja	ja	ja	4
07.02.2018	24.07.2017	Starkey	MUSE i1600 RIC 312	RIE	259-16296	136	76	25	ja	nein	ja	ja	ja	4
07.02.2018	24.07.2017	Starkey	MUSE i2000 RIC 312	RIE	259-16295	136	76	25	ja	nein	ja	ja	ja	4
07.02.2018	25.07.2017	Starkey	MUSE i2400 RIC 312	RIE	259-16294	136	76	25	ja	nein	ja	ja	ja	4
31.08.2016	15.03.2016	Starkey	SOUNDLENS SYNERGY 1600	CIC	259-14754	116	53	28	nein	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	15.03.2016	Starkey	SOUNDLENS SYNERGY 2000	CIC	259-14753	116	53	28	nein	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	15.03.2016	Starkey	SOUNDLENS SYNERGY 2400	CIC	259-14752	116	53	28	nein	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	09.03.2016	Starkey	MUSE 1000 CIC	IdO	259-14751	121	59	28	nein	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	17.03.2016	Starkey	MUSE 1200 CIC	IdO	259-14750	136	75	22	nein	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	17.03.2016	Starkey	MUSE 1600 CIC	IdO	259-14749	136	75	22	nein	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	17.03.2016	Starkey	MUSE 2000 CIC	IdO	259-14748	136	75	22	nein	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	17.03.2016	Starkey	MUSE 2400 CIC	IdO	259-14747	136	75	22	nein	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	16.03.2016	Starkey	MUSE 1000 CC	IdO	259-14746	123	60	28	nein	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	17.03.2016	Starkey	MUSE 1200 CC	IdO	259-14745	136	75	22	nein	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	17.03.2016	Starkey	MUSE 1600 CC	IdO	259-14744	136	75	22	nein	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	17.03.2016	Starkey	MUSE 2000 CC	IdO	259-14743	136	75	22	nein	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	17.03.2016	Starkey	MUSE 2400 CC	IdO	259-14742	136	75	22	nein	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	15.03.2016	Starkey	SOUNDLENS SYNERGY i2400	CIC	259-14741	116	53	28	ja	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	09.03.2016	Starkey	MUSE i1000 CIC	IdO	259-14740	121	59	28	ja	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	17.03.2016	Starkey	MUSE i1200 CIC	IdO	259-14739	136	75	22	ja	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	17.03.2016	Starkey	MUSE i1600 CIC	IdO	259-14738	136	75	22	ja	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	17.03.2016	Starkey	MUSE i2000 CIC	IdO	259-14737	136	75	22	ja	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	17.03.2016	Starkey	MUSE i2400 CIC	IdO	259-14736	136	75	22	ja	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	16.03.2016	Starkey	MUSE i1000 CC	IdO	259-14735	123	60	28	ja	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	17.03.2016	Starkey	MUSE i1200 CC	IdO	259-14734	136	75	22	ja	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	17.03.2016	Starkey	MUSE i1600 CC	IdO	259-14733	136	75	22	ja	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	17.03.2016	Starkey	MUSE i2000 CC	IdO	259-14732	136	75	22	ja	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	17.03.2016	Starkey	MUSE i2400 CC	IdO	259-14731	136	75	22	ja	nein	nein	Nein	nein	4
31.08.2016	25.07.2016	Starkey	BTE13 MUSE i1000	HdO	259-14730	137	74	24	nein	nein	nein	ja	nein	13
31.08.2016	25.07.2016	Starkey	BTE13 MUSE i1200	HdO	259-14729	137	74	24	nein	nein	nein	ja	nein	13
31.08.2016	25.07.2016	Starkey	BTE13 MUSE i1600	HdO	259-14728	137	74	24	nein	nein	nein	ja	nein	13
31.08.2016	25.07.2016	Starkey	BTE13 MUSE i2000	HdO	259-14727	137	74	24	nein	nein	nein	ja	nein	13
31.08.2016	25.07.2016	Starkey	BTE13 MUSE i2400	HdO	259-14726	137	74	24	nein	nein	nein	ja	nein	13
31.08.2016	15.02.2016	Starkey	BTE312 MUSE i1000	HdO	259-14725	132	64	22	ja	nein	nein	ja	nein	4
31.08.2016	15.02.2016	Starkey	BTE312 MUSE i1200	HdO	259-14724	132	64	22	ja	nein	nein	ja	nein	4
31.08.2016	15.02.2016	Starkey	BTE312 MUSE i1600	HdO	259-14723	132	64	22	ja	nein	nein	ja	nein	4
31.08.2016	15.02.2016	Starkey	BTE312 MUSE i2000	HdO	259-14722	132	64	22	ja	nein	nein	ja	nein	4
31.08.2016	15.02.2016	Starkey	BTE312 MUSE i2400	HdO	259-14721	132	64	22	ja	nein	nein	ja	nein	4
31.08.2016	24.02.2016	Starkey	RIC13 HALO 2 i1600	RIE	259-14720	117	53	28	ja	nein	nein	ja	nein	4
31.08.2016	24.02.2016	Starkey	RIC13 HALO 2 i2000	RIE	259-14719	117	53	28	ja	nein	nein	ja	nein	4
31.08.2016	24.02.2016	Starkey	RIC13 HALO 2 i2400	RIE	259-14718	117	53	28	ja	nein	nein	ja	nein	4
31.08.2016	18.02.2016	Starkey	mRIC312T MUSE i1000	RIE	259-14717	117	54	30	ja	nein	nein	ja	nein	4
31.08.2016	18.02.2016	Starkey	mRIC312T MUSE i1200	RIE	259-14716	117	54	30	ja	nein	nein	ja	nein	4
31.08.2016	18.02.2016	Starkey	mRIC312T MUSE i1600	RIE	259-14715	117	54	30	ja	nein	nein	ja	nein	4
31.08.2016	23.02.2016	Starkey	mRIC312T MUSE i2000	RIE	259-14714	117	54	30	ja	nein	nein	ja	nein	4

31.08.2016	18.02.2016	Starkey	mRIC312T MUSE i2400	RIE	259-14713	117	54	30	ja	nein	nein	ja	nein	4
05.06.2015	29.01.2015	Starkey	Halo i70 HdO13	HdO	259-13347	131	72	22	ja	nein	ja	ja	ja	4
05.06.2015	29.01.2015	Starkey	Halo i90 HdO13	HdO	259-13346	131	72	22	ja	nein	ja	ja	ja	4
05.06.2015	29.01.2015	Starkey	Halo i110 HdO13	HdO	259-13345	131	72	22	ja	nein	ja	ja	ja	4
05.06.2015	29.09.2014	Starkey	Z Series i30 HdO13 PowerPlus	HdO	259-13344	134	76	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
05.06.2015	29.09.2014	Starkey	Z Series i70 HdO13 PowerPlus	HdO	259-13343	134	76	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
05.06.2015	29.09.2014	Starkey	Z Series i90 HdO13 PowerPlus	HdO	259-13342	134	76	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
05.06.2015	29.09.2014	Starkey	Z Series i110 HdO13 PowerPlus	HdO	259-13341	134	76	26	ja	nein	ja	ja	ja	4
05.06.2015	29.09.2014	Starkey	Z Series i30 mini HdO	HdO	259-13340	130	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
05.06.2015	07.08.2014	Starkey	Z Series i70 mini HdO	HdO	259-13339	130	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
05.06.2015	29.09.2014	Starkey	Z Series i90 mini HdO	HdO	259-13338	130	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
05.06.2015	10.09.2014	Starkey	Z Series i110 mini HdO	HdO	259-13337	130	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	4
05.06.2015	29.09.2014	Starkey	Z Series i30 micro RIC312	HdO	259-13336	116	51	28	ja	nein	ja	Nein	ja	4
05.06.2015	07.08.2014	Starkey	Z Series i70 micro RIC312	HdO	259-13335	116	51	28	ja	nein	ja	Nein	ja	4
05.06.2015	29.09.2014	Starkey	Z Series i90 micro RIC312	HdO	259-13334	116	51	28	ja	nein	ja	Nein	ja	4
05.06.2015	07.08.2014	Starkey	Z Series i110 micro RIC312	HdO	259-13333	116	51	28	ja	nein	ja	Nein	ja	4
05.06.2015	10.09.2014	Starkey	Z Series i30 ITC	IdO	259-13332	117	52	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
05.06.2015	10.09.2014	Starkey	Z Series i70 ITC	IdO	259-13331	117	52	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
05.06.2015	10.09.2014	Starkey	Z Series i90 ITC	IdO	259-13330	117	52	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
05.06.2015	10.09.2014	Starkey	Z Series i110 ITC	IdO	259-13329	117	52	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
05.06.2015	10.09.2014	Starkey	Z Series i30 CIC	IdO	259-13328	133	70	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
05.06.2015	10.09.2014	Starkey	Z Series i70 CIC	IdO	259-13327	133	70	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
05.06.2015	10.09.2014	Starkey	Z Series i90 CIC	IdO	259-13326	133	70	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
05.06.2015	10.09.2014	Starkey	Z Series i110 CIC	IdO	259-13325	133	70	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
30.06.2014	21.01.2014	Starkey	Halo i110 RIC 13	HdO	259-12289	116	40	27	ja	nein	ja	Nein	ja	4
30.06.2014	21.01.2014	Starkey	Halo i90 RIC 13	HdO	259-12288	116	40	27	ja	nein	ja	Nein	ja	4
30.06.2014	21.01.2014	Starkey	Halo i70 RIC 13	HdO	259-12287	116	40	27	ja	nein	ja	Nein	ja	4
04.04.2014	02.12.2013	Starkey	3 Series i110 CC	IdO	259-12054	125	50	25	ja	nein	nein	Nein	nein	4
04.04.2014	02.12.2013	Starkey	3 Series 110 CC	IdO	259-12053	125	50	25	nein	nein	nein	Nein	nein	4
04.04.2014	02.12.2013	Starkey	3 Series i90 CC	IdO	259-12052	125	50	25	ja	nein	nein	Nein	nein	4
04.04.2014	02.12.2013	Starkey	3 Series 90 CC	IdO	259-12051	125	50	25	nein	nein	nein	Nein	nein	4
04.04.2014	02.12.2013	Starkey	3 Series i70 CC	IdO	259-12050	125	50	25	ja	nein	nein	Nein	nein	4
04.04.2014	02.12.2013	Starkey	3 Series 70 CC	IdO	259-12049	125	50	25	nein	nein	nein	Nein	nein	4
04.04.2014	02.12.2013	Starkey	3 Series i30 CC	IdO	259-12048	125	50	25	ja	nein	nein	Nein	nein	4
04.04.2014	02.12.2013	Starkey	3 Series 30 CC	IdO	259-12047	125	50	25	nein	nein	nein	Nein	nein	4
04.04.2014	02.12.2013	Starkey	3 Series i20 CC	IdO	259-12046	125	50	25	ja	nein	nein	Nein	nein	4
04.04.2014	02.12.2013	Starkey	3 Series 20 CC	IdO	259-12045	125	50	25	nein	nein	nein	Nein	nein	4
04.04.2014	04.12.2013	Starkey	3 Series i110 CIC	IdO	259-12044	133	70	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
04.04.2014	04.12.2013	Starkey	3 Series 110 CIC	IdO	259-12043	133	75	24	nein	nein	nein	Nein	nein	4
04.04.2014	04.12.2013	Starkey	3 Series i90 CIC	IdO	259-12042	133	70	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
04.04.2014	04.12.2013	Starkey	3 Series 90 CIC	IdO	259-12041	133	75	24	nein	nein	nein	Nein	nein	4
04.04.2014	04.12.2013	Starkey	3 Series i70 CIC	IdO	259-12040	133	70	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
04.04.2014	04.12.2013	Starkey	3 Series 70 CIC	IdO	259-12039	133	75	24	nein	nein	nein	Nein	nein	4
04.04.2014	12.12.2013	Starkey	3 Series i30 CIC	IdO	259-12038	133	68	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
04.04.2014	04.12.2013	Starkey	3 Series 30 CIC	IdO	259-12037	133	75	24	nein	nein	nein	Nein	nein	4
04.04.2014	12.12.2013	Starkey	3 Series i20 CIC	IdO	259-12036	133	68	23	ja	nein	nein	Nein	nein	4
04.04.2014	04.12.2013	Starkey	3 Series 20 CIC	IdO	259-12035	133	72	24	nein	nein	nein	Nein	nein	4
21.06.2013	16.04.2013	Starkey	Tour i20 HdO 13	HdO	259-11142	130	67	23	nein	nein	ja	ja	ja	4
21.06.2013	16.04.2013	Starkey	Tour i30 HdO 13	HdO	259-11141	130	67	23	nein	nein	ja	ja	ja	4

21.06.2013	30.04.2013	Starkey	3 Series 20 RIC 312 AP	HdO	259-11140	134	75	24	nein	nein	ja	ja	ja	4
21.06.2013	30.04.2013	Starkey	3 Series 30 RIC 312 AP	HdO	259-11139	134	75	24	nein	nein	ja	ja	ja	4
21.06.2013	30.04.2013	Starkey	3 Series i20 RIC 312 AP	HdO	259-11138	134	75	24	ja	nein	ja	ja	ja	4
21.06.2013	30.04.2013	Starkey	3 Series i30 RIC 312 AP	HdO	259-11137	134	75	24	ja	nein	ja	ja	ja	4
21.06.2013	30.04.2013	Starkey	3 Series 20 RIC 312	HdO	259-11135	117	51	28	nein	nein	ja	ja	ja	4
21.06.2013	30.04.2013	Starkey	3 Series 30 RIC 312	HdO	259-11134	117	51	28	nein	nein	ja	ja	ja	4
21.06.2013	30.04.2013	Starkey	3 Series i20 RIC 312	HdO	259-11133	117	51	28	ja	nein	ja	ja	ja	4
21.06.2013	30.04.2013	Starkey	3 Series i30 RIC 312	HdO	259-11132	117	51	28	ja	nein	ja	ja	ja	4
21.06.2013	16.04.2013	Starkey	3 Series i20 HdO 13	HdO	259-11131	130	67	23	ja	nein	ja	ja	ja	4
21.06.2013	16.04.2013	Starkey	3 Series i30 HdO 13	HdO	259-11130	130	67	23	ja	nein	ja	ja	ja	4
21.06.2013	16.04.2013	Starkey	3 Series i70 HdO 13	HdO	259-11129	130	67	23	ja	nein	ja	ja	ja	4
21.06.2013	16.04.2013	Starkey	3 Series i90 HdO 13	HdO	259-11128	130	67	23	ja	nein	ja	ja	ja	4
21.06.2013	16.04.2013	Starkey	3 Series i110 HdO 13	HdO	259-11127	130	67	23	ja	nein	ja	ja	ja	4
21.06.2013	30.04.2013	Starkey	3 Series 20 mini HdO	HdO	259-11126	130	56	24	nein	nein	ja	ja	ja	4
21.06.2013	30.04.2013	Starkey	3 Series 30 mini HdO	HdO	259-11125	130	56	24	nein	nein	ja	ja	ja	4
21.06.2013	30.04.2013	Starkey	3 Series i20 mini HdO	HdO	259-11124	130	57	24	ja	nein	ja	ja	ja	4
21.06.2013	30.04.2013	Starkey	3 Series i30 mini HdO	HdO	259-11123	130	57	24	ja	nein	ja	ja	ja	4
21.06.2013	23.04.2013	Starkey	Aries Custom CE	ldO	259-11122	125	62	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
21.06.2013	23.04.2013	Starkey	Aries Custom CC	ldO	259-11121	119	50	28	nein	nein	nein	nein	nein	1
21.06.2013	16.04.2013	Starkey	Xino Wireless i70 RIC 312 AP	HdO	259-11117	135	76	23	ja	nein	ja	nein	ja	4
21.06.2013	16.04.2013	Starkey	Xino Wireless i90 RIC 312 AP	HdO	259-11116	135	76	23	ja	nein	ja	nein	ja	4
21.06.2013	16.04.2013	Starkey	Xino Wireless i110 RIC 312 AF	HdO	259-11115	135	76	23	ja	nein	ja	nein	ja	4
21.06.2013	16.04.2013	Starkey	Xino Wireless i70 RIC 312 SP	HdO	259-11114	125	62	27	ja	nein	ja	nein	ja	4
21.06.2013	16.04.2013	Starkey	Xino Wireless i90 RIC 312 SP	HdO	259-11113	125	62	27	ja	nein	ja	nein	ja	4
21.06.2013	16.04.2013	Starkey	Xino Wireless i110 RIC 312 SF	HdO	259-11112	125	62	27	ja	nein	ja	nein	ja	4
21.06.2013	22.04.2013	Starkey	Xino Tinnitus SP	HdO	259-11111	124	63	23	nein	nein	ja	ja	ja	4
21.06.2013	22.04.2013	Starkey	Xino Tinnitus AP	HdO	259-11110	135	73	26	nein	nein	ja	ja	ja	4
21.06.2013	22.04.2013	Starkey	Xino Tinnitus	HdO	259-11109	120	50	30	nein	nein	ja	ja	ja	4
11.06.2013	07.11.2011	Starkey	SoundLens X Serie 70 CIC	ldO	259-11079	117	51	27	nein	nein	nein	nein	nein	1
11.06.2013	07.11.2011	Starkey	SoundLens X Serie 90 CIC	ldO	259-11078	117	51	27	nein	nein	nein	nein	nein	1
11.06.2013	07.11.2011	Starkey	SoundLens X Serie 110 CIC	ldO	259-11077	117	51	27	nein	nein	nein	nein	nein	1
02.11.2012	23.07.2012	Starkey	Tour i30 RIC 312	HdO	259-10321	116	51	28	ja	nein	ja	ja	ja	4
02.11.2012	23.07.2012	Starkey	Tour i30 mini HdO	HdO	259-10320	130	57	24	ja	nein	ja	ja	ja	4
02.11.2012	23.07.2012	Starkey	Tour i20 RIC 312 HdO	HdO	259-10319	116	51	28	ja	nein	ja	ja	ja	4
02.11.2012	23.07.2012	Starkey	Tour i20 mini HdO	HdO	259-10318	130	57	24	ja	nein	ja	ja	ja	4
02.11.2012	23.07.2012	Starkey	Tour 30 RIC 312	HdO	259-10317	116	51	28	nein	nein	ja	ja	ja	4
02.11.2012	23.07.2012	Starkey	Tour 30 mini HdO	HdO	259-10316	130	56	24	nein	nein	ja	ja	ja	4
02.11.2012	23.07.2012	Starkey	Tour 20 RIC 312	HdO	259-10315	116	51	28	nein	nein	ja	ja	ja	4
02.11.2012	23.07.2012	Starkey	Tour 20 mini HdO	HdO	259-10314	130	56	24	nein	nein	ja	ja	ja	4
02.11.2012	23.07.2012	Starkey	3 Series i110 RIC 312	HdO	259-10313	116	51	28	ja	nein	ja	ja	ja	4
02.11.2012	23.07.2012	Starkey	3 Series i110 mini HdO	HdO	259-10312	130	57	24	ja	nein	ja	ja	ja	4
02.11.2012	23.07.2012	Starkey	3 Series i90 RIC 312	HdO	259-10311	116	51	28	ja	nein	ja	ja	ja	4
02.11.2012	23.07.2012	Starkey	3 Series i90 mini HdO	HdO	259-10310	130	57	24	ja	nein	ja	ja	ja	4
02.11.2012	23.07.2012	Starkey	3 Series i70 RIC 312	HdO	259-10309	116	51	28	ja	nein	ja	ja	ja	4
02.11.2012	23.07.2012	Starkey	3 Series i70 mini HdO	HdO	259-10308	130	57	24	ja	nein	ja	ja	ja	4
02.11.2012	23.07.2012	Starkey	3 Series 70 RIC 312	HdO	259-10307	116	51	28	nein	nein	ja	ja	ja	4
02.11.2012	23.07.2012	Starkey	3 Series 70 mini HdO	HdO	259-10306	130	56	24	nein	nein	ja	ja	ja	4
02.11.2012	23.07.2012	Starkey	Ignite i30 ITC	ldO	259-10305	114	56	26	ja	nein	nein	nein	nein	1
02.11.2012	23.07.2012	Starkey	Ignite i30 CIC	ldO	259-10304	114	56	26	ja	nein	nein	nein	nein	1

02.11.2012	23.07.2012	Starkey	Ignite i20 ITC	IdO	259-10303	114	56	26	ja	nein	nein	nein	nein	1
02.11.2012	23.07.2012	Starkey	Ignite i20 CIC	IdO	259-10302	114	56	26	ja	nein	nein	nein	nein	1
21.12.2011	17.11.2011	Starkey	X Serie 90 HdO 13 Power Plus	HdO	259-09599	136	77	27	nein	ja	ja	ja	ja	4
21.12.2011	17.11.2011	Starkey	X Serie 70 HdO 13 Power Plus	HdO	259-09598	136	77	27	nein	ja	ja	ja	ja	4
21.12.2011	17.11.2011	Starkey	Ignite 30 HdO 13 Power Plus	HdO	259-09597	136	77	27	nein	ja	ja	ja	ja	4
21.12.2011	17.11.2011	Starkey	Ignite 20 HdO 13 Power Plus	HdO	259-09596	136	77	27	nein	ja	ja	ja	ja	4
21.12.2011	07.11.2011	Starkey	Wi Serie i110 ITC	IdO	259-09595	117	53	27	ja	nein	nein	nein	nein	4
21.12.2011	07.11.2011	Starkey	Wi Serie i110 CIC	IdO	259-09594	117	51	29	ja	nein	nein	nein	nein	1
21.12.2011	07.11.2011	Starkey	Wi Serie i90 ITC	IdO	259-09593	117	53	27	ja	nein	nein	nein	nein	1
21.12.2011	07.11.2011	Starkey	Wi Serie i90 CIC	IdO	259-09592	117	51	29	ja	nein	nein	nein	nein	1
21.12.2011	07.11.2011	Starkey	Wi Serie i70 ITC	IdO	259-09591	117	53	27	ja	nein	nein	nein	nein	1
21.12.2011	07.11.2011	Starkey	Wi Serie i70 CIC	IdO	259-09590	117	51	29	ja	nein	nein	nein	nein	1
21.12.2011	07.11.2011	Starkey	X Serie 110 ITC	IdO	259-09589	117	50	27	nein	nein	nein	nein	nein	1
21.12.2011	07.11.2011	Starkey	X Serie 110 CIC	IdO	259-09588	117	51	27	nein	nein	nein	nein	nein	1
21.12.2011	07.11.2011	Starkey	X Serie 90 ITC	IdO	259-09587	117	50	27	nein	nein	nein	nein	nein	1
21.12.2011	07.11.2011	Starkey	X Serie 90 CIC	IdO	259-09586	117	51	27	nein	nein	nein	nein	nein	1
21.12.2011	07.11.2011	Starkey	X Serie 70 ITC	IdO	259-09585	117	50	27	nein	nein	nein	nein	nein	1
21.12.2011	07.11.2011	Starkey	X Serie 70 CIC	IdO	259-09584	117	51	27	nein	nein	nein	nein	nein	1
21.12.2011	07.11.2011	Starkey	Ignite 30 ITC	IdO	259-09583	117	50	27	nein	nein	nein	nein	nein	1
21.12.2011	07.11.2011	Starkey	Ignite 30 CIC	IdO	259-09582	117	51	27	nein	nein	nein	nein	nein	1
21.12.2011	07.11.2011	Starkey	Ignite 20 ITC	IdO	259-09581	117	50	27	nein	nein	nein	nein	nein	1
21.12.2011	07.11.2011	Starkey	Ignite 20 CIC	IdO	259-09580	117	51	27	nein	nein	nein	nein	nein	1
25.11.2011	25.10.2011	Starkey	Ignite 30 RIC 312 AP	HdO	259-09469	135	75	27	nein	nein	ja	ja	ja	4
25.11.2011	25.10.2011	Starkey	Ignite 30 RIC 312 Standard	HdO	259-09468	120	52	30	nein	nein	ja	ja	ja	4
25.11.2011	25.10.2011	Starkey	Ignite 30 HdO 312	HdO	259-09467	131	62	24	nein	nein	ja	ja	ja	4
25.11.2011	06.10.2011	Starkey	Ignite 30 RIC 13 AP	HdO	259-09466	135	76	25	nein	ja	ja	ja	ja	4
25.11.2011	06.10.2011	Starkey	Ignite 30 RIC 13 Standard	HdO	259-09465	120	53	31	nein	ja	ja	ja	ja	4
25.11.2011	25.10.2011	Starkey	Ignite 30 HdO 13	HdO	259-09464	132	66	27	nein	ja	ja	ja	ja	4
25.11.2011	25.10.2011	Starkey	Ignite 20 RIC 312 AP	HdO	259-09463	135	75	27	nein	nein	ja	ja	ja	4
25.11.2011	25.10.2011	Starkey	Ignite 20 RIC 312 Standard	HdO	259-09462	120	52	30	nein	nein	ja	ja	ja	4
25.11.2011	25.10.2011	Starkey	Ignite 20 HdO 312	HdO	259-09461	130	62	24	nein	nein	ja	ja	ja	4
25.11.2011	06.10.2011	Starkey	Ignite 20 RIC 13 AP	HdO	259-09460	135	76	25	nein	ja	ja	ja	ja	4
25.11.2011	06.10.2011	Starkey	Ignite 20 RIC 13 Standard	HdO	259-09459	120	53	31	nein	ja	ja	ja	ja	4
25.11.2011	25.10.2011	Starkey	Ignite 20 HdO 13	HdO	259-09458	132	66	27	nein	ja	ja	ja	ja	4
25.11.2011	05.10.2011	Starkey	Xino 110 RIC 10 AP	HdO	259-09457	135	73	26	nein	nein	ja	ja	ja	4
25.11.2011	05.10.2011	Starkey	Xino 110 RIC 10 Standard	HdO	259-09456	120	50	30	nein	nein	ja	ja	ja	4
25.11.2011	05.10.2011	Starkey	Xino 90 RIC 10 AP	HdO	259-09455	135	73	26	nein	nein	ja	ja	ja	4
25.11.2011	05.10.2011	Starkey	Xino 90 RIC 10 Standard	HdO	259-09454	120	50	30	nein	nein	ja	ja	ja	4
25.11.2011	05.10.2011	Starkey	Xino 70 RIC 10 AP	HdO	259-09453	135	73	26	nein	nein	ja	ja	ja	4
25.11.2011	05.10.2011	Starkey	Xino 70 RIC 10 Standard	HdO	259-09452	120	50	30	nein	nein	ja	ja	ja	4
25.11.2011	05.10.2011	Starkey	Xino 30 RIC 10 AP	HdO	259-09451	135	73	26	nein	nein	ja	ja	ja	4
25.11.2011	05.10.2011	Starkey	Xino 30 RIC 10 Standard	HdO	259-09450	120	50	30	nein	nein	ja	ja	ja	4
25.11.2011	05.10.2011	Starkey	Xino 20 RIC 10 AP	HdO	259-09449	135	73	26	nein	nein	ja	ja	ja	4
25.11.2011	05.10.2011	Starkey	Xino 20 RIC 10 Standard	HdO	259-09448	120	50	30	nein	nein	ja	ja	ja	4
25.11.2011	25.10.2011	Starkey	X Serie 110 HdO 312	HdO	259-09447	131	62	24	nein	ja	ja	ja	ja	4
25.11.2011	25.10.2011	Starkey	X Serie 110 HdO 13	HdO	259-09446	132	66	27	nein	ja	ja	ja	ja	4
25.11.2011	25.10.2011	Starkey	X Serie 90 HdO 312	HdO	259-09445	131	62	24	nein	ja	ja	ja	ja	4
25.11.2011	25.10.2011	Starkey	X Serie 90 HdO 13	HdO	259-09444	132	66	27	nein	ja	ja	ja	ja	4
25.11.2011	25.10.2011	Starkey	X Serie 70 HdO 312	HdO	259-09443	131	62	24	nein	ja	ja	ja	ja	4

25.11.2011	25.10.2011	Starkey	X Serie 70 HdO 13	HdO	259-09442	132	66	27	nein	ja	ja	ja	ja	4
25.11.2011	06.10.2011	Starkey	Wi Serie i110 RIC 13 AP	HdO	259-09441	135	76	25	ja	ja	ja	ja	ja	4
25.11.2011	06.10.2011	Starkey	Wi Serie i110 RIC 13 Standard	HdO	259-09440	120	53	31	ja	ja	ja	ja	ja	4
25.11.2011	06.10.2011	Starkey	Wi Serie i90 RIC 13 AP	HdO	259-09439	135	76	25	ja	ja	ja	ja	ja	4
25.11.2011	06.10.2011	Starkey	Wi Serie i90 RIC 13 Standard	HdO	259-09438	120	53	31	ja	ja	ja	ja	ja	4
25.11.2011	06.10.2011	Starkey	Wi Serie i70 RIC 13 AP	HdO	259-09437	135	76	25	ja	ja	ja	ja	ja	4
25.11.2011	06.10.2011	Starkey	Wi Serie i70 RIC 13 Standard	HdO	259-09436	120	53	31	ja	ja	ja	ja	ja	4
31.08.2011	19.04.2011	Starkey	AMP	IdO	259-09316	103	28	2	nein	nein	nein	nein	nein	1
10.06.2011	18.04.2011	Starkey	Wi Series i70 RIC Standard	HdO	259-09230	118	52	28	ja	nein	nein	ja (84 dB)	ja	1
10.06.2011	17.02.2011	Starkey	Wi Series i90 RIC Standard	HdO	259-09229	118	52	28	ja	nein	nein	ja (84 dB)	ja	1
10.06.2011	16.12.2010	Starkey	Wi Series i110 RIC Standard	HdO	259-09228	118	52	28	ja	nein	nein	ja (84 dB)	ja	1
07.07.2009	21.01.2010	Starkey	DP 8 BTE	HdO	259-08234	140	80		nein	ja	nein	ja (95 dB)	nein	1
12.12.2006	21.01.2010	Starkey	DP 7 BTE	HdO	259-08233	130	65		nein	ja	nein	ja (95 dB)	nein	1

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
24.07.2012	02.08.2011	trend LINE	Alera AL 562-DVIRW HP	mini HdO	259-10077	120	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	
24.07.2012	02.08.2011	trend LINE	Alera AL 562-DVIRW NP	mini HdO	259-10076	117	50	24	ja	ja	ja	ja	ja	
24.07.2012	02.08.2011	trend LINE	Alera AL 762-DVIRW HP	mini HdO	259-10075	120	57	24	ja	ja	ja	ja	ja	
24.07.2012	02.08.2011	trend LINE	Alera AL 762-DVIRW NP	mini HdO	259-10074	117	50	24	ja	ja	ja	ja	ja	

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
22.07.2020	21.02.2020	Unitron	DX Stride P R 9	HdO	259-19041	125 (2cc)	60 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	3
22.07.2020	21.02.2020	Unitron	DX Stride P R 7	HdO	259-19040	125 (2cc)	60 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	3
22.07.2020	21.02.2020	Unitron	DX Stride P R 5	HdO	259-19039	125 (2cc)	60 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	3
22.07.2020	21.02.2020	Unitron	DX Stride P R 3	HdO	259-19038	125 (2cc)	60 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	3
22.07.2020	21.02.2020	Unitron	DX Moxi Jump R T 9	RIC	259-19037	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	3
22.07.2020	21.02.2020	Unitron	DX Moxi Jump R T 7	RIC	259-19036	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	3
22.07.2020	21.02.2020	Unitron	DX Moxi Jump R T 5	RIC	259-19035	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	3
22.07.2020	21.02.2020	Unitron	DX Moxi Jump R T 3	RIC	259-19034	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	3
22.07.2020	19.03.2020	Unitron	DX Moxi Fit 9	RIC	259-19033	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	3
22.07.2020	21.02.2020	Unitron	DX Moxi Fit 7	RIC	259-19032	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	3
22.07.2020	21.02.2020	Unitron	DX Moxi Fit 5	RIC	259-19031	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	3
22.07.2020	19.03.2020	Unitron	DX Moxi Fit 3	RIC	259-19030	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	3
09.12.2019	02.09.2019	Unitron	D Stride P R 3	HdO	259-18495	125 (2cc)	60 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
09.12.2019	02.09.2019	Unitron	D Stride P R 5	HdO	259-18494	125 (2cc)	60 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
09.12.2019	02.09.2019	Unitron	D Stride P R 7	HdO	259-18493	125 (2cc)	60 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
09.12.2019	02.09.2019	Unitron	D Stride P R 9	HdO	259-18492	125 (2cc)	60 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
09.12.2019	10.09.2019	Unitron	D Moxi Jump R T 3	RIC	259-18491	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.12.2019	10.09.2019	Unitron	D Moxi Jump R T 5	RIC	259-18490	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.12.2019	10.09.2019	Unitron	D Moxi Jump R T 7	RIC	259-18489	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
09.12.2019	10.09.2019	Unitron	D Moxi Jump R T 9	RIC	259-18488	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	4
26.04.2019	22.03.2019	Unitron	D Moxi Jump R 9	HdO	259-17704	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
26.04.2019	22.03.2019	Unitron	D Moxi Jump R 7	HdO	259-17703	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
26.04.2019	22.03.2019	Unitron	D Moxi Jump R 5	HdO	259-17702	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
26.04.2019	22.03.2019	Unitron	D Moxi Jump R 3	HdO	259-17701	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
26.04.2019	22.03.2019	Unitron	D Moxi Fit 9	HdO	259-17700	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
26.04.2019	22.03.2019	Unitron	D Moxi Fit 7	HdO	259-17699	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
26.04.2019	26.03.2019	Unitron	D Moxi Fit 5	HdO	259-17698	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
26.04.2019	22.03.2019	Unitron	D Moxi Fit 3	HdO	259-17697	124 (2cc)	62 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	4
03.08.2018	09.07.2018	Unitron	T Max SP 500	HdO	259-16912	126 (2cc)	67 (2cc)	19 (2cc)	nein	ja	ja	ja	ja	4
03.08.2018	09.07.2018	Unitron	T Max SP 600	HdO	259-16911	126 (2cc)	67 (2cc)	19 (2cc)	nein	ja	ja	ja	ja	4
03.08.2018	09.07.2018	Unitron	T Max SP 700	HdO	259-16910	126 (2cc)	67 (2cc)	19 (2cc)	nein	ja	ja	ja	ja	4
03.08.2018	09.07.2018	Unitron	T Max SP 800	HdO	259-16909	126 (2cc)	67 (2cc)	19 (2cc)	nein	ja	ja	ja	ja	4
03.08.2018	09.07.2018	Unitron	T Max SP Pro	HdO	259-16908	126 (2cc)	67 (2cc)	19 (2cc)	nein	ja	ja	ja	ja	4
03.08.2018	09.07.2018	Unitron	T Max UP 500	HdO	259-16907	130 (2cc)	73 (2cc)	19 (2cc)	nein	ja	ja	ja	ja	4
03.08.2018	09.07.2018	Unitron	T Max UP 600	HdO	259-16906	130 (2cc)	73 (2cc)	19 (2cc)	nein	ja	ja	ja	ja	4
03.08.2018	09.07.2018	Unitron	T Max UP 700	HdO	259-16905	130 (2cc)	73 (2cc)	19 (2cc)	nein	ja	ja	ja	ja	4
03.08.2018	09.07.2018	Unitron	T Max UP 800	HdO	259-16904	130 (2cc)	73 (2cc)	19 (2cc)	nein	ja	ja	ja	ja	4
03.08.2018	09.07.2018	Unitron	T Max UP Pro	HdO	259-16903	130 (2cc)	73 (2cc)	19 (2cc)	nein	ja	ja	ja	ja	4
14.03.2017	04.01.2017	Unitron	T Moxi Fit 500	RIC	259-15360	133	70	19	ja	nein	ja	ja	ja	6
14.03.2017	04.01.2017	Unitron	T Moxi Fit 600	RIC	259-15359	133	70	19	ja	nein	ja	ja	ja	7
14.03.2017	30.01.2017	Unitron	T Moxi Fit 700	RIC	259-15358	133	70	19	ja	nein	ja	ja	ja	7
14.03.2017	04.01.2017	Unitron	T Moxi Fit 800	RIC	259-15357	133	70	19	ja	nein	ja	ja	ja	7
14.03.2017	04.01.2017	Unitron	T Moxi Fit Pro	RIC	259-15356	133	70	19	ja	nein	ja	ja	ja	7
14.03.2017	20.12.2016	Unitron	T Stride P 500	HdO	259-15345	134	68	19	ja	nein	ja	ja	ja	6

14.03.2017	20.12.2016	Unitron	T Stride P 600	HdO	259-15344	134	68	19	ja	nein	ja	ja	ja	7
14.03.2017	20.12.2016	Unitron	T Stride P 700	HdO	259-15343	134	68	19	ja	nein	ja	ja	ja	7
14.03.2017	20.12.2016	Unitron	T Stride P 800	HdO	259-15342	134	68	19	ja	nein	ja	ja	ja	7
14.03.2017	20.12.2016	Unitron	T Stride P Pro	HdO	259-15341	134	68	19	ja	nein	ja	ja	ja	7
14.03.2017	20.12.2016	Unitron	T Stride M 500	HdO	259-15340	117	55	19	ja	nein	ja	ja	ja	6
14.03.2017	20.12.2016	Unitron	T Stride M 600	HdO	259-15339	117	55	19	ja	nein	ja	ja	ja	7
14.03.2017	20.12.2016	Unitron	T Stride M 700	HdO	259-15338	117	55	19	ja	nein	ja	ja	ja	7
14.03.2017	30.01.2017	Unitron	T Stride M 800	HdO	259-15337	117	55	19	ja	nein	ja	ja	ja	7
14.03.2017	30.01.2017	Unitron	T Stride M Pro	HdO	259-15336	117	55	19	ja	nein	ja	ja	ja	7

Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Fabrikat	Modell	Bauform	MetasNr	OSPL90 (dB)	FOG (dB)	EINL (dB)	wireless-Gerät	Audio-Eingang	Schweiss-geschützt	Telefon-Spule	Richt-Mikrofon	Anzahl Programme
23.03.2020	22.05.2018	Widex	MOMENT110 M1-ITC	ldO	259-18666	107 (2cc)	53 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	3
23.03.2020	22.05.2018	Widex	MOMENT220 M2-ITC	ldO	259-18665	107 (2cc)	53 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	3
23.03.2020	22.05.2018	Widex	MOMENT330 M3-ITC	ldO	259-18664	107 (2cc)	53 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
23.03.2020	22.05.2018	Widex	MOMENT440 M4-ITC	ldO	259-18663	107 (2cc)	53 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	5
23.03.2020	15.02.2018	Widex	MOMENT110 M1-XP	ldO	259-18662	114 (2cc)	56 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	3
23.03.2020	15.02.2018	Widex	MOMENT220 M2-XP	ldO	259-18661	114 (2cc)	56 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	3
23.03.2020	15.02.2018	Widex	MOMENT330 M3-XP	ldO	259-18660	114 (2cc)	56 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
23.03.2020	15.02.2018	Widex	MOMENT440 M4-XP	ldO	259-18659	114 (2cc)	56 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
23.03.2020	05.02.2018	Widex	MOMENT110 M1-CIC	CIC	259-18658	110 (2cc)	52 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	nein	3
23.03.2020	05.02.2018	Widex	MOMENT220 M2-CIC	CIC	259-18657	110 (2cc)	52 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	nein	3
23.03.2020	05.02.2018	Widex	MOMENT330 M3-CIC	CIC	259-18656	110 (2cc)	52 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	nein	4
23.03.2020	05.02.2018	Widex	MOMENT440 M4-CIC	CIC	259-18655	110 (2cc)	52 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	nein	5
23.03.2020	16.01.2018	Widex	MOMENT110 M1-RIC10 (MRB)	mini HdO ext. Hör	259-18654	111 (2cc)	56 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	3
23.03.2020	16.01.2018	Widex	MOMENT220 M2-RIC10 (MRB)	mini HdO ext. Hör	259-18653	111 (2cc)	56 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	3
23.03.2020	16.01.2018	Widex	MOMENT330 M3-RIC10 (MRB)	mini HdO ext. Hör	259-18652	111 (2cc)	56 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
23.03.2020	16.01.2018	Widex	MOMENT440 M4-RIC10 (MRB)	mini HdO ext. Hör	259-18651	111 (2cc)	56 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	5
20.03.2020	07.03.2018	Widex	MOMENT110 M1-RIC312D (MRB)	mini HdO ext. Hör	259-18650	126 (2cc)	70 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	3
20.03.2020	07.03.2018	Widex	MOMENT220 M2-RIC312D (MRB)	mini HdO ext. Hör	259-18649	126 (2cc)	70 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	3
20.03.2020	07.03.2018	Widex	MOMENT330 M3-RIC312D (MRB)	mini HdO ext. Hör	259-18648	126 (2cc)	70 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
20.03.2020	07.03.2018	Widex	MOMENT440 M4-RIC312D (MRB)	mini HdO ext. Hör	259-18647	126 (2cc)	70 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
16.03.2020	11.10.2019	Widex	MOMENT110 M1-mRIC R D (MRB)	mini HdO ext. Hör	259-18646	121 (2cc)	60 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	3
16.03.2020	11.10.2019	Widex	MOMENT220 M2-mRIC R D (MRB)	mini HdO ext. Hör	259-18645	121 (2cc)	60 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	3
16.03.2020	11.10.2019	Widex	MOMENT330 M3-mRIC R D (MRB)	mini HdO ext. Hör	259-18644	121 (2cc)	60 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
16.03.2020	11.10.2019	Widex	MOMENT440 M4-mRIC R D (MRB)	mini HdO ext. Hör	259-18643	121 (2cc)	60 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	5
16.09.2019	08.08.2019	Widex	EVOKE110 E1-BTE13D (EBB3)	HdO	259-18128	125 (2cc)	62 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	3
16.09.2019	08.08.2019	Widex	EVOKE220 E2-BTE13D (EBB3)	HdO	259-18127	125 (2cc)	62 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	3
16.09.2019	08.08.2019	Widex	EVOKE330 E3-BTE13D (EBB3)	HdO	259-18126	125 (2cc)	62 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
16.09.2019	08.08.2019	Widex	EVOKE440 E4-BTE13D (EBB3)	HdO	259-18125	125 (2cc)	62 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
16.09.2019	07.03.2018	Widex	EVOKE110 E1-RIC312-Z (ERB2)	mini HdO ext. Hör	259-18124	126 (2cc)	70 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	3
16.09.2019	07.03.2018	Widex	EVOKE220 E2-RIC312-Z (ERB2)	mini HdO ext. Hör	259-18123	126 (2cc)	70 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	3
16.09.2019	07.03.2018	Widex	EVOKE330 E3-RIC312-Z (ERB2)	mini HdO ext. Hör	259-18122	126 (2cc)	70 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
16.09.2019	07.03.2018	Widex	EVOKE440 E4-RIC312-Z (ERB2)	mini HdO ext. Hör	259-18121	126 (2cc)	70 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
16.09.2019	07.03.2018	Widex	EVOKE110 E1-RIC312 (ERB2)	mini HdO ext. Hör	259-18120	126 (2cc)	70 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	3
16.09.2019	07.03.2018	Widex	EVOKE220 E2-RIC312 (ERB2)	mini HdO ext. Hör	259-18119	126 (2cc)	70 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	3
16.09.2019	07.03.2018	Widex	EVOKE330 E3-RIC312 (ERB2)	mini HdO ext. Hör	259-18118	126 (2cc)	70 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
16.09.2019	07.03.2018	Widex	EVOKE440 E4-RIC312 (ERB2)	mini HdO ext. Hör	259-18117	126 (2cc)	70 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
11.09.2019	05.02.2018	Widex	ENJOY50 E50-CIC-M	CIC	259-18116	110 (2cc)	52 (2cc)	26 (2cc)	nein	nein	ja	Nein	nein	1
11.09.2019	05.02.2018	Widex	ENJOY50 E50-CIC	CIC	259-18115	110 (2cc)	52 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	nein	3
11.09.2019	15.02.2018	Widex	ENJOY50 E50-XP	ldO	259-18114	114 (2cc)	56 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	3
11.09.2019	28.02.2018	Widex	ENJOY30 E30-FM	mini HdO	259-18113	123 (2cc)	54 (2cc)	19 (2cc)	nein	nein	ja	Nein	ja	3
11.09.2019	28.02.2018	Widex	ENJOY50 E50-FM	mini HdO	259-18112	123 (2cc)	54 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	3
11.09.2019	15.11.2017	Widex	ENJOY30 E30-FP	HdO	259-18111	126 (2cc)	63 (2cc)	21 (2cc)	nein	nein	ja	ja	ja	3
10.09.2019	15.11.2017	Widex	ENJOY50 E50-FP	HdO	259-18110	126 (2cc)	63 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	3
10.09.2019	05.03.2018	Widex	ENJOY30 E30-FA	mini HdO	259-18109	125 (2cc)	56 (2cc)	20 (2cc)	nein	nein	ja	ja	ja	3

10.09.2019	05.03.2018	Widex	ENJOY50 E50-FA	mini HdO	259-18108	125 (2cc)	56 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	3
10.09.2019	08.03.2018	Widex	ENJOY50 E50-FS	ini HdO ext. Hör	259-18107	126 (2cc)	70 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	3
24.07.2019	16.01.2018	Widex	EVOKE110 E1-RIC10 (ERB0)	ini HdO ext. Hör	259-18014	111 (2cc)	56 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	3
24.07.2019	16.01.2018	Widex	EVOKE220 E2-RIC10 (ERB0)	ini HdO ext. Hör	259-18013	111 (2cc)	56 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	3
24.07.2019	16.01.2018	Widex	EVOKE330 E3-RIC10 (ERB0)	ini HdO ext. Hör	259-18012	111 (2cc)	56 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
24.07.2019	16.01.2018	Widex	EVOKE440 E4-RIC10 (ERB0)	ini HdO ext. Hör	259-18011	111 (2cc)	56 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	5
03.08.2018	29.06.2016	Widex	UNIQUE30 U30-FP	HdO	259-16915	131	67	20	ja	nein	ja	ja	ja	3
03.08.2018	15.02.2016	Widex	UNIQUE30 U30-FM	mini HdO	259-16914	135	63	18	ja	nein	ja	Nein	ja	3
16.10.2015	15.12.2014	Widex	UNIQUE30 U30-FA	mini HdO	259-16913	133	62	19	ja	Nein	ja	ja (118 dB)	ja	3
26.06.2018	22.05.2018	Widex	EVOKE110 E1-ITC	ldO	259-16704	107 (2cc)	53 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	3
26.06.2018	22.05.2018	Widex	EVOKE220 E2-ITC	ldO	259-16703	107 (2cc)	53 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	3
26.06.2018	22.05.2018	Widex	EVOKE330 E3-ITC	ldO	259-16702	107 (2cc)	53 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
26.06.2018	22.05.2018	Widex	EVOKE440 E4-ITC	ldO	259-16701	107 (2cc)	53 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	5
06.06.2018	29.06.2016	Widex	UNIQUE50 U50-FP	HdO	259-16700	131	67	20	ja	nein	ja	ja	ja	3
06.06.2018	15.02.2016	Widex	UNIQUE50 U50-FM	mini HdO	259-16699	135	63	18	ja	nein	ja	Nein	ja	3
06.06.2018	05.03.2015	Widex	UNIQUE50 U50-FS	ini HdO ext. Hör	259-16698	118	60	21	ja	Nein	ja	Ja(103dB)	ja	3
06.06.2018	26.08.2014	Widex	UNIQUE50 U50-PA	ini HdO ext. Hör	259-16697	110	59	23	ja	Nein	ja	Nein	ja	3
06.06.2018	15.12.2014	Widex	UNIQUE50 U50-FA	mini HdO	259-16696	133	62	19	ja	Nein	ja	ja (118 dB)	ja	3
06.06.2018	22.06.2015	Widex	UNIQUE50 U50-CIC-M	CIC	259-16695	118	60	25	nein	Nein	ja	Nein	nein	1
06.06.2018	22.06.2015	Widex	UNIQUE50 U50-CIC	CIC	259-16694	118	60	25	ja	Nein	ja	Nein	nein	3
06.06.2018	15.07.2015	Widex	UNIQUE50 U50-XP	ldO	259-16693	121	66	23	ja	Nein	ja	Ja(107dB)	ja	3
06.06.2018	15.02.2018	Widex	EVOKE110 E1-XP	ldO	259-16692	114 (2cc)	56 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	3
06.06.2018	05.02.2018	Widex	EVOKE110 E1-CIC-M	CIC	259-16691	110 (2cc)	52 (2cc)	26 (2cc)	nein	nein	ja	Nein	nein	1
06.06.2018	05.02.2018	Widex	EVOKE110 E1-CIC	CIC	259-16690	110 (2cc)	52 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	nein	3
05.06.2018	07.03.2018	Widex	EVOKE110 E1-F2-Z	ini HdO ext. Hör	259-16689	126 (2cc)	70 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	3
05.06.2018	07.03.2018	Widex	EVOKE110 E1-F2	ini HdO ext. Hör	259-16688	126 (2cc)	70 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	3
05.06.2018	08.03.2018	Widex	EVOKE110 E1-FS-Z	ini HdO ext. Hör	259-16687	126 (2cc)	70 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	3
05.06.2018	08.03.2018	Widex	EVOKE110 E1-FS	ini HdO ext. Hör	259-16686	126 (2cc)	70 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	3
05.06.2018	16.01.2018	Widex	EVOKE110 E1-PA	ini HdO ext. Hör	259-16685	111 (2cc)	56 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	3
05.06.2018	15.11.2017	Widex	EVOKE110 E1-FP	HdO	259-16684	126 (2cc)	63 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	3
05.06.2018	28.02.2018	Widex	EVOKE110 E1-FM	mini HdO	259-16683	123 (2cc)	54 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	ja	3
04.06.2018	05.03.2018	Widex	EVOKE110 E1-FA	mini HdO	259-16682	125 (2cc)	56 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	ja	3
06.06.2018	15.02.2018	Widex	EVOKE220 E2-XP	ldO	259-16681	114 (2cc)	56 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	3
06.06.2018	05.02.2018	Widex	EVOKE220 E2-CIC-M	CIC	259-16680	110 (2cc)	52 (2cc)	26 (2cc)	nein	nein	ja	Nein	nein	1
05.06.2018	05.02.2018	Widex	EVOKE220 E2-CIC	CIC	259-16679	110 (2cc)	52 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	nein	3
05.06.2018	07.03.2018	Widex	EVOKE220 E2-F2-Z	ini HdO ext. Hör	259-16678	126 (2cc)	70 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	3
05.06.2018	07.03.2018	Widex	EVOKE220 E2-F2	ini HdO ext. Hör	259-16677	126 (2cc)	70 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	3
05.06.2018	08.03.2018	Widex	EVOKE220 E2-FS-Z	ini HdO ext. Hör	259-16676	126 (2cc)	70 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	3
05.06.2018	08.03.2018	Widex	EVOKE220 E2-FS	ini HdO ext. Hör	259-16675	126 (2cc)	70 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	3
05.06.2018	16.01.2018	Widex	EVOKE220 E2-PA	ini HdO ext. Hör	259-16674	111 (2cc)	56 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	3
05.06.2018	15.11.2017	Widex	EVOKE220 E2-FP	HdO	259-16673	126 (2cc)	63 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	3
05.06.2018	28.02.2018	Widex	EVOKE220 E2-FM	mini HdO	259-16672	123 (2cc)	54 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	3
01.06.2018	05.03.2018	Widex	EVOKE220 E2-FA	mini HdO	259-16671	125 (2cc)	56 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	3
06.06.2018	15.02.2018	Widex	EVOKE330 E3-XP	ldO	259-16670	114 (2cc)	56 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
06.06.2018	05.02.2018	Widex	EVOKE330 E3-CIC-M	CIC	259-16669	110 (2cc)	52 (2cc)	26 (2cc)	nein	nein	ja	Nein	nein	1
05.06.2018	05.02.2018	Widex	EVOKE330 E3-CIC	CIC	259-16668	110 (2cc)	52 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	nein	4
05.06.2018	07.03.2018	Widex	EVOKE330 E3-F2-Z	ini HdO ext. Hör	259-16667	126 (2cc)	70 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
05.06.2018	07.03.2018	Widex	EVOKE330 E3-F2	ini HdO ext. Hör	259-16666	126 (2cc)	70 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
05.06.2018	08.03.2018	Widex	EVOKE330 E3-FS-Z	ini HdO ext. Hör	259-16665	126 (2cc)	70 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4

05.06.2018	08.03.2018	Widex	EVOKE330 E3-FS	ini HdO ext. Hör	259-16664	126 (2cc)	70 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
05.06.2018	16.01.2018	Widex	EVOKE330 E3-PA	ini HdO ext. Hör	259-16663	111 (2cc)	56 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
05.06.2018	15.11.2017	Widex	EVOKE330 E3-FP	HdO	259-16662	126 (2cc)	63 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
04.06.2018	28.02.2018	Widex	EVOKE330 E3-FM	mini HdO	259-16661	123 (2cc)	54 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	4
01.06.2018	05.03.2018	Widex	EVOKE330 E3-FA	mini HdO	259-16660	125 (2cc)	56 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
06.06.2018	15.02.2018	Widex	EVOKE440 E4-XP	ldO	259-16659	114 (2cc)	56 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
06.06.2018	05.02.2018	Widex	EVOKE440 E4-CIC-M	CIC	259-16658	110 (2cc)	52 (2cc)	26 (2cc)	nein	nein	ja	Nein	nein	1
05.06.2018	05.02.2018	Widex	EVOKE440 E4-CIC	CIC	259-16657	110 (2cc)	52 (2cc)	26 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	nein	5
05.06.2018	07.03.2018	Widex	EVOKE440 E4-F2-Z	ini HdO ext. Hör	259-16656	126 (2cc)	70 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
05.06.2018	07.03.2018	Widex	EVOKE440 E4-F2	ini HdO ext. Hör	259-16655	126 (2cc)	70 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
05.06.2018	08.03.2018	Widex	EVOKE440 E4-FS-Z	ini HdO ext. Hör	259-16654	126 (2cc)	70 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
05.06.2018	08.03.2018	Widex	EVOKE440 E4-FS	ini HdO ext. Hör	259-16653	126 (2cc)	70 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
05.06.2018	16.01.2018	Widex	EVOKE440 E4-PA	ini HdO ext. Hör	259-16652	111 (2cc)	56 (2cc)	22 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	5
05.06.2018	15.11.2017	Widex	EVOKE440 E4-FP	HdO	259-16651	126 (2cc)	63 (2cc)	21 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
04.06.2018	28.02.2018	Widex	EVOKE440 E4-FM	mini HdO	259-16650	123 (2cc)	54 (2cc)	19 (2cc)	ja	nein	ja	Nein	adaptiv	5
01.06.2018	05.03.2018	Widex	EVOKE440 E4-FA	mini HdO	259-16649	125 (2cc)	56 (2cc)	20 (2cc)	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
01.11.2017	13.04.2016	Widex	BEYOND440 B4-F2-Z	ini HdO ext. Hör	259-16052	118	59	21	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
01.11.2017	13.04.2016	Widex	BEYOND330 B3-F2-Z	ini HdO ext. Hör	259-16051	118	59	21	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
01.11.2017	13.04.2016	Widex	BEYOND220 B2-F2-Z	ini HdO ext. Hör	259-16050	118	59	21	ja	nein	ja	ja	adaptiv	3
01.11.2017	13.04.2016	Widex	BEYOND110 B1-F2-Z	ini HdO ext. Hör	259-16049	118	59	21	ja	nein	ja	ja	ja	3
31.10.2017	07.06.2017	Widex	UNIQUE110 U1 - ITC	ldO	259-16033	115	62	22	ja	nein	ja	Nein	ja	3
31.10.2017	07.06.2017	Widex	UNIQUE220 U2 - ITC	ldO	259-16032	115	62	22	ja	nein	ja	Nein	ja	3
31.10.2017	07.06.2017	Widex	UNIQUE330 U3 - ITC	ldO	259-16031	115	62	22	ja	nein	ja	Nein	ja	4
31.10.2017	07.06.2017	Widex	UNIQUE440 U4 - ITC	ldO	259-16030	115	62	22	ja	nein	ja	Nein	ja	5
01.12.2016	13.04.2016	Widex	BEYOND110 B1-F2	ini HdO ext. Hör	259-14978	118	59	21	ja	nein	ja	ja	ja	3
01.12.2016	13.04.2016	Widex	BEYOND220 B2-F2	ini HdO ext. Hör	259-14977	118	59	21	ja	nein	ja	ja	adaptiv	3
01.12.2016	13.04.2016	Widex	BEYOND330 B3-F2	ini HdO ext. Hör	259-14976	118	59	21	ja	nein	ja	ja	adaptiv	4
01.12.2016	13.04.2016	Widex	BEYOND440 B4-F2	ini HdO ext. Hör	259-14975	118	59	21	ja	nein	ja	ja	adaptiv	5
14.10.2016	29.06.2016	Widex	UNIQUE110 U1-FA-P	HdO	259-14911	131	67	20	ja	nein	ja	ja	ja	3
14.10.2016	29.06.2016	Widex	UNIQUE220 U2-FA-P	HdO	259-14910	131	67	20	ja	nein	ja	ja	ja	3
14.10.2016	29.06.2016	Widex	UNIQUE330 U3-FA-P	HdO	259-14909	131	67	20	ja	nein	ja	ja	ja	4
14.10.2016	29.06.2016	Widex	UNIQUE440 U4-FA-P	HdO	259-14908	131	67	20	ja	nein	ja	ja	ja	5
20.04.2016	15.02.2016	Widex	UNIQUE110 U1-FA-M	mini HdO	259-14420	135	63	18	ja	nein	ja	Nein	ja	3
20.04.2016	15.02.2016	Widex	UNIQUE220 U2-FA-M	mini HdO	259-14419	135	63	18	ja	nein	ja	Nein	ja	3
20.04.2016	15.02.2016	Widex	UNIQUE330 U3-FA-M	mini HdO	259-14418	135	63	18	ja	nein	ja	Nein	ja	4
20.04.2016	15.02.2016	Widex	UNIQUE440 U4-FA-M	mini HdO	259-14417	135	63	18	ja	nein	ja	Nein	ja	5
11.12.2015	10.12.2014	Widex	DAILY50 D50-FA-P	HdO	259-14029	133	66	20	nein	Nein	ja	Ja(98dB)	adaptiv	3
11.12.2015	20.03.2013	Widex	DAILY50 D50-FA	HdO	259-14028	135	72	17	nein	Nein	Ja	Ja(101dB)	adaptiv	3
11.12.2015	12.09.2012	Widex	DAILY50 D50-FS	HdO	259-14027	122	69	20	nein	Nein	Ja	Ja(83dB)	adaptiv	3
11.12.2015	20.03.2012	Widex	DAILY50 D50-PA	HdO	259-14026	114	62	21	nein	Nein	Ja	Nein	adaptiv	3
11.12.2015	07.11.2011	Widex	DAILY50 D50-9	HdO	259-14025	122	65	22	nein	Ja	Ja	Ja(91dB)	adaptiv	3
11.12.2015	03.11.2011	Widex	DAILY50 D50-M CB	HdO	259-14024	121	62	23	nein	Nein	Ja	Nein	adaptiv	3
11.12.2015	02.10.2012	Widex	DAILY50 D50-XP	ldO	259-14023	126	65	21	nein	Nein	Ja	Ja(93dB)	adaptiv	3
11.12.2015	17.09.2014	Widex	DAILY50 D50-CIC-M	ldO	259-14022	121	61	21	nein	nein	ja	nein	nein	1
11.12.2015	15.06.2012	Widex	DAILY50 D50-CIC	ldO	259-14021	122	60	21	nein	Nein	Ja	Nein	Nein	3
11.12.2015	10.12.2014	Widex	DAILY100 D100-FA-P	HdO	259-14020	133	66	20	ja	Nein	ja	Ja(98dB)	adaptiv	3
11.12.2015	20.03.2013	Widex	DAILY100 D100-FA	HdO	259-14019	135	72	17	Ja	Nein	Ja	Ja(101dB)	adaptiv	3
11.12.2015	12.09.2012	Widex	DAILY100 D100-FS	HdO	259-14018	122	69	20	Ja	Nein	Ja	Ja(83dB)	adaptiv	3
11.12.2015	20.03.2012	Widex	DAILY100 D100-PA	HdO	259-14017	114	62	21	Ja	Nein	Ja	Nein	adaptiv	3

11.12.2015	07.11.2011	Widex	DAILY100 D100-9	HdO	259-14016	122	65	22	Ja	Ja	Ja	Ja(91dB)	adaptiv	3
11.12.2015	03.11.2011	Widex	DAILY100 D100-M CB	HdO	259-14015	121	62	23	Ja	Nein	Ja	Nein	adaptiv	3
11.12.2015	02.10.2012	Widex	DAILY100 D100-XP	ldO	259-14014	126	65	21	Ja	Nein	Ja	Ja(93dB)	adaptiv	3
11.12.2015	17.09.2014	Widex	DAILY100 D100-CIC-M	ldO	259-14013	121	61	21	nein	nein	ja	nein	nein	1
11.12.2015	15.06.2012	Widex	DAILY100 D100-CIC	ldO	259-14012	122	60	21	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	3
02.11.2015	27.05.2015	Widex	MENU Super Power ME-SP	HdO	259-13888	139	83	21	nein	ja	ja	ja (113 dB)	nein	5
16.10.2015	05.03.2015	Widex	UNIQUE110 U1-FS	ini HdO ext. Hör	259-13803	118	60	21	ja	Nein	ja	Ja(103dB)	ja	3
16.10.2015	26.08.2014	Widex	UNIQUE110 U1-PA	ini HdO ext. Hör	259-13802	110	59	23	ja	Nein	ja	Nein	ja	3
16.10.2015	15.12.2014	Widex	UNIQUE110 U1-FA	mini HdO	259-13801	133	62	19	ja	Nein	ja	ja (118 dB)	ja	3
16.10.2015	22.06.2015	Widex	UNIQUE110 U1-CIC-M	CIC	259-13800	118	60	25	nein	Nein	ja	Nein	nein	1
16.10.2015	22.06.2015	Widex	UNIQUE110 U1-CIC	CIC	259-13799	118	60	25	ja	Nein	ja	Nein	nein	3
16.10.2015	15.07.2015	Widex	UNIQUE110 U1-XP	ldO	259-13798	121	66	23	ja	Nein	ja	Ja(107dB)	ja	3
16.10.2015	05.03.2015	Widex	UNIQUE220 U2-FS	ini HdO ext. Hör	259-13797	118	60	21	ja	Nein	ja	Ja(103dB)	ja	3
16.10.2015	26.08.2014	Widex	UNIQUE220 U2-PA	ini HdO ext. Hör	259-13796	110	59	23	ja	Nein	ja	Nein	ja	3
16.10.2015	15.12.2014	Widex	UNIQUE220 U2-FA	mini HdO	259-13795	133	62	19	ja	Nein	ja	ja (118 dB)	ja	3
16.10.2015	22.06.2015	Widex	UNIQUE220 U2-CIC-M	CIC	259-13794	118	60	25	nein	Nein	ja	Nein	nein	1
16.10.2015	22.06.2015	Widex	UNIQUE220 U2-CIC	CIC	259-13793	118	60	25	ja	Nein	ja	Nein	nein	3
16.10.2015	15.07.2015	Widex	UNIQUE220 U2-XP	ldO	259-13792	121	66	23	ja	Nein	ja	Ja(107dB)	ja	3
16.10.2015	13.08.2014	Widex	UNIQUE330 U3-FS	ini HdO ext. Hör	259-13791	118	60	21	ja	Nein	ja	Ja(103dB)	ja	4
16.10.2015	13.08.2014	Widex	UNIQUE330 U3-PA	ini HdO ext. Hör	259-13790	110	59	23	ja	Nein	ja	Nein	ja	4
16.10.2015	15.12.2014	Widex	UNIQUE330 U3-FA	Mini-HdO	259-13789	133	62	19	ja	Nein	ja	Ja(118dB)	ja	4
16.10.2015	22.06.2015	Widex	UNIQUE330 U3-CIC-M	CIC	259-13788	118	60	25	nein	Nein	ja	Nein	nein	1
16.10.2015	22.06.2015	Widex	UNIQUE330 U3-CIC	CIC	259-13787	118	60	25	ja	Nein	ja	Nein	nein	4
16.10.2015	07.07.2015	Widex	UNIQUE330 U3-XP	ldO	259-13786	121	66	23	ja	Nein	ja	Ja(107dB)	ja	4
16.10.2015	05.03.2015	Widex	UNIQUE440 U4-FS	ini HdO ext. Hör	259-13785	118	60	21	ja	Nein	ja	Ja(103dB)	ja	5
16.10.2015	26.08.2014	Widex	UNIQUE440 U4-PA	ini HdO ext. Hör	259-13784	110	59	23	ja	Nein	ja	Nein	ja	5
16.10.2015	15.12.2014	Widex	UNIQUE440 U4-FA	min HdO	259-13783	133	62	19	ja	Nein	ja	Ja(118dB)	ja	5
16.10.2015	22.06.2015	Widex	UNIQUE440 U4-CIC-M	CIC	259-13782	118	60	25	nein	Nein	ja	Nein	nein	1
16.10.2015	22.06.2015	Widex	UNIQUE440 U4-CIC	CIC	259-13781	118	60	25	ja	Nein	ja	Nein	nein	5
16.10.2015	07.07.2015	Widex	UNIQUE440 U4-XP	ldO	259-13780	121	66	23	ja	Nein	ja	Ja(107dB)	ja	5
06.02.2015	10.12.2014	Widex	DREAM110 D-FA-P	HdO	259-12903	133	66	20	ja	Nein	ja	Ja(98dB)	adaptiv	2
06.02.2015	10.12.2014	Widex	DREAM220 D-FA-P	HdO	259-12902	133	66	20	ja	Nein	ja	Ja(98dB)	adaptiv	3
06.02.2015	10.12.2014	Widex	DREAM330 D-FA-P	HdO	259-12901	133	66	20	ja	Nein	ja	Ja(98dB)	adaptiv	4
06.02.2015	10.12.2014	Widex	DREAM440 D-FA-P	HdO	259-12900	133	66	20	ja	Nein	ja	Ja(98dB)	adaptiv	5
13.10.2014	17.09.2014	Widex	DREAM110 D-CIC-M	ldO	259-12546	121	61	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
13.10.2014	17.09.2014	Widex	DREAM220 D-CIC-M	ldO	259-12545	121	61	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
13.10.2014	17.09.2014	Widex	DREAM330 D-CIC-M	ldO	259-12544	121	61	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
13.10.2014	17.09.2014	Widex	DREAM440 D-CIC-M	ldO	259-12543	121	61	21	nein	nein	nein	nein	nein	1
24.04.2013	20.03.2013	Widex	DREAM110 D-FA	HdO	259-10962	135	72	17	Ja	Nein	Ja	Ja(101dB)	adaptiv	2
24.04.2013	20.03.2013	Widex	DREAM220 D-FA	HdO	259-10961	135	72	17	Ja	Nein	Ja	Ja(101dB)	adaptiv	3
24.04.2013	20.03.2013	Widex	DREAM330 D-FA	HdO	259-10960	135	72	17	Ja	Nein	Ja	Ja(101dB)	adaptiv	4
24.04.2013	20.03.2013	Widex	DREAM440 D-FA	HdO	259-10959	135	72	17	Ja	Nein	Ja	Ja(101dB)	adaptiv	5
22.11.2012	15.06.2012	Widex	DREAM110 D-CIC	ldO	259-10396	122	60	21	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	2
22.11.2012	15.06.2012	Widex	DREAM220 D-CIC	ldO	259-10395	122	60	21	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	3
22.11.2012	15.06.2012	Widex	DREAM330 D-CIC	ldO	259-10394	122	60	21	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	4
22.11.2012	15.06.2012	Widex	DREAM440 D-CIC	ldO	259-10393	122	60	21	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	5
22.11.2012	02.10.2012	Widex	DREAM110 D-XP	ldO	259-10392	126	65	21	Ja	Nein	Ja	Ja(93dB)	adaptiv	2
22.11.2012	02.10.2012	Widex	DREAM220 D-XP	ldO	259-10391	126	65	21	Ja	Nein	Ja	Ja(93dB)	adaptiv	3
22.11.2012	02.10.2012	Widex	DREAM330 D-XP	ldO	259-10390	126	65	21	Ja	Nein	Ja	Ja(93dB)	adaptiv	4

22.11.2012	02.10.2012	Widex	DREAM440 D-XP	IdO	259-10389	126	65	21	Ja	Nein	Ja	Ja(93dB)	adaptiv	5
22.11.2012	03.11.2011	Widex	DREAM110 D-m CB	HdO	259-10388	121	62	23	Ja	Nein	Ja	Nein	adaptiv	2
22.11.2012	03.11.2011	Widex	DREAM220 D-m CB	HdO	259-10387	121	62	23	Ja	Nein	Ja	Nein	adaptiv	3
22.11.2012	03.11.2011	Widex	DREAM330 D-m CB	HdO	259-10386	121	62	23	Ja	Nein	Ja	Nein	adaptiv	4
22.11.2012	03.11.2011	Widex	DREAM440 D-m CB	HdO	259-10385	121	62	23	Ja	Nein	Ja	Nein	adaptiv	5
22.11.2012	07.11.2011	Widex	DREAM110 D-9	HdO	259-10384	122	65	22	Ja	Ja	Ja	Ja(91dB)	adaptiv	2
22.11.2012	07.11.2011	Widex	DREAM220 D-9	HdO	259-10383	122	65	22	Ja	Ja	Ja	Ja(91dB)	adaptiv	3
22.11.2012	07.11.2011	Widex	DREAM330 D-9	HdO	259-10382	122	65	22	Ja	Ja	Ja	Ja(91dB)	adaptiv	4
22.11.2012	07.11.2011	Widex	DREAM440 D-9	HdO	259-10381	122	65	22	Ja	Ja	Ja	Ja(91dB)	adaptiv	5
22.11.2012	20.03.2012	Widex	DREAM110 D-PA	HdO	259-10380	114	62	21	Ja	Nein	Ja	Nein	adaptiv	2
22.11.2012	20.03.2012	Widex	DREAM220 D-PA	HdO	259-10379	114	62	21	Ja	Nein	Ja	Nein	adaptiv	3
22.11.2012	20.03.2012	Widex	DREAM330 D-PA	HdO	259-10378	114	62	21	Ja	Nein	Ja	Nein	adaptiv	4
22.11.2012	20.03.2012	Widex	DREAM440 D-PA	HdO	259-10377	114	62	21	Ja	Nein	Ja	Nein	adaptiv	5
22.11.2012	12.09.2012	Widex	DREAM110 D-FS	HdO	259-10376	122	69	20	Ja	Nein	Ja	Ja(83dB)	adaptiv	2
22.11.2012	12.09.2012	Widex	DREAM220 D-FS	HdO	259-10375	122	69	20	Ja	Nein	Ja	Ja(83dB)	adaptiv	3
22.11.2012	12.09.2012	Widex	DREAM330 D-FS	HdO	259-10374	122	69	20	Ja	Nein	Ja	Ja(83dB)	adaptiv	4
22.11.2012	12.09.2012	Widex	DREAM440 D-FS	HdO	259-10373	122	69	20	Ja	Nein	Ja	Ja(83dB)	adaptiv	5
26.06.2012	06.04.2009	Widex	MENU ME10-19	HdO	259-10036	136	61	19	Nein	Ja	Ja	ja (96 dB)	adaptiv	4
26.06.2012	06.04.2009	Widex	MENU ME10-9	HdO	259-10035	131	51	21	Nein	Ja	Ja	ja (85 dB)	adaptiv	4
26.06.2012	06.04.2009	Widex	MENU ME10-M	HdO	259-10034	128	49	21	Nein	Nein	Ja	Nein	adaptiv	4
26.06.2012	06.04.2009	Widex	MENU ME10-X	IdO	259-10033	125	46	19	Nein	Nein	Ja	ja (81 dB)	adaptiv	4
26.06.2012	06.04.2009	Widex	MENU ME10-CIC	IdO	259-10032	118	37	21	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	4
26.06.2012	12.05.2010	Widex	MENU ME5-19	HdO	259-10031	136	61	19	Nein	Ja	Ja	ja (95 dB)	adaptiv	3
26.06.2012	12.05.2010	Widex	MENU ME5-9	HdO	259-10030	131	51	21	Nein	Ja	Ja	ja (85 dB)	adaptiv	3
26.06.2012	12.05.2010	Widex	MENU ME5-M	HdO	259-10029	132	52	20	Nein	Nein	Ja	Nein	adaptiv	3
26.06.2012	12.05.2010	Widex	MENU ME5-X	IdO	259-10028	125	46	19	Nein	Nein	Ja	ja (81 dB)	adaptiv	3
26.06.2012	12.05.2010	Widex	MENU ME5-CIC	IdO	259-10027	118	37	21	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	3
26.06.2012	12.05.2010	Widex	MENU ME3-19	HdO	259-10026	136	61	19	Nein	Ja	Ja	ja (95 dB)	adaptiv	3
26.06.2012	12.05.2010	Widex	MENU ME3-9	HdO	259-10025	131	51	21	Nein	Ja	Ja	ja (85 dB)	adaptiv	3
26.06.2012	12.05.2010	Widex	MENU ME3-M	HdO	259-10024	132	52	20	Nein	Nein	Ja	Nein	adaptiv	3
26.06.2012	12.05.2010	Widex	MENU ME3-X	IdO	259-10023	125	46	19	Nein	Nein	Ja	ja (81 dB)	adaptiv	3
26.06.2012	12.05.2010	Widex	MENU ME3-CIC	IdO	259-10022	118	37	21	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	3
22.12.2011	29.11.2011	Widex	CLEAR220 C2-CIC	IdO	259-09606	123	48	23	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	3
22.12.2011	29.11.2011	Widex	CLEAR330 C3-CIC	IdO	259-09605	123	48	23	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	5
22.12.2011	29.11.2011	Widex	CLEAR440 C4-CIC	IdO	259-09604	123	48	23	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	6
13.12.2011	29.09.2011	Widex	CLEAR220 C2-XP	IdO	259-09543	122	47	21	Ja	nein	Ja	ja (79 dB)	adaptiv	6
13.12.2011	29.09.2011	Widex	CLEAR330 C3-XP	IdO	259-09542	122	47	21	Ja	nein	Ja	ja (79 dB)	adaptiv	6
01.12.2011	07.11.2011	Widex	SUPER440 S4-VS-SP	HdO	259-09499	138	64	16	Ja	Nein	Ja	ja (96 dB)	adaptiv	5
01.12.2011	07.11.2011	Widex	SUPER440 S4-VS-P	HdO	259-09498	127	54	16	Ja	Nein	Ja	ja (83 dB)	adaptiv	5
01.12.2011	07.11.2011	Widex	SUPER220 S2-VS-SP	HdO	259-09497	138	64	16	Ja	Nein	Ja	ja (96 dB)	adaptiv	3
01.12.2011	07.11.2011	Widex	SUPER220 S2-VS-P	HdO	259-09496	127	54	16	Ja	Nein	Ja	ja (83 dB)	adaptiv	3
06.10.2011	29.09.2011	Widex	CLEAR440 C4-XP	IdO	259-09374	122	47	21	Ja	Nein	Ja	ja (79 dB)	adaptiv	6
20.05.2011	10.05.2011	Widex	CLEAR220 C2-PA-RIC1	HdO	259-09166	118	43	20	Ja	Nein	Ja	Nein	adaptiv	3
20.05.2011	10.05.2011	Widex	CLEAR330 C3-PA-RIC1	HdO	259-09165	118	43	20	Ja	Nein	Ja	Nein	adaptiv	5
17.05.2011	20.04.2011	Widex	CLEAR220 C2-9	HdO	259-09163	132	50	22	Ja	Ja	Ja	ja (81 dB)	adaptiv	3
17.05.2011	20.04.2011	Widex	CLEAR220 C2-m-CB	HdO	259-09162	127	48	21	Ja	Nein	Ja	Nein	adaptiv	3
17.05.2011	20.04.2011	Widex	CLEAR220 C2-PA-M	HdO	259-09161	123	43	20	Ja	Nein	Ja	Nein	adaptiv	3
17.05.2011	02.05.2011	Widex	CLEAR220 C2-FS-M	HdO	259-09160	122	44	20	Ja	Nein	Ja	ja (75 dB)	adaptiv	3
17.05.2011	02.05.2011	Widex	CLEAR220 C2-FS-P	HdO	259-09159	130	50	20	Ja	Nein	Ja	ja (82 dB)	adaptiv	3

17.05.2011	02.05.2011	Widex	CLEAR220 C2-FS-HP	HdO	259-09158	137	58	20	Ja	Nein	Ja	ja (90 dB)	adaptiv	3
17.05.2011	20.04.2011	Widex	CLEAR330 C3-9	HdO	259-09157	132	50	22	Ja	Ja	Ja	ja (81 dB)	adaptiv	5
17.05.2011	20.04.2011	Widex	CLEAR330 C3-m-CB	HdO	259-09156	127	48	21	Ja	Nein	Ja	Nein	adaptiv	5
17.05.2011	20.04.2011	Widex	CLEAR330 C3-PA-M	HdO	259-09155	123	43	20	Ja	Nein	Ja	Nein	adaptiv	5
17.05.2011	02.05.2011	Widex	CLEAR330 C3-FS-M	HdO	259-09154	122	44	20	Ja	Nein	Ja	ja (75 dB)	adaptiv	5
17.05.2011	02.05.2011	Widex	CLEAR330 C3-FS-P	HdO	259-09153	130	50	20	Ja	Nein	Ja	ja (82 dB)	adaptiv	5
17.05.2011	02.05.2011	Widex	CLEAR330 C3-FS-HP	HdO	259-09152	137	58	20	Ja	Nein	Ja	ja (90 dB)	adaptiv	5
28.02.2011	17.02.2011	Widex	CLEAR440 C4-FS-HP	HdO	259-08980	138	58	20	Ja	Nein	Ja	ja (90 dB)	adaptiv	6
19.01.2011	16.12.2010	Widex	CLEAR440 C4-PA-M	HdO	259-08903	123	45	20	Ja	Nein	Ja	Nein	adaptiv	6
19.01.2011	16.12.2010	Widex	CLEAR440 C4-FS-P	HdO	259-08902	130	50	20	Ja	Nein	Ja	ja (81 dB)	adaptiv	6
19.01.2011	16.12.2010	Widex	CLEAR440 C4-FS-M	HdO	259-08901	122	44	20	Ja	Nein	Ja	ja (83 dB)	adaptiv	6
08.11.2010	23.09.2010	Widex	CLEAR440 C4-m-CB	HdO	259-08797	127	48	21	Ja	Nein	Ja	Nein	adaptiv	6
08.11.2010	23.09.2010	Widex	CLEAR440 C4-9	HdO	259-08796	132	50	22	Ja	Ja	Ja	ja (85 dB)	adaptiv	6
26.04.2010	23.03.2010	Widex	CLEAR440 C4-PA	HdO	259-08404	118	34	20	Ja	Nein	Ja	Nein	adaptiv	6

<i>Name der Kolonne</i>	<i>spezifizierte Eigenschaft</i>
Datum der Aufnahme in die Liste	Datum der Homologation durch METAS
Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	Datum der Überprüfung der Datenkataloge mittels unabhängiger Messungen durch das METAS oder das DHI
Fabrikat	Vertriebsmarke
Modell	Name der Bauart
Bauform	<p>Art des Gerätes:</p> <p>HdO = BTE = CdO: "Hinter-dem-Ohr", "Behind The Ear", "Contours d'oreille" - Modell</p> <p>IdO = ITE: "In-dem-Ohr", "In the ear" - Modell</p> <p>CIC: "Completely-in-the-canal" - Modell</p> <p>HB: "Hörbrille"</p> <p>KN-HB: "Knochenleitungshörbrille"</p> <p>KN-HG: "Knochenleitungshörgerät" (Angabe von OFL, und AMSL anstelle von OSPL und FOG)</p> <p style="text-align: center;">* Diese Kenndaten können je nach Messverfahren von Herstellerangaben abweichen</p> <p>IOT: "Invisible Open Technology"</p> <p>RIE: "receiver-in-ear" - Modell</p> <p>TG: "Taschenhörgerät"</p>
MetasNr	eindeutige Identifikations-Nr des Konformitäts-Zertifikats
OSPL90 (dB)	"Output Sound Pressure Level for an input of 90 dB" - Ausgangsschalldruck bei 90dB Eingangspegel bei der Bezugsprüffrequenz
FOG (dB)	"Full on acoustic gain" - akustische Verstärkung bei der Bezugsprüffrequenz und grösster Verstärkungseinstellung
EINL (dB)	"Equivalent input noise level" - äquivalenter Eingangsschalldruck des Eigenrauschens, d.h. das Rauschen, welches durch das Gerät selber erzeugt wird
wireless-Gerät	drahtlose Anbindung
Audio-Eingang	Dem Hörgerät können zusätzlich zum Signal des eingebauten Mikrophons auch andere Audio-Signale zugeführt werden
Schweiss-geschützt	Gemäss Hersteller ist das Gerät speziell gut gegen Schweiss geschützt
Telefon-Spule	induktiv-akustisches Übertragungsmass
Richt-Mikrofon	Das Hörgerät reagiert bevorzugt auf Schall aus einer bestimmten räumlichen Richtung
Anzahl Programme	Anzahl unterschiedlicher Konfigurationen, welche auf bestimmte Hörsituationen optimal passen

<i>Nom de la colonne</i>	<i>propriété spécifiée</i>
Datum der Aufnahme in die Liste	date de l'homologation par le METAS
Datum der Homologations-Messungen (erste Zertifizierung)	date de l'examen de l'appareil par des mesures indépendants soit par le METAS ou par le DHI
Fabrikat	marque de distribution
Modell	nom du modèle
Bauform	type de construction: HdO = BTE = CdO: modèle "Hinter-dem-Ohr", "Behind The Ear", "Contours d'oreille" IdO = ITE: modèle "In-dem-Ohr", "In the ear" CIC: modèle "Completely-in-the-canal" HB: "Hörbrille", "lunettes avec correction auditive" KN-HB: "Knochenleitungshörbrille", "lunettes avec correction auditive à conduction osseuse" KN-HG: "Knochenleitungshörgerät" ("audioprothèse à conduction osseuse" - spéc. de OFL et AMSL à la place de OSPL et FOG) * Ces valeurs indiqués peuvent différer des indications du fabricant selon la méthode de mesure IOT: "Invisible Open Technology" RIE: modèle "receiver-in-ear" TG: "Taschenhörgerät", "appareils auditifs de poche"
MetasNr	identificateur unique - numéro de certificat de conformité
OSPL90 (dB)	"Output Sound Pressure Level for an input of 90 dB" - niveau de pression sonore de sortie pour un niveau d'entrée de 90dB à la fréquence de référence
FOG (dB)	"Full on acoustic gain" - le gain acoustique maximal à la fréquence de référence
EINL (dB)	"Equivalent input noise level" - niveau équivalente de bruit à l'entrée, correspondant au bruit propre généré par l'appareil lui-même
wireless-Gerät	appareil sans-fil
Audio-Eingang	appareil avec entrée audio, permettant d'injecter d'autres signaux en plus du signal du microphone intégré
Schweiss-geschützt	appareil qui selon le fabricant est spécialement protégé contre la transpiration
Telefon-Spule	bobine d'induction pour le téléphone et son facteur de transformation inducto-acoustique
Richt-Mikrofon	microphone directionnel, privilégiant le son provenant d'une certaine direction spatiale
Anzahl Programme	nombre de configurations individuelles adaptés à des situations auditives bien spécifiques